

BEAUTIFLY

B-Booster

PRO
series

Fale radiowe

Rejuvenation radio frequency

Instrukcja obsługi

User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautifly.eu


Especificaciones técnicas B—Booster

Tensión nominal:	3.7V
Corriente eléctrica:	SONIC 100mA-400mA RF 200mA-2800mA EMS 8mA-30mA
Frecuencia de ultrasonidos:	3MHz±10%
Ondas de radio:	1MHz
Resistencia al agua:	IPX5
Modos de tiempo:	3Min, 5Min, 6Min
Tiempo de funcionamiento por carga:	<3H
Capacidad de batería:	1000 mAH

Nota: Este producto lleva incorporada una batería de litio y solo admite el cable de carga tipo USB-C y el adaptador como método de carga.

Descripción de piezas

1. Cubierta protectora transparente
2. Rodillo en V
3. Pantalla HD
4. Botón de cambio de modo
5. Anillo magnético
6. Cabezal principal
7. Base magnética
8. Banda de inducción
9. Orificio de carga tipo C
10. Cable tipo C
11. Paño de limpieza



Funciones

B-Booster Rejuvenation Radio Frequency. Un dispositivo de cuidado facial altamente rejuvenecedor. A través de vibraciones ultrasónicas combinadas con iones positivos, exporta los restos de suciedad al exterior, preparando la piel para los siguientes pasos de tratamiento. La radiofrecuencia de 1MHz combinada con iones negativos, activa la producción de colágeno y elastina al tiempo que importa nutrientes para que penetren en la piel. Las microcorrientes de electroestimulación tensan la piel, mientras que las facetas de diamante del rodillo masajean profundamente el rostro para definir su contorno.

Descripción de las funciones

Nº	Estado	Sugerencia
1	Modo "SONIC"	Mantén pulsado el botón de cambio de modo durante 1 segundo, el zumbador emitirá una vez un pitido y el indicador correspondiente se encenderá y se apagará automáticamente después de 3 minutos.
2.	Modus „RF"	En el modo "SONIC", pulsa brevemente el botón de cambio de modo, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 5 minutos.

Nr.	Status	Hinweis
3.	Modo „EMS“	En el modo "RF", pulsa brevemente el botón de cambio de modo, el zumbador emitirá un pitido y el indicador correspondiente se encenderá durante un tiempo prolongado y se apagará automáticamente después de 6 minutos.
4.	Apagado	Apagado manual: en cualquier modo, mantén pulsado el botón de cambio de modo durante 1 segundo para apagar el dispositivo. El apagado automático se producirá en cualquier modo, después de un pitido, cuando el dispositivo deje de funcionar.
5.	Potencia insuficiente	Cuando el nivel de la batería es inferior al 10%, el indicador de batería blanco parpadeará lentamente, una vez cada 3 segundos en ciclos de 3 veces. El parpadeo blanco y lento cambiará a parpadeo rápido por tercera vez y el zumbador emitirá dos pitidos hasta que el dispositivo se apague.

Nr.	Status	Hinweis
		En el modo de importación de ondas de radio (RF), el dispositivo puede utilizarse 3 veces sin necesidad de cargarlo. El aviso de batería baja es el mismo que en los dos modos anteriores.
6.	Carga de batería	El indicador luminoso blanco de la batería parpadea durante la carga.
7.	Batería cargada	El indicador blanco de la batería está encendido.
8.	Función de memoria	Después de un apagado manual o programado, la próxima vez que se encienda el dispositivo estará en el modo del último paso.

Cómo utilizar

A continuación, se presenta un proceso de cómo deberías utilizar el dispositivo (imagen y texto abajo). Puedes seleccionar cualquier modo para utilizar el dispositivo por tu cuenta o seguir todos los pasos, uno a uno, de acuerdo con la introducción "Descripción de funciones".


Modo sonic



1. Antes de usar el dispositivo, desmaquíllate y limpia tu rostro con un limpiador facial.



2. Coloca y sujeta firmemente un disco de algodón entre el anillo magnético y el cabezal principal, y humedéclo con una loción micelar.



3. Enciende el dispositivo y selecciona el "modo SONIC".



4. Dirige el cabezal principal hacia el rostro y deslízalo por cada parte del rostro y del cuello, desde fuera hasta dentro, para limpiarlos a fondo.



5. En la frente, la nariz, la boca, las mejillas y otras zonas más propensas a la suciedad, se puede repetir varias veces.



6. Después de 3 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente.



7. Retira el disco de algodón y limpia el cabezal con un paño limpio.




8. Aclara la cara con agua limpia y aplica el tónico.

Modo RF



1. Aplica una esencia, un sérum, una ampolla o una mascarilla de manera uniforme sobre el rostro y el cuello.



2. Enciende el dispositivo y selecciona el modo "RF".



3. Desliza lentamente el cabezal a lo largo del contorno de la cara, al mismo tiempo aplicando de manera uniforme sobre la piel el cosmético elegido (no utilizar durante un tiempo prolongado sobre la misma zona de la piel).



4. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos.




5. Utiliza un paño para limpiar el cabezal principal.

Modo EMS



1. Distribuye uniformemente un cosmético reafirmante sobre tu rostro. Puede ser una crema para completar la rutina de cuidado facial.



2. Enciende el dispositivo y selecciona el modo EMS.



3. Ajusta el rodillo facial en V al contorno de tu rostro, masajea y levanta uniformemente desde abajo hacia arriba.



4. Después de 6 minutos, el producto se apagará automáticamente.



5. Utiliza un paño para limpiar el rodillo frontal V.

Instrucciones de seguridad

Contraindicaciones

1. Está prohibido el uso del B-Booster por personas menores de 18 años.
2. Está prohibido utilizar el dispositivo con dispositivos electrónicos dentro del cuerpo, por ejemplo, un marcapasos.
3. Está prohibido el uso del dispositivo en personas que en el último mes se hayan sometido a cualquier tipo de cirugía u operación en la zona donde se va a realizar el tratamiento. No se recomienda utilizar el dispositivo después de la exposición solar.

4. Está prohibido el uso del B-Booster en personas con piel dañada, supuración, inflamación, cicatrices recientes y sensibilidad electromagnética.
5. Está prohibido el uso del B-Booster en personas que padecen enfermedades sanguíneas, tuberculosis, celiaquía, tumores malignos, hipertensión o fiebre.
6. No lo utilizar el dispositivo durante embarazo, menstruación o lactancia.
7. Antes de usar el dispositivo, quitarse relojes, gafas, joyas y otros artículos que contengan metal.
8. No utilizar alrededor del globo ocular, la boca o la garganta.
9. No utilizar durante un tiempo prolongado sobre la misma zona de la piel.
10. No dejar este producto sin supervisión cuando esté encendido.
11. No utilizar en un entorno de alta temperatura.
12. Si el producto se golpea o se cae al suelo, antes de volver a utilizarlo se debe comprobar si no está dañado.
13. Asegurarse de que el enchufe y el cable de alimentación están intactos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
14. No desmontar el dispositivo.
15. No encender el dispositivo durante la carga

Método de limpieza

Después de cada uso, aclarar el cabezal principal y los rodillos faciales en V con agua limpia, y luego secarlos con un paño limpio. No utilizar alcohol ni líquidos corrosivos para limpiar el anillo magnético.

Requisitos de almacenamiento

Almacenar el dispositivo en un lugar seco y libre de polvo.

Mantener el dispositivo alejado de altas temperaturas. Mantener el dispositivo alejado de líquidos corrosivos. Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.

No utilizar el dispositivo durante el baño o la ducha.

Recordatorio: Si el producto no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado (6 meses o más), se recomienda utilizarlo después de haberlo cargado completamente.

Solución de problemas

Averías

El producto no funciona al encenderlo

Análisis de causas

1. La luz de encendido no se enciende (fallo de batería o de placa base)
2. La luz de encendido parpadea (batería es demasiado baja)

Solución

1. Reiniciar el dispositivo después de cargarlo durante 3 horas. Seguir encendiendo el dispositivo, y si no se enciende, ponerse en contacto con el servicio de post venta para su reparación;
2. Volver a encender el dispositivo después de cargarlo durante 3 horas.

Averías

Mala carga del dispositivo

Análisis de causas

1. La luz de encendido no se enciende (fallo de batería o de placa base)
2. La luz de encendido parpadea (batería es demasiado baja)

Solución

1. Comprueba si el cable de carga/enchufe está conectado, el indicador de modo parpadea, lo que significa que el dispositivo se está "cargando";
2. Si no hay respuesta después de cargar la batería, se debe reemplazar el producto o ponerse en contacto con el servicio post venta.

Averías

El producto deja de funcionar repentinamente mientras está en funcionamiento

Análisis de causas

1. Batería baja
2. Pueden haberse producido otros fallos desconocidos

Solución

1. Reinicia después de 3 horas de carga;
2. Contacta con el servicio post venta.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i

akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermisch werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory nelze mísit s jiným domácím odpadem. Informuje o tom symbol přeškrtnutého koše umístěný na obalu. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory předejte na místa tříděného sběru odpadu nebo prodávajícímu, na podrobnosti se zeptejte ve své obci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součástky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k újmě na zdraví nebo k znečištění životního prostředí.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوبة على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجمع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطائط ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Skrócona deklaracja zgodności odnośnie do
Dyrektywy RE 2014/30/UE

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Booster is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polska

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Booster jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «BeautyFactor» заявляет, что устройство Beautifly B-Booster соответствует Директиве 2014/30/EC.

Français

Par la présente, Beauty Factor Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Booster est conforme à la directive 2014/30/UE.

Deutsche

Hiermit erklärt Beauty Factor Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Booster mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beauty Factor Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Booster cumple con la Directiva 2014/30/UE.

čeština

Tímto Beauty Factor Sp. z o. o. prohlašuje, že Beautifly B-Booster je v souladu se směrnicí 2014/30/UE.

عربي

Beauty Factor المحدودة تعلن بأن Beautifly B-Booster متوافق مع التوجيه
2014/30/EU.

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska