

BEAUTIFLY

B-Derma Ice
PRO
series

Urządzenie do
mikrodermabrazji
Microdermabrasion and
blackhead remover

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



/beautiflyeu



beautifly.eu

Dane techniczne

Rozmiar produktu:	190*45*40mm
Waga produktu:	155g
Napięcie robocze:	3.7V
Napięcie ładowania:	5V
Materiał:	PC+ABS
Moc ssania:	61Kpa±5Kpa
Pojemność baterii:	1000mAh
Czas ładowania:	150min

Opis części - urządzenie

1. Wymienna głowica
2. Przycisk wł./wyl. regulacja intensywności
3. Przycisk przełączania trybu hot/ice gorący i zimny kompres
4. Port do ładowania
5. Wlot powietrza

Opis części - urządzenie



Głowica mikrokrystaliczna

Końcówka mikrokrystaliczna z drobkami diamentowymi, usuwa martwy i zrogowaciały naskórek, blizny potrądzikowe.



Duża okrągła głowica

Próżniowe podnoszenie wytwarza łagodne, stymulujące działanie masujące, poprawia mikrokrążenie, skóra staje się bardziej napięta.




Mała okrągła głowica

Ułatwia usuwanie wągrów oraz zaskórników z trudno dostępnych miejsc.



Owalna głowica

Stosowana do drobnych linii twarzy, podnosi i wzmacnia strukturę oraz elastyczność skóry.



Zasady działania

Masaż liftingujący

System masażu próżniowego poprawia jędrność i owal twarzy. Masaż podciśnieniowy wspomaga lepszą cyrkulację krwi i limfy sprawiając, że skóra jest napięta, lepiej ukrwiona, a opuchnięcia i obwisła skóra zostaje zredukowana. Technologia absorpcji podciśnienia, stosowana do liftingu i masażu skóry, zwiększa wchłanianie kosmetyków. To sprawia, że cera jest jaśniejsza i pełna blasku. Jednocześnie wzmacnia zdolności obronne skóry utrzymuje ją jędrną i elastyczną.

Głowica mikrokrystaliczna

Wytwarza ponad 100 000 naturalnych cząsteczek ścierających, które sprawiają, że martwy naskórek jest dokładnie usuwany z powierzchni twarzy. Cera pozostaje gładka i delikatna.

Niebieskie światło fotonowe

Przeznaczone dla cery trądzikowej ale, też wrażliwej. Bio-efekty: wpływa korzystnie na cerę trądzikową, zmniejsza stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych i ilość wydzielanego sebum, skóra staje się bardziej napięta, a rozszerzone pory stają się mniej widoczne.

Czerwone światło fotonowe

Działa na poziomie naskórka i skóry właściwej. Zmniejsza i łagodzi wszelkiego rodzaju podrażnienia. Ponadto światło czerwone wpływa na poprawę elastyczności i sprężystości skóry. Opóźnia proces starzenia i redukuje zmarszczki oraz przebarwienia. Świetnie radzi sobie również z redukcją rozstępów, blizn i cellulitu.

Zielone światło fotonowe

Działa na poziomie naskórka. Wskazane przy przebarwieniach i plamach posłonecznych. Przenika do podstawowych warstw naskórka, redukuje linie ekspresyjne, stymuluje składniki odżywcze, pomaga w regeneracji skóry dojrzałej.

Obszar użycia

B-Derma Ice wyposażona jest w 4 rodzaje głowic, z których każda ma inne zastosowanie.



Głowica mikrokrystaliczna: może być stosowana na dowolnej części twarzy oprócz bliskich okolic oczu. Może być również zastosowana na obszary ciała pokryte twardą zrogowaciałą skórą np. na łokciach czy kolanach.

Przed zastosowanie głowic masujących konieczne jest zastosowanie kosmetyku dającegoa poślizg na skórze np. kremu, oleju, serum lub maski.



Głowica duża okrągła: może być stosowana na dowolnej części twarzy, oprócz bliskich okolic oczu. Cechy: Silne ssanie, odpowiednie dla większych powierzchni (np czoło). Podczas stosowania, powoli przesuwaj po skórze i nie zatrzymuj w jednym miejscu. Przesuwaj od dołu do góry, poruszając się powoli od brody w górę.



Głowica mała okrągła: może być stosowana na wrażliwą skórę wokół oczu, również na innych częściach twarzy. Cechy: Słabsza siła zasysania. Może być używana do obszarów gdzie skóra jest cienka i delikatna. Nie nadaje się do silnego masażu.



Głowica owalna: może być stosowana na dowolnej części twarzy i szyi, oprócz bliskich okolic oczu. Cechy: Przeznaczona jest do liftingu i ujędrniania, poprawia ukrwienie skóry i zwiększa jej elastyczność.

Obsługa

1. Włączony / Wyłączony

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  przez 3 sekundy, produkt jest włączony, wyświetlacz jest włączony, a moc ssania wyświetla 1 poziom. Następnie naciśnij ten sam przycisk, aby uruchomić kolejne poziomy ssania.

2. Regulacja mocy

Krótko naciśnij przycisk przełącznika , aby wyregulować moc ssania, za każdym razem, gdy go naciśniesz, aby zwiększyć o jeden poziom i tak dalej (1-2-3-4-5-0-1-2-3-4-5).

3. Tryb HOT

Krótko naciśnij przycisk  w stanie włączenia. Lampka w trybie HOT  włączy się i przełączy automatycznie w tryb HOT. Przyłóż powierzchnię HOT do twarzy i przesuwaj ją po całości kolistymi ruchami, aby rozluźnić skórę i otworzyć pory.

4. Tryb ICE

Dwukrotnie naciśnij przycisk  w stanie włączenia. Lampka  w trybie ICE włączy się i przełączy automatycznie w tryb ICE. Przyłóż powierzchnię ICE do twarzy i przesuwaj ją po całości kolistymi ruchami, aby ukoić skórę, zamknąć pory i zregenerować ją po zabiegu mikrodermabrazji.

Urządzenie nagrzewa się po dłuższym używaniu trybu ICE, Dlatego nie zaleca się używanie tego trybu dłużej niż 3-5 minut. Po użyciu wyłącz produkt i przed kolejnym użyciem, odczekaj 30 minut.

5. Terapia światłem fotonowym

Naciśnij trzykrotnie klawisz **M** w stanie włączenia, aby przejść do trybu światła fotonowych. Po włączeniu tej funkcji przesuwaj urządzeniem po twarzy, okrężnymi ruchami. Od wewnątrz na zewnątrz, od dołu do góry, symetrycznie na lewo i na prawo. Każdy obszar traktuj około 30 sekund.

6. Środki ostrożności

Ustaw głowicę ssącą w pozycji 90 stopni i powoli przesuwaj głowicę ssącą po twarzy. Nie przytrzymuj w tej samej części przez długi czas. (Zanim zdejmiesz głowicę ssącą ze skóry, przechyl ją na bok, aby uwolnić powietrze pod ciśnieniem. Następnie można ją bezpiecznie ściągnąć nie podrażniając przy tym skóry. Nie ciągnij ani nie przesuwaj jej bezpośrednio, aby uniknąć pociągnięcia skóry i zaczerwienienia).

Zastosowanie

- przebarwienia
- blizny
- rozstępy
- rozszerzone bardzo widoczne pory
- zaskórniki i trądzik (omijać zmiany zapalne, ropne)
- zmarszczki
- skóra pozbawiona zdrowego kolorytu z pierwszymi oznakami fotostarzenia

Jak używać

Mikrodermabrazja

1. Oczyszć i osusz twarz. Rozluźni to skórę i otworzy pory. Następnie nałóż końcówkę mikrokryształiczną na dużą okrągłą nakładkę urządzenia.
2. Uruchom urządzenie i przyłóż końcówką do twarzy. Zaczynj od brody poruszając urządzenie od dołu do góry. Zalecamy włącznie niebieskiego światła fotonowego, która działa antybakteryjnie
3. Przyłóż urządzenie do nosa i przesuwaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony, dokładnie oczyszczając każdy płatek nosa.
4. Następnie przyłóż urządzenie do czoła i przesuwaj od środka do zewnątrz w obydwie strony.
5. W ostatnim etapie, dostosuj intensywność zasysania i przyłóż końcówkę do policzków. Przesuwaj urządzenie od wewnętrznej do zewnętrznej strony. Od dołu do góry
6. Po zakończonym zabiegu, przemyj twarz płynem łagodzącym oraz użyj preparatu nawilżającego z filtrem. Polecamy zastosowanie maski nawilżającej i zastosować funkcji ICE wraz z terapią światła fotonowych.



Masaż liftingujący

1. Użyj płynu lub maski oczyszczającej typu peel-off oraz zastosuj tryb HOT na około 3-5 minut w celu otwarcia porów i rozluźnienia skóry.
2. Nałóż odpowiednią końcówkę masującą na urządzenie.
3. Włącz światło fotonowe przeznaczone odpowiednio do efektów jakie chcesz uzyskać.
4. Skieruj końcówkę do skóry pod kątem 90 stopni. Można użyć takiego poziomu zasysania jaki będzie pasował do potrzeb skóry.
5. W czasie masażu, należy poruszać urządzeniem powoli i za każdym razem w tym samym kierunku - nie poruszać urządzeniem owalnie. Można zasysać i puszczać skórę w miejscach, w których potrzebujesz. Nie używać w miejscach trądziku ropnego lub innych stanów zapalnych skóry.
6. Nie używać urządzenia za długo na tych samych częściach twarzy, mogą pojawić się zaczerwienienia na skórze. W takim przypadku proszę przestać używać na jakiś czas.
7. Po zabiegu można zastosować tryb ICE w celu złagodzenia skóry oraz zamknięcia porów.

Wskazówki:

Nie myć urządzenia wodą. Urządzenie B-Derma ICE nie jest wodoodporne.



Przeciwwskazania

- Aktywny trądzik ropny
- Trądzik różowaty
- Terapia retinoidami
- Zabiegi kwasowe, lasery - najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji
- Łuszczyca
- Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- Cera naczyńniowa
- Skłonność do bliznowacenia
- Przerwana ciągłość skóry (świeże rany)
- Nowotwory skóry lub podejrzanym znamiona w miejscu poddawaniu zabiegowi
- Wypełniacze w twarzy - najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, w przeciwnym wypadku preparat może się przemieścić.

Technical data:

Product size:	190*45*40mm
Product weight:	155g
Working voltage:	3.7V
Charging voltage:	5V
Material:	PC+ABS
Suction power:	61Kpa±5Kpa
Battery capacity:	1000mAh
Charging Time:	150min

Part description - device

1. Replaceable head
2. On / off button intensity control
3. Hot and cold compress/switch key
Hot and cold compress
4. Charging port
5. Air inlet

Part description - heads**Microcrystalline tip**

It can be used on the whole face with the exception of the eyes and in areas on which hard skin such as the knees or elbows were formed.

**Big round hole tip**


Except eyes. Can be used on any part of the face.

**Small round hole tip**

Can be used on sensitive skin around the eyes, and also other parts of the face.

**Oval hole tip**

Can be used at eye corner, nose-wing and skins around the mouth.



Principles of operation

Lifting massage

The vacuum massage system improves the firmness and oval of the face. Vacuum massage supports better blood and lymph circulation, making the skin tense, better supplied with blood, and reduced swelling and sagging skin. The technology of vacuum absorption, used for skin lifting and massage, increases the absorption of cosmetics. It makes the complexion brighter and radiant. At the same time, it strengthens the skin's defenses and keeps it supple and elastic.

Microcrystalline head

Produces over 100,000 natural abrasive particles that remove dead skin cells from the face. The complexion remains smooth and delicate.

Blue photon light

Intended for acne-prone, but also sensitive skin. Bio-effects: has a positive effect on acne skin, reduces inflammation, regulates the work of sebaceous glands and the amount of sebum secreted, the skin becomes tighter and enlarged pores become less visible.

Red photon light

It works at the level of the epidermis and dermis. It reduces and soothes all kinds of irritation. In addition, red light improves skin elasticity and elasticity. It delays the aging process and reduces wrinkles and discoloration. It is also great at reducing stretch marks, scars and cellulite.

Green photon light

It works at the level of the epidermis. Recommended for discoloration and sun spots. It penetrates into the basic layers of the epidermis, reduces expression lines, stimulates nutrients, and helps regenerate mature skin.

Area of use

B-Derma ICE is equipped with 4 types of heads, each of which has a different application.



Microcrystalline head: can be used on any part of the face except near the eyes. It can also be applied to areas of the body covered with hard calloused skin, e.g. on the elbows or knees.

Before using the massage heads, it is necessary to use a cosmetic that gives a glide on the skin, e.g. cream, oil or serum.



Large round head: can be used on any part of the face, in addition to the area around the eyes. Features: Strong suction, suitable for larger surfaces (e.g. forehead). While using, slowly move over the skin and do not stay in one place. Pan from bottom to top as you move slowly from chin up.



Small round head: can be used on sensitive skin around the eyes, also on other parts of the face. Features: Weak suction power. It can be used for areas where the skin is thin and delicate. Not suitable for heavy massage.



Oval head: can be used on any part of the face and neck, except close to the eyes. Features: It is intended for lifting and firming, improves blood circulation in the skin and increases its elasticity.

Usage

1. On / Off

Press and hold the power button  for 3 seconds, the product is on, the display is on, and the suction power shows level 1. Then press the same button to start the next suction levels.

2. Power adjustment

Briefly press the switch button  to adjust the suction power, each time you press it to increase one level and so on (1-2-3-4-5-0-1-2-3-4- 5)

3. HOT mode

Briefly press the  button under the on state. The  HOT lamp will turn on and automatically switch to HOT mode. Place the HOT surface on your face and move it over the entire surface in circular motions to loosen the skin and open pores.

4. ICE mode

Press the  key twice under the on state. The lamp  in ICE mode will turn on and switch to ICE mode automatically. Place the ICE surface on your face and move it around in circular movements to soothe the skin, close the pores and regenerate it after the microdermabrasion treatment.

The device heats up after using the ICE mode for a long time, so it is not recommended to use this mode for more than 3-5 minutes. After use, turn off the product and wait 30 minutes before using it again.

5. Photon light therapy

Press the **M** key three times under the on state to enter the photon light mode. With this feature enabled, move the device across your face in circular motions. Inside out, bottom up, symmetrically left and right. Treat each area for about 30 seconds.

6. Precautions

Set the suction head to 90 degrees and slowly move the suction head over your face. Do not hold in the same part for a long time. (Before removing the suction head from the skin, tilt it to the side to release the air under pressure. Then you can pull it off safely without irritating the skin. Do not pull or move it directly to avoid pulling the skin and redness).

Application

- Discoloration
- Scars
- Stretch marks
- Extended, very visible pores
- Comedones and acne (avoid inflammatory changes, phlegias)
- Wrinkles
- Skin devoid of a healthy color with the first signs of photoaging

How to use

Microdermabrasion

1. Please thoroughly wash your face. This will makes your pores open up.
2. Please do not apply the device at the same spot on your skin more than 3 seconds. It needs to move up and down constantly. We recommend that you include photon blue light, which is antibacterial.
3. Please attention that sunscree moisturizing in time to avoid skin hurt after using the product, it is recommended to apply toner or cold water on the face, this will close the pores.
4. Please adjust the suction pressure based on your skin type.
5. After used, it is normal that your face to be a little red and sensitive, the redness will disappear in 30 min.
6. After the treatment is over, wash your face with a soothing lotion and use a moisturizing pre-treatment with a filter. We recommend using a moisturizing mask and using the ICE function along with photon light therapy.



The lifting massage

1. Use a cleansing liquid or peel-off mask, and use the HOT mode for about 3-5 minutes to open the pores and loosen the skin.
2. Apply the appropriate massage tip to the device.
3. Turn on the photon light according to the effects you want to achieve.
4. Point the tip at the skin at a 90-degree angle. You can use any suction level that suits your skin's needs.
5. During the massage, you should move the device slowly and each time in the same direction - do not move the device oval. You can suck in and let go of the skin where you need it. Do not use in places of purulent acne or other skin inflammations.
6. Do not use the device on the same parts of the face for too long, redness may appear on the skin. In that case, please stop using for a while
7. After the treatment, ICE mode can be used to soften the skin and close the pores.

Tips:

Do not wash the device with water. The B-Derma ICE device is not waterproof.

Contraindications

- Active acne phlegosis
- Rosacea
- Therapy with retinoids
- Acidic, lasers - at least 4 weeks before microdermabrasion
- Psoriasis
- Virotic, bacterial and fungal diseases of the skin vascular skin
- Vascular skin
- Scarring
- Distinct continuity of the skin (fresh wounds)
- Skin cancer or suspected lesions in the place undergoing surgery
- Fillers in the face - at least 4 weeks before microdermabrasion, otherwise, the preparation may move.



Technische Daten

Produktgröße:	190*45*40mm
Produktgewicht:	155g
Betriebsspannung:	3,7V
Ladespannung:	5V
Material:	PC+ABS
Absaugleistung:	61Kpa±5Kpa
Kapazität der Batterie:	1000mAh
Aufladezeit:	150min

Teilebeschreibung - Gerät

1. Auswechselbarer Kopf
2. Ein/Aus-Taste Intensitätskontrolle
3. Umschalttaste Hot/Ice
Heiße und kalte Komresse
4. Ladeanschluss
5. Lufteinlass

Teilebeschreibung - Köpfe



Mikrokristall-Kopf

Mikrokristall-Spitze mit Diamantpartikeln, entfernt abgestorbene und verhornte Haut sowie Aknenarben.



Großer runder Kopf

Das Vakuumlifting erzeugt einen sanften, stimulierenden Massageeffekt, verbessert die Mikrozirkulation, die Haut wird straffer.




Kleiner runder Kopf

Erleichtert die Entfernung von Mitessern an schwer zugänglichen Stellen.



Ovaler Kopf

Bei feinen Gesichtslinien anzuwenden, strafft die Haut und stärkt ihre Textur und Elastizität.



Funktionsweise

Straffungsmassage

Das Vakuum-Massagesystem verbessert die Festigkeit und die ovale Form des Gesichts. Die Vakuummassage fördert eine bessere **Blut- und Lymphzirkulation**, wodurch die Haut straffer, besser durchblutet und die geschwollene sowie schlaffe Haut reduziert wird. Die Vakuum-Absorptionstechnologie, die zum Anheben und Massieren der Haut verwendet wird, erhöht die Aufnahme von Kosmetika. Dadurch wird der Teint **heller und strahlender**. **Gleichzeitig** stärkt es die Abwehrkräfte der Haut und hält sie fest und geschmeidig.

Mikrokristall-Kopf

Erzeugt mehr als 100.000 natürliche Schleifpartikel, die dafür sorgen, dass abgestorbene Haut gründlich vom Gesicht entfernt wird. Der Teint **bleibt glatt** und weich.

Blaues Photonenlicht

Entwickelt für zu Akne neigende und empfindliche Haut. Bio-Effekte: wirkt **wohltuend** auf zu Akne neigende Haut, **lindert** Entzündungen, reguliert die Arbeit der Talgdrüsen und die Menge des abgesonderten Talgs, die Haut wird straffer und erweiterte Poren werden weniger sichtbar.

Rotes Photonenlicht

Wirkt auf der Ebene der Epidermis und der Dermis. Es **lindert** und beruhigt **alle** Arten von Reizungen. Außerdem verbessert das rote Licht die Elastizität und Festigkeit der Haut. Es verzögert den **Alterungsprozess** und reduziert **Falten** und Verfärbungen. Es eignet sich auch hervorragend zur Reduzierung von Dehnungsstreifen, Narben und Cellulite.

Grünes Photonenlicht

Wirkt auf der Ebene der Epidermis. Angezeigt bei Hyperpigmentierung und Sonnenflecken. Es dringt in die basalen Schichten der Epidermis ein, reduziert Mimikfalten, stimuliert die Nährstoffversorgung und **hilft** bei der Regeneration reifer Haut.

Anwendungsbereich

B-Derma ICE ist mit 4 Arten von Köpfen ausgestattet, von denen jeder eine andere Funktion hat.



Mikrokristall-Kopf: kann auf **allen** Gesichtspartien außer der Augenpartie verwendet werden. Er kann auch an Körperstellen mit harter verhornter Haut wie Ellbogen und Knien verwendet werden.

Bevor Sie die Massageköpfe verwenden, müssen Sie ein Kosmetikum auftragen, das auf der Haut **gleitet**, z.B. eine Creme, ein Öl, ein Serum oder eine Maske.



Großer runder Kopf: kann auf jeder Gesichtspartie verwendet werden, außer in der Nähe der Augen. Merkmale: Starke Absaugung, geeignet für größere Flächen (z.B. Stirn). Gleiten Sie beim Auftragen langsam über die Haut und bleiben Sie nicht an einer Stelle stehen. Bewegen Sie sich von unten nach oben, langsam vom Kinn aufwärts.



Kleiner runder Kopf: kann für die empfindliche Haut um die Augen herum verwendet werden, aber auch bei anderen Gesichtspartien. Merkmale: Schwächere Saugkraft. Kann in Bereichen verwendet werden, in denen die Haut dünn und empfindlich ist. Nicht für kräftige Massagen geeignet.



Ovaler Kopf: kann auf allen Teilen des Gesichts und des Halses verwendet werden, außer in der Nähe der Augen. Merkmale: Er wurde für die Straffung und Festigung der Haut entwickelt, verbessert die Durchblutung der Haut und erhöht ihre Elastizität.

Bedienung

1. Ein / Aus

Halten Sie die Power-Taste  3 Sekunden lang gedrückt. Das Gerät wird eingeschaltet, das Display leuchtet und die Saugleistung zeigt Stufe 1 an. Drücken Sie dann die gleiche Taste, um die nächsten Saugstufen zu starten.

2. Leistungsanpassung

Drücken Sie kurz auf die Taste , um die Saugkraft einzustellen. Jedes Mal, wenn Sie diese drücken, erhöhen Sie die Saugkraft um eine Stufe usw. (1-2-3-4-5-0-1-2-3-4-5).

3. HOT-Modus

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste . Die HOT-Modus-Leuchte  leuchtet auf und schaltet automatisch in den HOT-Modus. Legen Sie die HOT-Oberfläche auf Ihr Gesicht und bewegen Sie sie in kreisenden Bewegungen, um Ihre Haut zu entspannen und Ihre Poren zu öffnen.

4. ICE-Modus

Drücken Sie die Taste  zweimal im eingeschalteten Zustand. Das Licht  im ICE-Modus schaltet sich ein und wechselt automatisch in den ICE-Modus. Tragen Sie die ICE-Oberfläche auf Ihr Gesicht auf und bewegen Sie sie in kreisenden Bewegungen, um die Haut zu beruhigen, die Poren zu schließen und die Haut nach der Mikrodermabrasionsbehandlung zu regenerieren.

Das Gerät erwärmt sich nach längerer Verwendung des ICE-Modus. Es wird daher empfohlen, diesen Modus nicht länger als 3-5 Minuten zu verwenden. Schalten Sie das Produkt nach dem Gebrauch aus und warten Sie 30 Minuten, bevor Sie es wieder verwenden.

5. Photonenlichttherapie

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand dreimal die Taste **M**, um den Photonenlichtmodus aufzurufen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, bewegen Sie das Gerät in kreisenden Bewegungen über das Gesicht. Von innen nach außen, von unten nach oben, links und rechts symmetrisch. Behandeln Sie jeden Bereich für etwa 30 Sekunden.

6. Vorsichtsmaßnahmen

Stellen Sie den Saugkopf auf 90 Grad und bewegen Sie ihn langsam über das Gesicht. Halten Sie nicht lange an der gleichen Stelle. (Bevor Sie den Saugkopf von Ihrer Haut entfernen, kippen Sie ihn zur Seite, um die Druckluft abzulassen. Sie können ihn dann sicher abziehen, ohne Ihre Haut zu reizen. Ziehen oder bewegen Sie ihn nicht direkt, um ein Ziehen der Haut und Rötungen zu vermeiden).

Anwendung

- Verfärbungen
- Narben
- Dehnungsstreifen
- vergrößerte, gut sichtbare Poren
- Mitesser und Akne (vermeiden Sie entzündliche, eitrige Läsionen)
- Falten
- Haut, die keinen gesunden Farbton hat, mit den ersten Anzeichen von Photo-Aging

Verwendungsweise

Mikrodermabrasion

1. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht. Das entspannt die Haut und öffnet die Poren. Setzen Sie dann die Mikrokristall-Spitze auf den großen runden Geräteaufsatz.
2. Starten Sie das Gerät und setzen Sie die Spitze auf Ihr Gesicht. Beginnen Sie mit Ihrem Kinn und bewegen Sie das Gerät von unten nach oben. Wir empfehlen die Einbeziehung von blauem Photonenlicht, das eine antibakterielle Wirkung hat.
3. Setzen Sie das Gerät an der Nase an und bewegen Sie sich von innen nach außen, wobei Sie jedes Nasenlappchen gründlich reinigen.
4. Legen Sie dann das Gerät auf Ihre Stirn und bewegen Sie es von innen nach außen in beide Richtungen.
5. Im letzten Schritt stellen Sie die Saugintensität ein und setzen die Spitze auf Ihre Wange. Bewegen Sie das Gerät von innen nach außen. Von ganz unten nach ganz oben.
6. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Behandlung mit einer beruhigenden Lotion und verwenden Sie eine Feuchtigkeitscreme mit einem Filter. Wir empfehlen, eine Feuchtigkeitsmaske aufzutragen und die ICE-Funktion zusammen mit der Photonenlichttherapie zu verwenden.



Straffungsmassage

1. Verwenden Sie eine flüssige oder Peel-Off-Reinigungsmaske und wenden Sie sie etwa 3-5 Minuten lang im HOT-Modus an, um die Poren zu öffnen und die Haut zu lösen.
2. Bringen Sie die entsprechende Massageaufsätze am Gerät an.
3. Schalten Sie ein Photonenlicht ein, das für die Effekte, die Sie erzielen möchten, geeignet ist.
4. Richten Sie den Aufsatz in einem 90-Grad-Winkel auf die Haut. Sie können so viel Saugkraft verwenden, wie Ihre Haut benötigt.
5. Bewegen Sie das Gerät während der Massage langsam und jedes Mal in die gleiche Richtung - bewegen Sie das Gerät nicht oval. Sie können die Haut absaugen und lösen, dort, wo Sie es brauchen. Verwenden Sie das Produkt nicht bei eitriger Akne oder anderen entzündlichen Hauterkrankungen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht zu lange auf denselben Gesichtspartien, da sonst Rötungen auf der Haut auftreten können. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie die Anwendung bitte für eine Weile ein.
7. Nach der Behandlung kann der ICE-Modus verwendet werden, um die Haut zu beruhigen und die Poren zu schließen.

**Tipps: Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab.
B-Derma ICE ist nicht wasserfest.**



Kontraindikationen

- Aktive eitrige Akne
- Rosacea
- Retinoid-Therapie
- Säurebehandlungen, Laserbehandlungen - mindestens 4 Wochen Abstand vor der Mikrodermabrasion
- Psoriasis
- Virale, bakterielle und Pilzkrankungen der Haut
- Vaskuläre Haut
- Neigung zur Narbenbildung
- Unterbrechung der Hautkontinuität (frische Wunden)
- Hauttumore oder verdächtige Muttermale im behandelten Bereich
- Füllungsmittel im Gesicht - mindestens 4 Wochen Abstand vor der Mikrodermabrasion, sonst kann sich das Produkt verschieben.

Características técnicas:

Dimensiones del producto:	190*45*40mm
Peso del producto:	155g
Tensión de funcionamiento:	3.7V
Tensión de carga:	5V
Material:	PC+ABS
Potencia de succión:	61Kpa±5Kpa
Capacidad de batería:	1000mAh
Tiempo de carga:	150min

Part description - device

1. Replaceable head
2. On / off button intensity control
3. Hot and cold compress/switch key
Hot and cold compress
4. Charging port
5. Air inlet

Descripción de los componentes - cabezales



Cabezal microcristalino

Cabezal microcristalino con partículas de diamante, elimina las células muertas de la piel y las cicatrices post acné.



Cabezal redondo grande

El masaje al vacío produce un efecto de masaje suave y estimulante, mejora la microcirculación y reafirma la piel.




Cabezal redondo pequeño

Facilita la eliminación de los puntos negros y blancos de las zonas de difícil acceso.



Cabezal ovalado

Se utiliza para las líneas faciales finas, levanta y refuerza la estructura y la elasticidad de la piel.



Funcionamiento

Masaje facial efecto lifting

El masaje al vacío mejora la firmeza y el óvalo del rostro. El masaje al vacío mejora la circulación sanguínea y linfática, por lo que la piel se vuelve más tensa, desaparecen las hinchazones y se elimina la piel flácida. La tecnología de absorción al vacío, utilizada para elevar y masajear la piel, aumenta la absorción de los cosméticos. La piel se vuelve más brillante y radiante. Al mismo tiempo, refuerza las defensas de la piel y la mantiene firme y flexible.

Cabezal microcristalino

Produce más de 100.000 partículas abrasivas naturales que garantizan la eliminación de las células muertas de la piel. El rostro queda liso y suave.

Luz fotónica azul

Diseñada para pieles sensibles y con tendencia acnéica. Bioefectos: tiene un efecto beneficioso sobre la piel con tendencia acnéica, reduce la inflamación, regula las glándulas sebáceas y la cantidad de sebo, la piel se vuelve más firme y los poros dilatados se hacen menos visibles.

Luz fotónica roja

Actúa a nivel de la epidermis y la dermis. Reduce y alivia las irritaciones de todo tipo. Además, la luz roja mejora la elasticidad y la resistencia de la piel. Retrasa el proceso de envejecimiento y reduce las arrugas y las manchas. También es ideal para reducir las estrías, las cicatrices y la celulitis.

Luz fotónica verde

Actúa a nivel epidérmico. Recomendada en caso de hiperpigmentación y manchas solares. Atraviesa el estrato basal la epidermis, atenúa las líneas de expresión, estimula los principios activos y ayuda a la regeneración de la piel madura.

Zonas de masaje

El B-Derma ICE está equipado con 4 tipos de cabezales destinados para zonas diferentes.



Cabezal microcristalino: puede utilizarse en cualquier parte del rostro, excepto el contorno de los ojos. También puede aplicarse en zonas del cuerpo cubiertas de piel gruesa y dura, como los codos y las rodillas.

Antes de utilizar los cabezales de masaje, es necesario aplicar un cosmético que se deslice sobre la piel, por ejemplo, una crema, un aceite, un sérum o una mascarilla.



Cabezal redondo grande: puede utilizarse en cualquier parte del rostro, excepto el contorno de los ojos. Características: Fuerte succión, adecuada para áreas más grandes (por ejemplo, la frente). Modo de uso: Deslizar lentamente sobre la piel sin detenerse en un solo lugar. Deslizar el dispositivo lentamente desde abajo hacia arriba (desde la barbilla hacia la frente).



Cabezal redondo pequeño: puede utilizarse en el contorno de los ojos, así como en otras partes sensibles del rostro. Características: Menor potencia de succión. Puede utilizarse en zonas donde la piel es fina y delicada. No es adecuado para masajes fuertes.



Cabezal ovalado: puede utilizarse en cualquier parte del rostro y el cuello, excepto el contorno de los ojos. Características: Está diseñado para elevar y reafirmar, mejorar la circulación sanguínea de la piel y aumentar su elasticidad.

Uso

1. Encendido / Apagado

Mantenga pulsado el botón de encendido  durante 3 segundos, el dispositivo está encendido, la pantalla está encendida y la potencia de succión muestra nivel 1. A continuación, pulse el mismo botón para seleccionar siguientes niveles de aspiración.

2. Ajuste de potencia

Pulse brevemente el botón de encendido  para ajustar la potencia de succión, con cada pulsación del botón, la potencia de succión aumentará un nivel (1-2-3-4-5-0-1-2-3-4-5).

3. Modo HOT

Pulse brevemente el botón  cuando el dispositivo está encendido. La lámpara del modo HOT  se encenderá y cambiará automáticamente al modo HOT. Acerque la superficie HOT al rostro y deslícela con movimientos circulares para relajar la piel y abrir los poros.

4. Modo ICE

Pulse dos veces el botón  cuando el dispositivo está encendido. La lámpara del modo ICE  se encenderá y cambiará automáticamente al modo ICE. Acerque la superficie HOT al rostro y deslícela con movimientos circulares para calmar la piel, cerrar los poros y regenerar la piel después del tratamiento de microdermoabrasión.

El dispositivo se calienta tras un uso prolongado en el modo ICE, por lo que se recomienda no utilizar este modo durante más de 3-5 minutos. Apague el producto después de usarlo y espere 30 minutos antes de volver a encenderlo.

5. Tratamiento con luz fotónica

Pulse dos veces el botón **M** cuando el dispositivo está encendido, para seleccionar el modo de luz fotónica. Cuando el modo esté activado, deslice el dispositivo sobre el rostro con movimientos circulares. Desde dentro hacia fuera, desde abajo hacia arriba, desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Tratar cada zona durante unos 30 segundos.

6. Precauciones

Coloque el cabezal de succión en una posición de 90 grados con respecto a la piel y deslícelo lentamente sobre el rostro sin detenerse en un solo lugar. (Antes de retirar el cabezal de succión de la piel, inclínelo hacia un lado para liberar el aire a presión. A continuación, puede retirarlo de forma segura sin irritar la piel. No tirar ni deslizar directamente para evitar tirones y rojeces en la piel).

Uso previsto

- manchas
- cicatrices
- estrías
- poros dilatados y visibles
- puntos negros y acné (evitar lesiones inflamatorias y pustulosas)
- arrugas
- piel sin aspecto saludable y con los primeros signos de fotoenvejecimiento

Cómo utilizar el dispositivo

Microdermoabrasión

1. Limpie y seque el rostro para relajar la piel y abrir los poros. A continuación, en el cabezal redondo grande del dispositivo coloque la punta microcristalina.
2. Encienda el dispositivo y coloque la punta sobre el rostro. Empiece con la barbilla, moviendo el dispositivo desde abajo hacia arriba. Recomendamos el uso de la luz fotónica azul porque propiedades antibacterianas.
3. Coloque el dispositivo sobre la nariz y deslícelo desde el interior hacia el exterior, limpiando a fondo cada lóbulo nasal.
4. A continuación, coloque el dispositivo sobre la frente y deslícelo desde el interior hacia el exterior en ambas direcciones.
5. En la etapa final, ajuste la intensidad de la succión y coloque la punta sobre las mejillas. Mueve el dispositivo desde dentro hacia fuera. Desde abajo hacia arriba.
6. Después del tratamiento, lávese la cara con una loción calmante y utilice una crema hidratante con filtro. Se recomienda aplicar una mascarilla hidratante y utilizar la función ICE junto con la luz fotónica.



Masaje facial efecto lifting

1. Utilice un líquido o una mascarilla limpiadora exfoliante y aplíquelo en modo HOT durante aproximadamente 3-5 minutos para abrir los poros y relajar la piel.
2. Coloque la punta de masaje adecuada en el dispositivo.
3. Seleccione la luz fotónica adecuada.
4. Coloque la punta en una posición de 90 grados con respecto a la piel. Ajuste el nivel de succión a su piel.
5. Durante el masaje, deslice el dispositivo lentamente y en la misma dirección - no deslice el dispositivo con movimientos circulares. Puede succionar y liberar la piel en cada parte del rostro. No utilizar en caso de acné pápulo-pustuloso u otras afecciones cutáneas inflamadas.
6. No utilizar el dispositivo durante demasiado tiempo en las mismas partes del rostro, ya que puede provocar irritaciones en la piel. En este caso, por favor, deje de usar el dispositivo durante un tiempo.
7. Después del tratamiento, se puede utilizar el modo ICE para calmar la piel y cerrar los poros.

Consejos: No lave el dispositivo con agua. El B-Derma ICE no es resistente al agua.

Contraindicaciones

- Acné pápulo-pustuloso
- Rosácea
- Retinoides
- Tratamientos con ácidos y láser - al menos 4 semanas de intervalo antes de la microdermoabrasión
- Psoriasis
- Infecciones fúngicas, virales o bacterianas
- Cuperosis
- Fibrosis
- Heridas y lesiones en la piel
- Tumores cutáneos o lunares sospechosos en la zona tratada
- Rellenos faciales - al menos 4 semanas de intervalo antes de la microdermoabrasión, de lo contrario el relleno puede moverse.



Données techniques

Taille du produit :	190*45*40mm
Poids du produit :	155g
Tension de fonctionnement :	3.7V
Tension de charge :	5V
Matériau :	PC+ABS
Puissance d'aspiration :	61Kpa±5Kpa
Capacité de la batterie :	1000mAh
Temps de charge :	150min

Description des pièces - appareil

1. Tête interchangeable
2. Bouton marche/arrêt contrôle de l'intensité
3. Mode de fonctionnement hot/ice
Compresse chaude et froide
4. Port de recharge
5. Entrée d'air

Description des pièces – têtes



Tête microcristalline

Pointe microcristalline avec particules de diamant, élimine les peaux mortes et calleuses, les cicatrices d'acné.



Grande tête ronde

Le lifting sous vide produit un effet de massage doux et stimulant, améliore la microcirculation, la peau devient plus ferme.




Petite tête ronde

Facilite l'élimination des points noirs et des points blancs dans les zones difficiles à atteindre.



Tête ovale

Appliqué sur les ridules du visage, elle lisse et renforce la texture et l'élasticité de la peau.



Principes de fonctionnement

Le massage de lifting

Le système de massage sous vide améliore la fermeté et l'ovale du visage. Le massage sous vide favorise une meilleure circulation sanguine et lymphatique, ce qui réduit les poches et le relâchement cutané et confère à la peau plus de fermeté ainsi qu'une meilleure irrigation. La technologie d'absorption sous vide, utilisée pour soulever et masser la peau, augmente l'absorption des produits de beauté. Elle rend votre teint plus lumineux et éclatant. En même temps, elle renforce les défenses de la peau tout en préservant sa fermeté et sa souplesse.

Tête microcristalline

Elle présente plus de 100 000 particules abrasives naturelles qui assurent l'élimination complète des peaux mortes du visage. Le teint reste lisse et doux.

Photothérapie en lumière bleue

Conçue pour les peaux à tendance acnéique, mais aussi pour les peaux sensibles. Bio-effets : effet bénéfique sur les peaux à tendance acnéique, réduit l'inflammation, régule les glandes sébacées et la quantité de sébum sécrétée, la peau devient plus ferme et les pores dilatés deviennent moins visibles.

Photothérapie en lumière rouge

Elle agit au niveau de l'épiderme et du derme. Réduit et apaise les irritations de toutes sortes. En outre, la lumière rouge améliore l'élasticité et la résilience de la peau. Elle retarde le processus de vieillissement, réduit les rides et les altérations de la pigmentation. Elle est également idéale pour réduire les vergetures, les cicatrices et la cellulite.

Photothérapie en lumière verte

Elle agit au niveau de l'épiderme. Indiquée pour les altérations de la pigmentation et les taches solaires. Elle pénètre les couches basales de l'épiderme, réduit les rides d'expression, stimule les nutriments et aide les peaux matures à se régénérer.

Domaine d'utilisation

B-Derma ICE est équipé de 4 types de têtes, chacune ayant une application différente.



Tête microcristalline : peut être utilisée sur n'importe quelle partie du visage, sauf à proximité des yeux. Elle peut également être appliquée sur les zones du corps recouvertes de peau kératinisée dure, comme les coudes et les genoux.

Avant d'utiliser les têtes de massage, il est nécessaire d'appliquer un cosmétique qui rendra la peau glissante, par exemple une crème, une huile, un sérum ou un masque.



La grande tête ronde : peut être utilisée sur n'importe quelle partie du visage, sauf à proximité des yeux. Caractéristiques : Forte aspiration, adaptée aux zones plus larges (par ex. le front). Lors de l'application, glissez lentement sur la peau en prenant soin de garder l'appareil en mouvement. Allez de bas en haut, en vous déplaçant lentement depuis le menton vers le haut.



La petite tête ronde : peut être utilisée sur la peau sensible du contour des yeux, mais aussi sur d'autres parties du visage. Caractéristiques : Une puissance d'aspiration plus faible. Elle peut être utilisée sur les zones où la peau est fine et délicate. Ne convient pas pour les massages vigoureux.



Tête ovale : peut être utilisée sur n'importe quelle partie du visage, sauf à proximité des yeux. Caractéristiques : Elle est conçue pour lifter et raffermir, améliorer la circulation sanguine de la peau et augmenter son élasticité.

Mode d'utilisation

1. Marche / Arrêt

Maintenir appuyé le bouton marche/arrêt  pendant 3 secondes, l'appareil s'allume, l'écran est allumé et la puissance d'aspiration affiche le niveau 1. À chaque fois que vous désirez augmenter l'aspiration d'un niveau, appuyez sur le même bouton.

2. Réglage de la puissance

Appuyez brièvement sur le bouton  pour régler la puissance d'aspiration, pressez ce bouton à nouveau pour augmenter la puissance d'un niveau (1-2-3-4-5-0-1-2-3-4-5).

3. Mode HOT

Appuyez brièvement sur le bouton  lorsque l'appareil est en marche. Le voyant du mode HOT  s'allume et l'appareil passe automatiquement en mode HOT. Placez la surface HOT sur votre visage et faites des mouvements circulaires sur toute la surface pour détendre votre peau et ouvrir les pores.

4. Mode ICE

Appuyez deux fois sur le bouton  lorsque l'appareil est en marche. Le voyant  du mode ICE s'allume et l'appareil passe automatiquement en mode ICE. Appliquez la surface ICE sur le visage et déplacez-la sur l'ensemble du visage en mouvements circulaires pour apaiser la peau, refermer les pores et régénérer la peau après un traitement de microdermabrasion.

L'appareil surchauffe après une utilisation prolongée du mode ICE, il est donc recommandé de ne pas utiliser ce mode pendant plus de 3 à 5 minutes. Après utilisation, éteignez l'appareil et attendez 30 minutes avant de le réutiliser.

5. Traitement par photothérapie

Appuyez trois fois sur la touche **M** lorsque l'appareil est en marche pour passer en mode photothérapie. Lorsque cette fonction est activée, déplacez l'appareil sur le visage en effectuant des mouvements circulaires. De l'intérieur à l'extérieur, de bas en haut, en respectant la symétrie entre la gauche et la droite. Traitez chaque zone pendant environ 30 secondes.

6. Mesures de précaution

Posez la tête d'aspiration dans une position à 90° à la surface de la peau et déplacez-la lentement vers le visage. Ne maintenez pas la tête au même endroit trop longtemps. (Avant de retirer la tête d'aspiration de la peau, inclinez-la sur le côté pour libérer l'air sous pression. Elle peut ensuite être retiré en toute sécurité sans tirer sur la peau. Ne la tirez pas et ne la déplacez pas trop soudainement pour éviter de tirer la peau et de provoquer des rougeurs).

Application

- altérations de la pigmentation
- cicatrices
- vergetures
- pores dilatés très visibles
- points noirs et acné (ne pas utiliser sur les lésions enflammées et purulentes)
- rides
- Peau qui a perdu ses couleurs saines avec les premiers signes du photo-vieillessement

Mode d'emploi

Microdermabrasion

1. Nettoyez et séchez votre visage. Cela va détendre la peau et ouvrir les pores. Placez ensuite la pointe microcristalline sur le grand embout rond de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche et placez la pointe contre le visage. Commencez par le menton en déplaçant l'appareil de bas en haut. Nous recommandons d'appliquer la lumière bleue, qui procure un effet antibactérien
3. Appliquez l'appareil sur le nez et déplacez-le de l'intérieur vers l'extérieur, en nettoyant soigneusement chaque aile du nez.
4. Placez ensuite l'appareil sur votre front et déplacez-le de l'intérieur vers l'extérieur des deux côtés.
5. Dans la dernière étape, réglez l'intensité de la succion et appliquez la pointe sur les joues. Faites glisser l'appareil de l'intérieur vers l'extérieur. De bas en haut.
6. Après le traitement, nettoyez votre visage avec une lotion apaisante et utilisez une crème hydratante avec écran solaire. Nous recommandons l'utilisation d'un masque hydratant et l'application de la fonction ICE en même temps que la photothérapie.



Le massage de lifting

1. Utilisez un masque nettoyant liquide ou de type peel-off et appliquez-le en mode HOT pendant environ 3 à 5 minutes pour ouvrir les pores et détendre la peau.
2. Installez la pointe de massage appropriée sur l'appareil.
3. Allumez la couleur de photothérapie correspondant aux effets que vous souhaitez obtenir.
4. Dirigez la pointe vers la peau à un angle de 90 degrés. Vous pouvez utiliser le niveau d'aspiration qui convient aux besoins de votre peau.
5. Pendant le massage, déplacez l'appareil lentement et à chaque fois dans la même direction - ne déplacez pas l'appareil de manière ovale. Vous pouvez aspirer et libérer la peau là où vous en avez besoin. Ne jamais utiliser sur une acné purulente ni sur d'autres affections cutanées accompagnées d'une inflammation.
6. N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur les mêmes parties du visage, des rougeurs risqueraient d'apparaître sur la peau. Dans ce cas, veuillez arrêter de l'utiliser pendant un certain temps.
7. Après le traitement, le mode ICE peut être utilisé pour apaiser la peau et refermer les pores.

Conseils: Ne pas laver l'appareil sous l'eau. B-Derma ICE n'est pas un appareil étanche à l'eau.

Contraindicaciones

- Acné pápulo-pustuloso
- Rosácea
- Retinoides
- Tratamientos con ácidos y láser - al menos 4 semanas de intervalo antes de la microdermoabrasión
- Psoriasis
- Infecciones fúngicas, virales o bacterianas
- Cuperosis
- Fibrosis
- Heridas y lesiones en la piel
- Tumores cutáneos o lunares sospechosos en la zona tratada
- Rellenos faciales - al menos 4 semanas de intervalo antes de la microdermoabrasión, de lo contrario el relleno puede moverse.



Технические данные

Размер устройства:	190*45*40мм
Вес устройства:	155г
Рабочее напряжение:	3,7 В
Напряжение зарядки:	5 В
Материал:	ПК + АБС
Мощность всасывания:	61 кПа ± 5 кПа
Емкость аккумулятора:	1000 мАч
Время зарядки	150мин

Описание частей - устройство

1. Сменная головка
2. Кнопка включения/выключения контроль интенсивности
3. Кнопка переключения режима hot/ice
Горячий и холодный компресс
4. Зарядный порт
5. Воздухозаборник

Описание деталей - головок



Микрокристаллическая головка

Микрокристаллический наконечник с алмазными частицами удаляет омертвевший и огрубевший эпидермис, шрамы от угревой сыпи.



Большая круглая головка

Вакуумный лифтинг производит мягкий, стимулирующий массажный эффект, улучшает микроциркуляцию, кожа становится более подтянутой.




Маленькая круглая головка

Облегчает удаление угрей и черных точек из труднодоступных мест.



Овальная головка

При нанесении на тонкие линии лица подтягивает и укрепляет структуру и эластичность кожи.



Принципы работы

Лифтинг-массаж

Система вакуумного массажа улучшает упругость и овал лица. Вакуумный массаж способствует улучшению циркуляции крови и лимфы, делая кожу натянутой, лучше кровоснабжаемой, снимает отечность, а дряблость кожи уменьшается. Технология вакуумной абсорбции, используемая для подтяжки кожи и массажа, увеличивает впитываемость косметических средств. Делает цвет лица более ярким и сияющим. В то же время такой массаж укрепляет защитные способности кожи, сохраняет ее упругость и эластичность.

Микрористаллическая головка

Она производит более 100 000 натуральных абразивных частиц, которые удаляют омертвевшие клетки кожи с лица. Кожа остается гладкой и нежной.

LED-терапия - синий цвет

Предназначена для склонной к акне, но также чувствительной кожи. Биоэффекты: оказывает положительное влияние на кожу с угревой сыпью, снимает воспаление, регулирует работу сальных желез и количество выделяемого кожного сала, кожа становится более подтянутой, а расширенные поры становятся менее заметными.

LED-терапия - красный свет

Работает на уровне эпидермиса и дермы. Уменьшает и успокаивает все виды раздражения. Кроме того, красный свет повышает упругость и эластичность кожи. Он замедляет процесс старения и уменьшает морщины и обесцвечивание кожи. Он также отлично подходит для уменьшения растяжек, шрамов и целлюлита.

LED-терапия - зеленый свет

Работает на уровне эпидермиса. Рекомендуется при наличии обесцвечивания и солнечных пятен. Проникает в основные слои эпидермиса, уменьшает мимические морщины, стимулирует питание и способствует регенерации зрелой кожи.

Область использования

B-Derma ICE оснащен 4 типами головок, каждая из которых имеет свое применение.



Микрористаллическая головка: ее можно использовать на любой части лица, кроме области вокруг глаз. Ее также можно прикладывать на участки тела, покрытые твердой мозолистой кожей, например, на локти или колени.

Перед использованием массажных головок необходимо нанести косметическое средство, смазывающее кожу, например, крем, масло, сыворотку или маску.



Большая круглая головка: ее можно использовать на любой части лица, кроме области вокруг глаз. Особенности: Сильное всасывание, подходит для больших поверхностей (например, лба). При использовании медленно перемещайтесь по коже и не останавливайтесь на одном месте. Проведите снизу вверх, медленно двигаясь от подбородка вверх.



Маленькая круглая головка: ее можно использовать на чувствительной коже вокруг глаз, а также на других частях лица. Особенности: Более слабая мощность всасывания. Можно использовать на участках с тонкой и нежной кожей. Не подходит для сильного массажа.



Овальная головка: можно использовать на любой части лица и шеи, кроме области вокруг глаз. Особенности: Предназначена для лифтинга и укрепления, улучшает кровообращение в коже и повышает ее эластичность.

Работа устройства

1. Включено/Выключено

Нажмите и удерживайте кнопку питания  в течение 3 секунд, продукт включен, дисплей включен, а мощность всасывания показывает уровень 1. Затем нажмите ту же кнопку, чтобы начать следующий уровень всасывания.

2. Регулировка мощности

Коротко нажмите кнопку переключения , для регулировки мощности всасывания, всегда когда вы нажимаете кнопку пытаться увеличить на один уровень и т. д. (1-2-3-4-5-0-1-2-3-4-5).

3. Режим HOT

Коротко нажмите кнопку  во включенном состоянии. Лампа в режиме HOT  включается и автоматически переключается в режим HOT. Приложите HOT поверхность к лицу и проведите ею по всей поверхности круговыми движениями, чтобы размягчить кожу и открыть поры.

4. Режим ICE

Дважды нажмите кнопку  во включенном состоянии. Лампа  в режиме ICE включится и автоматически переключится в режим ICE. Приложите поверхность ICE к лицу и проведите ею по всей поверхности круговыми движениями, чтобы успокоить кожу, закрыть поры и регенерировать ее после процедуры микродермабразии.

Устройство нагревается после длительного использования режима ICE, поэтому не рекомендуется использовать этот режим более 3-5 минут. После использования выключите устройство и подождите 30 минут, прежде чем использовать его снова.

5. Фотонная светотерапия LED

Нажмите клавишу три раза **M** во включенном состоянии, чтобы войти в режим фотонного света. Когда эта функция включена, водите устройством по лицу круговыми движениями. Изнутри наружу, снизу вверх, симметрично слева и справа. Обрабатывайте каждую область в течение примерно 30 секунд.

6. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Установите всасывающую головку на 90 градусов и медленно перемещайте всасывающую головку по лицу. Не держите в одной и той же части в течение длительного времени. (Прежде чем снять всасывающую головку с кожи, наклоните ее в сторону, чтобы выпустить сжатый воздух. Затем ее можно безопасно удалить, не раздражая кожу. Не тяните и не двигайте ее напрямую, чтобы избежать натяжения кожи и покраснения).

Применение

- | | |
|--|----------------------------|
| — обесцвечивание | — изменения) |
| — шрамы | — морщины |
| — стрии | кожа без здорового цвета с |
| — расширенные, хорошо заметные поры | первыми признаками |
| — угри и прыщи (избегайте областей, на | фотостарения |
| которых воспалительные и гнойные | |

Как использовать

Микродермабразия

1. Очистите и высушите лицо. Это расслабит кожу и откроет поры. Затем наденьте микрокристаллический наконечник на большой круглый колпачок устройства.
2. Запустите устройство и поднесите наконечник к лицу. Начните с подбородка, перемещая устройство вверх и вниз. Мы рекомендуем включить синий фотонный свет, обладающий антибактериальными свойствами.
3. Поместите устройство на нос и двигайтесь изнутри наружу, тщательно очищая каждую часть носа.
4. Затем приложите устройство ко лбу и двигайте его от центра к обеим сторонам.
5. На последнем этапе отрегулируйте интенсивность всасывания и поднесите наконечник к щекам. Переместите устройство изнутри наружу. Снизу вверх.
6. После процедуры умойте лицо успокаивающим лосьоном и используйте увлажняющий препарат с фильтром. Вместе с фотонной светотерапией мы рекомендуем использовать увлажняющую маску и применить функцию ICE.



Лифтинг-массаж

1. Используйте очищающий лосьон или отшелушивающую маску и чтобы открыть поры и расслабить кожу, используйте HОT режим в течение примерно 3-5 минут.
2. Приложите к устройству подходящую массажную головку.
3. Включите фотонный свет, соответствующий эффектам, которых вы хотите достичь.
4. Направьте наконечник на кожу под углом 90 градусов. Вы можете использовать любой уровень всасывания, соответствующий потребностям вашей кожи.
5. Во время массажа двигайте аппаратом медленно и каждый раз в одном и том же направлении - не перемещайте устройство круговыми движениями. Вы можете всосать, а затем отпустить кожу в тех местах, где вам это нужно. Не использовать в местах гнойных прыщей или других кожных воспалений.
6. Не используйте прибор на одних и тех же частях лица слишком долго, так как на коже может появиться покраснение. В этом случае, пожалуйста, прекратите использование на некоторое время.
7. После процедуры вы можете использовать режим ICE, чтобы смягчить кожу и закрыть поры.

Указания:

Не мойте устройство водой. Устройство B-Derma ICE не является водонепроницаемым.



Противопоказания


- Активные гнойные угри
- Розацеа
- Ретиноидная терапия
- Процедуры с использованием кислоты, лазеры - минимум за 4 недели до микродермабразии
- Псориаз
- Вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи
- Цвет лица с сосудистой сеточкой
- Склонность к рубцеванию
- Поврежденная кожа (свежие раны)
- Опухоли кожи или подозрительные родинки в обрабатываемой области
- Филлеры для лица - минимум за 4 недели до микродермабразии, иначе препарат может сместиться.

المعلومات الفنية

حجم المنتج:	290 * 45 * 40 ملم
وزن المنتج:	155 جرام
جهد التشغيل:	3.7 فولت
جهد الشحن:	5 فولت
المادة:	الكبوتر + ABS
قوة الشفط:	61 كيلوباسكال ± 5 كيلوباسكال
سعة البطارية:	1000 مللي أمبير
وقت الشحن:	150 دقيقة

وصف الأجزاء - الجهاز

1. رأس قابل للاستبدال
2. زر تشغيل / إيقاف التشغيل والتحكم في الشدة
3. زر تبديل الوضع ice / hot
4. كمادات ساخنة وباردة
5. مقبس الشحن



وصف الأجزاء - الرؤوس



رأس الميكروكريستال
رأسية كريستالية دقيقة مع جزيئات
الماس، تزيل البشرة الميتة والصلبة،
وندىات حب الشباب.



الرأس المستدير الكبير
ينتج عن الرفع الفراغي تأثير تدليك
لطيف ومحفز، ويحسن دوران الأوعية
الدقيقة، ويصبح الجلد أكثر إحكاما.



الرأس المستدير الصغير
يسهل إزالة الرؤوس السوداء والبثور من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.



الرأس البيضاوي
يطبق على الخطوط الدقيقة للوجه، فهو يرفع ويقوي بنية البشرة ومرونتها.

مبادئ العمل

تدليك الشد

يعمل نظام التدليك الفراغي على تحسين صلابة الوجه وشكله البيضاوي. يدعم التدليك الفراغي الدورة الدموية والليمفاوية بشكل أفضل، مما يجعل الجلد مشدودا، ويزود بالدم بشكل أفضل، ويتم تقليل تورم وترهل الجلد.

تعمل تقنية الامتصاص الفراغي المستخدمة في شد الجلد والتدليك على زيادة امتصاص مستحضرات التجميل. يجعل البشرة أكثر إشراقا ونضارة. في الوقت نفسه، يقوي القدرات الدفاعية للبشرة، ويحافظ على نضارتها ومرونتها.

رأس الميكروكريستال

ينتج أكثر من 100000 جزيء كاشط طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة من الوجه. ليبقى الجلد ناعما ولطيفا.

ضوء الفوتون الأزرق

مخصص للبشرة المعرضة لحب الشباب ولكن الحساسة أيضا. التأثيرات الحيوية: له تأثير إيجابي على بشرة حب الشباب، ويقلل من الالتهابات، وينظم عمل الغدد الدهنية، وكمية الزهم المفرزة، ليصبح الجلد مشدودا، ويصبح المسام المتضخمة أقل وضوحا.

ضوء الفوتون الأحمر

يعمل على مستوى البشرة والأدمة. يقلل ويلطف جميع أنواع التهيج. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الضوء الأحمر على تحسين مرونة الجلد وشده. يؤخر عملية الشيخوخة ويقلل من التجاعيد وتغير اللون. كما أنه مفيد في تقليل علامات التمدد والندوب والسيلوليت.

ضوء الفوتون الأخضر

يعمل على مستوى البشرة. يوصى به لتغير اللون وبقع الشمس. يخترق الطبقات الأساسية للبشرة ويقلل من خطوط التعبير ويحفز العناصر الغذائية ويساعد على تجديد البشرة الناضجة.

مجالات الاستخدام

تم تجهيز B-Derma Ice بـ 4 أنواع من الرؤوس، لكل منها تطبيق مختلف.



رأس الميكروكريستال: يمكن استخدامه على أي جزء من الوجه ما عدا بالقرب من العينين. يمكن أيضا تطبيقه على مناطق الجسم المغطاة بالجلد القاسي المتصلب، على سبيل المثال على المرفقين أو الركبتين.

قبل استخدام رؤوس التدليك، من الضروري وضع مستحضرات التجميل التي تعمل على تليين الجلد، مثل الكريم أو الزيت أو المصل أو القناع.



الرأس المستدير الكبير: يمكن استخدامه على أي جزء من الوجه باستثناء منطقة العين. الميزات: شفق قوي، مناسب للأسطح الكبيرة (مثل الجبهة). أثناء الاستخدام، تحرك ببطء فوق الجلد ولا تبقى في مكان واحد. تحرك من أسفل إلى أعلى وأنت تتحرك ببطء من الذقن لأعلى.



الرأس المستدير الصغير: يمكن استخدامه على البشرة الحساسة حول العينين، وكذلك على أجزاء أخرى من الوجه. الميزات: قوة شفق أضعف. يمكن استخدامه في المناطق التي يكون فيها الجلد رقيقاً وحساساً. إنه غير مناسب للتدليك القوي.



الرأس البيضاوي: يمكن استخدامه على أي جزء من الوجه والرقبة ماعدا بالقرب من العينين. الميزات: مخصص للرفع والشد، ويحسن الدورة الدموية في الجلد ويزيد من مرونته.

التشغيل

1. التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغطي مع الاستمرار على زر الطاقة (⏻) لمدة 3 ثوان، سيصبح المنتج قيد التشغيل، والشاشة قيد التشغيل، وتظهر قوة الشفق المستوى 1. ثم اضغطي على نفس الزر لبدء مستويات الشفق التالية.

2. ضبط الطاقة

اضغطي قصيرا على زر التبديل (M) لضبط قوة الشفق، في كل مرة تضغطين عليه لزيادة مستوى واحد وهكذا (1-2-3-4-5-0-1-2-3-4-5).

3. الوضع HOT

اضغطي لفترة وجيزة على الزر (M) في حالة التشغيل. سوف يضيء المصباح في وضع HOT 🔥 وسيتحول تلقائياً إلى وضع HOT. ضعي السطح الساخن على وجهك وحركيه على السطح بالكامل بحركات دائرية لتفكيك الجلد وفتح المسام.

4. وضع ICE

اضغطي على الزر (M) مرتين في وضع التشغيل. في وضع ICE، يضيء المصباح ❄️ ويتغير تلقائياً إلى وضع ICE. ضعي السطح ICE على الوجه وحركيه على السطح بالكامل في حركات دائرية لتهدئة البشرة وإغلاق المسام وتجديدها بعد العلاج بالكشط الجلدي.

يسخن الجهاز بعد استخدام وضع ICE لفترة طويلة، لذلك لا يوصى باستخدام هذا الوضع لأكثر من 3-5 دقائق. بعد الاستخدام، قومي بإيقاف تشغيل المنتج وانتظري 30 دقيقة قبل استخدامه مرة أخرى.

5. العلاج بضوء الفوتون

اضغطي على المفتاح **M** ثلاث مرات في حالة التشغيل للدخول إلى وضع ضوء الفوتون. مع تمكين هذه الميزة، حركي الجهاز فوق وجهك في حركات دائرية. من الداخل إلى الخارج، ومن الأسفل إلى الأعلى، وبشكل متماثل من اليسار واليمين. عالجِي كل منطقة لمدة 30 ثانية.

6. الاحتياطات

اضبطي رأس الشفط على 90 درجة وحركيه ببطء فوق وجهك. لا تبقي في نفس الجزء لفترة طويلة. (قبل إزالة رأس الشفط من الجلد، قم بإمالة إلى الجانب لتحرير الهواء المضغوط. ثم يمكن سحبه بأمان دون تهيج الجلد. لا تسحبه أو تحركه مباشرة لتجنب شد الجلد واحمراره).

الاستخدامات

- التصبغات
- الندوب
- علامات التمدد
- المسام المتضخمة والواضحة للغاية
- الرؤوس السوداء وحب الشباب (تجنب الأفات الالتهابية والصحية)
- التجاعيد
- الجلد الذي يفتقر إلى اللون الصحي مع ظهور العلامات الأولى للشيخوخة الضوئية

كيفية الاستعمال

تقشير الجلد

1. نظفي وجففي وجهك. سيؤدي ذلك إلى إرخاء الجلد وفتح المسام. ثم ضعي نهاية الميكروكريستال فوق غطاء الجهاز الدائري الكبير.
2. ابدئي تشغيل الجهاز وضعي النهاية على الوجه. ابدئي بذقنك عن طريق تحريك الجهاز لأعلى ولأسفل. نوصي بتضمين ضوء الفوتون الأزرق المضاد للبكتيريا
3. ضعي الجهاز على أنفك وانتقلي من الداخل إلى الخارج، ونظف بعناية كل طرف من الأنف.
4. ثم ضعي الجهاز على جبهتك وانتقليه من المنتصف إلى كلا الجانبين.
5. في المرحلة الأخيرة، اضبطي شدة الشفط وضعي النهاية على الخدين. حركي الجهاز من الداخل إلى الخارج. ومن الأسفل إلى أعلى.
6. بعد انتهاء العلاج، اغسلي وجهك بغسول ملطف واستخدمي مستحضر ترطيب مع مرشح. نوصي باستخدام قناع ترطيب واستخدام وظيفة ICE إلى جانب العلاج بضوء الفوتون.



1. استخدمي غسول منظف أو قناع مقشر واستخدمي الوضع الساخن لمدة 3-5 دقائق لفتح المسام وإرخاء الجلد.
2. ضعي رأس التدليك المناسب على الجهاز.
3. قومي بتشغيل ضوء الفوتون وفقا للتأثيرات التي تريدين تحقيقها.
4. وجهي النهاية إلى الجلد بزاوية 90 درجة. يمكنك استخدام أي مستوى شفط يناسب احتياجات بشرتك.
5. أثناء التدليك، حركي الجهاز ببطء وفي كل مرة في نفس الاتجاه - لا تحركي الجهاز بشكل بيضاوي. يمكنك شفط الجلد وتركه في الأماكن التي تحتاجين إليها. لا تستخدمي في أماكن حب الشباب القيحي أو التهابات الجلد الأخرى.
6. لا تستخدمي الجهاز على نفس أجزاء الوجه لفترة طويلة، فقد يظهر احمرار على الجلد. في هذه الحالة، يرجى التوقف عن الاستخدام لفترة من الوقت.

7. بعد العلاج، يمكن استخدام وضع ICE لتنعيم الجلد وإغلاق المسام

نصائح:

لا تغسل الجهاز بالماء. جهاز B-Derma ICE غير مقاوم للماء



موانع الاستخدام

- حب الشباب الصديدي النشط
- العد الوردي
- العلاج بالريتيناويد
- العلاجات الحمضية والليزر - قبل 4 أسابيع على الأقل من التقشير الدقيق للجلد
- الصدفية
- أمراض الجلد الفيروسية والبكتيرية والفطرية
- بشرة الأوعية الدموية
- الميل إلى التندب
- الجلد المجروح (الجروح الحديثة)
- أورام الجلد أو الشامات المشبوهة في منطقة العلاج
- حشوات الوجه - قبل 4 أسابيع على الأقل من التقشير الجلدي، وإلا فقد يتحرك المستحضر.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz

części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطائ ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/30/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Beautifly Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Importer: Beautifly Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa. Assembled in China

English

Hereby, Beautifly Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Derma Ice is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beautifly Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Derma Ice jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «Beautifly» заявляет, что устройство Beautifly B-Derma Ice соответствует Директиве 2014/30/EC.

Français

Par la présente, Beautifly Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Derma Ice est conforme à la directive 2014/30/EU.

Deutsche

Hiermit erklärt Beautifly Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Derma Ice mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beautifly Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Derma Ice cumple con la Directiva 2014/30/UE.

عربي
بموجب هذا، فإن شركة Beautifly المحدودة تعلن بأن B-Derma Ice
Beautifly متوافق مع التوجيه 2014/30/EU

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beautifly Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.
W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie du produit est valable pour une période de 24 mois.
2. La garantie couvre la période à partir de la date d'achat du produit acquis auprès de Beautifly Sp. z o. o. et couvre les défauts découlant de causes inhérentes à l'appareil reçu.
3. L'appareil sera réparé dans les meilleurs délais, sans dépasser 21 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'appareil pour réparation par un centre de service agréé.
4. Le client a le droit de demander le remplacement de l'équipement par un équipement sans défaut si le centre de service agréé détermine que la réparation du défaut est impossible ou nécessite des coûts excessifs.
5. Si seule une partie du produit est défectueuse et qu'il s'agit de la pièce détachable d'une partie du produit qui fonctionne correctement, les droits du client dans le cadre de cette garantie sont limités à la partie défectueuse du produit.

Pour bénéficier des conditions de garantie, veuillez envoyer votre réclamation accompagnée de la carte de garantie à l'adresse électronique suivante : serwis@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
 2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beautifly Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
 3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
 4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
 5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.
- In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@beautifly.eu

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на товар действует 24 месяца.
 2. Гарантия охватывает период с даты получения устройства от ООО «Beautifly» и распространяется на дефекты, которые возникли вследствие причин, присущих полученному устройству.
 3. Ремонт устройства будет произведен в кратчайшие сроки, но не более 21 рабочего дня с момента принятия устройства для проведения ремонтных работ в авторизованный сервисный центр.
 4. Заказчик имеет право подать заявление о замене оборудования на исправное, если авторизованный сервисный центр определит, что устранение дефекта невозможно или требует чрезмерных затрат.
 5. В случае, если неисправной является только часть изделия, которая может быть отсоединена от исправно функционирующей части прибора, права Заказчика по данной гарантии ограничиваются только дефектной частью изделия.
- Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, отправьте жалобу вместе с гарантийным талоном по следующему адресу e-mail: serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantía del producto es válida durante 24 meses.
2. La garantía cubre el período a partir de la fecha de recepción del producto de Beautifly Sp. z o. o. e incluye los defectos derivados de la construcción del dispositivo.
3. La reparación del equipo se llevará a cabo en el menor tiempo posible, sin exceder el plazo de 21 días hábiles desde la fecha de aceptación del dispositivo para su reparación por el Centro de Servicio Técnico Autorizado.
4. El cliente tiene derecho a solicitar la sustitución del dispositivo por uno libre de defectos si el Centro de Servicio Técnico Autorizado determine que la eliminación del defecto es imposible o requiere gastos excesivos.
5. Si sólo una parte del producto es defectuosa y es posible separarla de la parte del producto que funciona correctamente, los derechos del Cliente bajo esta garantía se limitarán sólo a la parte defectuosa del producto. Para beneficiarse de las condiciones de la garantía, se debe enviar una reclamación junto con la tarjeta de garantía a la dirección de correo electrónico: serwis@beautifly.eu

Produktgarantie

1. Die Produktgarantie gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten.
2. Die Garantie gilt ab dem Erhalt des Geräts von der Firma Beautifly Sp. z o.o. und umfasst Mängel, die durch das Gerät bedingt sind.
3. Die Reparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt, jedoch maximal innerhalb von 21 Werktagen ab der Annahme zur Reparatur durch eine autorisierte Werkstatt.
4. Der Kunde ist berechtigt, den Austausch durch ein mängelfreies Gerät zu fordern, wenn die autorisierte Werkstatt feststellt, dass die Mängelbeseitigung unmöglich ist oder unverhältnismäßig teuer wäre.
5. Falls nur ein Teil des Produkts mangelbehaftet ist und die von dem korrekt funktionierenden Teil des Geräts entfernt werden kann, beschränken sich die Garantierechte des Kunden auf den mangelbehafteten Teil. Zwecks Inanspruchnahme der Garantie muss die Reklamation einschließlich des Garantiescheins per E-Mail an serwis@beautifly.eu

ضمان

1. المنتج مشمول بالضمان لمدة 24 شهرا.
2. يشمل الضمان الفترة من تاريخ استلام الجهاز من شركة Beautifly sp. z.o.o ويغطي العيوب الناتجة عن الأسباب الكامنة في الجهاز المستلم.
3. سيتم إصلاح الجهاز في أسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ قبول الجهاز للإصلاح من قبل مركز الخدمة المعتمد.
4. يحق للعميل التقدم بطلب لاستبدال الجهاز بأخر غير معيب، إذا قرر مركز الخدمة المعتمد أن إزالة العيب أمر مستحيل أو يتطلب تكاليف باهظة.
5. إذا كان جزء فقط من المنتج معيباً ويمكن فصله عن جزء يعمل بشكل صحيح من المنتج، فإن حقوق العميل بموجب هذا الضمان تقتصر فقط على الجزء المعيب من المنتج. للاستفادة من شروط الضمان، يرجى إرسال شكوى مع بطاقة الضمان إلى عنوان البريد الإلكتروني serwis@beautifly.eu

BEAUTIFLY

NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and conditions specified in the Warranty Certificate.