

BEAUTIFLY

B-Derma
PRO
series

Urządzenie do
mikrodermabrazji
Microdermabrasion and
blackhead remover

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



@beautifly.eu



/beautiflyeu



beautifly.eu

Dane techniczne B—Derma PRO

typ ładowania:	ładowanie bezprzewodowe
napięcie:	5V—1A
bateria:	3. 7V 1500mAh /1.85Wh
czas ładowania:	24 godziny
czas pracy:	≥ 1.5h
rozmiar:	65mm*40mm*40mm
materiał:	ABS MS
moc ssania:	61Kpa±5Kpa
czas spoczynku:	90 dni (jeśli urządzenie nie było używane dłużej niż 90 dni, należy go całkowicie naładować przed użyciem)
w zestawie:	urządzenie, podstawa ładowania bezprzewodowego, 7 głowic, 6 filtrów gąbkowych, kabel ładujący, instrukcja obsługi

Opis urządzenia

1. Wymienna głowica
2. Wskaźnik naładowania
3. Wskaźnik poziomu
4. Wyświetlacz roboczy
5. Timer
6. Przycisk mocy poziomów
7. Przycisk Wł./Wyl.
8. Stacja bezprzewodowego ładowania



Głowica mikrokrystaliczna

Końcówka mikrokrystaliczna z drobinkami diamentowymi, usuwa martwy i zrogowaciały naskórek, blizny potrądzikowe.



Duża okrągła głowica

Próżniowe podnoszenie wytwarza łagodne, stymulujące działanie masujące, poprawia mikrokrążenie, skóra staje się bardziej napięta.




Mała okrągła głowica

Ułatwia usuwanie wągrów oraz zaskórników z trudno dostępnych miejsc.



Owalna głowica

Stosowana do drobnych linii twarzy, podnosi i wzmacnia strukturę oraz elastyczność skóry.



Zasada działania

Odsysanie próżniowe

System masażu próżniowego poprawia jędrność i owal twarzy. Masaż podciśnieniowy wspomaga lepszą cyrkulację krwi i limfy sprawiając, że skóra jest napięta, lepiej ukrwiona, a opuchnięcia i obwisła skóra zredukowane.

Głowica mikrokrystaliczna

Wytwarza ponad 100 000 naturalnych cząsteczek ścierających, które sprawiają, że martwy naskórek jest dokładnie usuwany z powierzchni twarzy. Cera pozostaje gładka i delikatna.

Niebieskie światło fotonowe

Przeznaczone dla cery trądzikowej ale, też wrażliwej. Bio-efekty: wpływa korzystnie na cerę trądzikową, zmniejsza stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych i ilość wydzielanego sebum, skóra staje się bardziej napięta, a rozszerzone pory stają się mniej widoczne.

Obszar użycia

Głowica mikrokryształiczna: może być stosowana na dowolnej części twarzy oprócz bliskich okolic oczu. Może być również zastosowana na obszary ciała pokryte twardą zrogowaciałą skórą np. na łokciach czy kolanach.

Głowica duża okrągła: może być stosowana na dowolnej części twarzy, oprócz bliskich okolic oczu.

Głowica mała okrągła: może być stosowana na wrażliwą skórę wokół oczu, również na innych częściach twarzy.

Głowica owalna: może być stosowana na dowolnej części twarzy i szyi, oprócz bliskich okolic oczu.

Instrukcja obsługi

1. Naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk zasilania przez 2 sekundy podczas użytkowania, aby je wyłączyć.
2. Białe światło będzie migać podczas ładowania będzie migać światło. Po całkowitym naładowaniu światło przestanie migać, a akumulator zaświeci się na czerwono.
3. Aby wstrzymać urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania tymczasowo. Bateria będzie migać, jeśli poziom energii będzie niski. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności. Włącz urządzenie, jeśli chcesz go ponownie użyć.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach. Jeśli urządzenie ma się włączyć ponownie należy je zrestartować.
5. Po użyciu określonego poziomu mocy urządzenia, po ponownym włączeniu urządzenie przywróci domyślny poziom ustawień.

Zastosowanie

- przebarwienia
- blizny
- rozstępny
- rozszerzone bardzo widoczne pory
- zaskórniki i trądzik (omijać zmiany zapalne, ropne)
- zmarszczki
- skóra pozbawiona zdrowego koloru z pierwszymi oznakami fotostarzenia

Jak używać

Mikrodermabrazja

1. Oczyszczyć i osuszyć skórę i stworzyć pory. Następnie nałożyć końcówkę mikrokryształiczną na dużą okrągłą nakładkę urządzenia.
2. Uruchomić urządzenie i przyłożyć końcówkę do twarzy. Zaczynaj od brody poruszając urządzenie od dołu do góry.
3. Przyłóż urządzenie do nosa i przesuwaj od wewnętrznej do zewnętrznej strony, dokładnie oczyszczając każdy płatek nosa.
4. Następnie przyłóż urządzenie do czoła i przesuwaj od środka do zewnątrz w obydwie strony.

W ostatnim etapie, dostosuj intensywność zasywania i przyłóż końcówkę do policzków. Przesuwaj

5. urządzenie od wewnętrznej do zewnętrznej strony. Od dołu do góry.
6. Po zakończonym zabiegu, przemyj twarz płynem łagodzącym oraz użyj preparatu nawilżającego z filtrem.

Oczyszczanie porów

1. Użyj płynu lub maski oczyszczającej typu peel-off lub nałóż na twarz ciepły ręcznik na 3-5 minut w celu otwarcia porów i usunięcia zaskórników.
2. Nałóż dużą lub małą okrągłą końcówkę na urządzenie.
3. Skieruj końcówkę dokładnie w miejsce usunięcia zaskórników. Można użyć takiego poziomu zasysania jaki będzie pasował do potrzeb skóry.
4. Po zabiegu przemyj twarz tonikiem lub nałóż maseczkę w celu zamknięcia porów.

W czasie zasysania zaskórników należy poruszać urządzeniem powoli i za każdym razem w tym samym kierunku - nie poruszać urządzeniem owalnie. W przypadku trądziku, proszę zassać i od razu puścić.

Usuwanie drobnych zmarszczek

1. Nałóż owalną końcówkę.
2. Używaj urządzenia do masowania kącików oczu, ust i okolic nosa, możesz wybrać poziom zasysania według potrzeb.

Możesz zasysać i puszczać skórę w miejscach, w których potrzebujesz.

Powtarzaj zabieg jak wyżej, w celu poprawy cyrkulacji krwi, poprawy elastyczności skóry i zniwelowania zmarszczek.

Napnij skórę i usuwaj zmarszczki z małym natężeniem zasysania.

Nie używać urządzenia za długo na tych samych częściach twarzy, mogą pojawić się zaczerwienia na skórze. W takim przypadku proszę przestać używać na jakiś czas.

Przeciwwskazania

- Aktywny trądzik ropny
- Trądzik różowaty
- Terapia retinoidami
- Zabiegi kwasowe, lasery - najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji
- Łuszczyca
- Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- Cera naczyńniowa
- Skłonność do bliznowacenia
- Przerwana ciągłość skóry (świeże rany)
- Nowotwory skóry lub podejrzanego znamiona w miejscu poddawanemu zabiegowi
- Wypełniacze w twarzy - najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, w przeciwnym wypadku preparat może się przemieścić.

Częstotliwość wykonywania

Zabieg wykonuje się około raz na dwa tygodnie w serii około 6-12 zabiegów w odstępach od 7 do 28 dni w zależności od oczekiwanego efektu. Około 3-4 dni po zabiegu występuje mikro złuszczenie. Nie wymaga stosowania ampułki ani serum do zabiegu.

Pielęgnacja pozabiegowa

Bezpośrednio po mikrodermabrazji skóra może być widocznie zaczerwieniona i lekko podrażniona. Zabieg mechanicznego złuszczenia warstw rogowych można połączyć z zabiegiem jonoforezy lub mezoterapii bezigłowej. Dzięki temu wchłanianie składników aktywnych przy tych zabiegach jest dużo większa i korzystniejsza niż zastosowanie samej np. mezoterapii bezigłowej.

Niezbędne jest zastosowanie kremów z filtrem bezpośrednio po zabiegu, najlepiej w czasie trwania całej serii. Należy unikać wody chlorowanej, sauny, solarium, ekspozycji na słońce.

Technical data B—Derma PRO

charging type	wireless charging
power voltage:	5V—1A
battery:	3.7V 1500mAh /1.85Wh
charging duration:	24hours
usage time:	≥ 1.5h
size:	65mm*40mm*40mm
material used:	ABS MS
suction power:	61Kpa±5Kpa
idle time:	90 days (if the unit hasn't been used for more than 90day's, please fully charge it before use)
included:	device, wireless charge base, 7 heads, 6 sponges, charging cabel, user manual

Product introduction

1. Replacement probe
2. Battery display
3. Levels indication
4. Working display
5. Operating time (5mins)
6. Levels button
7. ON/OFF/Pause button
8. Wireless charge



Microcrystalline tip

It can be used on the whole face with the exception of the eyes and in areas on which hard skin such as the knees or elbows were formed.



Big Round Hole Tip

Except eyes. Can be used on any part of the face.



Small Round Hole Tip

Can be used on sensitive skin around the eyes, and also other parts of the face.



Oval Hole Tip

Can be used at eye corner, nose-wing and skins around the mouth.



Working principle

Vacuum suction

The vacuum massage system improves the firmness and oval of the face. Pressure massage promotes better circulation of blood and lymph, making the skin tense, better supplied with blood, and swelling and sagging skin reduced.

Microcrystalline head

It produces over 100,000 natural abrasive particles that make the dead skin thoroughly removed from the face. The skin remains smooth and delicate.

Blue photon light

Intended for acne-prone but sensitive skin. Bio-effects: it has a positive effect on acne skin, reduces inflammation, regulates sebaceous glands and the amount of sebum secreted, the skin becomes more tense and enlarged pores become less visible.

Using area

Microcrystalline head: can be used on any part of the face except close to the eyes. It can also be applied to body areas covered with hard calloused skin, e.g. on elbows or knees.

Large round hole beauty head: can be used on any part of the face except close to the eyes

Small round hole beauty head: can be used on sensitive skin around the eyes, also on other parts of the face.

Oval hole beauty head: can be used on the face, nose and other parts of the face and neck.

Operation instructions

1. Press the power button for 2 seconds to turn on the device, press the power button for 2 seconds during use to turn it off.
2. The white light will have a flashing during charge, once fully charged the light will stop flashing and the battery will light red.
3. To pause the device, hold the power button temporary. The battery will flash if the energy level is low. The device will shut down automatically after 5 minutes of inactivity. Turn on the unit if you need to use it again.
4. When the device is working, the timer will stop when it runs for 5 minutes. If it needs to be used again, please restart it. After the pause, the time will be recalculated.
5. After using a certain level to shut down, reboot will be in the original gear.

Application

- Discoloration
- Scars
- Stretch marks
- Extended, very visible pores
- Comedones and acne (avoid inflammatory changes, phlegias)
- Wrinkles
- Skin devoid of a healthy color with the first signs of photoaging

How to use

Microdermabrasion

1. Please thoroughly wash your face. This will makes your pores open up.

Please do not apply the device at the same spot on your skin more than 3 seconds. It needs to move up and down constantly.

Please attention that sunscre moisturizing in time to avoid skin hurt after using the product, it is

3. recommended to apply toner or cold water on the face, this will close the pores.
4. Please adjust the suction pressure based on your skin type.
5. After used, it is normal that your face to be a little red and sensitive, the redness will disappear in 30 min.
6. Please do not use device in conjunction with other beauty tools or remedies.

Pore cleansing

1. Use blackhead leading-out liquid or apply face with hot towel for 3-5 minutes to open the pores and export the blackheads.
2. Put on the big round hole tip or small round hole tip.

Please point the tip on the blackhead or acne directly to suck, you can choose the suction level according to your skin conditions.
3. After sucking, pat cold water or apply mask to shrink pores.

When sucking the blackhead, you should move slowly on the blackhead area and repeat this action in one direction instead of moving in circles. As for acne, please suck it then release it immediately.

Face fine lines removing

1. Put the oval hole tip on the device.
2. Use the device to massage eye corner, nose-wing, lips. You can choose the suction level according to your need.

You can suck and release skin parts that need caring quickly. Repeat operation steps mentioned above to improve blood circulation, increase skin elasticity and prevent wrinkles.

Lift skin and smooth away wrinkles with low-gracie suction. Please don't suck the same part for too long as that may cause redness on your skin. If in this case, please stop using temporarily.

Contraindications

- Active acne phlegosis
- Rosacea
- Therapy with retinoids
- Acidic, lasers - at least 4 weeks before microdermabrasion
- Psoriasis
- Virotic, bacterial and fungal diseases of the skin vascular skin
- Vascular skin
- Scarring
- Distent continuity of the skin (fresh wounds)
- Skin cancer or suspected lesions in the place undergoing surger
- Fillers in the face - at least 4 weeks before microdermabrasion, otherwise, the preparation may move.

Frequency of treatment

The procedure is performed approximately once every two weeks in a series of approximately 6-12 treatments at intervals of 7 to 28 days, depending on the expected effect. About 3-4 days after the treatment there is a micro exfoliation. It does not require the use of an ampoule or serum for the procedure.

Post-treatment care

Immediately after microdermabrasion the skin may be visibly red and slightly irritated. The mechanical exfoliation treatment of stratum corneum can be combined with iontophoresis or needdeless mesotherapy. Thanks to this, the active ingredients absorability at these treatments is much greater and more beneficial than using, for example, needdeless mesotherapy.

It is necessary to apply creams with a filter immediately after the treatment, preferably du ring the whole series. Avoid chlorinated water, sauna, solarium, exposure to the sun.

Características técnicas B—Derma PRO

tipo de carga:	carga inalámbrica
tensión:	5V—1A
batería:	3.7V 1500mAh /1.85Wh
tiempo de carga:	24hours
tiempo de funcionamiento:	≥ 1,5h
tamaño:	65mm*40mm*40mm
material:	ABS MS
potencia de succión:	61Kpa±5Kpa
tiempo de espera:	90 días (si el dispositivo no se ha utilizado durante más de 90 días, debe cargarse completamente antes de utilizarlo)
el kit incluye:	dispositivo, estación de carga inalámbrica, 7 cabezales, 6 filtros de esponja, cable de carga, manual de instrucciones

Descripción del dispositivo

1. Cabezal reemplazable
2. Indicador de carga
3. Indicador de nivel
4. Pantalla
5. Temporizador
6. Botón de nivel de potencia
7. Botón de encendido/apagado
8. Estación de carga inalámbrica



Cabezal microcristalino

Cabezal microcristalino con partículas de diamante, elimina las células muertas de la piel y las cicatrices post acné.



Cabezal redondo grande

El masaje al vacío produce un efecto de masaje suave y estimulante, mejora la microcirculación y reafirma la piel.



Cabezal redondo pequeño

Facilita la eliminación de los puntos negros y blancos de las zonas de difícil acceso.



Cabezal ovalado

Se utiliza para las líneas faciales finas, levanta y refuerza la estructura y la elasticidad de la piel.



Funcionamiento

Succión al vacío

El masaje al vacío mejora la firmeza y el óvalo del rostro. El masaje al vacío mejora la circulación sanguínea y linfática, por lo que la piel se vuelve más tensa, desaparecen las hinchazones y se elimina la piel flácida.

Cabezal microcristalino

Produce más de 100.000 partículas abrasivas naturales que garantizan la eliminación de las células muertas de la piel. El rostro queda liso y suave.

Luz fotónica azul

Diseñada para pieles sensibles y con tendencia acnéica. Bioefectos: tiene un efecto beneficioso sobre la piel con tendencia acnéica, reduce la inflamación, regula las glándulas sebáceas y la cantidad de sebo, la piel se vuelve más firme y los poros dilatados se hacen menos visibles.

Zonas de masaje

Cabezal microcristalino: puede utilizarse en cualquier parte del rostro, excepto el contorno de los ojos. También puede aplicarse en zonas del cuerpo cubiertas de piel gruesa y dura, como los codos y las rodillas.

Cabezal redondo grande: puede utilizarse en cualquier parte del rostro, excepto el contorno de los ojos.

Cabezal redondo pequeño: puede utilizarse en el contorno de los ojos, así como en otras partes sensibles del rostro.

Cabezal ovalado: puede utilizarse en cualquier parte del rostro y el cuello, excepto el contorno de los ojos.

Manual de instrucciones

1. Pulse el botón de encendido durante 2 segundos para encender el dispositivo, pulse el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el dispositivo.
2. La luz blanca parpadeará durante la carga. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz dejará de parpadear y la batería se iluminará en rojo.
3. Para poner en pausa el dispositivo, mantenga pulsado el botón de encendido. Si la luz de la batería parpadea, significa que el nivel de batería está bajo. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos. Encienda el dispositivo si quiere volver a utilizarlo.
4. El dispositivo se apagará automáticamente después de 5 minutos. Si quiere volver a encender el dispositivo, debe reiniciarlo.
5. Después de utilizar un determinado nivel de potencia del dispositivo, al volver a encenderlo se restablecerá al nivel de ajuste predeterminado.

Uso previsto

- manchas
- cicatrices
- estrías
- poros dilatados y visibles
- puntos negros y acné (evitar lesiones inflamatorias y pustulosas)
- arrugas
- piel sin aspecto saludable y con los primeros signos de fotoenvejecimiento

Cómo utilizar el dispositivo

Microdermoabrasión

1. Limpie y seque el rostro para relajar la piel y abrir los poros. A continuación, en el cabezal redondo grande del dispositivo coloque la punta microcristalina.
2. Encienda el dispositivo y coloque la punta sobre el rostro. Empiece con la barbilla, moviendo el dispositivo desde abajo hacia arriba.
3. Coloque el dispositivo sobre la nariz y deslícelo desde el interior hacia el exterior, limpiando a fondo cada lóbulo nasal.
4. A continuación, coloque el dispositivo sobre la frente y deslícelo desde el interior hacia el exterior en ambas direcciones.
5. En la etapa final, ajuste la intensidad de la succión y coloque la punta sobre las mejillas. Mueva el dispositivo desde dentro hacia fuera. Desde abajo hacia arriba.
6. Después del tratamiento, lávese la cara con una loción calmante y utilice una crema hidratante con filtro.

Limpieza de poros

1. Utilice un líquido o una mascarilla limpiadora exfoliante o coloque una toalla caliente en su rostro durante 3-5 minutos para abrir los poros y eliminar los puntos negros.
2. Coloque el cabezal redondo grande o pequeño en el dispositivo.

Coloque el cabezal con precisión sobre la zona en la que quiere eliminar los puntos negros. Ajuste el nivel de succión a su piel.
3. Después del tratamiento, lávese la cara con un tónico o aplique una mascarilla para cerrar los poros.

Durante la succión de espinillas, deslice el dispositivo lentamente y en la misma dirección - no deslice el dispositivo con movimientos circulares. En el caso del acné, succione y libere la piel de inmediato.

Eliminación de arrugas finas

1. Coloque el cabezal ovalado.
2. Utilice el dispositivo para masajear las esquinas de los ojos, la boca y la zona de la nariz, puede elegir el nivel de succión según sea necesario.

Puede succionar y liberar la piel en cada parte del rostro. Repita el tratamiento como en el caso anterior para mejorar la circulación sanguínea, mejorar la elasticidad de la piel y eliminar las arrugas.

Tense la piel y elimine las arrugas con una baja intensidad de succión. No utilizar el dispositivo durante demasiado tiempo en las mismas partes del rostro, ya que puede provocar irritaciones en la piel. En este caso, por favor, deje de usar el dispositivo durante un tiempo.

Contraindicaciones

- Acné pápulo-pustuloso
- Rosácea
- Retinoides
- Tratamientos con ácidos y láser - al menos 4 semanas de intervalo antes de la microdermoabrasión
- Psoriasis
- Infecciones fúngicas, virales o bacterianas
- Cuperosis
- Fibrosis
- Heridas y lesiones en la piel
- Tumores cutáneos o lunares sospechosos en la zona tratada
- Rellenos faciales - al menos 4 semanas de intervalo antes de la microdermoabrasión, de lo contrario el relleno puede moverse.

Frecuencia

El tratamiento se realiza aproximadamente una vez cada quince días en una serie de unos 6-12 tratamientos con intervalos de 7-28 días, dependiendo del efecto deseado. Aproximadamente 3-4 días después del tratamiento se produce una microexfoliación. Para el tratamiento no se requiere uso de ninguna ampolla o suero.

Cuidado post tratamiento

Después de la microdermoabrasión, la piel puede estar roja y ligeramente irritada. La exfoliación mecánica del estrato córneo puede combinarse con la iontoforesis o la mesoterapia sin agujas. Gracias a ello, la absorción de los principios activos en estos tratamientos es mucho mayor y más beneficiosa que en caso de tratamientos de mesoterapia sin agujas por separado.

Después del tratamiento es necesario aplicar un protector solar (preferentemente durante todo el tratamiento). Evitar uso de agua con cloro, sauna, solárium y exposición al sol.

Technische Daten B—Derma PRO

Ladeart:	kabelloses Laden
Spannung:	5V-1A
Batterie:	3,7V 1500mAh /1.85Wh
Ladezeit:	24 Stunden
Arbeitszeit:	≥ 1,5h
Größe:	65mm*40mm*40mm
Material:	ABS MS
Saugkraft:	61Kpa±5Kpa
Ruhezeit:	90 Tage (wenn das Gerät länger als 90 Tage nicht benutzt wurde, muss es vor der Benutzung vollständig aufgeladen werden)
Im Set enthalten:	Gerät, kabellose Ladestation, 7 Köpfe, 6 Schwammfilter, Ladekabel, Gebrauchsanweisung

Beschreibung des Geräts

1. Auswechselbarer Kopf
2. Ladestandsanzeige
3. Füllstandsanzeige
4. Betriebsdisplay
5. Zeitschaltuhr
6. Taste für die Leistungsstufe
7. EIN/AUS-Taste.
8. Kabellose Ladestation



Mikrokristall-Kopf

Mikrokristall-Spitze mit Diamantpartikeln, entfernt abgestorbene und verhornte Haut sowie Aknenarben.



Großer runder Kopf

Das Vakuumanheben erzeugt einen sanften, stimulierenden Massageeffekt, verbessert die Mikrozirkulation, die Haut wird straffer.



Kleiner runder Kopf

Erleichtert die Entfernung von Mitessern an schwer zugänglichen Stellen.



Ovaler Kopf

Bei feinen Gesichtslinien anzuwenden, strafft die Haut und stärkt ihre Textur und Elastizität.



Funktionsweise

Vakuum-Absaugen

Das Vakuum-Massagesystem verbessert die Festigkeit und die ovale Form des Gesichts. Die Vakuummassage fördert eine bessere Blut- und Lymphzirkulation, wodurch die Haut straffer und besser durchblutet wird und Schwellungen und schlaffe Haut reduziert werden.

Mikrokristall-Kopf

Erzeugt mehr als 100.000 natürliche Schleifpartikel, die dafür sorgen, dass abgestorbene Haut gründlich vom Gesicht entfernt wird. Der Teint bleibt glatt und weich.

Blaues Photonenlicht

Entwickelt für zu Akne neigende und empfindliche Haut. Bio-Effekte: wirkt wohltuend auf zu Akne neigende Haut, lindert Entzündungen, reguliert die Arbeit der Talgdrüsen und die Menge des abgesonderten Talgs, die Haut wird straffer und erweiterte Poren werden weniger sichtbar.

Anwendungsbereich

Mikrokristall-Kopf: kann auf allen Gesichtspartien außer der Augenpartie verwendet werden. Er kann auch an Körperstellen mit harter verhornter Haut wie Ellbogen und Knien verwendet werden.

Großer runder Kopf: kann auf jeder Gesichtspartie verwendet werden, außer in der Nähe der Augen.

Kleiner runder Kopf: kann für die empfindliche Haut um die Augen herum verwendet werden, aber auch bei anderen Gesichtspartien.

Ovaler Kopf: kann auf allen Teilen des Gesichts und des Halses verwendet werden, außer in der Nähe der Augen.

Bedienungsanleitung

1. Drücken Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die Einschalttaste während des Gebrauchs 2 Sekunden lang, um es auszuschalten.
2. Das weiße Licht blinkt während des Ladevorgangs. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört das Licht auf zu blinken und der Akku leuchtet rot auf.
3. Um das Gerät anzuhalten, halten Sie die Power-Taste kurz gedrückt. Die Batterieanzeige blinkt, wenn der Ladestand niedrig ist. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus. Schalten Sie das Gerät ein, wenn Sie es wieder verwenden möchten.
4. Das Gerät schaltet sich nach 5 Minuten automatisch aus. Wenn das Gerät wieder eingeschaltet werden soll, muss es neu gestartet werden.
5. Nachdem Sie die angegebene Leistungsstufe des Geräts verwendet haben, wird das Gerät auf die Standardeinstellung zurückgesetzt, wenn Sie es wieder einschalten.

Anwendung

- Verfärbungen
- Narben
- Dehnungsstreifen
- vergrößerte, gut sichtbare Poren
- Mitesser und Akne (vermeiden Sie entzündliche, eitrige Läsionen)
- Falten
- Haut, die keinen gesunden Farbton hat, mit den ersten Anzeichen von Photo-Aging

Verwendungsweise

Mikrodermabrasion

1. Reinigen und trocknen Sie Ihr Gesicht. Das entspannt die Haut und öffnet die Poren. Setzen Sie dann die Mikrokristall-Spitze auf den großen runden Gerätaufsatz.
2. Starten Sie das Gerät und setzen Sie den Aufsatz auf Ihr Gesicht. Beginnen Sie mit Ihrem Kinn und bewegen Sie das Gerät von unten nach oben.
3. Setzen Sie das Gerät an der Nase an und bewegen Sie sich von innen nach außen, wobei Sie jedes Nasenläppchen gründlich reinigen.
4. Legen Sie das Gerät dann auf Ihre Stirn und bewegen Sie es von innen nach außen in beide Richtungen.
5. Im letzten Schritt stellen Sie die Saugintensität ein und setzen die Spitze auf Ihre Wange. Bewegen Sie das Gerät von innen nach außen. Von ganz unten nach ganz oben.
6. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Behandlung mit einer beruhigenden Lotion und verwenden Sie eine Feuchtigkeitscreme mit Sonnenschutzmittel.

Porenreinigung

1. Verwenden Sie eine flüssige oder abziehbare Reinigungsmaske oder legen Sie ein warmes Handtuch für 3-5 Minuten auf Ihr Gesicht, um die Poren zu öffnen und Mitesser zu entfernen.
2. Setzen Sie den großen oder kleinen runden Aufsatz auf das Gerät.
3. Richten Sie den Aufsatz genau auf die Stelle, an der Sie den Mitesser entfernen möchten. Sie können so viel Saugkraft verwenden, wie es für Ihre Haut geeignet ist.
4. Waschen Sie Ihr Gesicht nach der Behandlung mit einem Gesichtswasser oder tragen Sie eine Maske auf, um die Poren zu schließen.

Bewegen Sie das Gerät beim Absaugen von Mitessern langsam und jedes Mal in die gleiche Richtung - bewegen Sie das Gerät nicht oval. Im Falle von Akne saugen Sie ab und lassen Sie sie sofort los.

Beseitigung feiner Fältchen

1. Verwenden Sie den ovalen Aufsatz.
2. Massieren Sie mit dem Gerät die Augenwinkel, den Mund und die Nasenpartie. Sie können die Stärke der Absaugung nach Bedarf einstellen.

Sie können die Haut an den Stellen absaugen und lösen, an denen Sie sie benötigen. Wiederholen Sie die Behandlung wie oben beschrieben, um die Durchblutung zu verbessern, die Elastizität der Haut zu erhöhen und Falten zu beseitigen.

Straffen Sie die Haut und entfernen Sie Falten mit geringer Saugintensität. Verwenden Sie das Gerät nicht zu lange auf denselben Gesichtspartien, da sonst Rötungen auf der Haut auftreten können. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie die Anwendung bitte für eine Weile ein

Kontraindikationen

- Aktive eitrige Akne
- Rosacea
- Retinoid-Therapie
- Säurebehandlungen, Laserbehandlungen - mindestens 4 Wochen Abstand vor der Mikrodermabrasion
- Psoriasis
- Virale, bakterielle und Pilzkrankungen der Haut
- Vaskuläre Haut
- Neigung zur Narbenbildung
- Unterbrechung der Hautkontinuität (frische Wunden)
- Hauttumore oder verdächtige Muttermale im behandelten Bereich
- Füllmittel im Gesicht - mindestens 4 Wochen Abstand vor der Mikrodermabrasion, sonst kann sich das Produkt verschieben.

Häufigkeit

Die Behandlung wird etwa alle vierzehn Tage in einer Serie von etwa 6-12 Behandlungen im Abstand von 7 bis 28 Tagen durchgeführt, je nach gewünschtem Effekt. Etwa 3-4 Tage nach der Behandlung kommt es zu einem Mikro-Peeling. Für die Behandlung ist weder eine Ampulle noch ein Serum erforderlich.

Pflege nach den Behandlungen

Unmittelbar nach der Mikrodermabrasion kann die Haut sichtbar gerötet und leicht gereizt sein. Das Verfahren des mechanischen Peelings der Hornschichten kann mit Iontophorese oder nadelloser Mesotherapie kombiniert werden. Dadurch ist die Absorption der Wirkstoffe bei diesen Behandlungen viel größer und vorteilhafter als bei der nadellosen Mesotherapie allein.

Spécifications techniques B—Derma PRO

type de chargement :	chargement sans fil
tension :	5V-1A
batterie :	3,7V 1500mAh /1.85Wh
durée de recharge :	24 Stunden
durée d'autonomie :	≥ 1,5h
taille :	65mm*40mm*40mm
matériau :	ABS MS
puissance d'aspiration :	61Kpa±5Kpa
autonomie de stockage :	90 jours (si l'appareil n'a pas été utilisé pendant plus de 90 jours, il doit être entièrement rechargé avant d'être utilisé)
inclus :	appareil, socle de chargement sans fil, 7 têtes, 6 filtres en mousse, câble de chargement, manuel d'instruction

Description de l'appareil

1. Tête interchangeable
2. Indicateur de charge
3. Indicateur de niveau
4. Voyant d'alimentation
5. Minuteur
6. Bouton niveau de puissance
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Socle de recharge sans fil



Tête microcristalline

Pointe microcristalline avec particules de diamant, élimine les peaux mortes et calleuses, les cicatrices d'acné.



Grande tête ronde

Le lifting sous vide produit un effet de massage doux et stimulant, améliore la microcirculation, la peau devient plus ferme.




Petite tête ronde

Facilite l'élimination des points noirs et des points blancs dans les zones difficiles à atteindre.



Tête ovale

Appliqué sur les ridules du visage, elle lisse et renforce la texture et l'élasticité de la peau.



Principe de fonctionnement

Aspiration à vide

Le système de massage sous vide améliore la fermeté et l'ovale du visage. Le massage sous vide favorise une meilleure circulation sanguine et lymphatique, confère à la peau plus de fermeté ainsi qu'une meilleure irrigation et réduit les poches et le relâchement cutané.

Tête microcristalline

Elle présente plus de 100 000 particules abrasives naturelles qui assurent l'élimination complète des peaux mortes du visage. Le teint reste lisse et doux.

La photothérapie en lumière bleue

Conçue pour les peaux à tendance acnéique mais aussi pour les peaux sensibles. Bio-effets : effet bénéfique sur les peaux à tendance acnéique, réduit l'inflammation, régule les glandes sébacées et la quantité de sébum sécrétée, la peau devient plus ferme et les pores dilatés deviennent moins visibles.

Domaines d'utilisation

La tête microcristalline: peut être utilisée sur n'importe quelle partie du visage, sauf à proximité des yeux. Elle peut également être appliquée sur les zones du corps recouvertes de peau kératinisée dure, comme les coudes et les genoux.

La grande tête ronde: peut être utilisée sur n'importe quelle partie du visage, sauf à proximité des yeux.

La petite tête ronde: peut être utilisée sur la peau sensible du contour des yeux, mais aussi sur d'autres parties du visage.

La tête ovale: peut être utilisée sur n'importe quelle partie du visage, sauf à proximité des yeux.

Mode d'utilisation

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes.
2. La lumière blanche clignote pendant la charge. Lorsque la charge est complète, le voyant cesse de clignoter et le voyant de batterie devient rouge.
3. Pour mettre l'appareil en pause, pressez brièvement le bouton marche-arrêt. La batterie clignote lorsque le niveau d'alimentation est faible. L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité. Allumez l'appareil si vous voulez le réutiliser.
4. L'appareil s'éteint automatiquement après 5 minutes. Si l'appareil doit être remis en marche, il suffit de le rallumer.
5. Après avoir utilisé un niveau de puissance spécifié sur l'appareil, l'appareil se réinitialise au niveau de réglage par défaut lorsqu'il s'est éteint puis a été remis en marche.

Application

- altérations de la pigmentation
- cicatrices
- vergetures
- pores dilatés très visibles
- points noirs et acné (éviter les lésions enflammées et purulentes)
- rides
- peau qui a perdu ses couleurs saines avec les premiers signes du photo-vieillessement

Comment utiliser la microdermabrasion

1. Nettoyez et séchez votre visage afin de détendre la peau et ouvrir les pores. Placez ensuite la pointe microcristalline sur le grand embout rond de l'appareil.
2. Mettez l'appareil en marche et placez la pointe sur votre visage. Commencez par le menton en déplaçant l'appareil de bas en haut.
3. Appliquez l'appareil sur le nez et déplacez-le de l'intérieur vers l'extérieur, en nettoyant soigneusement chaque aile du nez.
4. Placez ensuite l'appareil sur votre front et déplacez-le de l'intérieur vers l'extérieur des deux côtés.
5. Dans la dernière étape, réglez l'intensité de la succion et appliquez la pointe sur les joues. Faites glisser l'appareil de l'intérieur vers l'extérieur. De bas en haut.
6. Après le traitement, nettoyez votre visage avec une lotion apaisante et utilisez une crème hydratante avec écran solaire.

Nettoyage des pores

1. Utilisez une lotion ou un masque nettoyant de type peel-off et appliquez-vous une serviette chaude sur le visage pendant environ 3 à 5 minutes pour ouvrir les pores et éliminer les points noirs.
2. Placez le grand ou le petit embout rond sur l'appareil.
3. Pointez l'embout précisément sur la zone d'élimination des points noirs. Vous pouvez utiliser le niveau d'aspiration qui convient aux besoins de votre peau.
4. Après le traitement, lavez votre visage avec une lotion tonifiante ou appliquez un masque afin de refermer les pores.

Pendant l'aspiration des points noirs, déplacez l'appareil lentement et à chaque fois dans la même direction - ne déplacez pas l'appareil de manière ovale. Dans le cas de l'acné, aspirez brièvement et relâchez immédiatement.

Suppression des rides fines

1. Appliquez l'embout ovale.
2. Utilisez l'appareil pour masser les coins des yeux, la bouche et le nez. Vous pouvez choisir le niveau d'aspiration selon vos besoins.

Vous pouvez aspirer puis relâcher immédiatement l'aspiration sur la peau dans les zones où vous en avez besoin. Répétez le traitement comme ci-dessus pour améliorer la circulation sanguine, l'élasticité de la peau et éliminer les rides.

Resserrez la peau et éliminez les rides avec une faible intensité d'aspiration.

N'utilisez pas l'appareil trop longtemps sur les mêmes parties du visage, des rougeurs risqueraient de se former sur la peau. Dans ce cas, veuillez arrêter d'utiliser l'appareil pendant un certain temps.

Contre-indications

- Acné purulente active
- Rosacée
- Traitement par rétinoïdes
- Traitements acides, lasers – dans ce cas, veuillez respecter un intervalle d'au moins 4 semaines avant d'appliquer la microdermabrasion
- Psoriasis
- Maladies de la peau virales, bactériennes et fongiques
- Rosacée ou couperose
- Tendance à la cicatrisation chéloïde
- Interruption de la continuité cutanée (blessures récentes)
- Tumeurs cutanées ou grains de beauté suspects dans la zone traitée
- Agents de comblement dans le visage - veuillez respecter un intervalle d'au moins 4 semaines avant d'appliquer la microdermabrasion, sinon l'agent de comblement risque de se déplacer.

Fréquence du traitement

Le traitement doit être effectué environ une fois tous les quinze jours en une série d'environ 6 à 12 traitements à des intervalles de 7 à 28 jours selon l'effet désiré. Une micro-exfoliation se produit environ 3 ou 4 jours après le traitement. Aucune ampoule ou sérum n'est nécessaire pour ce traitement.

Soins après la séance

Immédiatement après la microdermabrasion, la peau peut être visiblement rouge et légèrement irritée. Le traitement d'exfoliation mécanique des couches cornées peut être associé à une séance d'iontophorèse ou à une mésothérapie sans aiguille. Ainsi, l'absorption des principes actifs de ces traitements est beaucoup plus importante et plus bénéfique que, par exemple, la seule séance de mésothérapie sans aiguille.

Il est essentiel d'appliquer un écran solaire immédiatement après le traitement, et de préférence pendant toute la série des traitements. Veuillez éviter le contact avec de l'eau chlorée, les séances de sauna ou de solarium, ou l'exposition au soleil.

Технические данные B—Derma PRO

тип зарядки:	беспроводная зарядка
напряжение:	5В — 1А
аккумулятор:	3,7 В 1500 мАч/1,85 Втч
время зарядки:	24 часа
время работы:	≥ 1,5 ч
размер:	65 мм * 40 мм * 40 мм
материал:	ABS MS
мощность всасывания:	61 кПа ± 5 кПа
время простоя устройства:	90 дней (если устройство не использовалось более 90 дней, полностью зарядите его перед использованием)
в составе:	устройство, беспроводная зарядная база, 7 головок, 6 губчатых фильтров, кабель для зарядки, руководство по эксплуатации

Описание устройства

1. Сменная головка
2. Индикатор заряда
3. Указатель уровня
4. Рабочий дисплей
5. Таймер
6. Кнопка уровня мощности
7. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
8. Беспроводная зарядная станция



Микрокристаллическая головка

Микрокристаллический наконечник с алмазными частицами удаляет омертвевший эпидермис, шрамы от угревой сыпи.



Большая круглая головка

Вакуумный лифтинг производит мягкий, стимулирующий массажный эффект, улучшает микроциркуляцию, кожа становится более подтянутой.



Маленькая круглая головка

Облегчает удаление угрей и черных точек из труднодоступных мест.



Овальная головка

Наносится на тонкие линии лица, подтягивает и укрепляет структуру и эластичность кожи.



Принципы работы аппарата

Вакуумный отсос

Система вакуумного массажа улучшает упругость и овал лица. Вакуумный массаж способствует улучшению циркуляции крови и лимфы, делая кожу натянутой, лучше кровоснабжаемой, снимает отечность и дряблость кожи.

Микрокристаллическая головка

Производит более 100 000 натуральных абразивных частиц, которые аккуратно и точно удаляют омертвевшие клетки кожи с лица. Кожа остается гладкой и нежной.

LED-терапия - синий цвет

Предназначен для склонной к акне, но также чувствительной кожи. Биоэффекты: оказывает положительное влияние на кожу с угревой сыпью, снимает воспаление, регулирует работу сальных желез и количество выделяемого кожного сала, кожа становится более подтянутой, а расширенные поры становятся менее заметными.

Область использования

Микрокристаллическая головка: можно использовать на любой части лица, кроме области вокруг глаз. Ее также можно наносить на участки тела, покрытые твердой мозолистой кожей, например, на локти или колени.

Большая круглая головка: ее можно использовать на любой части лица, кроме области вокруг глаз.

Маленькая круглая головка: ее можно использовать на чувствительной коже вокруг глаз, а также на других частях лица.

Овальная головка: можно использовать на любой части лица и шеи, кроме области вокруг глаз.

Инструкция по эксплуатации

1. Нажмите кнопку питания на 2 секунды, чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания на 2 секунды во время использования, чтобы выключить его.
2. Белый свет будет мигать, пока зарядка будет мигать. При полной зарядке индикатор перестанет мигать, а аккумулятор загорится красным.
3. Чтобы приостановить работу устройства, временно нажмите и удерживайте кнопку питания. Батарея будет мигать, если заряд батареи низкий. Устройство автоматически выключится через 5 минут бездействия. Включите устройство, если хотите использовать его снова.
4. Устройство выключится автоматически через 5 минут. Если устройство должно снова включиться, его необходимо перезапустить.
5. После использования определенного уровня мощности устройства, после перезапуска устройство восстановит уровень настроек по умолчанию.

Применение

- обесцвечивание
- шрамы
- стрии
- расширенные, хорошо заметные поры
- угри и прыщи (избегайте областей, на которых воспалительные и гнойные изменения)
- морщины
- кожа без здорового цвета с первыми признаками фотостарения

Как использовать

Микродермабразия

1. Очистите и высушите лицо. Это расслабит кожу и откроет поры. Затем наденьте микрокристаллический наконечник на большой круглый колпачок устройства.
2. Запустите устройство и приложите наконечник к лицу. Начните с подбородка, перемещая устройство вверх и вниз.
3. Поместите устройство на нос и двигайте его изнутри наружу, тщательно очищая каждую часть носа.
4. Затем приложите устройство ко лбу и двигайте его от центра к обеим сторонам.
5. На последнем этапе отрегулируйте интенсивность всасывания и приложите наконечник к щекам. Переместите устройство изнутри наружу. Снизу вверх.
6. После процедуры умойте лицо успокаивающим лосьоном и используйте увлажняющий препарат с фильтром.

Очищение пор

1. Используйте очищающий лосьон, отшелушивающую маску или приложите к лицу теплое полотенце на 3-5 минут, чтобы открыть поры и удалить черные точки.
2. Наденьте большой или маленький круглый наконечник на устройство.
3. Направьте наконечник именно туда, где удаляются угри. Вы можете использовать любой уровень всасывания, соответствующий потребностям вашей кожи.
4. После процедуры промойте лицо тоником или нанесите маску, чтобы сузить поры.

При всасывании угрей перемещайте устройство медленно и каждый раз в одном и том же направлении - не двигайте устройство овально. В случае акне, пожалуйста, всосите и немедленно отпустите.

Удаление мелких морщин

1. Примените овальный наконечник.
2. Используйте устройство для массажа уголков глаз, области рта и носа, вы можете выбрать уровень всасывания по мере необходимости.

Вы можете всосать и отпустить кожу там, где вам это нужно. Повторите процедуру, как указано выше, чтобы улучшить кровообращение, повысить эластичность кожи и уменьшить морщины.

Подтяните кожу и удалите морщины с помощью низкого всасывания. Не используйте устройство на одних и тех же участках лица слишком долго, на коже может появиться покраснение. В таком случае, пожалуйста, прекратите использование на некоторое время.

Противопоказания

- Активные гнойные угри
- Розацеа
- Ретиноидная терапия
- Процедуры с использованием кислоты, лазеры - минимум за 4 недели до микродермабразии
- Псориаз
- Вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи
- Цвет лица с сосудистой сеточкой
- Склонность к рубцеванию
- Поврежденная кожа (свежие раны)
- Опухоли кожи или подозрительные родинки в обрабатываемой области
- Филлеры для лица - минимум за 4 недели до микродермабразии, иначе препарат может сместиться.

Частота выполнения

Процедуру проводят примерно раз в две недели серией примерно из 6-12 процедур с интервалом от 7 до 28 дней в зависимости от ожидаемого эффекта. Примерно через 3-4 дня после процедуры происходит микроотшелушивание. Процедура не требует использования ампулы или сыворотки.

Уход после процедуры

Сразу после микродермабразии кожа может быть заметно красной и слегка раздраженной. Лечение механическим отшелушиванием рогового слоя можно сочетать с лечением ионофорезом или безыгольной мезотерапией. Благодаря этому, поглощение активных ингредиентов во время этих процедур намного больше и полезнее, чем при использовании, например, только безыгольной мезотерапии.

Необходимо использовать солнцезащитные кремы сразу после процедуры, желательно в течение всей серии. Следует избегать хлорированной воды, сауны, соляриев и пребывания на солнце.

B-Derma PRO еыннад еиксечинхет

نوع الشحن:	شحن لاسلكي
الجهد:	5 فولت - 1 أمبير
البطارية:	3.7 فولت 1500 مللي أمبير / 1.85 واط
وقت الشحن:	42 ساعة
وقت العمل:	≤ 1.5 ساعة
الحجم:	65 مم * 40 مم * 40 مم
المادة:	ABS MS
قوة الشفط:	61 كيلوباسكال ± 5
وقت الاستراحة:	90 يوما (إذا لم يتم استخدام الجهاز لأكثر من 90 يوما، فيرجى شحنه بالكامل قبل الاستخدام)
تشمل الحزمة:	الجهاز، قاعدة شحن لاسلكية، 7 رؤوس، 6 مرشحات إسفنجية، كابل شحن، دليل المستخدم

وصف الجهاز

1. رأس قابل للاستبدال
2. مؤشر مستوى الشحن
3. مؤشر المستوى
4. شاشة عرض العمل
5. مؤقت
6. زر مستويات الطاقة
7. زر تشغيل / إيقاف
8. محطة شحن لاسلكي

رأس الكريستال الدقيق

رأس ميكروكريستالي مع جزيئات الماس، يزيل البشرة الميتة والصلبة، وندبات حب الشباب.

رأس مستدير كبير


ينتج عن الرفع الفراغي تأثير تدليك لطيف ومحفز، ويحسن دوران الأوعية الدقيقة، ويصبح الجلد أكثر إحكاما.

رأس مستدير صغير

يسهل إزالة الرؤوس السوداء والبثور من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

رأس بيضاوي

يطبق على الخطوط الدقيقة للوجه، فهو يرفع ويقوي بنية البشرة ومرونتها



مبدأ العمل

الشفط الفراغي

يعمل نظام التدليك الفراغي على تحسين صلابة الوجه وشكله البيضاوي. يعزز التدليك الفراغي الدورة الدموية والليمفاوية بشكل أفضل، مما يجعل الجلد مشدودا، ومزودا بالدم بشكل أفضل، ويقلل من التورم وترهل الجلد.

رأس الميكروكريستال

ينتج أكثر من 100 000 جزيء كاشط طبيعي يزيل خلايا الجلد الميتة من الوجه. ليبقى الجلد ناعما ولطيفا.

الضوء الفوتوني الأزرق

مخصص للبشرة المعرضة لحب الشباب والحساسية أيضا. التأثيرات الحيوية: له تأثير إيجابي على بشرة حب الشباب، ويقلل من الالتهابات، وينظم عمل الغدد الدهنية، وكمية الزهم المفرز، ليصبح الجلد مشدوداً، ويصبح المسام المتضخم أقل وضوحاً.

مجال الاستخدام

رأس الميكروكريستال: يمكن استخدامه على أي جزء من الوجه ما عدا بالقرب من العينين. يمكن أيضاً تطبيقه على مناطق الجسم المغطاة بالجلد القاسي المتصلب، على سبيل المثال على المرفقين أو الركبتين.
الرأس الدائري الكبير: يمكن استخدامه على أي جزء من الوجه باستثناء منطقة العين.
الرأس الدائري الصغير: يمكن استخدامه على البشرة الحساسة حول العينين، وكذلك على أجزاء أخرى من الوجه.
الرأس البيضاوي: يمكن استخدامه على أي جزء من الوجه والرقبة ماعدا بالقرب من العينين.

دليل الاستخدام

1. اضغط على زر الطاقة لمدة ثابنتين لتشغيل الجهاز، اضغط على زر الطاقة لمدة ثابنتين أثناء الاستخدام لإيقاف تشغيله.
2. سوف يومض الضوء الأبيض أثناء الشحن سوف يومض المؤشر. عند الشحن الكامل، سيتوقف الضوء عن الوميض وستتوهج البطارية باللون الأحمر.
3. لتوقيف جهازك، اضغط باستمرار على زر الطاقة مؤقتاً. ستومض البطارية إذا كانت طاقة البطارية منخفضة. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 5 دقائق من عدم النشاط. قم بتشغيل الجهاز إذا كنت تريد استخدامه مرة أخرى.
4. سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بعد 5 دقائق. إذا تم تشغيل الجهاز مرة أخرى، فيجب إعادة تشغيله.
5. بعد استخدام مستوى طاقة معين للجهاز، سيعود الجهاز إلى مستوى الإعداد الافتراضي عند تشغيله مرة أخرى.

الاستخدامات

- التصبغات
- الندوب
- علامات التمدد
- المسام متضخمة والواضحة للغاية
- الرؤوس السوداء وحب الشباب (تجنب الآفات الالتهابية والصحية)
- التجاعيد
- الجلد الذي يفتقر إلى اللون الصحي مع ظهور العلامات الأولى للشيخوخة الضوئية

كيفية الاستعمال

تقشير الجلد

1. نظفي وجففي وجهك. سيؤدي ذلك إلى إرخاء الجلد وفتح المسام. ثم ضع الراسية الميكروكريستالية فوق غطاء الجهاز الدائري الكبير.
2. ابدئي تشغيل الجهاز وضعي الراسية على الوجه. ابدئي بضغطك عن طريق تحريك الجهاز لأعلى ولأسفل.
3. ضع الجهاز على أنفك وانتقلي من الداخل إلى الخارج، ونظفي بعناية كل طرف من الأنف.
4. ثم ضع الجهاز على جبهتك وانقليه من المنتصف إلى كلا الجانبين.
5. في المرحلة الأخيرة، اضبطي شدة الشفط وضعي الراسية على الخدين. انقلي الجهاز من الداخل إلى الخارج. ومن الأسفل إلى أعلى.
6. بعد انتهاء العلاج، اغسلي وجهك بغسل ملطف واستخدمي مستحضر ترطيب مع مرشح.

تطهير المسام

1. استخدمى غسل منظف أو قناع مقشر، أو ضعي منشفة دافئة على الوجه لمدة 3-5 دقائق لفتح المسام وإزالة الرؤوس السوداء.
 2. ادفعي الطرف المستدير الكبير أو الصغير على الجهاز.
 3. وجهي الطرف بالضبط حيث تتم إزالة الرؤوس السوداء. يمكنك استخدام أي مستوى شفت يناسب احتياجات بشرتك.
 4. بعد العلاج، اغسلي وجهك بمنشط أو ضعي قناعاً لغلق المسام.
- عند امتصاص الرؤوس السوداء، حركي الجهاز ببطء وفي كل مرة في نفس الاتجاه - لا تحركي الجهاز بشكل بيضاوي. في حالة ظهور حب الشباب، يرجى شطفه وإفراغه على الفور.

إزالة التجاعيد الدقيقة

1. ضعي الرأسيه البيضاوية.
2. استخدمى الجهاز لتدليك زوايا العين والقم والأنف، يمكنك تحديد مستوى الشفت حسب الحاجة.

يمكنك شطف الجلد وتركه أينما احتجت إلى ذلك.
كرري العلاج على النحو الوارد أعلاه لتحسين الدورة الدموية، وتحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد.

شدي الجلد وقومي بإزالة التجاعيد بشفت منخفض.
لا تستخدمى الجهاز على نفس أجزاء الوجه لفترة طويلة، فقد يظهر احمرار على الجلد. في هذه الحالة، يرجى التوقف عن الاستخدام لفترة من الوقت.

موانع الاستخدام

- حب الشباب الصديدي النشط
- العد الوردي
- العلاج بالريتيناويد
- العلاجات الحمضية والليزر - قبل 4 أسابيع على الأقل من التقشير الدقيق للجلد
- الصدفية
- أمراض الجلد الفيروسية والبكتيرية والفطرية
- بشرة الأوعية الدموية
- الميل إلى التندب
- الجلد المجروح (الجروح الحديثة)
- أورام الجلد أو الشامات المشبوهة في منطقة العلاج
- حسوات الوجه - قبل 4 أسابيع على الأقل من التقشير الجلدي، وإلا فقد يتحرك المستحضر.

تردد العلاج

يتم تنفيذ العلاج مرة كل أسبوعين تقريباً في سلسلة من حوالي 12-6 جلسة على فترات من 7 إلى 28 يوماً حسب التأثير المتوقع.
بعد العملية بحوالي 3-4 أيام، يحدث التقشير المجهري. لا يتطلب العلاج استخدام أمبولة أو مصل.

رعاية ما بعد العلاج

بعد التقشير الجلدي مباشرة، قد يصبح الجلد أحمر اللون بشكل واضح ومتهيّج قليلاً. يمكن الجمع بين علاج التقشير الميكانيكي للطبقة القرنية وعلاج الرحلان الشاردي أو الميزوثيرابي الخالي من الإبر. بفضل هذا، يكون امتصاص المكونات النشطة أثناء هذه العلاجات أكبر بكثير ويكون أكثر فائدة من استخدام الميزوثيرابي الخالي من الإبر، على سبيل المثال.
من الضروري استخدام الكريمات الواقية من الشمس مباشرة بعد العلاج، ويفضل خلال السلسلة بأكملها. يجب تجنب المياه المكشورة والسونا والاستلقاء تحت أشعة الشمس والتعرض للشمس.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermisch werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز المسلة المشطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية والبالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطائط ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy RE 2014/30/UE

Beautifly Sp. z o.o., Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beautifly Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Derma PRO is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beautifly Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Derma PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «Beautifly» заявляет, что устройство Beautifly B-Derma PRO соответствует Директиве 2014/30/EC.

Français

Par la présente, Beautifly Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Derma PRO est conforme à la directive 2014/30/EU.

Deutsche

Hiermit erklärt Beautifly Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Derma PRO mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beautifly Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Derma PRO cumple con la Directiva 2014/30/UE.

عربي
بموجب هذا، فإن شركة Beautifly المحدودة تعلن بأن Beautifly B-Derma PRO متوافق مع
التوجيه 2014/30/EU

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beautifly Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska