

BEAUTIFLY

B-Glossy

Blush

series

Urządzenie do mezoterapii bezigłowej
Needleless mesotherapy device



Instrukcja obsługi User manual

[/beautifly.eu](https://www.facebook.com/beautifly.eu) [@beautifly.eu](https://www.instagram.com/beautifly.eu) [beautifly.eu](https://www.beautifly.eu)

[/beautiflyeu](https://www.youtube.com/channel/UCbeautiflyeu) [@beautifly.eu](https://www.tiktok.com/@beautifly.eu)

Dane techniczne B—Glossy Blush

Napięcie znamionowe:	5V/1A
Moc znamionowa:	4W
Pojemność baterii:	600mAh
Czas ładowania:	3 godziny
Średnica głowicy masującej:	35 mm

Opis urządzenia

1. Głowica ultradźwiękowa
2. Światła fotonowe
3. Poziom naładowania baterii
4. Fototerapia: Czerwony/Niebieski
5. Tryby pracy
6. Przycisk wł./wył
7. Przycisk zmiany trybu



Terapia ultradźwiękami

Częstotliwość ultradźwięków wynosi 3 MHz. Fala ultradźwiękowa ma silną moc i dużą energię. Ultradźwięki wywołują efekt cieplny, fizykochemiczny i mechaniczny. Oznacza to zwiększenie przepuszczalności błon komórkowych oraz pobudzenie przemiany materii komórek. W trakcie terapii zachodzi zjawisko, w którym składniki aktywne z produktów kosmetycznych są otaczane wirami transportującymi i wtłaczane w głębsze warstwy skóry. Głęboki masaż tkanek powoduje poprawę krążenia, wyrównanie kolorytu i odczuwalną gładkość cery.

1. Działanie mechaniczne: polega na wykorzystaniu działania

ultradźwięków jako mikromasażu. Ultradźwięki powodują poprawę ukrwienia, a tym samym zmieniają strukturę błon komórkowych i protein. Dzięki temu zwiększa się przepuszczalność tkanek skóry, intensyfikuje wytwarzanie kolagenu i elastyny, co znakomicie przekłada się na procesy regeneracyjne oraz regulację pracy gruczołów łojowych.

2. Efekt termiczny: ultradźwięki rozgrzewają powierzchnię skóry. Poprawiają krążenie krwi i zwiększają ilość składników odżywczych w komórkach skóry. Nie powodują odczucia gorąca, ponieważ ciepło wytwarzane jest wewnętrznie.

3. Działanie chemiczne: ultradźwięki poprawiają zdolność do katalizy, czyli zwiększenia szybkości procesów regeneracyjnych skóry. Lepsza przepuszczalność błon komórkowych i poprawiony metabolizm pomagają znacznie zmniejszyć obrzęk, zaczerwienienie i zasinienie na twarzy. Przy użyciu odpowiednich składników aktywnych widoczność naczynek i rumień stają się dużo mniejsze.

Terapia światłem fotonowym

Czerwone światło

Służy do usuwania zmarszczek. Długość fali wynosi $625 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ i może być stosowana do każdego rodzaju skóry. Bio-efekty: stymulowanie komórek do szybszej produkcji kolagenu i elastyny, zwiększenie żywotności komórek, przyspieszenie krążenia krwi. Działa ujędrniająco szybko wygładzając skórę. Świetnie redukuje przebarwienia wyrównując koloryt cery. Pomaga usunąć obrzęki i cienie pod oczami.

Niebieskie światło

Niebieskie światło o długości fali $465 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ jest przeznaczone dla cery trądzikowej oraz wrażliwej. Bio-efekty: wpływa korzystnie na cerę trądzikową, zmniejsza stany zapalne, reguluje pracę gruczołów łojowych i ilość wydzielanego sebum. Powoduje lepsze napięcie skóry, dzięki czemu rozszerzone pory stają się mniej widoczne.

Terapia jonami dodatnimi Ion+

Polega na oczyszczeniu skóry z martwych warstw rogowych i wszelkich zanieczyszczeń. Poprawia to przepuszczalność dla składników aktywnych. Przebarwienia z czasem stają się mniej widoczne, a cera wyraźnie rozjaśniona. Efekt ten będzie jeszcze lepszy jeśli terapię połączysz np. z płynem micelarnym.

Terapia jonami dodatnimi Ion–

Polega na wykorzystaniu działania prądu o odpowiednim natężeniu w celu pokonania bariery, która uniemożliwia głębokie wchłanianie składników aktywnych z produktów kosmetycznych. Po serii zabiegów skóra staje się widocznie napięta, wygładzona, nawilżona i rozjaśniona – nabiera promiennego blasku. Efekt będzie jeszcze lepszy jeśli do terapii Ion– użyjesz odpowiedniego kosmetyku, np. serum, czy ampułki.

Masaż wibracyjny

Przyjemny masaż działa odprężająco i zmniejsza napięcie mięśniowe. Pobudzenie pracy mięśni znacząco wpływa na poprawę owalu twarzy.

4 tryby – sposoby użycia:

Uwaga:

Pielęgnację rozpocznij od oczyszczania (tryb Cleanse), użyj kosmetyku do oczyszczania twarzy. Gruntowne oczyszczanie porów będzie polegało na głębokim usuwaniu zanieczyszczeń, a brud wydostanie się na powierzchnię skóry. Zmyj powierzchnię skóry płynem do demakijażu. Każdy tryb ustaw na 4 minuty czasu użytkowania. W ciągu 1 minuty bezczynności urządzenie automatycznie się wyłączy. Urządzenie działa na zasadzie indukcji, co oznacza, że zaczyna pracować po zetknięciu ze skórą.

Korzystanie z trybu Cleanse (przy użyciu wacika)

W tym trybie masz do wyboru 3 poziomy intensywności, ciepło oraz wibracje. Dzięki temu możesz skutecznie oczyścić pory z zanieczyszczeń, rozjaśnić skórę i poprawić jej koloryt.

1. Zdejmij zaczepek na bawełniany płatek kosmetyczny

2. Przymocuj bawełniany płatek kosmetyczny
3. Polej płatek płynem do demakijażu
4. Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie
5. Połóż palce wokół pasków czujnika
6. Oczyść twarz okrężnymi ruchami

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Zastosowanie trybu Rejuvenate (nie trzeba używać wacika)

Tryb wykorzystuje czerwone światło i ciepło oraz masaż wibracyjny, a także niebieskie światło, ciepło i masaż wibracyjny. Działa silnie ujędrniająco stymulując skórę do intensywnej produkcji kolagenu i elastyny. Skutecznie niweluje zmarszczki i bruzdy, nawilża pozostawiając efekt odmłodzonej skóry.

1. Nałóż na skórę serum albo maseczkę
2. Naciśnij przycisk włączania przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie i wybrać tryb Rejuvenate
3. Trzymając urządzenie, dotknij pasków czujników znajdujących się po obu stronach urządzenia. Zabieg wykonuj pociągając urządzenie od dołu twarzy w górę

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Korzystanie z trybu Lifting (nie trzeba używać wacika)

Ten tryb skutecznie stymuluje i odpręża skórę oraz pomaga głęboko ją nawilżyć. Czerwone światło połączone z wibracjami i ciepłem świetnie wspomaga remodeling twarzy, dzięki czemu pozwala jej odzyskać piękny, młodzieńczy owal.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk włączania, aby włączyć urządzenie. Wybierz tryb Liftingu
2. Trzymając urządzenie, dotknij pasków czujników znajdujących się po obu stronach urządzenia. Przeciągaj urządzenie od dołu twarzy ku górze

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Korzystanie z trybu Eye care

Tryb wykorzystuje wibracje, ciepło oraz opcjonalnie czerwone światło. Po wykonaniu zabiegów na skórze twarzy przechodzimy do okolic oka i wykonujemy precyzyjną pielęgnację delikatnej skóry wokół oczu. Skóra strefy oka wymaga szczególnej pielęgnacji, a odpowiednie zabiegi pomogą Ci zniwelować zmarszczki mimiczne, opuchliznę i cienie pod oczami.

CZAS PIELEGNACJI: 4 minuty

Instrukcje użytkownika

Używanie zasilacza

1. Kiedy na wyświetlaczu kontrolera pojawi się symbol  oznacza to niski poziom naładowania baterii. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda DC kontrolera, następnie włóż wtyczkę kontrolera do gniazda sieciowego, wskaźnik baterii na wyświetlaczu LCD zacznie migać.

2. Żywotność baterii akumulatorowej jest równa lub większa niż 500 cykli ładowania-rozładowania w normalnych warunkach, co pozwala na jej stosowanie przez ponad trzy lata (raz dziennie).

Środki ostrożności

1. Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego przez długi czas do zasilania.
2. Nie dotykaj go mokrymi rękami, może to doprowadzić do porażenia prądem lub zwarcia.
3. Nie umieszczaj urządzenia w miejscach o wysokiej wilgotności, gdyż może dojść do porażenia prądem, zwarcia lub uszkodzenia izolacji.
4. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.
5. Zabronione jest używanie urządzenia przez dzieci.
6. Zabronione jest używanie go w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych.
7. Nie czyść urządzenia substancjami żrącymi.
8. Używaj tylko dołączonego do zestawu zasilacza.
9. Przed podłączeniem zasilania upewnij się, że urządzenie jest suche.
10. Nie używaj urządzenia na skórze z oparzeniami słonecznymi.
11. Wstrzymaj użytkowanie w przypadku niepożądanych skutków ubocznych.

Przeciwwskazania

- ciąża
- implanty metalowe, rozrusznik serca
- metalowe przedmioty (np. biżuteria)
- nowotwór
- gorączka
- stany chorobowe, osłabienie
- przerwanie ciągłości naskórka
- wcześniej stosowane wypełniacze, botoks (musi upłynąć 6 tygodni od zabiegu)
- choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- ostre postacie trądziku różowatego i ropowiczego
- aktywna opryszczka
- epilepsja
- migreny
- nieleczone i nieuregulowane choroby tarczycy.

Wskazania

- utrata jędrności i elastyczności skóry
- szary, ziemisty koloryt cery
- obecność zmarszczek i bruzd
- przebarwienia
- trądzik
- przesuszenie i odwodnienie skóry

B–Glossy specifications

Rated voltage:	5V/1A
Rated power:	4W
Battery capacity:	600mAh
Charging time:	3 hours
Massaging head diameter:	35 mm

Description of the appliance

1. Ultrasound head
2. Photon lights
3. Battery level
4. Light therapy: Red/Blue
5. Operating mode
6. Buttons on/off
7. Button mode


Ultrasound therapy

The frequency of the ultrasound is 3 MHz. The ultrasound wave has a strong power and high energy. Ultrasound has a thermal, physicochemical and mechanical effect. This means an increase of the penetrability of cell membranes and stimulating cell metabolism. During therapy, there occurs a phenomenon in which active substances from cosmetic products are surrounded by transport vortices and forced into the deeper layers of the skin. Deep tissue massage improves circulation, evens skin tone and makes the skin feel smooth.

1.Mechanical operation: based on the use of ultrasound as a micro-massage. Ultrasounds improves blood supply, thus changing the structure of cell membranes and proteins. Due to this, the permeability of skin tissues is increased, the production of collagen and elastin is intensified, which perfectly translates into regeneration processes and regulation of the work of the sebaceous glands.

2.Thermal effect: the ultrasound warms up the skin surface. It improves blood circulation and increases the amount of nutrients in skin cells. It doesn't cause a heat sensation because the heat is produced internally.

3. Chemical operation: ultrasound improves the ability of catalysis, that is an increase in the speed of skin regeneration processes. Better permeability of cell membranes and improved metabolism help to significantly reduce swelling, redness and lividness on the face. With the use of suitable active substances, the visibility of capillaries and erythema become much smaller.



Photon light therapy

Red light

It is used for wrinkle removal. The wavelength is $625 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ and can be applied to all skin types. Bio-effects: stimulation of the cells to produce collagen and elastin faster, increasing of cell viability, acceleration of blood circulation. It has a firming effect quickly smoothing the skin. It perfectly reduces discoloration evening out the skin tone. It helps remove puffiness and dark circles under the eyes.

Blue light

Blue light with wavelength of $465 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ is intended for acne-prone and sensitive skin. Bio-effects: it has a beneficial effect on acne-prone skin, reduces inflammation, regulates the work of sebaceous glands and the amount of sebum secreted. It tightens the skin, making enlarged pores less visible.

Ion+ Positive ion therapy

Consists of cleansing the skin from dead corneum and any other impurities. This improves the permeability to active substances. Discolorations become less visible with time, and the skin is visibly brightened. This effect will be much better if you combine the therapy with, for example, micellar water.

Ion– Negative ion therapy

Consists of the use of a current of sufficient intensity to overcome the barrier that prevents deep absorption of active substances from cosmetic products. After a series of treatments, the skin becomes visibly taut, smoothed, hydrated and brightened – it acquires a radiant glow. This effect will be much better if you use a proper cosmetic with the Ion– therapy, for example serum or ampoule.

Vibration massage

Pleasant massage has a relaxing effect and reduces muscle tension. Stimulating the work of muscles significantly improves the shape of the face.

4 modes of operation – methods of use

Caution:

Begin the treatment with cleansing (Cleanse mode), use a facial cleanser. Thorough cleansing of the pores will involve a deep removal of impurities, which will come out to the surface of the skin. Wash the surface of the skin with makeup remover. Set each mode for 4 minutes of use time. Within 1 minute of inactivity, the appliance will automatically switch off. The appliance works on the basis of induction, which means it starts working when it comes into contact with the skin.

Use of Cleanse mode (with a cotton pad)

In this mode you have the choice of 3 levels of intensity, heat and vibration. Thanks to this, you can effectively cleanse the pores of impurities, brighten the skin and improve its tone.

1. Remove the cotton pad clip.
2. Attach a cotton pad.
3. Pour makeup remover onto the cotton pad.
4. Press and hold the button for 3 seconds to switch on the appliance.
5. Put your fingers around the sensor strips.
6. Cleanse your face with circular motions.

TREATMENT TIME: 4 minutes

Use of Rejuvenate mode (no need to use a cotton pad)

This mode uses red light, heat and vibration massage, as well as blue light, heat and vibration massage. It has a strong firming effect stimulating the skin to intensive production of collagen and elastin. It effectively levels wrinkles and furrows, moisturizes leaving the effect of rejuvenated skin.

1. Apply serum or mask on your skin
2. Press the power button for 3 seconds to switch on the appliance and select Rejuvenate mode.
3. Holding the appliance, touch the sensor strips located on both sides of the appliance. Perform the treatment moving the appliance from the bottom of your face upwards.

TREATMENT TIME: 4 minutes

Use of Lifting mode (no need to use a cotton pad)

This mode effectively stimulates and relaxes the skin, as well as it helps to deeply moisturize it. Red light combined with vibrations and heat is great for remodelling of the face, letting it regain its beautiful youthful oval.

1. Press and hold the power button for 3 seconds to switch on the appliance. Select the Lifting mode.
2. Holding the appliance, touch the sensor strips located on both sides of the appliance. Move the appliance from the bottom of your face upwards.

TREATMENT TIME: 4 minutes

Use of Eye care mode

This mode uses vibrations, heat and optionally red light. After the treatment on your facial skin, we move on to the eye area and do a precise treatment of the delicate skin around the eyes. The skin of the eye area requires special care, and the right treatments will help you level laughter lines, puffiness and dark circles around the eyes.

TREATMENT TIME: 4 minutes

Operating instructions

Use of charger

1. When the symbol  appears on the controller display, it indicates a low battery level. Insert the charger plug into the controller DC jack, next insert the controller plug into a socket, the battery level indicator on the LCD display will start to flash.
2. The rechargeable battery life-span is equal to or greater than 500 charge-discharge cycles in normal conditions, which allows it to be used for over 3 years (once a day).

Precautions

1. Do not leave the appliance plugged in for a long time.
2. Do not touch it with wet hands, it may lead to an electric shock or short circuit.
3. Do not put the appliance in places of high humidity, as this may result in electric shock, short circuit or damage to the insulation.

4. Keep the appliance out of the reach of children.
5. The device must not be used by children.
6. The device must not be used in places where flammable materials are stored.
7. Do not clean the appliance with corrosive substances.
8. Use only the charger included.
9. Make sure the appliance is dry before connecting to the charger.
10. Do not use the appliance on sunburned skin.
11. Stop using in case of undesirable side effects.

Contraindications

- pregnancy
- metal implants, cardiac pacemakers
- metal objects (e.g. jewellery)
- cancer
- fever
- medical conditions, weakness
- skin abrasions or damage
- previously used fillers, Botox (6 weeks since the treatment must have passed)
- viral, bacterial and fungal skin diseases
- acute forms of rosacea and pyoderma
- active cold sores
- epilepsy
- migraines
- untreated and unregulated thyroid diseases.

Indications

- loss of firmness and elasticity of the skin
- grey, sallow complexion
- presence of wrinkles and furrows
- discolouration
- acne
- dryness and dehydration of the skin

Caractéristiques techniques B-Glossy

Tension nominale :	5V/1A
Puissance nominale :	4W
Capacité de la batterie :	600mAh
Temps de charge :	3 heures
Diamètre de la tête de massage :	35 mm

Description de l'appareil

1. Tête à ultrasons
2. Lumières photoniques
3. Niveau de batterie
4. Photothérapie : Rouge/Bleu
5. Modes de fonctionnement
6. Bouton marche/arrêt
7. Bouton de changement de mode


Ultrasonothérapie

La fréquence des ultrasons est de 3 MHz. L'onde ultrasonique présente une puissance et une énergie élevées. Les ultrasons procurent des effets thermiques, physico-chimiques et mécaniques. Ils permettent une augmentation de la perméabilité des membranes cellulaires et une stimulation du métabolisme cellulaire. Durant la thérapie, il se produit un effet d'ondes vibratoires grâce auxquelles les ingrédients actifs des produits de soin migrent plus facilement vers les couches profondes de la peau. Le massage des tissus profonds améliore la circulation, unifie le teint et rend le teint visiblement plus lisse.

1.Action mécanique : consiste à exercer un micro-massage grâce à l'action des ultrasons. Les ultrasons améliorent l'apport sanguin et modifient ainsi la structure des membranes cellulaires et des protéines. Ces phénomènes permettent d'augmenter la perméabilité des tissus de la peau, d'intensifier la production de collagène et d'élastine, ce qui est bénéfique pour les processus de régénération et la régulation des glandes sébacées.

2. Effet thermique : les ultrasons chauffent la surface de la peau. Ils améliorent la circulation sanguine et augmentent la quantité de nutriments dans les cellules de la peau. Ils ne provoquent pas de sensation désagréable de chaleur, car la chaleur est générée en interne.

3. Action chimique : les ultrasons améliorent la capacité à catalyser, c'est-à-dire à augmenter la vitesse des processus de régénération de la peau. L'amélioration de la perméabilité de la membrane cellulaire et l'amélioration du métabolisme contribuent à réduire de manière significative les gonflements, les rougeurs et les ecchymoses sur le visage. Avec les ingrédients actifs appropriés, les capillaires et l'érythème deviennent beaucoup moins visibles.



Traitements par photothérapie

La photothérapie en lumière rouge

Elle est utilisée pour éliminer les rides. La longueur d'onde de 625 nm $\pm$ 3 nm peut être utilisée pour tous les types de peau. Effets biologiques : stimulation des cellules pour une production plus rapide de collagène et d'élastine, augmentation de la vitalité cellulaire, accélération de la circulation sanguine. Elle procure un effet raffermissant en lissant rapidement la peau. Idéale pour atténuer les décolorations et unifier le teint. Aide à éliminer les poches et les cernes sous les yeux.

La photothérapie en lumière bleue

Avec une longueur d'onde de 465 nm $\pm$ 3 nm, la lumière bleue convient aux peaux acnéiques et sensibles. Bio-effets : procure un effet bienfaisant sur les peaux à tendance acnéique, réduit l'inflammation, régule les glandes sébacées et la sécrétion de sébum. Elle améliore le teint de la peau et rend les pores dilatés moins visibles.

Thérapie ionique avec des ions +

Elle consiste à nettoyer la peau des couches cornées mortes et de toutes les impuretés. Cette thérapie améliore la perméabilité aux ingrédients actifs. Les décolorations deviennent moins visibles au fil du temps et le teint est visiblement éclairci. L'effet sera encore meilleur si vous associez la thérapie avec par ex. une lotion micellaire.

Thérapie ionique avec des ions –

Il s'agit d'utiliser l'action d'un courant d'intensité suffisante pour franchir la barrière qui empêche l'absorption en profondeur des principes actifs des produits cosmétiques. Après une série de traitements, la peau est visiblement resserrée, lissée, hydratée et éclaircie - elle prend un éclat radieux. L'effet sera encore meilleur si vous associez à la thérapie ion – un produit cosmétique approprié tel qu'un sérum ou une ampoule.

Massage par vibrations

Ce massage agréable a un effet relaxant et réduit les tensions musculaires. La stimulation musculaire améliore sensiblement l'ovale du visage.

4 modes - méthodes d'utilisation :

Attention : Commencez votre soin par le nettoyage (mode Cleanse), utilisez un nettoyant pour le visage. Le nettoyage approfondi des pores se fait par l'élimination en profondeur des impuretés tandis que les impuretés remontent à la surface de la peau. Lavez la surface de la peau avec un démaquillant. Réglez chaque mode sur une durée d'utilisation de 4 minutes. Après une minute d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement. L'appareil fonctionne sur le principe de l'induction, ce qui signifie qu'il se met en marche dès qu'il entre en contact avec la peau.

Utilisation du mode Cleanse (nettoyage avec disque de coton)

Dans ce mode, vous avez le choix entre 3 niveaux d'intensité, de chaleur et de vibration. Vous pouvez ainsi nettoyer efficacement les pores des impuretés, éclaircir votre peau et améliorer votre teint.

1. Retirez l'accessoire de fixation des disques de coton
2. Fixez un disque de coton
3. Versez le démaquillant sur le tampon
4. Appuyez sur la touche marche/arrêt en la maintenant appuyée pendant 3 secondes pour démarrer l'appareil
5. Mettez vos doigts autour des bandes du capteur
6. Nettoyez votre visage en faisant des mouvements circulaires

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Le mode Rejuvenate (raffermissement, sans coton)

Le mode utilise la lumière rouge et le massage par chaleur et par vibration, ainsi que la lumière bleue, le massage par chaleur et par vibration. Il procure un effet particulièrement raffermissant en stimulant la production intensive de collagène et d'élastine par la peau. Il nivelle efficacement les rides et ridules et réhydrate la peau, y exerçant un effet rajeunissant.

1. Appliquer un sérum ou un masque sur la peau
2. Pressez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour mettre en marche l'appareil et sélectionnez le mode Rejuvenate
3. Tout en tenant l'appareil, touchez les bandes de capteurs situées de chaque côté de l'appareil. Appliquez le traitement en faisant glisser l'appareil du bas du visage vers le haut

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Le mode Lifting (sans coton)

Ce mode stimule et détend efficacement la peau tout en contribuant à l'hydrater en profondeur. La lumière rouge associée aux vibrations et à la chaleur est idéale pour favoriser le remodelage du visage et lui permettre de retrouver son bel ovale de jeunesse.

1. Pressez sur la touche marche/arrêt pendant 3 secondes pour démarrer l'appareil. Sélectionner le mode Lifting
2. Tout en tenant l'appareil, touchez les bandes de capteurs situées de chaque côté de l'appareil. Faites glisser l'appareil du bas du visage vers le haut

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Le mode Eye care (soin du contour des yeux)

Ce mode utilise des vibrations, de la chaleur et une lumière rouge en option. Après les traitements de la peau du visage, vous pouvez passer au contour des yeux et effectuer des soins plus précis du contour des yeux. La peau délicate du contour des yeux nécessite un soin particulier. Les bons traitements vous aideront à éliminer les rides du visage, les poches et les cernes sous les yeux.

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Mode d'emploi

Utilisation de l'adaptateur d'alimentation électrique

1. Lorsque le symbole  apparaît sur l'écran du contrôleur, cela indique que la batterie est faible. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise DC du contrôleur, puis insérez la fiche du contrôleur dans la prise secteur, le voyant de la batterie sur l'écran LCD commence à clignoter.
2. La durée de vie de la batterie rechargeable est égale ou supérieure à 500 cycles de recharge-décharge dans des conditions normales, ce qui permet de l'utiliser pendant plus de trois ans (une fois par jour).

Consignes de sécurité

1. Ne laissez pas l'appareil branché avec l'adaptateur à l'alimentation pendant de longues périodes.
2. Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées, car cela présente un risque de choc électrique ou de court-circuit.

3. Ne placez pas l'appareil dans des endroits très humides, car cela présente un risque de choc électrique, de court-circuit ou de dommages à l'isolation.
4. Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
5. L'utilisation de l'appareil par des enfants est interdite.
6. Il est interdit de l'utiliser dans les zones où sont stockées des matières inflammables.
7. Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de substances corrosives.
8. Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni.
9. Assurez-vous que l'appareil est sec avant de le brancher l'alimentation électrique.
10. N'utilisez pas l'appareil sur une peau présentant des coups de soleil.
11. Interrompre l'utilisation en cas d'effets secondaires indésirables.

Contre-indications

- grossesse
- implants métalliques, stimulateur cardiaque
- objets métalliques (par ex. bijoux)
- cancer
- fièvre
- maladies, état de faiblesse
- déchirures ou coupures de l'épiderme
- utilisation récente de produits de comblement ou de botox (6 semaines doivent s'être écoulées après ces traitements)
- affections de la peau virales, bactériennes et fongiques
- formes aiguës de rosacée ou d'hidrosadénite
- herpès actif
- épilepsie
- migraines
- maladies thyroïdiennes non traitées et non régulées.

Indications

- perte de fermeté et d'élasticité de la peau
- teint gris et blafard
- présence de rides et de sillons
- altérations de la pigmentation
- acné
- sécheresse et déshydratation de la peau

B-Glossy : Technische Daten

Nennspannung:	5V/1A
Nennleistung:	4W
Batterievolumen:	600mAh
Ladedauer:	3 Stunden
Durchmesser des Massagekopfes:	35 mm

Gerätebeschreibung

1. Ultraschallkopf
2. Photonenlichter
3. Batterie Level
4. Phototherapie:Rot/Blau
5. Betriebsarten
6. An / aus Schalter
7. Moduswechseltaste

Ultraschalltherapie

Die Ultraschallfrequenz beträgt 3 MHz. Dank der Stärke und Energie der Ultraschallwellen entsteht ein thermischer, physikochemischer und mechanischer Effekt. In der Folge werden die Zellwände durchlässiger und der Zellstoffwechsel wird angeregt. Während der Therapie werden die Wirkstoffe der aufgetragenen Kosmetika von einer Art Transportwirbel umgeben und in die tieferliegenden Hautschichten gepresst. Die tiefenwirksame Gewebemassage sorgt für einen besseren Blutkreislauf, gleicht den Teint aus und sorgt für glattere Haut.

1. Mechanische Wirkung: die Ultraschallwellen werden zur Mikromassage genutzt. Die Wellen beschleunigen den Blutkreislauf und verändern dadurch die Struktur der Zellwände und Proteine. So wird das Gewebe durchlässiger und die Collagen- und Elastinproduktion wird angeregt. In der Folge wird die Regeneration der Haut und die Produktion der Talgdrüsen verbessert.


2. Wärmeeffekt: die Ultraschallwellen erwärmen die Hautoberfläche. So wird der Kreislauf angeregt und die Nährstoffmenge in den Hautzellen verbessert. Da die Wärme im Inneren produziert wird, tritt kein Hitzegefühl ein.

3. Chemische Wirkung: Ultraschallwellen verbessern die Katalysefähigkeit, d.h. die Regenerationsfähigkeit der Haut wird angeregt. Dank der besseren Durchlässigkeit der Zellwände und des verbesserten Stoffwechsels werden Schwellungen, Rötungen und Verfärbungen der Gesichtshaut deshalb deutlich gelindert. Wenn entsprechende Wirkstoffe aufgetragen werden, wird die Sichtbarkeit von Gefäßen und Rötungen deutlich reduziert.

Photonenlichttherapie

Rotlicht

Dient zur Entfernung von Falten. Die Wellenlänge beträgt 625 nm $\pm$ 3 nm und ist für alle Hauttypen geeignet. Bio-Effekte: Stimulierung der Zellen zur schnelleren Produktion von Collagen und Elastin, Verbesserung der Zellvitalität, Beschleunigung des Blutkreislaufs.



Strafft und glättet die Haut im Handumdrehen. Effektive Linderung von Verfärbungen und Wiederherstellung eines gleichmäßigen Teints. Hilft, Schwellungen und Schatten unter den Augen zu bekämpfen

Blaulicht

Das Blaulicht mit einer Wellenlänge von $465 \text{ nm} \pm 3 \text{ nm}$ ist bei Akne und empfindlicher Haut die optimale Wahl. Bio-Effekte: positive Beeinflussung von Akneproblemen, Linderung von Entzündungen, Nivellierung der Talgproduktion und ausgeschiedener Sebum-Menge. Sorgt für eine bessere Spannung der Haut und macht erweiterte Poren weniger sichtbar

Ion+ Therapie

Zur Entfernung von abgestorbenen Hautschichten und Verunreinigungen aller Art. Die Therapie verbessert die Durchlässigkeit von Wirkstoffen. Verfärbungen werden mit der Zeit weniger sichtbar, die Haut wirkt deutlich aufgehellt. Bei Kombination mit Mizellenwasser kann ein noch besserer Effekt erzielt werden.

Ion– Therapie

Dabei wird die Wirkung eines Stroms mit geeigneter Intensität genutzt, um die Barriere zu überwinden, die die tiefe Absorption von Wirkstoffen aus kosmetischen Produkten verhindert. Nach einer Reihe von Behandlungen wird die Haut sichtbar gestrafft, geglättet, mit Feuchtigkeit versorgt und wirkt heller - sie erhält ein strahlendes Aussehen. Die Wirkung wird noch besser, wenn Sie ein entsprechendes kosmetisches Produkt, z. B. ein Serum oder eine Ampulle, für die Iontherapie verwenden.

Vibrationsmassage

Eine angenehme Massage wirkt entspannend und lindert Muskelverspannungen. Die Muskelstimulation verbessert das Gesichtsoval erheblich.

4 Betriebsmodi – Verwendungsarten:

Hinweis: Beginnen Sie die Pflege mit der Reinigung (Cleanse-Modus), verwenden Sie einen Gesichtereiniger dabei. Durch eine gründliche Porenreinigung werden tiefe Unreinheiten entfernt und der Schmutz kommt an die Oberfläche der Haut. Waschen Sie die Hautoberfläche mit Make-up-Entferner. Stellen Sie jeden Modus auf eine Dauer von 4 Minuten ein. Bei Inaktivität schaltet sich das Gerät nach 1 Minute automatisch aus. Das Gerät funktioniert nach dem Induktionsprinzip, d.h. bei Kontakt mit der Haut.

Cleanse-Modus (mit Wattepad)

In diesem Modus stehen 3 Intensitäts-, Wärme- und Vibrationsstufen zur Verfügung. Ihr Effekt: effektive Reinigung der Poren, Aufhellung der Haut und Verbesserung des Teints.

1. Haken für das Baumwollpad abnehmen
2. Baumwollpad befestigen
3. Das Pad mit Make-up-Entferner anfeuchten
4. Die ON-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten
5. Die Finger um die Sensorenstreifen legen
6. Das Gesicht mit kreisenden Bewegungen reinigen

PFLEGEDAUER: 4 Minuten

Rejuvenate- Modus (kein Wattepad notwendig)

Dieser Modus nutzt Rotlicht, Wärme und Vibrationsmassage, bzw. Blaulicht, Wärme und Vibrationsmassage. Wirkt stark straffend, stimuliert die Haut zur intensiven Collagen- und Elastinproduktion. Gleicht Falten und Furchen effektiv aus, befeuchtet die Haut und sorgt für einen jugendlichen Teint.

1. Serum oder Pflegemaske auf die Haut auftragen
2. ON-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten und den Rejuvenate-Modus zu wählen
3. Das Gerät halten und die Sensorstreifen auf beiden Seiten berühren. Das Gerät von unten nach oben über das Gesicht bewegen

Lifting-Modus (kein Wattepad notwendig)

Dieser Modus stimuliert und entspannt die Haut und hilft die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen. Das rote Licht kombiniert mit Vibration und Wärme fördert die Remodellierung der Gesichtshaut, so dass das Gesicht sein schönes, jugendliches Oval zurückgewinnt.

1. Die „On/Off-Taste“ drücken und 3-Minuten lang halten, um das Gerät zu aktivieren. Jetzt Lifting-Modus einstellen
2. Das Gerät halten und die Sensorstreifen auf beiden Seiten berühren. Das Gerät von unten nach oben über das Gesicht bewegen.

PFLEGEDAUER: 4 Minuten

Eye care- Modus

Der Modus verwendet Vibration, Wärme und optional rotes Licht. Nach den Behandlungen der Gesichtshaut wenden wir uns der Augenpartie zu und führen eine präzise Pflege der empfindlichen Haut um die Augen herum durch. Die Haut der Augenpartie benötigt besondere Pflege, und die richtigen Behandlungen helfen dabei, Falten, Schwellungen und dunkle Augenringe zu beseitigen.

PFLEGEDAUER: 4 Minuten

Bedienungsanleitung

Netzteil - Bedienung

1. Wenn das -Symbol auf dem Display des Steuergeräts erscheint, zeigt dies einen niedrigen Batteriestand an. Stecken Sie das Netzteil an den Gleichstromregler und nachschießend die Büches des Gleichstromreglers in die Steckdose. Die Batterieanzeige auf dem LCD-Display blinkt.
2. Die Lebensdauer der wiederaufladbaren Batterie beträgt mindestens 500 Lade-/Entladezyklen unter normalen Bedingungen, so dass die Batterie mehr als drei Jahre lang verwendet werden kann (einmal täglich).

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät nicht über längere Zeit an der Steckdose eingesteckt lassen.
2. Nicht mit feuchten Händen berühren - Stromschlag- und Kurzschlussgefahr.
3. Das Gerät nicht an Orten mit hoher Feuchtigkeit liegen lassen, da es zu
4. Stromschlägen, Kurzschlüssen oder Schäden an der Isolierung kommen kann.

5. Das Gerät nicht in Reichweite von Kindern liegen lassen.
6. Die Verwendung durch Kinder ist untersagt.
7. Die Verwendung an Orten, an denen leicht brennbare Materialien lagern, ist untersagt.
8. Das Gerät nicht mit ätzenden Substanzen reinigen.
9. Nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwenden.
10. Vor dem Anschluss an den Strom sicherstellen, dass das Gerät trocken ist.
11. Bei Sonnenbrand nicht verwenden.
12. Das Gerät nicht weiter verwenden, falls unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.

Gegenanzeigen

- Schwangerschaft
- Metallimplantate, Herzschrittmacher
- Metallgegenstände (z.B. Schmuck)
- Krebserkrankungen
- Fieber
- Krankheiten, Schwächegefühl
- Hautverletzungen
- zuvor verwendete Auffüller, Botox (erst nach 6 Wochen ab der Behandlung)
- durch Viren, Bakterien oder Pilze verursachte Hautkrankheiten
- akute Formen von Rosazea und Acne phlegmonosa
- aktive Herpesinfektion
- Epilepsie
- Migräne
- Schilddrüsenerkrankungen

Indikationen

- schlaffe Haut
- graue, fahle Hautfarbe
- Falten
- Verfärbungen
- trockene Haut mit Flüssigkeitsverlust

Caractéristiques techniques B-Glossy

Tension nominale :	5V/1A
Puissance nominale :	4W
Capacité de la batterie :	600mAh
Temps de charge :	3 heures
Diamètre de la tête de massage :	35 mm

Descripción del aparato

1. cabeza de ultrasonido
2. Luces de fones
3. Nivel de batería
4. Fototerapia:Rojo/Azul
5. Modos de operacion
6. Boton de encendido / apagado
7. Botón de cambio de modo

Ultrasonothérapie

La fréquence des ultrasons est de 3 MHz. L'onde ultrasonique présente une puissance et une énergie élevées. Les ultrasons procurent des effets thermiques, physico-chimiques et mécaniques. Ils permettent une augmentation de la perméabilité des membranes cellulaires et une stimulation du métabolisme cellulaire. Durant la thérapie, il se produit un effet d'ondes vibratoires grâce auxquelles les ingrédients actifs des produits de soin migrent plus facilement vers les couches profondes de la peau. Le massage des tissus profonds améliore la circulation, unifie le teint et rend le teint visiblement plus lisse.

1. Action mécanique : consiste à exercer un micro-massage grâce à l'action des ultrasons. Les ultrasons améliorent l'apport sanguin et modifient ainsi la structure des membranes cellulaires et des protéines. Ces phénomènes permettent d'augmenter la perméabilité des tissus de la peau, d'intensifier la production de collagène et d'élastine, ce qui est bénéfique pour les processus de régénération et la régulation des glandes sébacées.


2. Effet thermique : les ultrasons chauffent la surface de la peau. Ils améliorent la circulation sanguine et augmentent la quantité de nutriments dans les cellules de la peau. Ils ne provoquent pas de sensation désagréable de chaleur, car la chaleur est générée en interne.

3. Action chimique : les ultrasons améliorent la capacité à catalyser, c'est-à-dire à augmenter la vitesse des processus de régénération de la peau. L'amélioration de la perméabilité de la membrane cellulaire et l'amélioration du métabolisme contribuent à réduire de manière significative les gonflements, les rougeurs et les ecchymoses sur le visage. Avec les ingrédients actifs appropriés, les capillaires et l'érythème deviennent beaucoup moins visibles.

Traitements par photothérapie

La photothérapie en lumière rouge

Elle est utilisée pour éliminer les rides. La longueur d'onde de 625 nm $\pm$ 3 nm peut être utilisée pour tous les types de peau. Effets biologiques : stimulation des cellules pour une production plus rapide de collagène et d'élastine, augmentation de la vitalité cellulaire, accélération de la circulation sanguine. Elle procure un



effet raffermissant en lissant rapidement la peau. Idéale pour atténuer les décolorations et unifier le teint. Aide à éliminer les poches et les cernes sous les yeux.

La photothérapie en lumière bleue

Avec une longueur d'onde de 465 nm $\pm$ 3 nm, la lumière bleue convient aux peaux acnéiques et sensibles. Bio-effets : procure un effet bienfaisant sur les peaux à tendance acnéique, réduit l'inflammation, régule les glandes sébacées et la sécrétion de sébum. Elle améliore le teint de la peau et rend les pores dilatés moins visibles.

Thérapie ionique avec des ions +

Elle consiste à nettoyer la peau des couches cornées mortes et de toutes les impuretés. Cette thérapie améliore la perméabilité aux ingrédients actifs. Les décolorations deviennent moins visibles au fil du temps et le teint est visiblement éclairci. L'effet sera encore meilleur si vous associez la thérapie avec par ex. une lotion micellaire.

Thérapie ionique avec des ions –

Il s'agit d'utiliser l'action d'un courant d'intensité suffisante pour franchir la barrière qui empêche l'absorption en profondeur des principes actifs des produits cosmétiques. Après une série de traitements, la peau est visiblement resserrée, lissée, hydratée et éclaircie - elle prend un éclat radieux. L'effet sera encore meilleur si vous associez à la thérapie ion – un produit cosmétique approprié tel qu'un sérum ou une ampoule.

Massage par vibrations

Ce massage agréable a un effet relaxant et réduit les tensions musculaires. La stimulation musculaire améliore sensiblement l'ovale du visage.

4 modes - méthodes d'utilisation :

Attention :

Commencez votre soin par le nettoyage (mode Cleanse), utilisez un nettoyant pour le visage. Le nettoyage approfondi des pores se fait par l'élimination en profondeur des impuretés tandis que les impuretés remontent à la surface de la peau. Lavez la surface de la peau avec un démaquillant. Réglez chaque mode sur une durée d'utilisation de 4 minutes. Après une minute d'inactivité, l'appareil s'éteint automatiquement. L'appareil fonctionne sur le principe de l'induction, ce qui signifie qu'il se met en marche dès qu'il entre en contact avec la peau.

Utilisation du mode Cleanse (nettoyage avec disque de coton)

Dans ce mode, vous avez le choix entre 3 niveaux d'intensité, de chaleur et de vibration. Vous pouvez ainsi nettoyer efficacement les pores des impuretés, éclaircir votre peau et améliorer votre teint.

1. Retirez l'accessoire de fixation des disques de coton
2. Fixez un disque de coton
3. Versez le démaquillant sur le tampon
4. Appuyez sur la touche marche/arrêt en la maintenant appuyée pendant 3 secondes pour démarrer l'appareil
5. Mettez vos doigts autour des bandes du capteur
6. Nettoyez votre visage en faisant des mouvements circulaires

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Le mode Rejuvenate (raffermissement, sans coton)

Le mode utilise la lumière rouge et le massage par chaleur et par vibration, ainsi que la lumière bleue, le massage par chaleur et par vibration. Il procure un effet particulièrement raffermissant en stimulant la production intensive de collagène et d'élastine par la peau. Il nivelle efficacement les rides et ridules et réhydrate la peau, y exerçant un effet rajeunissant.

1. Appliquer un sérum ou un masque sur la peau
2. Pressez le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour mettre en marche l'appareil et sélectionnez le mode Rejuvenate
3. Tout en tenant l'appareil, touchez les bandes de capteurs situées de chaque côté de l'appareil. Appliquez le traitement en faisant glisser l'appareil du bas du visage vers le haut

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Le mode Lifting (sans coton)

Ce mode stimule et détend efficacement la peau tout en contribuant à l'hydrater en profondeur. La lumière rouge associée aux vibrations et à la chaleur est idéale pour favoriser le remodelage du visage et lui permettre de retrouver son bel ovale de jeunesse.

1. Pressez sur la touche marche/arrêt pendant 3 secondes pour démarrer l'appareil. Sélectionner le mode Lifting
2. Tout en tenant l'appareil, touchez les bandes de capteurs situées de chaque côté de l'appareil. Faites glisser l'appareil du bas du visage vers le haut

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Le mode Eye care (soin du contour des yeux)

Ce mode utilise des vibrations, de la chaleur et une lumière rouge en option. Après les traitements de la peau du visage, vous pouvez passer au contour des yeux et effectuer des soins plus précis du contour des yeux. La peau délicate du contour des yeux nécessite un soin particulier. Les bons traitements vous aideront à éliminer les rides du visage, les poches et les cernes sous les yeux.

DURÉE DES SOINS : 4 minutes

Mode d'emploi

Utilisation de l'adaptateur d'alimentation électrique

1. Lorsque le symbole  apparaît sur l'écran du contrôleur, cela indique que la batterie est faible. Insérez la fiche d'alimentation dans la prise DC du contrôleur, puis insérez la fiche du contrôleur dans la prise secteur, le voyant de la batterie sur l'écran LCD commence à clignoter.
2. La durée de vie de la batterie rechargeable est égale ou supérieure à 500 cycles de recharge-décharge dans des conditions normales, ce qui permet de l'utiliser pendant plus de trois ans (une fois par jour).

Consignes de sécurité

1. Ne laissez pas l'appareil branché avec l'adaptateur à l'alimentation pendant de longues périodes.
2. Ne touchez pas l'appareil avec des mains mouillées, car cela présente un risque de choc électrique ou de court-circuit.
3. Ne placez pas l'appareil dans des endroits très humides, car cela présente un risque de choc électrique, de court-circuit ou de dommages à l'isolation.
4. Ne laissez pas l'appareil à la portée des enfants.
5. L'utilisation de l'appareil par des enfants est interdite.
6. Il est interdit de l'utiliser dans les zones où sont stockées des matières inflammables.
7. Ne nettoyez pas l'appareil à l'aide de substances corrosives.
8. Utilisez uniquement l'adaptateur d'alimentation fourni.
9. Assurez-vous que l'appareil est sec avant de le brancher à l'alimentation électrique.
10. N'utilisez pas l'appareil sur une peau présentant des coups de soleil.
11. Interrompre l'utilisation en cas d'effets secondaires indésirables.

Contre-indications

- grossesse
- implants métalliques, stimulateur cardiaque
- objets métalliques (par ex. bijoux)
- cancer
- fièvre
- maladies, état de faiblesse
- déchirures ou coupures de l'épiderme
- utilisation récente de produits de comblement ou de botox (6 semaines doivent s'être écoulées après ces traitements)
- affections de la peau virales, bactériennes et fongiques
- formes aiguës de rosacée ou d'hidrosadénite
- herpès actif
- épilepsie
- migraines
- maladies thyroïdiennes non traitées et non régulées.

Indications

- perte de fermeté et d'élasticité de la peau
- teint gris et blafard
- présence de rides et de sillons
- altérations de la pigmentation
- acné
- sécheresse et déshydratation de la peau

Технические характеристики B-Glossy

Номинальное напряжение:	5В/1А
Номинальная мощность:	4Вт
Емкость батареи:	600мАч
Время зарядки:	3 часа
Диаметр массажной головки:	35 мм

Описание устройства

1. Ультразвуковая головка
2. Фотонные огни
3. Уровень заряда батареи
4. Фототерапия: красный/синий
5. Режимы работы
6. Кнопка включения/выключения
7. Кнопка смены режима



Терапия ультразвуками

Частота ультразвука 3 МГц. Ультразвуковая волна имеет большую мощность и высокую энергию. Ультразвук оказывает тепловое, физико-химическое и механическое воздействие. Это означает повышение проницаемости клеточных мембран и стимуляцию метаболизма клеток. Во время терапии наблюдается явление, при котором активные ингредиенты косметических продуктов окружаются вихрями, которые транспортируются и вытесняются в более глубокие слои кожи. Глубокий массаж тканей улучшает кровообращение, выравнивает цвет и делает кожу видимо гладкой.

1. Механическое действие:

заключается в использовании действия ультразвука как микромассажа. Ультразвук улучшает кровообращение и тем самым изменяет структуру клеточных мембран и белков. В результате повышается проницаемость кожных тканей, интенсифицируется выработка коллагена и эластина, что прекрасно отражается на регенеративных процессах и регуляции работы сальных желез.

2. Термический эффект: ультразвуки нагревают поверхность кожи. Они улучшают кровообращение и увеличивают количество питательных веществ в клетках кожи. Они не вызывают чувства жара, потому что тепло вырабатывается внутри.

3. Химическое действие: ультразвуки улучшают каталитическую способность, т.е. увеличивают скорость процессов регенерации кожи. Лучшая проницаемость клеточных мембран и улучшенный обмен веществ помогают значительно уменьшить отек, покраснение и синяки на лице. При использовании правильных активных ингредиентов видимость кровеносных сосудов и покраснений становится намного меньше.

Фотонная светотерапия

Красный свет

Используется для устранения морщин. Длина волны составляет $625 \text{ нм} \pm 3 \text{ нм}$ и может использоваться для всех типов кожи. Биозффекты: стимулирование клеток к более быстрой выработке коллагена и эластина, повышение жизнеспособности клеток, ускорение кровообращения. Быстро укрепляет кожу, разглаживая ее. Отлично уменьшает пигментацию, выравнивает тон кожи. Помогает убрать отечность и темные круги под глазами.

Синий свет

Синий свет с длиной волны $465 \text{ нм} \pm 3 \text{ нм}$ предназначен для лечения акне и чувствительной кожи. Биозффекты: положительно влияет на кожу с угревой сыпью, снимает воспаление, регулирует работу сальных желез и количество выделяемого кожного сала. Подтягивает кожу, делая расширенные поры менее заметными.

Ион+ терапия положительными ионами

Она заключается в очищении кожи от отмерших ороговевших слоев и любых загрязнений. Это улучшает проницаемость для активных ингредиентов. Обесцвечивание со временем становится менее заметным, а цвет лица становится заметно светлее. Этот эффект будет еще лучше, если вы будете сочетать терапию, например, с мицеллярной жидкостью.

Ион- терапия положительными ионами

Она заключается в использовании воздействия тока соответствующей интенсивности для преодоления барьера, препятствующего глубокому всасыванию активных ингредиентов из косметических продуктов. После серии процедур кожа становится заметно подтянутой, гладкой, увлажненной и осветленной – приобретает сияние. Эффект будет еще лучше, если для ионной терапии вы будете использовать подходящие косметические средства, такие как сыворотка или ампулы.

Вибрационный массаж

Приятный массаж оказывает расслабляющее действие и снижает мышечное напряжение. Стимуляция работы мышц значительно улучшает овал лица.

4 режима - способы использования

Внимание:

Начните уход с очищения (режим Cleanse), используйте очищающее косметическое средство для лица.

Тщательное очищение пор будет заключаться в глубоком удалении загрязнений, и грязь попадет на поверхность кожи. Промойте поверхность кожи средством для снятия макияжа. Установите каждый режим на 4 минуты времени использования. В течение 1 минуты бездействия устройство автоматически выключается.

Устройство работает по индукции, что означает, что оно начинает работать при контакте с кожей.

Использование режима Cleanse (с помощью ватного тампона)

В таком режиме вы имеете для выбора один из 3 уровней интенсивности, тепло и вибрацию. Благодаря этому можно эффективно очистить поры от загрязнений, осветлить кожу и улучшить ее цвет.

1. Снимите зажим с ватного диска из хлопка
2. Прикрепите ватный диск из хлопка
3. Нанесите на диск средство для снятия макияжа
4. Нажмите кнопку и держите ее в течение 3 секунд, чтобы включить устройство

5. Поместите пальцы на сенсорные полосы датчика
6. Очистите лицо круговыми движениями

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты

Применение режима Rejuvenate (не нужно использовать ватный диск)

Режим использует красный свет, тепло и вибрационный массаж, а также синий свет, тепло и вибрационный массаж. Оказывает сильное подтягивающее действие, стимулируя кожу к интенсивной выработке коллагена и эластина. Эффективно сокращает морщины и борозды, увлажняет, оставляя после применения эффект омоложенной кожи.

1. Нанесите на кожу сыворотку или маску
2. Нажмите кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить устройство, и выберите режим Rejuvenate
3. Удерживая устройство, прикоснитесь к сенсорным полоскам датчика с обеих сторон устройства. Выполните процедуру, потянув устройство вверх от нижней части лица вверх

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты

Применение режима Lifting (не нужно использовать ватный диск)

Этот режим эффективно стимулирует и расслабляет кожу, способствует ее глубокому увлажнению. Красный свет в сочетании с вибрациями и теплом в значительной степени способствует ремоделированию лица, благодаря чему позволяет ему восстановить красивый, молодой овал.

1. Нажмите и держите кнопку включения в течение 3 секунд, чтобы включить устройство. Выберите режим Lifting
2. Удерживая устройство, прикоснитесь к сенсорным полоскам датчика с обеих сторон устройства. Выполните процедуру, потянув устройство вверх от нижней части лица вверх

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты

Применение режима Eye care

Режим использует вибрацию, тепло и опциональный красный свет. После выполнения процедур на коже лица переходим к области вокруг глаз и осуществляем тщательный уход за нежной кожей вокруг глаз. Кожа вокруг глаз требует особого ухода, а соответствующие процедуры помогут вам избавиться от мимических морщин, отечности и темных кругов под глазами.

ВРЕМЯ УХОДА: 4 минуты

Инструкции использования

Использование блока питания

1. Когда на дисплее контроллера появляется символ , это означает низкий уровень заряда батареи. Вставьте вилку блока питания в разъем постоянного тока контроллера, затем вставьте вилку контроллера в розетку, индикатор батареи на ЖК-дисплее начнет мигать.
2. Срок службы аккумуляторной батареи равен или превышает 500 циклов заряда-разряда при нормальных условиях, что позволяет использовать ее более трех лет (один раз в день).

Меры предосторожности

1. Не оставляйте устройство надолго подключенным к источнику питания.
2. Не прикасайтесь к нему мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током или короткому замыканию.

3. Не размещайте устройство в местах с повышенной влажностью, так как это может привести к поражению электрическим током, короткому замыканию или повреждению изоляции.
4. Не оставляйте устройство в недоступном для детей месте.
5. Детям запрещено пользоваться устройством.
6. Запрещается использовать его в местах хранения легковоспламеняющихся материалов.
7. Не очищайте устройство коррозионно-активными веществами.
8. Используйте только прилагаемый к устройству блок питания.
9. Перед подключением источника питания убедитесь, что устройство сухое.
10. Не используйте устройство на коже с опеками от солнца.
11. Воздержитесь от использования в случае нежелательных побочных эффектов.

Противопоказания

- беременность
- металлические имплантаты, кардиостимулятор
- металлические предметы (например, бижутерия)
- опухоль
- высокая температура
- болезни, слабость
- нарушение целостности эпидермиса
- ранее использованные филлеры, ботокс (после процедуры должно пройти 6 недель)
- вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи
- острые формы розацеа и пиодермии
- активный герпес
- эпилепсия
- мигрени
- нелеченные и нерегулируемые заболевания щитовидной железы.

Показания


- потеря упругости и эластичности кожи
- серый, землистый оттенок кожи
- наличие морщин и борозд
- изменение цвета кожи
- прыщи
- пересыхание и обезвоживание кожи

البيانات الفنية لجهاز B-Glossy

5 فولت / 1 أمبير
4 واط
600 مللي أمبير
ثلاث ساعات
35

الفولطية:
الاستطاعة الاسمية:
سعة البطارية:
مدة الشحن:
قطر رأسية التدليك:

وصف الجهاز



1. رأس الموجات فوق الصوتية
2. أضواء الفوتون
3. مستوى البطارية
4. العلاج بالضوء: أحمر / أزرق
5. أساليب عملها
6. زر تشغيل / إيقاف
7. زر تغيير الوضع

العلاج بالموجات فوق الصوتية

تردد الموجات فوق الصوتية هو 3 ميجا هرتز. الموجات فوق الصوتية لديها طاقة قوية وطاقة عالية. الموجات فوق الصوتية لها تأثير حراري وفيزيائي كيميائي وميكانيكي. وهذا يعني زيادة نفاذية أغشية الخلايا وتحفيز عملية التمثيل الغذائي للخلايا. أثناء العلاج، هناك ظاهرة تكون فيها المكونات النشطة من مستحضرات التجميل محاطة بدوامات النقل ويتم دفعها إلى الطبقات العميقة من الجلد. يعمل تدليك الأنسجة العميقة على تحسين الدورة الدموية ومرونة اللون ويجعل البشرة ناعمة.

1. الإجراء الميكانيكي: يتمثل في استخدام عمل الموجات فوق الصوتية كتدليك دقيق. تعمل الموجات فوق الصوتية على تحسين الدورة الدموية وبالتالي تغيير بنية أغشية الخلايا والبروتينات. نتيجة لذلك، تزداد نفاذية أنسجة الجلد، ويتم تكثيف إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يترجم إلى عمليات تجديد وتنظيم عمل الغدد الدهنية.

2. التأثير الحراري: الموجات فوق الصوتية تسخن سطح الجلد. إنها تحسن الدورة الدموية وتزيد من كمية العناصر الغذائية في خلايا الجلد. لا تسبب الشعور بالحرارة لأنها تتولد داخليا.

3. العمل الكيميائي: تعمل الموجات فوق الصوتية على تحسين القدرة على التحفيز، أي زيادة سرعة عمليات تجديد الجلد. تساعد النفاذية الأفضل لغشاء الخلية والتمثيل الغذائي المحسن على تقليل التورم والاحمرار والكدمات في الوجه بشكل كبير. عند استخدام المكونات النشطة الصحيحة، يصبح وضوح الأوعية الدموية والاحمرار أقل بكثير.

العلاج بضوء الفوتون

الضوء الأحمر

يستخدم لإزالة التجاعيد. الطول الموجي هو 625 نانومتر $\pm$ 3 نانومتر ويمكن استخدامه لجميع أنواع البشرة. التأثيرات الحيوية: تحفيز الخلايا على إنتاج الكولاجين والإيلاستين بشكل أسرع، وزيادة حيوية الخلية، وتسريع الدورة الدموية. يشد البشرة بسرعة وينعمها. إنه يقلل بشكل مثالي من تغير اللون، ويوحد لون البشرة. يساعد على إزالة الانتفاخات والتهالوت السوداء تحت العينين.

الضوء الأزرق

الضوء الأزرق بطول موجي 465 نانومتر $\pm$ 3 نانومتر مخصص لحب الشباب والبشرة الحساسة. التأثيرات الحيوية: له تأثير إيجابي على بشرة حب الشباب، ويقلل من الالتهابات، وينظم عمل الغدد الدهنية وكمية إفراز الدهون. يشد الجلد، مما يجعل المسام المتضخمة أقل وضوحا.

العلاج بالأيونات الموجبة +nol

وهو يتألف من تطهير الجلد من الطبقات القرنية الميتة والشوائب. يحسن هذا من نفاذية المكونات النشطة. يصبح تغير اللون أقل وضوحاً بمرور الوقت ويكون لون البشرة أكثر إشراقاً بشكل واضح. سيكون هذا التأثير أفضل إذا قمت بدمج العلاج مع سائل ميسيلار على سبيل المثال.

العلاج بالأيونات الموجبة -nol

وهي تتمثل في استخدام عمل تيار ذي شدة مناسبة للتغلب على الحاجز الذي يمنع الامتصاص العميق للمكونات النشطة من مستحضرات التجميل. بعد سلسلة من العلاجات، تصبح البشرة مشدودة وناعمة ومرطبة ومشرقة بشكل واضح - لتصبح مشرقة. سيكون التأثير أفضل إذا كنت تستخدمين مستحضرات التجميل المناسبة، مثل مصل أو أمبولات للعلاج الأيوني.

تدليك الاهتزاز

التدليك اللطيف له تأثير مريح ويقلل من التوتر العضلات. تحفيز عمل العضلات يحسن بشكل كبير من شكل الوجه.

4 أوضاع - طرق للاستخدام:

تنبيه:

ابدئي العناية بالتنظيف (وضع esnaelC)، استخدمي مستحضر تجميل لتنظيف الوجه. يتكون التطهير الشامل للمسام من إزالة عميقة للشوائب، وسوف تصل الأوساخ إلى سطح الجلد. اغسلي سطح الجلد بمزيل للمكياج. اضبطي كل وضع على 4 دقائق من مدة الاستخدام. في غضون دقيقة واحدة من عدم النشاط، سيتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً. يعمل الجهاز عن طريق الحث، مما يعني أنه يبدأ العمل عندما يتلامس مع الجلد.

استخدام وضع التنظيف (باستخدام قطعة قطنية)

في هذا الوضع، يمكنك الاختيار من بين 3 مستويات من الشدة والحرارة والاهتزاز. بفضل هذا، يمكنك تنظيف المسام بشكل فعال من الشوائب، وتفتيح البشرة وتحسين لونها.

1. قومي بإزالة مشبك القطعة القطنية
2. قومي بوضع القطعة القطنية
3. بللي القطعة القطنية بمزيل المكياج
4. اضغطي على الزر لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز
5. ضعي أصابعك حول شرائط المستشعر
6. نظفي وجهك بحركات دائرية

مدة العلاج: 4 دقائق

استخدام وضع التجديد (لا حاجة لاستخدام قطعة قطنية)

يستخدم الوضع الضوء الأحمر والحرارة والتدليك بالاهتزاز، بالإضافة إلى الضوء الأزرق والتدليك بالحرارة والاهتزاز. له تأثير شد قوي، ويحفز البشرة على إنتاج الكولاجين والإيلاستين بشكل مكثف. يقلل التجاعيد والأخاندب بشكل فعال ويرطب البشرة ويتركها منتعشة.

1. ضعي المصل أو القناع على الجلد
2. اضغطي على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الوحدة واختيار وضع التجديد
3. أمسكي بالجهاز، والمسح شرائط المستشعر على جانبي الجهاز. طبقي الإجراء عن طريق سحب الجهاز من أسفل إلى أعلى الوجه

مدة العلاج: 4 دقائق

استخدام وضع الشد (لا حاجة لاستخدام قطعة قطنية)

هذا الوضع يحفز البشرة بشكل فعال ويريحها ويساعد على ترطيبها بعمق. يدعم الضوء الأحمر مع الاهتزازات والحرارة بشكل كبير إعادة تشكيل الوجه، مما يسمح له باستعادة شكله البيضاوي الجميل والنبابي.

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز. حدد وضع الشد
2. أمسك بالجهاز، المسح شرائط المستشعر على جانبي الجهاز. اسحب الجهاز من أسفل وجهك لأعلى

مدة العلاج: 4 دقائق

استخدام وضع العناية بالعين (Eye care)

يستخدم الوضع الاهتزاز والحرارة والضوء الأحمر الاختياري. بعد إجراء العلاجات على بشرة الوجه، نذهب إلى منطقة العين ونقوم بالعناية الدقيقة بالجلد الرقيق حول العينين. نتطلب بشرة منطقة العين عناية خاصة، وسنساعدك العلاجات المناسبة على التخلص من التجاعيد الإيمانية والانتفاخات والهالات السوداء تحت العينين.

مدة العلاج: 4 دقائق

تعليمات الاستخدام

باستخدام محول التيار المتردد

1. عندما يظهر رمز  على شاشة جهاز التحكم، فهذا يعني انخفاض مستوى البطارية. أدخل قابس محول الطاقة في مقبس التيار المباشر لوحدة التحكم، ثم أدخل قابس وحدة التحكم في منفذ الطاقة، وسيومض مؤشر البطارية على شاشة LCD.
2. عمر البطارية القابلة لإعادة الشحن يساوي أو يزيد عن 500 دورة شحن/تفريغ في ظل الظروف العادية، مما يسمح باستخدامها لأكثر من ثلاث سنوات (مرة واحدة في اليوم).

الاحتياطات

1. لا تترك الجهاز متصلاً بمصدر الطاقة لفترة طويلة.
2. لا تلمسه بيد مبللة، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي.
3. لا تضع الجهاز في أماكن ذات رطوبة عالية، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو ماس كهربائي أو تلف العزل.
4. لا تترك الجهاز في متناول الأطفال.
5. يحظر على الأطفال استخدام الجهاز.
6. يحظر استخدامه في الأماكن التي يتم فيها تخزين المواد القابلة للاشتعال.
7. لا تنظف الجهاز بمواد مسببة للتآكل.
8. استخدم فقط محول الطاقة المرفق.
9. تأكد من جفاف الجهاز قبل توصيل مصدر الطاقة.
10. لا تستخدم الجهاز على الجلد المصاب بحروق الشمس.
11. توقف عن الاستخدام في حالة الآثار الجانبية غير المرغوب بها.

موانع الاستعمال

- الحمل
- الغرسات المعدنية وأجهزة تنظيم ضربات القلب
- العناصر المعدنية (مثل المجوهرات)
- الورم السرطاني
- الحُمى
- حالات المرض والوهن
- انقطاع البشرة
- حقن البوتوكس المستخدمة سابقاً (يجب أن تمر 6 أسابيع بعد العملية)
- أمراض الجلد الفيروسية والبكتيرية والفطرية
- الأشكال الحادة للوردية وتقيح الجلد
- الهريس النشط
- الصرع
- الصداع النصفي
- مرض الغدة الدرقية غير المعالج وغير المنظم.
- دواعي الإستعمال
- فقدان تماسك البشرة ومرونتها
- لون البشرة الرمادي، أو الترابي
- وجود التجاعيد والأخاديد
- التصبغات
- حب الشباب
- جفاف وتجفاف الجلد



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie

i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory nelze mísit s jiným domácím odpadem. Informuje o tom symbol přeškrtnutého koše umístěný na obalu. Vysloužilá elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory předejte na místa tříděného sběru odpadu nebo prodávajícímu, na podrobnosti se zeptejte ve své obci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součástky škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést při další likvidaci nebo recyklaci zařízení k újmě na zdraví nebo k znečištění životního prostředí.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوب على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية البالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطوط ومكونات خطرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلوث الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Skrócona deklaracja zgodności odnośnie
do Dyrektywy RE 2014/30/UE
Skrócona deklaracja zgodności odnośnie
do Dyrektywy RE 2011/35/UE

Importer niniejszym oświadcza, że urządzenie Beautifly B-Glossy Blush jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna jest pod adresem internetowym: (link poniżej)

The importer hereby declares that the Beautifly B-Glossy Blush device complies with Directive 2014/35 / EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use in certain voltage limits and Directive 2014/30 / EU of the European Parliament and of the Council of February 26, 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: (link below)

Der Importeur erklärt hiermit, dass das Beautifly B-Glossy Blush Gerät der Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung auf der entspricht Markt für elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in bestimmten Spannungsgrenzen und Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: (Link unten)

L'importateur déclare par la présente que l'appareil Beautifly B-Glossy Blush est conforme à la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à

être utilisé dans certaines limites de tension et la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative au rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : (lien ci-dessous)

Настоящим импортер заявляет, что устройство Beautifly B-Glossy Blush соответствует Директиве 2014/35/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законов государств-членов, касающихся размещения на рынка электрооборудования, предназначенного для использования в определенных пределах напряжения и Директивы 2014/30/ЕС Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о гармонизации законодательства государств-членов, касающихся электромагнитной совместимости. Полный текст декларации о соответствии доступен по следующему интернет-адресу: (ссылка ниже)

El importador declara que el dispositivo Beautifly B-Glossy Blush cumple con la Directiva 2014/35 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 26 de febrero de 2014 sobre la armonización de las leyes de los Estados miembros relacionadas con la puesta a disposición en el mercado de equipos eléctricos diseñados para su uso en determinados límites de tensión y la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la armonización de las leyes de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética. El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: (enlace a continuación)

Dovozce tímto prohlašuje, že přístroj Beautifly B-Glossy Blush je v souladu se směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání na trh elektrických zařízení určených pro použití ve specifických mezích napětí a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Celý obsah prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: (odkaz níže)

يصرح المستورد بموجب هذا أن جهاز Beautifly B-Glossy Blush يتوافق مع التوجيه 2014/35/UE الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 26 فبراير 2014 بشأن موازنة قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بالإتاحة على سوق المعدات الكهربائية المصممة للاستخدام في حدود جهد معينة والتوجيه 2014/30/UE للبرلمان الأوروبي والمجلس المؤرخ 26 فبراير 2014 بشأن تنسيق قوانين الدول الأعضاء المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي. النص الكامل لإعلان المطابقة متاح على عنوان الإنترنت التالي: (الرابط أدناه)

<https://beautifly.eu/deklaracje>

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2,
00-095 Warszawa, Polska