

BEAUTIFLY

B-Lumi

Blush

series

Depilator laserowy

Laser hair remover



Instrukcja obsługi

User manual

Dane techniczne B-Lumi

Moc wejściowa:	36W
Napięcie znamionowe:	100-240V
Znamionowy zakres częstotliwości:	50Hz - 60Hz
Temperatura przechowywania:	od 0°C do 40°C
Temperatura pracy:	od 5°C do 35°C
Wilgotność podczas pracy:	od 30% do 85%

Opis ogólny

1. Okno depilatora
2. Ekran
3. Przełącznik Wł./Wył.
4. Przycisk oceny/testu skóry
5. Przycisk impulsów
6. Wentylacja
7. Wejście zasilania



Funkcja

B-Lumi posiada dwie funkcje oraz oddzielne lampy do każdej z nich.

Funkcja 1: depilacja IPL

Funkcja 2: rewitalizacja skóry IPL



Depilacja

rozmiar okienka: ~ 3,2 x 1,6 cm



Rewitalizacja skóry

rozmiar okienka: ~ 3,2 x 1,9 cm

Tryb automatycznych impulsów

Naciśnij przycisk impulsów przez 2 sekundy, ekran pokaże ⚡, w tym samym czasie urządzenie przełączy się w tryb automatyczny. Urządzenie zacznie migać automatycznie, gdy okno impulsów znajdzie się na Twojej skórze. Gdy urządzenie jest w trybie automatycznym, naciśnij przycisk impulsów przez 2 sekundy, urządzenie przełączy się na pokazany tryb ręczny ⚡.

Przeciwwskazania

1. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci poniżej 15 roku życia. Młodzież w wieku 15–18 lat może korzystać z urządzenia za zgodą i/lub pod nadzorem rodziców bądź opiekunów.

2. Nie należy używać, jeśli skóra w obszarze, który ma być poddany zabiegowi, jest opalona lub zaczerwieniona. Używanie urządzenia na opalonej lub zaczerwienionej skórze może spowodować tymczasowe lub nawet trwałe odbarwienia skóry.
3. Nie używaj, jeśli jesteś w ciąży, próbujesz zajść w ciążę, podejrzewasz, że możesz być w ciąży lub jesteś w okresie karmienia piersią. Urządzenie B-Lumi nie było testowane pod tym kątem, dlatego nie należy go używać w tych przypadkach. Zmiany hormonalne występujące podczas ciąży lub karmienia piersią mogą zwiększać ryzyko uszkodzenia skóry lub wrażliwość skóry.
4. Nie należy stosować urządzenia, w przypadku występowania chorób takich jak epilepsja, napady padaczkowe lub migrena. Błyski energii mogą powodować silne bóle głowy i migreny.
5. Nie stosować na obszarach skóry pokrytych tatuażem, ciemnobrązowych lub czarnych miejscach (takich jak ciemne piegi, znamiona, lub brodawki). Tatuaże lub ciemne plamy mogą wchłonąć za dużo energii świetlnej, która może powodować obrzęk skóry, tymczasowe lub stałe pęcherze, przebarwienia lub wybielenie skóry.
6. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz tendencję do tworzenia się bliznowców.
7. Nie używaj na skórze głowy, uszach, szyi, sutkach oraz na błonach śluzowych (wargach sromowych mniejszych, w okolicach pochwy i odbytu). W tych punktach strefy bikini, gdzie skóra ma silniejszą pigmentację, należy używać niższego poziomu intensywności światła. Użycie w tych miejscach może spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe przebarwienie lub wybielenie skóry.
8. Nie stosować, jeśli w obszarze leczenia występuje jakikolwiek czynny stan zapalny skóry, w tym trądzik, łuszczyca, wyprysk, oparzenia, opryszczka, otarcie naskórka lub wysypka. Te czynniki mogą uczynić skórę bardziej wrażliwą na światło i sprawić, że zabieg będzie nieprzyjemny lub spowodować na skórze obrzęk, pęcherze lub infekcje. Jeśli skóra będzie wystarczająco zagojona, przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem.
9. Nie należy stosować urządzenia jeśli przyjmujesz leki, które uwrażliwiają skórę na światło, w tym niesteroidowe środki przeciwzapalne (np. aspiryna, ibuprofen, cetaminofen), tetracykliny, fenotiazyny, tiazyd, diuretyki, sulfonilomoczniki, sulfonamidy, DTIC, fluorouracyl, winblastyna, gryzeofulwina, kwasy alfa-hydroksylowe (AHAS), Beta-Hydroxi Acids (BHAS), Retin-A, Accutane i / lub retinoidy miejscowe.
10. Nie stosować, jeśli u pacjenta występuje choroba związana z nadwrażliwością na światło, np. porfiria, polimorficzna erupcja światła, pokrzywka słoneczna, toczén itp. Warunki te powodują, że skóra jest bardziej wrażliwa na działanie światła i wykonanie zabiegu może być nieprzyjemne lub powodujące obrzęk skóry, pęcherze lub infekcje.

Procedura działania

Aby uzyskać najlepsze efekty sugerujemy, przed pierwszym użyciem, zapoznaj się z instrukcją obsługi w tym ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami, w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzenia. Urządzenie do usuwania włosów B-Lumi posiada zintegrowane filtry, które chronią skórę przed szkodliwym promieniowaniem i oparzeniem podczas trwania zabiegu depilacji. Tempo wzrostu włosów różni się, w zależności od wieku, metabolizmu i innych czynników. Wzrost włosów jest zwykle podzielony na trzy etapy.

Faza rosnąca


Włosy aktywnie rosną wraz z cebulkami. Na tym etapie koncentracja melaniny jest najwyższa. Melanina określa formację koloru włosów. Koncentracja melaniny jest również decydującym czynnikiem skuteczności intensywnej technologii światła pulsacyjnego. Tylko włosy w rosnącej fazie zareagują na proces depilacji światłem.

Faza degeneracji

Zatrzymanie wzrostu włosów w i zakorzenienie cebulki.

Faza odbudowy

Dojrzałe włosy odrywają się od cebulek i wypadają. Cebulka jest w uśpieniu, aż do kolejnego cyklu wzrostu włosa.



Faza pierwsza

Faza druga

Faza trzecia

W pierwszym etapie depilacji urządzeniem B-Lumi, wykorzystuje się energię światła do działania bezpośrednio na cebulki włosów poniżej skóry. Melanina w skórze oraz cebulki włosów wchłaniają impulsową energię światła emitowanego przez urządzenie. Im ciemniejszy jest kolor włosów, tym więcej energii świetlnej jest absorbowane, a proces ten pobudza cebulki do wejścia w fazę uśpioną.

W drugim etapie, w okresie depilacji, włosy będą naturalnie wypadać, a regeneracja zostanie zahamowana, co może potrwać 1-2 tygodnie. Tylko włosy w fazie wzrostu zostaną usunięte. Aby skutecznie usunąć niechciane owłosienie należy powtarzać proces depilacji raz w tygodniu przez okres dwóch miesięcy.

Ostrzeżenia dotyczące obsługi

1. Produkt nie włączy się bez włożenia lampy, należy włożyć lampę przed podłączeniem do zasilania. Podczas pracy urządzenia nie zasłaniaj otworów powietrza wlotowego i wentylacyjnego, aby nie wpłynęło to negatywnie na wydzielanie ciepła.

2. Podczas pracy urządzenia należy nosić okulary ochronne.

Przed użyciem oczyść obszar skóry poddawany zabiegowi. Nie jest dozwolone stosowanie żadnych kosmetyków na skórę bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Może to spowodować zniszczenie

3. urządzenia i wpłynąć na efekt wykonywanego zabiegu.
4. Dostosuj poziom energii od niskiego do wysokiego poziomu. Im wyższy poziom energii, tym lepszy wynik. Bezpośrednio po zabiegu może wystąpić zaczerwienienie skóry.
5. Po zabiegu fototerapii należy zastosować preparat nawilżający oraz preparaty z wysoką ochroną przeciwsłoneczną.
6. Po skończonym zabiegu użyj wilgotnego bawełnianego wacika lub szmatki do czyszczenia lampy z pozostałości włosów, sebum czy łoju.
7. Zaleca się, aby urządzenie i akcesoria były przechowywane z dala od wody i wilgoci. Przechowuj urządzenie w wentylowanym i suchym otoczeniu oraz trzymaj go z daleka od dzieci.
8. Zabronione jest umieszczanie metalowych przedmiotów w otworze emisji ciepła. W przeciwnym razie występuje ryzyko porażenia prądem.



Instalacja: użyj kciuka i palca wskazującego, aby przytrzymać przypominające pasek wybrzuszenie po bokach w górę i w dół, wciśnij do szczeliny, aby zakończyć instalację.



Wymij: użyj kciuka i palca wskazującego, aby przytrzymać przypominające pasek wybrzuszenie po bokach w górę i w dół, pociągnij wzdłuż szczeliny.

Wykonaj test wrażliwości skóry

Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy lub na nowym obszarze ciała, wybierz niewielki obszar w pobliżu obszaru, który zamierzasz poddać zabiegowi, w celu wykonanie testu wrażliwości skóry. Użyj poziomu najniższego urządzenia. Podążaj za instrukcją dotyczącą wykonania zabiegu poniżej, ale wyemituj nie więcej niż 2-3 impulsy. Po wykonanym teście skórnym, odczekaj 60 minut i sprawdź, czy skóra nie reaguje. Jeśli po 60 minutach skóra wydaje się normalna i nie ma zaczerwienienia lub innej reakcji skórnej, jesteś gotowy do przeprowadzenia pełnego zabiegu.

Wybierz odpowiednią intensywność

Wybierz odpowiednią intensywność w zależności od tolerancji skóry i zwiększaj ją stopniowo od jednego do pięciu stopni. Jeśli intensywność jest zbyt słaba oraz nie ma reakcji skórnych, możesz stopniowo zwiększać poziom intensywności. Nie blyskaj impulsami w jednym miejscu na skórze wiele razy. Wy tworzy to zbyt duże ciepło na skórze, co mogłoby spowodować obrzęk skóry, pęcherze lub tymczasowe lub trwałe zmiany w kolorze twojej skóry. Po każdym błysku, powoli przesuwaj urządzenie do sąsiedniego miejsca na skórze. Przed powrotem do wcześniejszego obszaru na skórze, odczekaj co najmniej 20 sekund.

Procedura działania

Usuwanie włosów

(nakładka depilacja)

Zastosowanie: Wąsik, włosy pod pachami, włosy na ciele i nogach, włosy w miejscach linii włosów w na czole i obszarze bikini. Efekt jest inny w zależności od koloru skóry. Urządzenie nie nadaje się do białych i jasnych.

Tabela porównująca kolor skóry i włosów

✓ dotyczy

✗ nie dotyczy

kolor skóry \ kolor włosów	biały	odcień kości słoniowej	ciemny brąz	beżowy i czarny	jasny brąz	brązowy ciemny brąz i czarny
czarny	✓	✓	✓	✓	✓	✗
ciemny brąz	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brązowy	✓	✓	✓	✓	✓	✗
złoty	✓	✓	✓	✓	✓	✗
czerwony	✗	✗	✗	✗	✗	✗
biały	✗	✗	✗	✗	✗	✗
szary	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Jak często przeprowadzać zabieg depilacji:

Zazwyczaj jest to około 7-9 zabiegów w. Pierwsze 3 zabiegi wykonaj raz w tygodniu. W kolejnych 4-9 zabiegach wykonaj jedną terapię co 2-3 tygodnie. W okresie podtrzymywania efektu depilacji i niedopuszczenia do ponownego uaktywnienia się cebulek włosowych należy regularnie powtarzać zabiegi, aby skóra pozostała gładka. Jeśli zabiegi nie będą kontynuowane, cebulki włosów w ponownie się uaktywnią i włosy zaczną odrastać. Aby zachować rezultaty, wystarczy powtarzać zabiegi co 4-8 tygodni, co pozwoli uzyskać pewność, że cebulki włosów nie uaktywnią się i odrastanie włosów w pozostanie zahamowane. Odstęp między zabiegami mogą być różne w zależności od indywidualnego tempa odrastania włosów.

Jak przeprowadzić zabieg depilacji:

1. Przed użyciem urządzenia B-Lumi przygotuj skórę, goliąc wybrany obszar poddawany zabiegowi. Skórę należy również umyć.
2. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
3. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
4. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
5. Zacznij na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy.
6. Po zabiegu zaleca się użyć preparatu nawilżającego po depilacji .
7. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
8. Umieść urządzenie i akcesoria w kosmetyczce lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Fotoodmładzanie skóry

(nakładka redukcja zmarszczek)

Chcesz zachować młody i zdrowy wygląd skóry na lata? Przez cały rok eksploatujemy naszą skórę poddając ją działaniu różnych warunków atmosferycznych. Szczególnie brzemienne w skutkach jest ekspozycja na słońce. Intensywne opalanie pozostawia z reguły ślady na twarzy czy dekolcie, które często trudno zamaskować makijażem. Podobne przebarwienia pojawiają się wraz z upływem czasu także na grzbietach dłoni. Jak sobie z nimi radzić?

Osobom, które chcą widocznie odmłodzić skórę i odświeżyć jej wygląd, wyrównując koloryt i redukując uciążliwe przebarwienia, proponujemy zabiegi fotoodmładzania nowoczesnym laserem kosmetycznym B-Lumi. Terapia laserem B-Lumi pozwala na znaczne wygładzenie skóry, całkowite usunięcie plam starczych czy rumieni.

Celem odmłodzenia wybranych partii, są krótkie i bezpieczne impulsy światła kierowane w stronę powierzchni skóry. Fala świetlna pobudza komórki skóry do produkcji kolagenu i elastyny, które przyspieszają regenerację skóry. Efektem leczniczego działania promieniowania IPL jest poprawa ukrwienia i dotlenienia skóry, wzrost liczby włókien kolagenowych i elastycznych, lepsze wchłanianie wilgoci, uregulowanie procesu barwników i rogowacenia.

Efekty:

- Likwidacja objaw w starzenia się skóry
- Przebudowa włókien kolagenowych
- Jędrna i elastyczna skóra
- Zmniejszenie porów
- Wygładzenie zmarszczek
- Poprawa nawilżenia skóry
- Rozjaśnienie przebarwień

Jak często przeprowadzać zabieg fotoodmładzania:

Aby uzyskać pożądane efekty należy przeprowadzić serię zabiegów. Zaleca się przeprowadzenie serii 8 zabieg w, jedna kuracja każdego tygodnia.

Jak przeprowadzić zabieg fotoodmładzania:

1. Przed przystąpieniem do zabiegu należy dokładnie oczyścić skórę z makijażu oraz wszelkich kosmetyków. Należy również przetrzeć lampę.
2. Załóż okulary ochronne, aby uniknąć stymulowania oczu światłem IPL.
3. Wybierz odpowiednią intensywność (patrz punkt "wybierz intensywność") i zacznij od niskiego poziomu.
4. Pozwól, aby okno urządzenia dotykało wybranych obszarów w pionie i traktuj obszary po kolei. Nie powtarzaj raz za razem w tym samym miejscu, ani nie pomijaj żadnego obszaru.
5. Zacznij na początkowym obszarze i powtórz krok 4, 2-3 razy. Po zabiegu zaleca się użyć preparatu silnie nawilżającego.
6. Wyłącz urządzenie i użyj wilgotnej ściereczki lub wacika, aby wyczyścić okno zabiegowe.
7. Umieść urządzenie i akcesoria w pokrowcu lub pudełku i przechowuj je w bezpiecznym miejscu.

Specification B-Lumi

Input power:	36W
Rated voltage:	100-240V
Rated frequency range:	50Hz - 60Hz
Storage temperature:	from 0°C to 40°C
Working temperature:	from 5°C to 35°C
Working humidity:	from 30% to 85%

General description

1. Treatment window
2. Screen
3. On/Off switch
4. Grade button
5. Pulse button
6. Ventilation
7. Power interface



Function

B-Lumi has two functions and separate lamps for each of them.

Function 1: IPL hair removal

Function 2: IPL skin revitalization



Epilation

windows size: ~ 3,2 x 1,6 cm



Skin revitalization

windows size: ~ 3,2 x 1,9 cm

Automatic pulse mode

Press the pulse button for 2 seconds, the screen will show ⚡, at the same time, the device will switch to automatic mode. The device will flash automatically when the pulse window is on your skin. When the machine is in auto mode, press the pulse button for 2 seconds, the device will switch to manual mode shown ⚡.

Contraindications

1. The device is not intended for children under 15 years of age. Young people aged 15-18 can use the device with permission and / or under the supervision of parents or guardians.
Do not use if the skin in the area to be treated is tanned or burned.

2. Using the device on tanned or burned skin can cause temporary or even permanent discoloration of the skin.
3. Do not use if you are pregnant, try to get pregnant, you suspect you may be pregnant or you are breastfeeding. The B-Lumi device has not been tested for this occasion, therefore, do not use it in these cases. Hormonal changes occurring during pregnancy or breastfeeding may increase the risk of skin damage or skin sensitivity.
4. Do not use the device if you have a disease such as epilepsy or light-induced seizures or migraine. Energy flashes can cause severe headaches and migraines.
5. Do not use on areas covered with tattoos, dark brown or black places (such as dark freckles, birthmarks, or warts). Tattoos or dark spots can absorb too a lot of light energy that can cause swelling of the skin, temporary or permanent blisters, discoloration or whitening of the skin.
6. Do not use the device if you have a tendency to form keloids.
7. Do not use on the scalp, ears, neck, nipples or on mucous membranes (lips vulva smaller, around the vagina and anus). At those points of the bikini zone where the skin has stronger pigmentation, use a lower level of light intensity. Use in these places may cause swelling of the skin, blisters or temporary discoloration or skin bleaching.
8. Do not use if any active inflammation of the skin occurs in the treatment area, including acne, psoriasis, pimple, burns, herpes, abrasions or epidermis rash. These factors can make the skin more sensitive to light and make the procedure work unpleasant or cause swelling, blisters or infections on the skin. If the skin is enough healed, before using the device, consult a doctor.
9. Do not use the device if you are taking medicines that sensitize the skin to light including non-steroidal anti-inflammatory agents (e.g. aspirin, ibuprofen, cetaminophen), tetracyclines, phenothiazines, thiazides, diuretics, sulfonyleureas, sulfonamides, DTICs, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, alpha-hydroxy acids (AHAS), Beta-Hydroxy Acids (BHAs), Retin-A, Accutane and / or local retinoids.
10. Do not use if you have a disease related to photosensitivity, e.g. porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus etc. These conditions make it the skin is more sensitive to light and the treatment can be unpleasant or causing swelling of the skin, blisters or infections.

Product principle

The B-Lumi hair removal device has integrated filters that protect the skin against harmful radiation and burn during the depilation procedure. Hair growth rate varies, depending on age, metabolism and other factors. Hair growth is usually divided into three stages.

The growing phase


actively grows along with onions. At this stage, the concentration of melanin is the highest. Melanin determines the formation of hair color. Melanin concentration is also a decisive factor in the effectiveness of intensive pulsation light technology. Only hair in the growing phase will react to the liquid depilation process.

Phase degeneration

With hair growth and rooting onion.

A phase built

On the hair and fall off onions and fall out. Onion is in sleep until the next hair growth cycle.



The first stage

The second stage

The third stage

In the first stage of depilation, the B-Lumi device uses energy to act directly on the hair bulbs below the skin. Melanin in the middle and my hair bulbs absorb the impulse energy of light emitted by the device. The darker the color of the hair, the more light energy is absorbed, and this process stimulates the onion to enter the dormant phase.

In the second stage, during the depilation period, the hair will naturally fall out, and regeneration will be inhibited, which may take 1-2 weeks. Only hair in the growth phase will be removed. To effectively remove unwanted hair, repeat the depilation process once a week for a period of two months.

Operating warnings

1. The product will not turn on without inserting the lamp, insert the lamp before connecting to power. Do not block the intake air openings and the and ventilation holes during operation so that it does not adversely affect heat generation.
2. Wear protective goggles when using the device.
3. Clean the area of skin to be treated before use. It is not allowed to apply any cosmetics to avoid the destroy of instrument and affect result.
4. Adjust the energy level from low to high level. On condition of safety, the higher the energy level is, the better result it will be. After treatment, it is normal to have skin redness.
5. After the phototherapy treatment, use moisturizing preparation and sun block product.
6. After treatment then power off, please use wet cotton swab or cloth to clean treatment window. This can avoid hair and sebum of carbon sticking glass and affecting energy of shooting light.
7. Please don't let system and accessories touch liquid or put it in humid environment. Please store instrument in ventilated and dry environment and keep far away from children.
8. Please don't put metal object into heat emission hole. Otherwise there will be risk of electric shock.



Installation: use thumb and forefinger to hold the strip-like bulge of up and down sides, push into the slot to complete the installation.



Remove: use thumb and forefinger to hold the strip-like bulge of up and down sides, pull out along the slot.

Perform skin sensitivity test

If you are using the device for the first time or in a new area of the body, select a small area near the area you intend to undergo to test the sensitivity of the skin. Use the lowest level of the device. Follow the instructions for the procedure below, but emit no more than 2-3 flashes. After the skin test, wait 60 minutes and check that the skin does not react. If after 60 minutes the skin appears normal and there is no redness or other skin reaction, you are ready to perform the full procedure.

Choose the right intensity

Choose the suitable energy according to your skin tolerance and increase energy from one to five level gradually. If there isn't unsuitable or reaction, you could increase energy gradually.

Don't hold the applicator window still over one spot on the skin and flash multiple pulses on the skin. Doing so may cause too much heat and may result in skin swelling, blisters, or temporary or permanent changes in the color of your skin. After each flash, move treatment window slowly to a neighboring skin spot. Before returning to a previously treated skin spot, wait for at least 20 seconds.

Operation procedure

Hair removal

(lamp depilation / detailed depilation)

Application: Lip hair, armpit hair, body hair and legs, hair on places that affecting looks such as hair line on forehead and bikini area.

Skin and hair color comparison table



applicable



not applicable

skin color \ hair color	white	Ivory tint	beige	light brown	brown	dark brown and black
black	✓	✓	✓	✓	✓	✗
dark brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brown	✓	✓	✓	✓	✓	✗
golden	✓	✓	✓	✓	✓	✗
red	✗	✗	✗	✗	✗	✗
white	✗	✗	✗	✗	✗	✗
gray	✗	✗	✗	✗	✗	✗

How often to perform depilation treatment:

Usually, it is about 7-9 treatments. The first 3 treatments take place once a week. In the next 4-9 treatments, do one treatment every 2-3 weeks. During the period of maintaining the depilation effect and preventing the hair roots from reactivating, regular treatments should be repeated so that the skin remains smooth. If the treatments are not continued, the hair roots will reactivate and the hair will grow back. In order to preserve the results, it is enough to repeat the treatments every 4-8 weeks, which will ensure that the hair roots will not activate and the hair regrowth will remain inhibited. The intervals between treatments may vary depending on the individual rate of hair regrowth.

How to perform depilation treatment:

1. Before using the B-Lumi device, prepare the skin by shaving the selected area to be treated. The skin should also be washed.
2. Put on safety glasses to avoid eye stimulation with IPL light.
3. Select the desired intensity (see "Choose the right intensity") and start from a low level.
4. Let the treatment window touches treated areas vertically, and treat the areas by turns. Do not repeat again and again in the same place, nor omit any area.
5. Start in the initial area and repeat step 4, 2-3 times.
6. After the treatment it is recommended to use a moisturizer after depilation.
7. Turn off the device and use a damp cloth or swab to clean the treatment window.
8. Place the device and accessories in a vanity case or box and store them in a safe place.

Photorejuvenation of the skin

(lamp wrinkle reduction)

Do you want to keep the skin young and healthy for years? We use our skin throughout the year by subjecting it to various atmospheric conditions. The exposure to the sun is particularly effective. Intense tanning usually leaves marks on the face or neckline, which is often difficult to mask with makeup. Similar discolorations also appear on the backs of the hands over time. How to deal with them?

People who want to visibly rejuvenate the skin and refresh its appearance, even out the color and reduce the stumbling discoloration, we offer photorejuvenation treatments with a modern B-Lumi cosmetic laser. Laser therapy B-Lumi allows for significant skin smoothing, complete removal of age spots or blushes.

The purpose of rejuvenation of selected parties are short and safe light pulses directed towards the surface of the skin. The light wave stimulates skin cells to produce collagen and elastin, which accelerate the regeneration of the skin. The effect of the therapeutic effect of IPL radiation is the improvement of blood supply and oxygenation of the skin, increase in the number of collagen and elastic fibers, better absorption of moisture, regulation of the dyes and keratinization process.

Effects:

- Elimination of signs of skin aging
- Reconstruction of collagen fibers
- Firm and elastic skin
- Reducing the pores
- Smoothing wrinkles
- Improving skin hydration
- Lightening discoloration

How often to perform photorejuvenation treatment:

To obtain the desired effects, a series of treatments should be carried out. It is recommended to carry out a series of 8 treatments, one treatment each week.

How to perform photorejuvenation treatment:

1. Before proceeding with the treatment, thoroughly clean the skin with makeup and cosmetics. Also, wipe the lamp.
2. Put on safety glasses to avoid eye stimulation with IPL light.
3. Select the desired intensity (see "Choose the right intensity") and start from a low level.
4. Allow the device window to touch selected areas vertically and treat them areas in turn. Do not repeat again and again in the same place, nor omit any area.
5. Start in the initial area and repeat step 4, 2-3 times.
6. Turn off the device and use a damp cloth or swab to clean the treatment window.
7. Place the device and accessories in a case or box and store them in a safe place.

Características técnicas B-Lumi

Potencia de entrada:	36W
Tensión nominal:	100-240V
Rango de frecuencia nominal:	50Hz - 60Hz
Temperatura de almacenamiento:	desde 0°C do 40°C
Temperatura de funcionamiento:	desde 5°C hasta 35°C
Humedad de funcionamiento:	desde 30% hasta 85%

Descripción general

1. Ventanilla de emisión de
2. pulsos de luz
Pantalla
3. Botón de
4. encendido/apagado
Sensor de tono de piel
5. Botón de emisión de pulsos de luz
6. Ventilación
7. Entrada de alimentación



Descripción de las funciones

B-Lumi tiene dos funciones y lámparas separadas para cada una

Función 1: depilación IPL

Función 2: revitalización de la piel



Depilación

tamaño de ventanilla: ~ 3.2 x 1.6 cm



Revitalización

tamaño de ventanilla: ~ 3.2 x 1.9 cm

Modo de pulso automático

Mantener pulsado el botón de emisión de pulsos de luz durante 2 segundos, la pantalla LCD mostrará ⚡, en el mismo momento el dispositivo cambiará al modo automático. El dispositivo comenzará a parpadear automáticamente cuando la ventanilla esté colocada sobre su piel. Cuando el dispositivo está en modo automático, pulse el botón de emisión de pulsos de luz durante 2 segundos, el dispositivo cambiará al modo manual ⚡.

Contraindicaciones

1. El dispositivo no está destinado a ser utilizado por niños menores de 15 años. Los adolescentes de entre 15 y 18 años sólo pueden utilizar el dispositivo con permiso y/o bajo la supervisión de sus padres o tutores.

2. No utilizar si la piel de la zona a tratar está bronceada o enrojecida. El uso del dispositivo en pieles bronceadas o enrojecidas puede provocar una decoloración temporal o incluso permanente de la piel.
3. No utilizar el dispositivo en caso de embarazo, cuando intenta quedarse embarazada, si sospecha que puede estarlo o durante la lactancia. El dispositivo B-Lumi no ha sido probado en estos casos y, por tanto, no debe utilizarse. Los cambios hormonales durante el embarazo o la lactancia pueden aumentar el riesgo de daños o sensibilidad cutánea.
4. No utilizar el dispositivo si sufre una enfermedad como, por ejemplo, epilepsia, ataques epilépticos o migraña. Los destellos pueden provocar fuertes dolores de cabeza y migrañas.
5. No utilizar en zonas con tatuajes, manchas marrones oscuras o negras (como pecas oscuras, lunares o verrugas). Los tatuajes o las manchas oscuras pueden absorber demasiada energía lumínica, lo que puede provocar hinchazón de la piel, ampollas temporales o permanentes, decoloración o blanqueo de la piel.
6. No utilizar el dispositivo en personas con fibrosis.
7. No utilizar en el cuero cabelludo, orejas, cuello, pezones y mucosas (labios menores, zona vaginal y ano). En la zona del bikini donde la piel tiene una pigmentación más fuerte, se debe utilizar un nivel de intensidad de luz más bajo. El uso en estas zonas puede causar hinchazón de la piel, ampollas o decoloración temporal de la piel.
8. No utilizar si la zona de tratamiento tiene alguna inflamación cutánea activa, incluyendo acné, psoriasis, eczema, quemaduras, herpes, abrasión epidérmica o erupción. Estos factores pueden hacer que la piel sea más sensible a la luz y que el tratamiento resulte incómodo o cause hinchazón, ampollas o infecciones en la piel. Si su piel está suficientemente curada, consulte a su médico antes de utilizar el dispositivo.
9. No utilizar el dispositivo si el paciente toma medicamentos que provocan fotosensibilidad, incluidos los antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo, aspirina, ibuprofeno, cetaminofeno), tetraciclinas, fenotiazinas, tiazidas, diuréticos, sulfonilureas, sulfonamidas, DTICs, fluorouracilo, vinblastina, griseofulvina, alfa-hidroxiácidos (AHAS), beta-hidroxiácidos (BHAS), Retin-A, Accutane y/o retinoides tópicos.
10. No utilizar si el paciente tiene una enfermedad asociada a la fotosensibilidad, como porfiria, erupción lumínica polimorfa, urticaria solar, lupus, etc. Estas enfermedades hacen que la piel sea más sensible a la luz y la realización del procedimiento puede ser incómoda o causar hinchazón de la piel, ampollas o infección.

Procedimiento de uso

Para obtener los mejores resultados, le sugerimos que, antes de utilizar el dispositivo por primera vez, lea este manual con todos los avisos de seguridad y advertencias, para utilizarlo de forma correcta y segura. La depiladora B-Lumi cuenta con filtros que protegen la piel de las radiaciones nocivas y de las quemaduras durante la depilación. El ritmo de crecimiento de vello varía según la edad, el metabolismo y otros factores. El crecimiento de vello suele dividirse en tres fases.

Fase de crecimiento


El vello crece junto con sus raíces. En esta fase, la concentración de melanina es la más alta. La melanina determina la formación del color del vello. La concentración de melanina también es un factor decisivo para la eficacia de la tecnología de luz pulsada intensa. Sólo el vello en fase de crecimiento responderá al proceso de depilación con luz.

Fase de degeneración

El vello deja de crecer y se enraiza.

Fase de reconstrucción

El vello maduro se desprende de la raíz y se cae. La raíz queda inactiva hasta el siguiente ciclo de crecimiento de vello.



Primera etapa

Segunda etapa

Tercera etapa

La primera etapa de la depilación con B-Lumi utiliza la energía de la luz para actuar directamente sobre los folículos pilosos debajo de la piel. La melanina de la piel y los folículos pilosos absorben la energía de la luz pulsada emitida por el dispositivo. Cuanto más oscuro es el color del cabello, más energía luminosa se absorbe, y este proceso estimula a las raíces a entrar en una fase de reposo. En la segunda etapa, durante el periodo de depilación, el vello se caerá de forma natural y se inhibirá la regeneración, que puede durar entre 1 y 2 semanas. Sólo se eliminará el vello en fase de crecimiento. Para eliminar eficazmente el vello no deseado, el proceso de depilación debe repetirse una vez a la semana durante un periodo de dos meses.

Advertencias de uso

1. El producto no se encenderá sin insertar la lámpara. Debe insertar la lámpara antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentación. Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, no obstruya las aberturas de entrada de aire y ventilación para no afectar negativamente a la generación de calor.
2. Durante el uso del dispositivo es obligatorio llevar las gafas de seguridad.
3. Limpiar la zona de la piel a tratar antes del uso del dispositivo. No está permitido aplicar ningún cosmético en la piel inmediatamente antes del tratamiento, ya que puede causar daños en el dispositivo y tener efecto negativo sobre el tratamiento.
4. Ajustar el nivel de potencia (bajo o alto). Cuanto mayor sea el nivel de potencia, mejor será el resultado. Puede producirse un enrojecimiento de la piel inmediatamente después del tratamiento.
5. Después del tratamiento es necesario aplicar un producto hidratante y con alta protección solar.
6. Una vez finalizado el tratamiento, utilizar un disco de algodón o un paño húmedo para limpiar la lámpara de cualquier residuo de pelo, sebo o grasa.
7. Se recomienda guardar el dispositivo y los accesorios lejos del agua y la humedad. Almacenar el dispositivo en un lugar ventilado y seco, y mantenerlo fuera del alcance de los niños.
8. Está prohibido colocar objetos metálicos en el orificio de calor. De lo contrario, existe un riesgo de descarga eléctrica.



Instalación: utilizando el pulgar y el índice, sostén la parte que sobresale a ambos lados del dispositivo, e inserta el cabezal.



Retire: utilizando el pulgar y el índice, sostén la parte que sobresale a ambos lados del dispositivo, y retira el cabezal.

Haga la prueba de sensibilidad cutánea

Si es la primera vez que utiliza el dispositivo o lo utiliza en una nueva zona del cuerpo, seleccione una pequeña zona cercana a la que quiere tratar y realice una prueba de sensibilidad cutánea. Utilice el nivel de potencia más bajo. Siga las instrucciones que se indican a continuación, pero no emita más de 2-3 pulsos. Después de la prueba cutánea, espere 60 minutos y vea si su piel reacciona. Si su piel tiene un aspecto normal después de 60 minutos y no hay enrojecimiento u otra reacción cutánea, significa que está listo para empezar el tratamiento.

Seleccione la intensidad adecuada

Seleccione la intensidad adecuada según la tolerancia de su piel y aumente gradualmente el nivel, desde 1 hasta 5. Si la intensidad es demasiado baja y no hay reacciones en la piel, puede aumentar gradualmente el nivel de intensidad. No emita muchos pulsos en el mismo punto de la piel. Esto producirá demasiado calor en la piel, lo que podría causar hinchazón de la piel, ampollas o cambios temporales o permanentes en el color de su piel. Después de cada destello, deslice el dispositivo lentamente a otro punto de la piel. Espere al menos 20 segundos antes de volver al punto anterior de la piel.

Procedimiento de uso

Depilación

(cabezal para depilación)

Uso previsto: Bigote, vello en las axilas, vello en el cuerpo y en las piernas, vello en la frente y en la zona del bikini. El efecto es diferente según el tono de la piel. El dispositivo no es adecuado para vello blanco y claro.

Tabla de tonos de piel y vello



aplicable



no aplicable

tono de piel color de pelo	blanco	marfil	marrón oscuro	beige y negro/marrón claro	marrón	marrón oscuro y negro
negro	✓	✓	✓	✓	✓	✗
marrón oscuro	✓	✓	✓	✓	✓	✗
marrón	✓	✓	✓	✓	✓	✗
dorado	✓	✓	✓	✓	✓	✗
rojo	✗	✗	✗	✗	✗	✗
blanco	✗	✗	✗	✗	✗	✗
gris	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Con qué frecuencia realizar los tratamientos de depilación:

Suelen ser unos 7-9 tratamientos. Realice los 3 primeros tratamientos una vez a la semana. En los siguientes 4-9 tratamientos, realice un tratamiento cada 2-3 semanas. Durante el periodo de mantenimiento del efecto de la depilación y de prevención de la reactivación de los folículos pilosos, es necesario repetir los tratamientos de forma regular para mantener la piel lisa y suave. Si no se continúa con los tratamientos, los folículos pilosos se reactivarán y el vello empezará a crecer de nuevo. Para mantener los resultados, repita los tratamientos cada 4-8 semanas para garantizar que los folículos pilosos no se activen y el crecimiento del vello se mantenga inhibido.

Los intervalos de tratamiento pueden variar en función del ritmo individual de crecimiento del vello

Cómo realizar un tratamiento de depilación:

1. Antes de utilizar la depiladora B-Lumi, prepare su piel afeitando y lavando la zona a tratar.
2. Utilice gafas de seguridad para evitar daños en los ojos provocados por la luz IPL.
3. Seleccione la intensidad adecuada (véase la sección "seleccionar la intensidad") y comience con un nivel bajo.
4. Coloque la ventanilla de dispositivo sobre las zonas seleccionadas de forma vertical y trate las zonas de una en una. No emita muchos pulsos de luz en el mismo lugar, ni se salte ninguna zona.
5. Comience el tratamiento en la zona inicial y repita el paso 4, 2-3 veces.
6. Después el tratamiento, se recomienda utilizar una crema hidratante.
7. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un disco de algodón para limpiar la ventanilla.
8. Guarde su dispositivo y los accesorios en una bolsa o caja, y almacénelos en un lugar seguro.

Fotorrejuvenecimiento de la piel

(cabeza para reducción de arrugas)

¿Quiere mantener su piel joven y sana durante años? A lo largo del año sometemos nuestra piel a diversas condiciones climáticas. Especialmente peligrosa es la exposición al sol. Los baños de sol intensos suelen dejar marcas en la cara y el escote que a menudo son difíciles de disimular y tapar con el maquillaje. Unas manchas similares aparecen también con el tiempo en el dorso de las manos. ¿Cómo tratarlas?

Para quienes deseen rejuvenecer visiblemente la piel y refrescar su aspecto igualando el color y reduciendo las molestas manchas, ofrecemos tratamientos de fotorrejuvenecimiento con el moderno láser B-Lumi. La terapia láser B-Lumi permite alisar significativamente la piel, eliminar completamente las manchas de la edad o el eritema.

Para rejuvenecer zonas seleccionadas, se dirigen pulsos de luz cortos y seguros hacia la superficie de la piel. La onda de luz estimula las células de la piel para que produzcan colágeno y elastina, lo que acelera la regeneración de la piel. El efecto terapéutico de la radiación IPL es la mejora del riego sanguíneo y la oxigenación de la piel, el aumento del número de fibras colágenas y elásticas, una mejor absorción de la humedad, la regulación de la pigmentación y la queratosis.

Efectos:

- Eliminación de signos de envejecimiento de la piel
- Reconstrucción de fibras de colágeno
- Piel firme y flexible
- Reducción de poros
- Alisado de arrugas
- Mejora de hidratación de la piel
- Eliminación de manchas

Con qué frecuencia realizar los tratamientos de fotorrejuvenecimiento:

Para lograr los resultados deseados se requiere realizar una serie de tratamientos. Se recomienda realizar una serie de 8 tratamientos, un tratamiento cada semana.

Cómo realizar un tratamiento de fotorrejuvenecimiento

1. Antes del tratamiento desmaquille y limpie la piel, debe estar libre de cualquier cosmético.
2. Limpie la lámpara.
3. Utilice gafas de seguridad para evitar daños en los ojos provocados por la luz IPL.
4. Seleccione la intensidad adecuada (véase la sección "seleccionar la intensidad") y comience con un nivel bajo.
5. Coloque la ventanilla de dispositivo sobre las zonas seleccionadas de forma vertical y trate las zonas de una en una. No emita muchos pulsos de luz en el mismo lugar, ni se salte ninguna zona.
6. Comience el tratamiento en la zona inicial y repita el paso 4, 2-3 veces. Después el tratamiento, se recomienda utilizar una crema hidratante.
7. Apague el dispositivo y utilice un paño húmedo o un disco de algodón para limpiar la ventanilla. Guarde su dispositivo y los accesorios en una bolsa o caja, y almacénelos en un lugar seguro.

Technische Angaben B-Lumi

Eingangsleistung:	36W
Nennspannung:	100-240V
Nennfrequenzbereich:	50Hz - 60Hz
Aufbewahrungstemperatur:	von 0° C bis 40° C
Betriebstemperatur:	von 5° C bis 35° C
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs:	zwischen 30 % und 85 %

Allgemeine Beschreibung

1. Öffnung des Epilierers
2. Anzeige
3. Ein/Aus-Schalter
4. Schalter der Hautbewertung/Test-Schalter
5. Puls-Schalter
6. Belüftung
7. Versorgungseingang



Funktion

B-Lumi hat zwei Funktionen mit separaten Lampen für jede.

Funktion 1: IPL-Haarentfernung

Funktion 2: IPL-Hautrevitalisierung



Haarentfernung

Öffnungsgröße: ~ 3,2 x 1,6 cm



Hautrevitalisierung

Öffnungsgröße: ~ 3,2 x 1,9 cm

Automatischer Impulsmodus

Drücken Sie die Impulstaste 2 Sekunden lang, auf dem Bildschirm erscheint **⚡**, gleichzeitig schaltet das Gerät in den automatischen Modus. Das Gerät beginnt automatisch zu blinken, wenn das Pulsfenster auf Ihrem Bildschirm erscheint. Wenn sich das Gerät im Automatikmodus befindet und Sie die Impulstaste 2 Sekunden lang drücken, wechselt das Gerät in den angezeigten manuellen Modus. **⚡**

Kontraindikationen

1. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder unter 15 Jahren bestimmt. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren dürfen das Gerät nur mit Erlaubnis und/oder unter Aufsicht eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten benutzen.

2. Verwenden Sie es nicht, wenn die Haut in dem zu behandelnden Bereich, gebräunt oder gerötet ist. Verwendung des Geräts auf gebräunter oder geröteter Haut kann vorübergehend oder sogar dauerhaft zu Hautverfärbung führen.
3. Verwenden Sie es nicht, wenn Sie schwanger sind, versuchen, schwanger zu werden, vermuten, schwanger zu sein oder stillen. B-Lumi wurde nicht daraufhin getestet und sollte in diesen Fällen nicht verwendet werden. Hormonelle Veränderungen während der Schwangerschaft oder Stillzeit können das Risiko von Hautschäden oder Hautempfindlichkeit erhöhen.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer Krankheit wie Epilepsie, epileptischen Anfällen oder Migräne leiden. Die Energieblitze können starke Kopfschmerzen und Migräne verursachen.
5. Verwenden Sie es nicht auf tätowierten Hautpartien, dunkelbraunen oder schwarzen Flecken (wie z.B. dunklen Sommersprossen, Muttermalen oder Warzen). Tätowierungen oder dunkle Flecken können zu viel Lichtenergie absorbieren, was zu Hautschwellungen, vorübergehender oder dauerhafter Blasenbildung, Verfärbungen oder Ausbleichen der Haut führen kann.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie zu Narbenbildung neigen.
7. Nicht auf der Kopfhaut, den Ohren, dem Hals, den Brustwarzen und den Schleimhäuten (innere Schamlippen, Vaginalbereich und Anus) anwenden. Verwenden Sie eine geringere Lichtintensität an den Stellen in der Bikinizone, an denen die Haut stärker pigmentiert ist. Die Anwendung in diesen Bereichen kann zu Hautschwellungen, Blasenbildung oder vorübergehenden Verfärbungen oder Aufhellungen der Haut führen.
8. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn eine aktive Entzündung der Haut im Behandlungsbereich vorliegt, einschließlich Akne, Schuppenflechte, Ekzem, Verbrennungen, Herpes, Hautabschürfungen oder Hautausschlag. Diese Faktoren können die Haut empfindlicher für das Licht machen und die Behandlung unangenehm machen oder Schwellungen, Blasenbildung oder Infektionen auf der Haut verursachen. Wenn Ihre Haut ausreichend geheilt ist, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente verwenden, die eine sensibilisierende Wirkung auf die Haut haben, einschließlich nicht-steroidaler entzündungshemmender Medikamente (z.B. Aspirin, Ibuprofen, Cetaminophen), Tetracykline, Phenothiazine, Thiazide, Diuretika, Sulfonharnstoffe, Sulfonamide, DTICs, Fluorouracil, Vinblastin, Griseofulvin, Alpha-Hydroxy-Säuren (AHAS), Beta-Hydroxy-Säuren (BHAS), Retin-A, Accutane und/oder örtliche Retinoide.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Patient an einer Erkrankung leidet, die mit Lichtempfindlichkeit einhergeht, wie Porphyrrie, polymorphe Lichteruption, solare Urtikaria, Lupus, etc. Diese Bedingungen machen die Haut lichtempfindlicher und die Durchführung der Behandlung kann unangenehm sein oder zu Schwellungen, Blasenbildung oder Infektionen führen.

Vorgehensweise

Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir, dass Sie sich vor der ersten Anwendung mit folgenden Punkten vertraut machen, mit der Bedienungsanleitung und allen Sicherheits- und Warnhinweisen, die für die korrekte und sichere Verwendung des Geräts notwendig sind. Das Haarentfernungsgerät von B-Lumi hat integrierte Filter, die die Haut vor schädlicher Strahlung und Verbrennungen während der Epilationsbehandlung schützen. Die Wachstumsrate des Haars variiert, abhängig von Alter, Stoffwechsel und anderen Faktoren. Der Haarwuchs wird in der Regel in drei Phasen eingeteilt.

Wachstumsphase


Das Haar wächst aktiv mit seinen Wurzeln. In diesem Stadium ist die Konzentration von Melanin am höchsten. Melanin bestimmt die Bildung der Haarfarbe. Die Melaninkonzentration ist auch ein entscheidender Faktor für die Technologie des intensiv gepulstes Lichts. Nur Haare in der Wachstumsphase reagieren auf die Haarentfernung mit Licht.

Degenerationsphase

Stoppen des Haarwachstums und Verwurzelung von Zwiebeln.

Wiederaufbauphase

Das reife Haar löst sich vom Follikel und fällt aus. Die Zwiebel ist bis zum nächsten Haarwuchszyklus inaktiv.



Erste Stufe

Zweite Stufe

Dritte Stufe

Die erste Stufe der Haarentfernung mit B-Lumi nutzt Lichtenergie, um direkt auf die Haarfollikel unter der Haut einzuwirken. Das Melanin in der Haut und den Haarfollikeln absorbiert die vom Gerät ausgestrahlte gepulste Lichtenergie. Je dunkler die Haarfarbe ist, desto mehr Lichtenergie wird absorbiert, und dieser Prozess regt die Zwiebeln an, in eine Erholungsphase einzutreten. In der zweiten Phase, während der Epilation, fallen die Haare auf natürliche Weise aus und die Regeneration wird gehemmt, was 1-2 Wochen dauern kann. Es werden nur Haare in der Wachstumsphase entfernt. Um unerwünschte Haare effektiv zu entfernen, sollten Sie den Epilievorgang einmal pro Woche über einen Zeitraum von zwei Monaten wiederholen.

Warnhinweise zur Bedienung

1. Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn die Lampe nicht eingesetzt ist. Bitte setzen Sie die Lampe ein, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Verstopfen Sie die Lufteinlass- und Belüftungsöffnungen nicht, wenn das Gerät in Betrieb ist, damit die Wärmeentwicklung nicht beeinträchtigt wird.
2. Tragen Sie bei der Bedienung des Geräts eine Schutzbrille.
3. Reinigen Sie die zu behandelnde Hautpartie vor der Anwendung. Es ist nicht erlaubt, jedes kosmetische Produkte unmittelbar vor der Anwendung auf die Haut aufzutragen. Dies kann zu Schäden am Gerät führen und die Wirkung der durchgeführten Behandlung beeinflussen.
4. Stellen Sie Ihr Energieniveau von niedrig auf hoch. Je höher das Energieniveau, desto besser das Ergebnis. Unmittelbar nach der Behandlung kann es bei Ihnen zur Hautrötungen kommen.
5. Nach der Phototherapiebehandlung sollte einmalig eine Feuchtigkeitscreme mit hohem Sonnenschutz aufgetragen werden.
6. Wenn Sie fertig sind, verwenden Sie ein feuchtes Wattestäbchen oder Tuch zur Reinigung der Lampe von Haaren, Talg oder Talgrückständen.
7. Es wird empfohlen, das Gerät und Zubehör von Wasser und Feuchtigkeit fernzuhalten. Lagern Sie das Gerät in einer belüfteten und trockenen Umgebung und halten Sie es von Kindern fern.
8. Es ist verboten, Metallgegenstände in die Hitzeemissionsöffnung zu stecken. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.



Installation: Verwenden Sie Daumen und Zeigefinger, um die riemenartige Ausbuchtung an den Seiten nach oben und unten zu halten, drücken Sie in den Schlitz, um die Installation abzuschließen.



Entfernen: Halten Sie mit Daumen und Zeigefinger die streifenförmige Ausbuchtung an den Seiten hoch und runter, ziehen Sie entlang des Schlitzes.

Führen Sie einen Hautempfindlichkeitstest durch

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal oder an einer neuen Körperstelle verwenden, wählen Sie einen kleinen Bereich in der Nähe der zu behandelnden Stelle, um einen Hautempfindlichkeitstest durchzuführen. Verwenden Sie die niedrigste Ebene des Geräts. Befolgen Sie die Behandlungsanweisungen unten, aber geben Sie nicht mehr als 2-3 Impulse ab. Warten Sie nach dem Hauttest 60 Minuten und sehen Sie, ob Ihre Haut reagiert. Wenn Ihre Haut nach 60 Minuten normal aussieht und keine Rötungen oder andere Hautreaktionen auftreten, können Sie die vollständige Behandlung durchführen.

Wählen Sie die richtige Intensität

Wählen Sie die richtige Intensität entsprechend Ihrer Hautverträglichkeit und steigern Sie sie schrittweise von Stufe 1 bis 5. Wenn die Intensität zu schwach ist und keine Hautreaktionen auftreten, können Sie die Intensität schrittweise erhöhen. Lassen Sie die Impulse nicht mehrmals an einer Stelle auf der Haut aufleuchten. Dadurch entsteht zu viel Hitze auf der Haut, was zu Hautschwellungen, Blasen oder vorübergehenden sowie dauerhaften Veränderungen der Hautfarbe führen kann. Bewegen Sie das Gerät nach jedem Blitz langsam zu einer benachbarten Stelle auf Ihrer Haut. Warten Sie mindestens 20 Sekunden, bevor Sie zur vorherigen Stelle auf der Haut zurückkehren.

Funktionsweise

Haarentfernung

(Epilieraufsatz)

Anwendung: Damenbart, Achselhaare, Körper- und Beinhaare, Haare in den Haarlinien auf der Stirn und in der Bikinizone. Die Wirkung ist je nach Hautfarbe unterschiedlich. Das Gerät ist nicht für weiße oder helle Haut geeignet.

Tabelle zum Vergleich von Haut- und Haarfarbe ✓ zutreffend ✗ nicht zutreffend

Hautfarbe \ Haarfarbe	Weiß	Elfenbein	dunkelbraun	beige und schwarz	Hellbraun	braun, dunkelbraun und schwarz
Schwarz	✓	✓	✓	✓	✓	✗
dunkelbraun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
braun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
golden	✓	✓	✓	✓	✓	✗
rot	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Weiß	✗	✗	✗	✗	✗	✗
grau	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Wie oft Sie eine Epilationsbehandlung durchführen sollten:

Dies sind in der Regel etwa 7-9 Behandlungen. Führen Sie die ersten 3 Behandlungen einmal pro Woche durch. Führen Sie die folgenden 4-9 Behandlungen alle 2-3 Wochen eine Behandlung durch. Während des Zeitraums, in dem die Wirkung der Epilation erhalten bleibt und die Reaktivierung der Haarfollikel verhindert wird, ist es notwendig, die Behandlungen regelmäßig zu wiederholen, damit die Haut glatt bleibt. Wenn die Behandlungen nicht fortgesetzt werden, reaktivieren sich die Haarfollikel und die Haare beginnen wieder zu wachsen. Um das Ergebnis aufrechtzuerhalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle 4-8 Wochen, um sicherzustellen, dass die Haarfollikel nicht reaktiviert werden und das Nachwachsen der Haare verhindert wird. Die Behandlungsintervalle können je nach der individuellen Schnelligkeit des Haarwachstums variieren.

Wie man eine Epilationsbehandlung durchführt:

1. Bevor Sie B-Lumi anwenden, bereiten Sie Ihre Haut vor, indem Sie den gewünschten Behandlungsbereich rasieren. Die Haut sollte auch gewaschen werden.
2. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass Ihre Augen durch das IPL-Licht gereizt werden.
3. Wählen Sie die geeignete Intensität (siehe Abschnitt "Intensität wählen") und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
4. Lassen Sie der Geräteöffnung die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Sie die Bereiche nacheinander. Wiederholen Sie die Behandlung nicht immer wieder an der gleichen Stelle und lassen Sie keinen Bereich aus.
5. Beginnen Sie im Anfangsbereich und wiederholen Sie Schritt 4 2-3 Mal.
6. Nach der Behandlung wird empfohlen, eine Feuchtigkeitscreme zu verwenden.
7. Schalten Sie das Gerät aus und verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder Wattestäbchen, um die Behandlungsöffnung zu reinigen.
8. Legen Sie das Gerät und das Zubehör in eine Kosmetiktasche oder -box und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

Photoverjüngung der Haut

(Aufsatz für Faltenreduzierung)

Möchten Sie, dass Ihre Haut auch in Zukunft jung und gesund aussieht? Das ganze Jahr über ist unsere Haut den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen ausgesetzt. Sonneneinstrahlung ist besonders schädlich. Intensive Sonnenbäder hinterlassen in der Regel Flecken im Gesicht und am Dekolleté, die sich oft nur schwer mit Make-up verbergen lassen. Ähnliche Verfärbungen treten mit der Zeit auch auf den Handrücken auf. Wie soll man mit ihnen umgehen?

Für diejenigen, die ihre Haut sichtbar verjüngen und ihr Aussehen auffrischen möchten, indem sie die Farbe ausgleichen und störende Verfärbungen reduzieren, bieten wir Fotoverjüngungsbehandlungen mit dem modernen Kosmetiklaser B-Lumi an. Die B-Lumi-Lasertherapie ermöglicht eine deutliche Glättung der Haut, die vollständige Entfernung von Altersflecken oder Rötungen.

Um ausgewählte Bereiche zu verjüngen, werden kurze und sichere Lichtimpulse auf die Hautoberfläche gerichtet. Die Lichtwelle regt die Hautzellen zur Produktion von Kollagen und Elastin an, was die Regeneration der Haut beschleunigt. Die therapeutische Wirkung der IPL-Bestrahlung besteht in einer verbesserten Durchblutung und Sauerstoffversorgung der Haut, einer erhöhten Anzahl von Kollagen- und Elastinfasern, einer besseren Feuchtigkeitsaufnahme, der Regulierung von Pigmentierung und Verhornung.

Ergebnisse:

- Beseitigung der Anzeichen von Hautalterung
- Wiederaufbau von Kollagenfasern
- Straffe und geschmeidige Haut
- Verkleinerung der Poren
- Glätten von Falten
- Verbesserung der Hydratation Ihrer Haut
- Aufhellung von Verfärbungen

Wie oft Sie eine Photoverjüngungsbehandlung durchführen sollten:

Es sollte eine Reihe von Behandlungen durchgeführt werden, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Es wird empfohlen eine Serie von 8 Behandlungen durchzuführen, eine Behandlung pro Woche.

Wie man eine Photoverjüngungsbehandlung durchführt:

1. Vor Beginn der Behandlung sollte die Haut gründlich von Make-up und Kosmetika gereinigt werden. Sie sollten auch die Lampe abwischen.
2. Tragen Sie eine Schutzbrille, um zu vermeiden, dass Ihre Augen durch das IPL-Licht gereizt werden.
3. Wählen Sie die geeignete Intensität (siehe Abschnitt "Intensität wählen") und beginnen Sie mit einer niedrigen Stufe.
4. Lassen Sie die Geräteöffnung die ausgewählten Bereiche vertikal berühren und behandeln Sie die Bereiche nacheinander. Wiederholen Sie die Behandlung nicht immer wieder an der gleichen Stelle und lassen Sie keinen Bereich aus.
5. Beginnen Sie mit dem ersten Bereich und wiederholen Sie Schritt 4 2-3 Mal. Es wird empfohlen, nach der Behandlung eine starke Feuchtigkeitscreme zu verwenden.
6. Schalten Sie das Gerät aus und verwenden Sie ein feuchtes Tuch oder Wattestäbchen, um die Behandlungsöffnung zu reinigen.
7. Stecken Sie Ihr Gerät und das Zubehör in einen Beutel oder eine Box und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

Données techniques B-Lumi

Puissance d'entrée :	36 W
Tension nominale :	100-240 V
Plage des fréquences nominales :	50 Hz - 60 Hz
Température de stockage :	de 0°C à 40°C
Température de fonctionnement :	de 5°C à 35°C
Humidité de fonctionnement :	de 30 % à 85 %

Description générale

1. Fenêtre d'épilation
2. Écran
3. Interrupteur marche/arrêt
4. Bouton d'évaluation / de test de la peau
5. Bouton d'impulsion
6. Ventilation
7. Prise d'alimentation électrique



Fonction

Le B-Lumi est équipé de deux fonctions avec les voyants qui leur correspondent.

Fonction 1 : épilation à la lumière pulsée LPI

Fonction 2 : Revitalisation de la peau par LPI



Épilation

taille de la fenêtre : ~ 3,2 x 1,6 cm



Revitalisation de la peau

taille de la fenêtre : ~ 3,2 x 1,9 cm

Mode impulsion automatique

Appuyez sur le bouton w pendant 2 secondes, l'écran affiche ⚡, en même temps que l'appareil passe en mode automatique. L'appareil commencera à clignoter automatiquement lorsque la fenêtre d'impulsion sera en contact avec votre peau. Lorsque l'appareil est en mode automatique, appuyez sur le bouton d'impulsion pendant 2 secondes, l'unité passera au mode manuel indiqué par le symbole ⚡.

Contre-indications

1. L'appareil n'est pas destiné aux enfants de moins de 15 ans. Les jeunes de 15 à 18 ans peuvent utiliser l'appareil avec l'autorisation ou sous la surveillance d'un parent ou d'un tuteur.

2. Ne pas utiliser si la peau de la zone à traiter présente un bronzage ou des rougeurs. L'utilisation de l'appareil sur une peau bronzée ou rougie peut provoquer une coloration anormale temporaire ou même permanente de la peau.
3. Ne pas utiliser si vous êtes enceinte, si vous essayez de tomber enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous allaitez. Dans le cas de la grossesse ou de l'allaitement, l'appareil B-Lumi n'a pas été testé et ne doit donc pas être utilisé. Les changements hormonaux pendant la grossesse ou l'allaitement peuvent augmenter le risque de lésions cutanées ou de sensibilité de la peau.
4. N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de pathologies telles que l'épilepsie, des convulsions ou des migraines. Les flashes d'énergie peuvent provoquer des maux de tête aigus ou des migraines.
5. Ne pas utiliser sur des zones de peau tatouées, les zones brun foncé ou noires (comme les taches de rousseur foncées, les grains de beauté ou les verrues). Les tatouages ou les taches foncées peuvent absorber trop d'énergie lumineuse, ce qui peut provoquer un gonflement de la peau, des cloques temporaires ou permanentes, une hyperpigmentation ou un blanchiment de la peau.
6. N'utilisez pas l'appareil si vous avez tendance à former des chéloïdes.
7. Ne pas utiliser sur le cuir chevelu, les oreilles, le cou, les mamelons et les muqueuses (petites lèvres, zone vaginale et anus). Dans les parties des zones du bikini où la peau est plus pigmentée, utilisez un niveau d'intensité lumineuse plus faible. L'utilisation dans ces zones peut provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou une hyperpigmentation ou un blanchiment temporaire de la peau.
8. Ne pas utiliser en cas d'inflammation de la peau dans la zone de traitement, notamment acné, psoriasis, eczéma, brûlures, herpès, abrasion épidermique ou éruption cutanée. Ces facteurs peuvent entraîner une hypersensibilité de la peau à la lumière et rendre le traitement inconfortable ou provoquer des gonflements, des cloques ou des infections sur la peau. Si la peau est suffisamment cicatrisée, veuillez toutefois consulter votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
9. N'utilisez pas cet appareil si vous prenez des médicaments qui sensibilisent la peau à la lumière, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens (par ex. aspirine, ibuprofène, cétaminophène), tétracyclines, phénothiazines, thiazide, diurétiques, sulfonurée, sulfamides, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griséofulvine, acides alpha-hydroxylés (AHAS), acides bêta-hydroxylés (BHAS), Retin-A, Accutane et/ou rétinoïdes topiques.
10. N'utilisez pas cet appareil si vous souffrez d'une affection associée à une photosensibilité telle que la porphyrie, la lucite polymorphe, l'urticaire solaire, le lupus, etc. Ces affections rendent la peau plus sensible à la lumière. Le traitement risque alors de provoquer des démangeaisons ou provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou une infection.

Modalités de fonctionnement

Pour de meilleurs résultats, nous vous suggérons de lire le manuel d'utilisation avant la première utilisation, en particulier toutes les consignes de sécurité et les avertissements, afin d'utiliser l'appareil correctement et en toute sécurité. L'épilateur B-Lumi est doté de filtres intégrés qui protègent la peau contre les rayonnements nocifs et les brûlures pendant le traitement d'épilation. Le taux de croissance des poils varie en fonction de l'âge, du métabolisme et d'autres facteurs. La croissance des poils est généralement divisée en trois étapes.

Phase de croissance


Les poils poussent activement avec leurs racines. La concentration de mélanine est la plus élevée à ce stade. La mélanine détermine la formation de la couleur des poils. La concentration de mélanine est également un facteur déterminant de l'efficacité de la technologie de la lumière pulsée intense. Seuls les poils en phase de croissance répondront au processus d'épilation à la lumière.

Phase de dégénérescence

Arrêt de la croissance du poil et enracinement du bulbe pileux.

Phase de récupération

Les tiges des poils matures se détachent des racines et tombent. Le bulbe pileux est en sommeil jusqu'au prochain cycle de croissance du poil.



Première étape

Deuxième étape

Troisième étape

Lors de la première étape d'épilation, B-Lumi utilise l'énergie lumineuse pour agir directement sur les follicules pileux sous la peau. La mélanine de la peau et des follicules pileux absorbe l'énergie de la lumière pulsée émise par l'appareil. Plus la couleur du poil est foncée, plus l'énergie lumineuse est absorbée, et ce processus stimule les bulbes pileux à entrer dans une phase de dormance. Dans un deuxième temps, pendant la période d'épilation, les poils tomberont naturellement et la régénération sera inhibée, ce qui peut prendre 1 à 2 semaines. Seuls les poils en phase de croissance seront enlevés. Pour éliminer efficacement les pilosités indésirables répétez le processus d'épilation une fois par semaine pendant deux mois.

Avertissements concernant l'utilisation

1. Le produit ne s'allumera pas s'il n'est pas équipé d'une lampe, vous devez insérer la lampe avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique. Lorsque l'appareil est en fonctionnement, n'obstruez pas les ouvertures d'admission d'air et de ventilation afin de ne pas nuire à l'évacuation de la chaleur.
2. Portez des lunettes de sécurité lorsque vous utilisez l'appareil.
3. Nettoyer la zone de la peau à traiter avant de la soumettre au traitement. Il est interdit d'appliquer des produits cosmétiques sur la peau immédiatement avant le traitement. Cela peut endommager l'appareil et affecter l'effet du traitement en cours.
4. Ajustez les niveaux de puissance du plus faible vers le plus fort. Plus le niveau de puissance est élevé, meilleur est le résultat. Des rougeurs peuvent apparaître sur la peau immédiatement après le traitement.
5. Après le traitement, il convient d'appliquer une crème hydratante ainsi que des produits à haute protection solaire.
6. Lorsque vous avez terminé, utilisez un coton-tige ou un chiffon humide pour nettoyer la lampe de tout résidu de poils, de sébum ou autres.
7. Il est recommandé de conserver l'appareil et les accessoires à l'abri de l'eau et de l'humidité. Conservez l'appareil dans un environnement ventilé et sec et gardez-le hors de portée des enfants.
8. Il est interdit de placer des objets métalliques dans l'ouverture d'émission thermique. Dans le cas contraire, vous vous exposez à un risque de choc électrique.



Installation: utilisez le pouce et l'index pour presser sur le renflement de chaque côté, puis presser l'embout pour l'installer dans le logement prévu.



Retrait: utilisez le pouce et l'index pour presser le renflement de chaque côté, puis tirez sur l'embout pour l'enlever.

Faites un test de sensibilité cutanée

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois ou sur une nouvelle zone du corps, sélectionnez une petite zone proche de la zone que vous avez l'intention de traiter pour effectuer un test de sensibilité cutanée. Utilisez le niveau de puissance le plus faible. Suivez les instructions pour effectuer le traitement ci-dessous, mais n'émettez pas plus de 2 ou 3 impulsions. Après le test cutané, attendez 60 minutes et observez comment votre peau réagit. Si, après 60 minutes, votre peau semble normale et qu'il n'y a pas de rougeur ou autre réaction cutanée, vous pouvez commencer le traitement complet.

Choisissez la bonne intensité

Choisissez la bonne intensité en fonction de la tolérance de votre peau et augmentez progressivement le niveau de 1 à 5. Si l'intensité est trop faible et qu'il n'y a pas de réactions cutanées, vous pouvez augmenter progressivement le niveau d'intensité. N'appliquez pas les impulsions plusieurs fois au même endroit sur la peau. Cela crée une chaleur excessive sur la peau, ce qui peut provoquer un gonflement de la peau, des cloques ou des altérations temporaires ou permanentes de la couleur de votre peau. Après chaque flash, déplacez lentement l'appareil vers la zone adjacente de la peau. Attendez au moins 20 secondes avant de revenir à la zone précédente sur la peau.

Modalités de fonctionnement

Épilation

(embout d'épilation)

Application: Moustache, pilosité des aisselles, pilosité du corps et des jambes, cheveux indésirables sur le front et zone du bikini. L'effet peut être différent selon la couleur de la peau. L'appareil ne convient pas aux couleurs blanches et claires.

✓ applicable

✗ non applicable

Tableau comparatif de la couleur de peau et des pilosités

couleur de peau \ couleur des cheveux		Blanc ivoire	marron	foncé beige et	le noir brun clair	brun marron foncé
noir	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brun foncé	✓	✓	✓	✓	✓	✗
brun	✓	✓	✓	✓	✓	✗
doré	✓	✓	✓	✓	✓	✗
roux	✗	✗	✗	✗	✗	✗
blanc	✗	✗	✗	✗	✗	✗
gris	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Avec quelle fréquence effectuer les traitements d'épilation:

Il faut généralement compter entre 7 et 9 traitements. Faites les 3 premiers traitements à raison d'un traitement par semaine. Au cours des 4 à 9 traitements suivants, effectuez un traitement toutes les 2 à 3 semaines. Pendant la période où il faut maintenir l'effet de l'épilation et ne pas laisser les bulbes pileux se réactiver, il est nécessaire de répéter régulièrement les traitements pour que la peau reste lisse. Si les traitements ne sont pas poursuivis, les follicules pileux vont se réactiver et les poils vont commencer à repousser. Pour maintenir les résultats obtenus, il suffit de répéter les traitements toutes les 4 à 8 semaines afin de s'assurer que les follicules pileux ne s'activent pas et que la repousse des poils reste inhibée. Les intervalles de traitement peuvent varier en fonction du rythme de repousse des pilosités propre à chacun.

Comment effectuer un traitement d'épilation:

1. Avant d'utiliser B-Lumi, préparez votre peau en rasant la zone de traitement souhaitée. Il convient aussi de vous laver la peau.
2. Portez des lunettes de protection pour éviter de stimuler vos yeux avec la lumière LPI.
3. Sélectionnez l'intensité appropriée (voir la section "sélectionner le niveau de puissance") et commencez par le niveau le plus faible.
4. Faites en sorte que la fenêtre de l'appareil soit bien en contact avec les zones sélectionnées et traitez les zones une par une. Ne répétez pas toujours l'opération au même endroit, mais n'oubliez aucune zone.
5. Commencez par la zone initiale et répétez l'étape numéro quatre, 2 à 3 fois.
6. Après le traitement, il est recommandé d'utiliser une crème hydratante après l'épilation.
7. Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
8. Rangez l'appareil et ses accessoires dans la trousse de rangement ou dans une boîte et rangez-les dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.

Photo-rajeunissement de la peau

(embout pour la réduction des rides)

Vous voulez que votre peau reste jeune et en bonne santé pendant des années ? Tout au long de l'année, nous exploitons notre peau en la soumettant à diverses conditions climatiques. L'exposition au soleil est particulièrement lourde de conséquences. Les bains de soleil intenses laissent généralement des marques sur le visage et le décolleté, qui sont souvent difficiles à dissimuler avec du maquillage. Une hyperpigmentation similaire apparaît également au fil du temps sur le dos des mains. Comment y faire face ?

Pour ceux qui souhaitent rajeunir l'aspect de leur peau et en rafraîchir l'apparence en unifiant la couleur et en réduisant les hyperpigmentations gênantes, nous proposons des traitements de photo-rajeunissement avec le laser cosmétique moderne B-Lumi. La thérapie au laser B-Lumi permet un lissage significatif de la peau, l'élimination complète des taches de vieillesse ou des érythèmes.

Afin de rajeunir les zones sélectionnées, des impulsions lumineuses courtes et sûres sont dirigées vers la surface de la peau. L'onde lumineuse stimule les cellules de la peau pour qu'elles produisent du collagène et de l'élastine, ce qui accélère la régénération de la peau. Le rayonnement LPI procure des effets thérapeutiques tels que l'amélioration de la circulation sanguine et l'oxygénation de la peau, l'augmentation du collagène et des fibres élastiques, une meilleure absorption de l'humidité, la régulation de la pigmentation et de la kératose.

Résultats :

- Élimination des symptômes de vieillissement de la peau
- Reconstruction des fibres de collagène
- Une peau ferme et souple
- Réduction des pores
- Lissage des rides
- Amélioration de l'hydratation de la peau
- Éclaircissement des hyperpigmentations

Fréquence des traitements de photo-rajeunissement:

Pour obtenir les résultats souhaités, il convient d'effectuer une série de traitements. Il est recommandé d'effectuer une série de huit traitements, un traitement par semaine

Comment réaliser un traitement de photo rajeunissement:

1. La peau doit être soigneusement nettoyée de tout maquillage et de tout produit de beauté avant le traitement. La lampe doit également être essuyée.
2. Portez des lunettes de protection pour éviter de stimuler vos yeux avec la lumière LPI.
3. Sélectionnez l'intensité appropriée (voir la section "sélectionner le niveau de puissance") et commencez par le niveau le plus faible.
4. Faites en sorte que la fenêtre de l'appareil soit bien en contact avec les zones sélectionnées et traitez les zones une par une. Ne répétez pas toujours l'opération au même endroit, mais n'oubliez aucune zone.
5. Commencez par la zone initiale et répétez l'étape numéro quatre, 2 à 3 fois. Après le traitement, il est recommandé d'utiliser une préparation hydratante forte.
6. Éteignez l'appareil et utilisez un chiffon humide ou un coton-tige pour nettoyer la fenêtre de traitement.
7. Rangez l'appareil et ses accessoires dans la trousse de rangement ou dans une boîte et rangez-les dans un endroit sûr et hors de portée des enfants.

Технические данные B-Lumi

Входная мощность:	36 Вт
Номинальное напряжение:	100-240В
Номинальный диапазон частот:	50 Гц - 60 Гц
Температура хранения:	с 0°C до 40°C.
Рабочая температура:	с 5°C до 35°C.
Влажность окружающей среды во время работы:	с 30% до 85%

Общее описание

1. Окно эпилятора
2. Дисплей
3. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
4. Кнопка оценки/тестирования кожи
5. Кнопка импульсов
6. Вентиляция
7. Вход мощности



Функция

B-Lumi имеет две функции и отдельные лампы для каждой из них.

Функция 1: удаление волос IPL

Функция 2: ревитализация кожи IPL



Эпиляция

размер окошка: ~ 3,2 x 1,6 см



Ревитализация кожи

размер окошка: ~ 3,2 x 1,9 см

Режим автоматических импульсов

Нажмите кнопку импульса на 2 секунды, на экране появится изображение ⚡, в то же время устройство переключится в автоматический режим. Устройство начнет автоматически мигать, когда импульсное окно окажется на вашей коже. Когда устройство находится в автоматическом режиме, нажимайте кнопку импульса в течение 2 секунд, устройство переключится в показанный ручной режим. ⚡

Противопоказания

1. Устройство не предназначено для детей младше 15 лет. Подростки в возрасте 15–18 лет могут использовать устройство с согласия и/или под наблюдением своих родителей или опекунов.

2. Не используйте, если кожа в области подлежащей обработке загорелая или покрасневшая. Использование прибора при загаре или загорелом покраснении кожи может привести к временным или даже постоянным изменениям цвета кожи.
3. Не используйте, если вы беременны, пытаетесь забеременеть, подозреваете, что беременны или кормите грудью. Устройство B-Lumi не тестировалось в этом отношении и не должно использоваться в таких случаях. Гормональные изменения во время беременности или кормления грудью могут увеличить риск повреждения кожи или чувствительности кожи.
4. Не используйте устройство при наличии таких заболеваний, как эпилепсия, судороги или мигрень. Всплески энергии могут вызвать сильные головные боли и мигрени.
5. Не используйте на татуированной коже, темно-коричневых или черных участках (таких, как темные веснушки, родинки или бородавки). Татуировки или темные пятна могут поглощать слишком много световой энергии, что может вызвать отек кожи, временные или постоянные волдыри, обесцвечивание или отбеливание кожи.
6. Не используйте устройство, если у вас есть склонность к развитию келоидов.
7. Не наносите на кожу головы, уши, шею, соски и слизистые оболочки (малые половые губы, влагалище и задний проход). В тех точках зоны бикини, где кожа более пигментирована, используйте более низкий уровень интенсивности света. Использование сильного света в этих областях может вызвать отек кожи, образование волдырей, временное обесцвечивание или отбеливание кожи.
8. Не использовать при активном воспалении кожи в зоне обработки, включая акне, псориаз, экзему, ожоги, герпес, раздражение или сыпь. Эти факторы могут сделать кожу более чувствительной к свету и сделать лечение неприятным или вызвать отек, образование волдырей или инфекцию на коже. Если кожа достаточно зажила, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
9. Не используйте устройство, если вы принимаете лекарства, повышающие чувствительность кожи к свету, включая нестероидные противовоспалительные средства (например, аспирин, ибупрофен, цетаминифен), тетрациклины, фенотиазины, тиазиды, диуретики, сульфонилмочевины, сульфаниламиды, ДТИЦ, фторурацил, винбластин, гризеофульвин, альфа-гидроксикислоты (АНАС), бета-гидроксикислоты (ВНАС), Ретин-А, Аккутан и/или ретиноиды для местного применения.
10. Не применять при наличии у пациента заболевания, связанного с фотосенсибилизацией, например, порфирия, полиморфная сыпь на свету, солнечная крапивница, волчанка и др. Эти условия делают кожу более чувствительной к воздействию света, и лечение может быть неприятным или вызывать отек кожи, волдыри или инфекции.

Процедура работы

Для достижения наилучших результатов, а также для правильного и безопасного использования устройства, перед первым использованием мы рекомендуем вам внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации, включая все правила техники безопасности и предупреждения. Устройство для удаления волос B-Lumi, имеет встроенные фильтры, которые защищают кожу от вредного облучения и ожогов во время эпиляции. Темпы роста волос различаются в зависимости от возраста, обмена веществ и других факторов. Рост волос обычно делится на три этапа.

Восходящая фаза


Волосы активно растут вместе с луковицами. На этом этапе концентрация меланина самая высокая. Меланин определяет формирование цвета волос. Концентрация меланина также является решающим фактором эффективности технологии интенсивного импульсного света. Только волосы в фазе роста реагируют на процесс эпиляции светом.

Фаза дегенерации

Остановка роста волос и укоренение луковицы.

Фаза реконструкции

Зрелые волосы отделяются от луковиц и выпадают. Луковица находится в состоянии покоя, вплоть до следующего цикла роста волос.



Первый этап

Второй этап

Третий этап

На первом этапе эпиляции с помощью устройства B-Lumi энергия света воздействует непосредственно на корни волос под кожей. Меланин в коже, а также корни волос поглощают энергию импульса света, излучаемого устройством. Чем темнее цвет волос, тем больше энергии света поглощается, и этот процесс стимулирует переход луковиц в фазу покоя. На втором этапе, в период эпиляции, волосы будут выпадать естественным образом, а регенерация затормозится и может продлиться 1-2 недели. Будут удалены только волосы в фазе роста. Для эффективного удаления нежелательных волос процесс эпиляции следует повторять раз в неделю в течение двух месяцев.

Предупреждения, касающиеся эксплуатации

1. Устройство не включится без вставленной лампы. Вставьте лампу перед подключением к источнику питания. Во время работы устройства не закрывайте впускные и вентиляционные отверстия для воздуха, чтобы не оказывать отрицательного влияния на тепловыделение.
2. Надевайте защитные очки при работе с устройством.
3. Очистите участок кожи, подлежащий обработке, перед использованием. Не разрешается наносить любые косметические средства на кожу непосредственно перед выполнением процедуры. Это может повредить устройству и повлиять на эффект проводимой процедуры.
4. Регулируйте уровень энергии от низкого до высокого. Чем выше уровень энергии, тем лучше результат.
5. После фототерапии следует применять увлажняющий препарат и препараты с высокой степенью защиты от солнца.
6. После окончания лечения используйте влажный ватный тампон или ткань. для очистки лампы от остатков волос, кожного сала и жира.
7. Рекомендуется держать устройство и аксессуары вдали от воды и влаги. Храните устройство в вентилируемом и сухом месте и держите его подальше от детей.
8. Запрещается помещать металлические предметы в отверстие для отвода тепла. В противном случае существует риск поражения электрическим током.



Установка: Большим и указательным пальцами держите полосообразные выступы по бокам вверх и вниз, нажмите на прорезь, чтобы завершить установку.



Вытяните: используйте большой и указательный пальцы, чтобы придержать полосообразные выпуклости по бокам вверх и вниз, потяните вдоль прорези.

Проведите тест на чувствительность кожи

Если вы используете устройство впервые или на новом участке тела, выберите небольшой участок рядом с участком, который вы собираетесь обрабатывать, и проведите тест на чувствительность кожи. Используйте самый низкий уровень устройства. Следуйте приведенным ниже инструкциям по процедуре, но издавайте не более 2-3 импульсов. После выполнения кожной пробы подождите 60 минут и убедитесь, что кожа не реагирует. Если, спустя 60 минут ваша кожа выглядит нормальной и на ней нет покраснения или другой кожной реакции, вы готовы пройти полный курс процедуры.

Выберите подходящую интенсивность

Выберите подходящую интенсивность в соответствии с переносимостью вашей кожи и постепенно увеличивайте ее от одного до пяти градусов. Если интенсивность слишком низкая и нет кожных реакций, можно постепенно увеличивать уровень интенсивности. Не вспыхивайте импульсами в одном месте на коже несколько раз. Это создает слишком много тепла на вашей коже, что может вызвать отек кожи, волдыри или временное или постоянное изменение цвета вашей кожи. После каждой вспышки медленно перемещайте устройство к соседнему участку кожи. Подождите не менее 20 секунд, прежде чем вернуться к предыдущему участку кожи.

Процедура работы

Удаление волос

(наложение эпиляции)

Применение: Усы, волосы под мышками, волосы на теле и ногах, волосы на лбу и линии роста волос в области бикини. Эффект разный в зависимости от цвета кожи. Аппарат не подходит для белого и яркого.

✓ касается

✗ не касается

Таблица колористики кожи и волос

цвет кожи \ цвет волос	белый	оттенок слоновой кости	темно коричневый	бежевый и черный	светло-корич- невый коричневый	темно-коричнев- ый и черный
черный	✓	✓	✓	✓	✓	✗
темно-коричневый	✓	✓	✓	✓	✓	✗
коричневый	✓	✓	✓	✓	✓	✗
золотой	✓	✓	✓	✓	✓	✗
красный	✗	✗	✗	✗	✗	✗
белый	✗	✗	✗	✗	✗	✗
серый	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Как часто проводить процедуры эпиляции:

Обычно это 7-9 процедур. Первые 3 процедуры проводите один раз в неделю. Следующие процедуры (с 4 до 9) проводите одну процедуру каждые 2-3 недели. В период сохранения эффекта эпиляции и предотвращения повторной активации волосяных фолликулов следует повторять регулярные процедуры, чтобы кожа оставалась гладкой. Если процедуры не будут продолжаться, волосяные луковицы реактивируются, и волосы начнут расти снова. Для поддержания результатов достаточно повторять процедуры каждые 4-8 недель, что позволит убедиться, что корни волос не становятся активными, а рост волос остается подавленным. Интервалы между процедурами могут варьироваться в зависимости от индивидуальной скорости отрастания волос.

Как проводить процедуру эпиляции:

1. Перед использованием B-Lumi подготовьте кожу, побрив выбранную зону обработки. Кожу также следует промыть.
2. Наденьте защитные очки, чтобы не раздражать глаза светом IPL.
3. Выберите подходящую интенсивность (см. пункт «выбор интенсивности») и начните с низкой интенсивности.
4. Пусть окошко устройства прикасается к избранным областям по вертикали, и затем обрабатывайте области одну за другой. Не повторяйте обработку на тем же и одном месте, но и не пропусайте какой-либо участок.
5. Начните с первоначальной области и повторите шаг 4, 2-3 раза.
6. После процедуры рекомендуется использовать увлажняющий препарат после эпиляции.
7. Выключите устройство и влажной тканью или ватным тампоном протрите терапевтическое окно.
8. Поместите устройство и аксессуары в чехол или коробку и храните их в надежном месте.

Фотоомоложение кожи

(наложение для уменьшения морщин)

Хотите сохранить молодость и здоровье кожи на долгие годы? В течение всего года мы эксплуатируем нашу кожу, подвергая ее воздействию различных атмосферных условий. Особенно плохое воздействие на кожу оказывает солнечное излучение. Интенсивный загар обычно оставляет следы на лице или в области декольте, которые часто трудно замаскировать с помощью макияжа. Подобные изменения цвета со временем появляются и на тыльной стороне ладоней. Как с ними бороться?

Для тех, кто хочет заметно омолодить кожу и освежить ее внешний вид, выровнять цвет и уменьшить надоедливую пигментацию, мы предлагаем процедуры фотоомоложения с помощью современного косметического лазера B-Lumi. Лазерная терапия B-Lumi позволяет добиться значительного разглаживания кожи, полного удаления пигментных пятен или эритемы.

Целью омоложения выбранных участков являются короткие и безопасные световые импульсы, направленные на поверхность кожи. Световая волна стимулирует клетки кожи к выработке коллагена и эластина, которые ускоряют регенерацию кожи. Эффект лечебного воздействия излучения IPL заключается в улучшении кровоснабжения и оксигенации кожи, увеличении количества коллагеновых и эластических волокон, лучшем впитывании влаги, регуляции процесса красителей и кератоза.

Результаты

- Устранение симптомов старения кожи
- Реконструкция коллагеновых волокон
- Плотная и эластичная кожа
- Уменьшение пор
- Разглаживание морщин
- Улучшение увлажнения кожи
- Осветление обесцвечивания

Как часто проводить процедуру фотоомоложения:

Для получения желаемого эффекта следует провести серию процедур. Рекомендуется, проведение серии из 8 процедур, по одной процедуре каждую неделю.

Как провести процедуру фотоомоложения:

1. Перед началом процедуры следует тщательно очистить кожу от макияжа и любых косметических средств. Также следует протереть лампу.
2. Наденьте защитные очки, чтобы не раздражать глаза светом IPL.
3. Выберите подходящую интенсивность (см. пункт «выбор интенсивности») и начните с низкой интенсивности.
4. Пусть окошко устройства прикасается к избранным областям по вертикали, и затем обрабатывайте области одну за другой. Не повторяйте обработку на тем же и одном месте, но и не пропускайте какой-либо участок.
:
5. Начните с первоначальной области и повторите шаг 4, 2-3 раза.
После процедуры рекомендуется использовать увлажняющий препарат.
6. Выключите устройство и влажной тканью или ватным тампоном протрите терапевтическое окно.
7. Поместите устройство и аксессуары в чехол или коробку и храните их в надежном месте.

الاستطاعة:

الجهد:

نطاق التردد المقدر:

درجة حرارة التخزين:

درجة حرارة العمل:

رطوبة العمل:

36 واط

من 100 إلى 240 فولت

50 هرتز - 60 هرتز


من 0 إلى 40 درجة مئوية

من 5 إلى 53 درجة مئوية

من 30% إلى 58%

الوصف العام

1. نافذة نزع الشعر
2. شاشة
3. مفتاح التشغيل / إيقاف التشغيل
4. زر تقييم / اختبار الجلد
5. زر النبض
6. مدخل الطاقة
7. تنفيس



الوظائف

يحتوي B-Lumi على وظيفتين ومصابيح منفصلة لكل منهما.

الوظيفة الأولى: إزالة الشعر بتقنية IPL

الوظيفة الثانية: تنشيط البشرة بتقنية IPL



إزالة الشعر

حجم النافذة: 1.6×3.2 سم



تنشيط البشرة

حجم النافذة: 1.9×3.2 سم

وضع النبض التلقائي

اضغط على زر النبض لمدة ثانيتين، سيظهر على الشاشة **⚡** وفي نفس الوقت سيتحول الجهاز إلى الوضع التلقائي. سيبدأ الجهاز في الوميض تلقائياً عندما تكون نافذة النبض على بشرتك. عندما يكون الجهاز في الوضع التلقائي، اضغط على زر النبض لمدة ثانيتين، سيتحول الجهاز إلى الوضع اليدوي الموضح **⚡**.

موانع الاستخدام

الجهاز غير مخصص للأطفال دون سن 15 عاماً. يجوز للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 51 عاماً استخدام الجهاز بموافقة الو / أو إشراف والديهم أو الأوصياء عليهم.

2. لا تستخدمه إذا كان الجلد في المنطقة المراد علاجها مسمرا أو محمرا. استخدام الجهاز على الجلد المسمر أو المحمر يمكن أن يسبب تلون الجلد بشكل مؤقت أو دائم.
3. لا تستخدمه إذا كنت حاملاً أو تحاولين الحمل أو تشكين في أنك قد تكونين حاملاً أو مرضعة. لم يتم اختبار B-Lumi لهذا الجانب ويجب عدم استخدامه في هذه الحالات. التغيرات الهرمونية أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية يمكن أن تزيد من خطر تلف الجلد أو حساسية الجلد.
4. لا تستخدم الجهاز في حالة وجود أمراض مثل الصرع أو النوبات أو الصداع النصفي. يمكن أن تسبب اندفاعات الطاقة الصداع الشديد والصداع النصفي.
5. لا تستخدمه على الجلد الموشوم أو المناطق ذات اللون البني الداكن أو الأسود (مثل النمش الداكن أو الشامات أو الثآليل). يمكن أن تمتص الأوشام أو البقع الداكنة الكثير من الطاقة الضوئية، مما قد يتسبب في تورم الجلد أو ظهور بثور مؤقتة أو دائمة أو تغير لون الجلد أو تبييضه.
6. لا تستخدم الجهاز إذا كان لديك ميل لتطوير الندوب.
7. لا تستخدمه على فروة الرأس والأذنين والرقبة والحلمات والأغشية المخاطية (الشفرين الصغيرين والمهبل والشرج). استخدم مستوى شدة ضوء أقل في تلك النقاط في منطقة البكيني حيث يكون الجلد أكثر تصبغا. قد يتسبب الاستخدام في هذه المناطق في تورم الجلد أو ظهور بثور أو تلطيخ الجلد مؤقتاً أو تبييضه.
8. لا تستخدمه إذا كان هناك أي التهاب جلدي نشط في منطقة العلاج، بما في ذلك حب الشباب، والصدفية، والأكزيما، والحروق، وقروح البرد، والغضب، أو الطفح الجلدي. يمكن أن تجعل هذه العوامل الجلد أكثر حساسية للضوء وتجعل العلاج مزعجاً، أو تسبب تورماً أو تقرحات أو عدوى على الجلد. إذا تعافى الجلد بشكل كاف، استشر طبيبك قبل استخدام الجهاز.
9. لا تستخدم الجهاز إذا كنت تتناول أدوية تحسس الجلد للضوء، بما في ذلك مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مثل الأسبرين، الإيبوبروفين، السيتاموفين)، التتراسيكلين، الفينوثيازين، الثيازيد، مدرات البول، السلفونيل يوريا، السلفوناميدات، DTIC، الفلورويوراسيل، فينوتولفين، حبيبات ألفا هيدروكسي (AHAS)، أحماض بيتا هيدروكسي (BHAS)، ريتين-أ، أكوتان، و / أو الريتينويدات الموضعية.
10. لا تستخدم إذا كان المريض يعاني من مرض متعلق بالحساسية الضوئية، مثل البورفيريا، الطفح الضوئي متعدد الأشكال، الشرى الشمسي، الذئبة، إلخ. هذه الحالات تجعل الجلد أكثر حساسية للضوء وقد يكون العلاج مزعجاً أو يسبب تورماً في الجلد، بثور أو التهابات

إجراءات العمل

للحصول على أفضل النتائج، نقتراح عليك قراءة دليل التشغيل بعناية قبل الاستخدام الأول، بما في ذلك جميع قواعد السلامة والتحذيرات، من أجل الاستخدام الصحيح والأمن للجهاز. يحتوي جهاز إزالة الشعر B-Lumi على فلاتر مدمجة تحمي البشرة من أضرار الإشعاع والحروق أثناء علاج إزالة الشعر. تختلف سرعة نمو الشعر مع تقدم العمر، والتمثيل الغذائي، وعوامل أخرى في النمو. ينقسم نمو الشعر عادة إلى ثلاث مراحل.

مرحلة النمو


ينمو الشعر بنشاط مع البصيلات. في هذه المرحلة، يكون تركيز الميلانين هو الأعلى. يحدد الميلانين تكوين لون الشعر. يعد تركيز الميلانين أيضاً عاملاً حاسماً في فعالية تقنية الضوء النبضي المكثف. فقط الشعر في مرحلة النمو يتفاعل مع عملية إزالة الشعر بالضوء.

مرحلة التراجع

وقف نمو الشعر وتجزير البصيلة.

مرحلة إعادة البناء

ينفصل الشعر الناضج عن البصيلات ويتساقط. البصيلة نائمة حتى الدورة التالية لنمو الشعر.



المرحلة الأولى


المرحلة الثانية

المرحلة الثالثة

في المرحلة الأولى من إزالة الشعر باستخدام جهاز B-Lumi، يتم استخدام الطاقة الضوئية للعمل مباشرة على جذور الشعر تحت الجلد. يمتص الميلانين الموجود في الجلد وجذور الشعر الطاقة النبضية للضوء المنبعث من الجهاز. كلما كان لون الشعر أغمق، يتم امتصاص المزيد من الطاقة الضوئية، وهذه العملية تحفز البصيلات على دخول مرحلة السكون. في المرحلة الثانية، خلال فترة إزالة الشعر، سوف يتساقط الشعر بشكل طبيعي ويمنع تجدد، الأمر الذي قد يستغرق من أسبوع إلى أسبوعين. سيتم فقط إزالة الشعر في مرحلة النمو. لإزالة الشعر غير المرغوب فيه بشكل فعال، يجب تكرار عملية إزالة الشعر مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهرين.

التحذيرات

1. لن يتم تشغيل المنتج بدون إدخال المصباح، يرجى إدخال المصباح قبل توصيله بمصدر الطاقة. أثناء تشغيل الجهاز، لا تقم بتغطية فتحات هواء السحب والتهوية، حتى لا تؤثر سلباً على توليد الحرارة.
2. ارتد نظارات واقية عند تشغيل الجهاز.
3. نظف منطقة الجلد المراد علاجها قبل الاستخدام. لا يسمح باستخدام مستحضرات التجميل على الجلد مباشرة قبل تنفيذ الإجراء. قد يؤدي ذلك إلى تلف الجهاز ويؤثر على تأثير الإجراء المنجز.
4. اضبط مستوى الطاقة من منخفض إلى مرتفع. كلما كان مستوى الطاقة أعلى، كلما كانت النتيجة أفضل. قد يحدث احمرار الجلد مباشرة بعد العملية.
5. بعد العلاج بالضوء، تحتاج إلى وضع مستحضر مرطب بالإضافة إلى مستحضرات مع حماية عالية من أشعة الشمس.
6. بعد الانتهاء من العلاج، استخدم قطعة قطن أو قطعة قماش مبللة لتنظيف المصباح من بقايا الشعر والدهون.
7. يوصى بحفظ الجهاز وملحقاته بعيداً عن الماء والرطوبة. قم بتخزين الجهاز في بيئة جيدة التهوية وجافة أيضاً. احفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
8. يحظر وضع أجسام معدنية في فتحة إشعاع الحرارة. خلاف ذلك، هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.



التثبيت: استخدم إصبع الإبهام والسبابة لتثبيت الانتفاخ الذي يشبه الشريط على الجانبين لأعلى ولأسفل، واضغط في الفتحة لإكمال التثبيت.

أخرج: استخدم الإبهام والسبابة للإمساك بالانتفاخ الذي يشبه الشريط على الجانبين لأعلى ولأسفل، اسحب على طول الشق.

قم بإجراء اختبار حساسية الجلد

إذا كنت تستخدم الجهاز لأول مرة أو في منطقة جديدة من جسمك، فحدد منطقة صغيرة بالقرب من المنطقة التي تنوي علاجها لإجراء اختبار حساسية الجلد. استخدم أدنى مستوى للجهاز. اتبع التعليمات الموضحة أدناه للإجراء، ولكن لا تصدر أكثر من 2-3 نبضات. بعد إجراء اختبار الجلد، انتظر 60 دقيقة وتأكد من أن الجلد لا يستجيب. إذا بدت بشرتك طبيعية بعد 60 دقيقة ولم يكن هناك احمرار أو تفاعل جلدي آخر، فأنت جاهز للخضوع للعلاج الكامل.

اختر الكثافة المناسبة

اختر الكثافة المناسبة وفقاً لتحمل بشرتك وزدها تدريجياً من درجة إلى خمس درجات. إذا كانت الشدة منخفضة جداً ولا توجد تفاعلات جلدية، يمكنك زيادة مستوى الشدة تدريجياً. لا تومض النبضات في مكان واحد على الجلد عدة مرات. ينتج عنه الكثير من الحرارة على بشرتك، مما قد يتسبب في تورم الجلد أو ظهور بثور أو تغيرات مؤقتة أو دائمة في لون بشرتك. بعد كل ومضة، حرك الجهاز ببطء إلى المنطقة المجاورة على الجلد. انتظر 20 ثانية على الأقل قبل العودة إلى المنطقة السابقة من الجلد.

إجراء العلاج

إزالة الشعر

(نهاية إزالة الشعر)

الاستخدام

- الشارب، وشعر الإبط، وشعر الجسم والساق، وخط الشعر في الجبهة ومنطقة البكيني.
- يختلف التأثير باختلاف لون الجلد. الجهاز غير مناسب للابيض و المساطع.

جدول يقارن بين لون البشرة والشعر

ينطبق ✓
لاينطبق ✗

لون البشرة \ لون شعر	أبيض	عاجي	بنّي غامق	بيج وأسود	بنّي فاتح بني	بنّي غامق وأسود
أسود	✓	✓	✓	✓	✓	✗
بنّي غامق	✓	✓	✓	✓	✓	✗
بنّي	✓	✓	✓	✓	✓	✗
ذهبي	✓	✓	✓	✓	✓	✗
أحمر	✗	✗	✗	✗	✗	✗
أبيض	✗	✗	✗	✗	✗	✗
رمادي	✗	✗	✗	✗	✗	✗

كم مرة يتم إجراء إزالة الشعر:

عادة ما يكون حوالي 7-9 جلسات علاجية. قومي بإجراء أول 3 علاجات مرة واحدة في الأسبوع. في الجلسات الـ 4-9 التالية، قومي بإجراء علاج واحد كل 2-3 أسابيع. خلال فترة الحفاظ على تأثير إزالة الشعر ومنع إعادة تنشيط بصيلات الشعر، يجب تكرار العلاجات المنتظمة للحفاظ على نعومة الجلد. إذا لم تستمر العلاجات، ستم إعادة تنشيط بصيلات الشعر وسيبدأ الشعر في النمو مرة أخرى. من أجل الحفاظ على النتائج، يكفي تكرار العلاج كل 4-8 أسابيع، مما يضمن عدم تنشيط بصيلات الشعر واستمرار توقف نمو الشعر.

قد تختلف الفترات الفاصلة بين العلاجات اعتماداً على المعدل الفردي لإعادة نمو الشعر.

كيفية إجراء عملية إزالة الشعر:

1. قبل استخدام B-Lumi، جهزي بشرتك عن طريق حلق منطقة العلاج المحددة. يجب أيضا غسل الجلد.
2. ارتدي نظارات الأمان لتجنب إثارة العين بضوء IPL.
3. حددي الكثافة المناسبة (راجع قسم "تحديد الكثافة") وابدئي بمستوى منخفض.
4. دعي نافذة التثبيت تلمس المناطق المحددة رأسياً وتعالج المناطق واحدة تلو الأخرى. لا تكرري نفس المكان مرارا وتكرارا، أو تتخطي أي منطقة.
5. ابدئي في المنطقة الأولية وكرري الخطوة 4 من مرتين إلى 3 مرات.
6. بعد العلاج، يوصى باستخدام مستحضر مرطب بعد إزالة الشعر.
7. قومي بإيقاف تشغيل الجهاز واستخدمي قطعة قمائش مبللة أو قطعة قطن لتنظيف نافذة العلاج.
8. ضعي الجهاز والملحقات في حقيبة أو علبة مستحضرات التجميل واحفظيها في مكان آمن.

التجديد الضوئي للجلد

(نهاية تقليل التجاعيد)

هل تريدين الحفاظ على بشرتك شابة وصحية لسنوات؟ على مدار العام، نستغل جلدنا من خلال تعريضه لظروف جوية مختلفة. التعرض لأشعة الشمس هو عامل مؤثر جدا بحد ذاته. عادة ما يترك التسمير المكثف علامات على الوجه أو خط العنق، والتي غالبا ما يصعب إخفاءها بالمكياج. تظهر تغيرات مماثلة في اللون أيضا على ظهر اليدين بمرور الوقت. كيف يمكن التعامل معها؟ بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في تجديد شباب البشرة بشكل واضح وتجديد مظهرها، وتوحيد اللون وتقليل تغير اللون المزج، نقدم علاجات تجديد شباب البشرة باستخدام الليزر التجميلي الحديث B-Lumi. يسمح العلاج بليزر B-Lumi بتنعيم الجلد بشكل كبير، وإزالة كاملة للبقع العمرية أو الحمامي.

الغرض من تجديد الأجزاء المختارة هو نبضات ضوئية قصيرة وأمنة موجهة نحو سطح الجلد. تحفز الموجة الضوئية خلايا الجلد على إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما يسرع من تجدد الجلد. يتمثل تأثير التأثير العلاجي لإشعاع LPI في تحسين إمداد الدم والأكسجين في الجلد، وزيادة عدد الكولاجين والألياف المرنة، وامتصاص الرطوبة بشكل أفضل، وتنظيم عملية الأصباغ والتقرن.

التأثيرات:

- القضاء على أعراض شيخوخة الجلد
- إعادة بناء ألياف الكولاجين
- جلد مشدود ومرن
- تقليص المسام
- تنعيم التجاعيد
- تحسين ترطيب البشرة
- تفتيح اللون

كم مرة يتم إجراء علاج التجديد الضوئي:

للحصول على التأثيرات المرغوبة، يجب إجراء سلسلة من العلاجات. يوصى بإجراء سلسلة من 8 علاجات، علاج واحد كل أسبوع.

كيفية إجراء علاج التجديد الضوئي:

1. قبل الشروع في العلاج، يجب تنظيف البشرة جيداً من المكياج وأي مستحضرات تجميل. يجب عليك أيضاً مسح المصباح.
2. ارتد نظارات الأمان لتجنب إثارة العين بضوء IPL.
3. حددي الكثافة المناسبة (راجع قسم "تحديد الكثافة") وابدئي بمستوى منخفض.
4. دعي نافذة التثبيت تلمس المناطق المحددة رأسياً وتعالج المناطق واحدة تلو الأخرى. لا تكرري نفس المكان مراراً وتكراراً، أو تتخطي أي منطقة.
5. ابدئي في المنطقة الأولية وكرري الخطوة 4 من 2 إلى 3 مرات. بعد العلاج، يوصى باستخدام مستحضر شديد الترطيب.
6. قومي بإيقاف تشغيل الجهاز واستخدمي قطعة قماش مبللة أو قطعة قطن لتنظيف نافذة العلاج.
7. ضعي الجهاز والملحقات في غطاء أو صندوق وحفظه في مكان آمن.



Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يُشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوبة على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطائط ومكونات خطرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Lumi is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Lumi jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «Beauty Factor» заявляет, что устройство Beautifly B-Lumi соответствует Директиве 2014/30/EC.

Français

Par la présente, Beauty Factor Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Lumi est conforme à la directive 2014/30/UE.

Deutsche

Hiermit erklärt Beauty Factor Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Lumi mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beauty Factor Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Lumi cumple con la Directiva 2014/30/UE.

عربي

بموجب هذا، فإن شركة Beauty Factor المحدودة تعلن بأن Beautifly B-Lumi متوافق

مع التوجيه 2014/30/UE

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji,

należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the
4. Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@beautifly.eu

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на товар действует 24 месяца.
2. Гарантия охватывает период с даты получения устройства от ООО «Beauty Factor» и распространяется на дефекты, которые возникли вследствие причин, присущих полученному устройству.
3. Ремонт устройства будет произведен в кратчайшие сроки, но не более 21 рабочего дня с момента принятия устройства для проведения ремонтных работ в авторизованный сервисный центр.
4. Заказчик имеет право подать заявление о замене оборудования на исправное, если авторизованный сервисный центр определит, что устранение дефекта невозможно или требует чрезмерных затрат.
5. В случае, если неисправной является только часть изделия, которая может быть отсоединена от исправно функционирующей части прибора, права Заказчика по данной гарантии ограничиваются только дефектной частью изделия.

Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, отправьте жалобу вместе с гарантийным талоном по следующему адресу
e-mail: serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie du produit est valable pour une période de 24 mois.
2. La garantie couvre la période à partir de la date d'achat du produit acquis auprès de Beauty Factor Sp. z o. o. et couvre les défauts découlant de causes inhérentes à l'appareil reçu.
3. L'appareil sera réparé dans les meilleurs délais, sans dépasser 21 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'appareil pour réparation par un centre de service agréé.
4. Le client a le droit de demander le remplacement de l'équipement par un équipement sans défaut si le centre de service agréé détermine que la réparation du défaut est impossible ou nécessite des coûts excessifs.
5. Si seule une partie du produit est défectueuse et qu'il s'agit de la pièce détachable d'une partie du produit qui fonctionne correctement, les droits du client dans le cadre de cette garantie sont limités à la partie défectueuse du produit.

Pour bénéficier des conditions de garantie, veuillez envoyer votre réclamation accompagnée de la carte de garantie à l'adresse électronique suivante: serwis@beautifly.eu

Produktgarantie

1. Die Produktgarantie gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten.
2. Die Garantie gilt ab dem Erhalt des Geräts von der Firma Beauty Factor Sp. z o.o. und umfasst Mängel, die durch das Gerät bedingt sind.
3. Die Reparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt, jedoch maximal innerhalb von 21 Werktagen ab der Annahme zur Reparatur durch eine autorisierte Werkstatt.
4. Der Kunde ist berechtigt, den Austausch durch ein mängelfreies Gerät zu fordern, wenn die autorisierte Werkstatt feststellt, dass die Mängelbeseitigung unmöglich ist oder unverhältnismäßig teuer wäre.
5. Falls nur ein Teil des Produkts mängelbehaftet ist und die von dem korrekt funktionierenden Teil des Geräts entfernt werden kann, beschränken sich die Garantierechte des Kunden auf den mängelbehafteten Teil.

Zwecks Inanspruchnahme der Garantie muss die Reklamation einschließlich des Garantiescheins per E-Mail an servis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantía del producto es válida durante 24 meses.
2. La garantía cubre el periodo a partir de la fecha de recepción del producto de Beauty Factor Sp. z o. o. e incluye los defectos derivados de la construcción del dispositivo.
La reparación del equipo se llevará a cabo en el menor tiempo posible, sin exceder el plazo de 21 días hábiles desde la fecha de aceptación del dispositivo para su reparación por el Centro de Servicio Técnico Autorizado.
3. El cliente tiene derecho a solicitar la sustitución del dispositivo por uno libre de defectos si el Centro de Servicio Técnico Autorizado determine que la eliminación del defecto es imposible o requiere gastos excesivos.
5. Si sólo una parte del producto es defectuosa y es posible separarla de la parte del producto que funciona correctamente, los derechos del Cliente bajo esta garantía se limitarán sólo a la parte defectuosa del producto.

Para beneficiarse de las condiciones de la garantía, se debe enviar una reclamación junto con la tarjeta de garantía a la dirección de correo electrónico: servis@beautifly.eu

ضمان

1. المنتج مشمول بالضمان لمدة 24 شهرا.
 2. يشمل الضمان الفترة من تاريخ استلام الجهاز من شركة Beauty Factor sp. z.o. o ويغطي العيوب الناتجة عن الأسباب الكامنة في الجهاز المستلم.
 3. سيتم إصلاح الجهاز في أسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ قبول الجهاز للإصلاح من قبل مركز الخدمة المعتمد.
 4. يحق للعميل التقدم بطلب لاستبدال الجهاز بأخر غير معيب، إذا قرر مركز الخدمة المعتمد أن إزالة العيب أمر مستحيل أو يتطلب تكاليف باهظة.
 5. إذا كان جزء فقط من المنتج معيبا ويمكن فصله عن جزء يعمل بشكل صحيح من المنتج، فإن حقوق العميل بموجب هذا الضمان تقتصر فقط على الجزء المعيب من المنتج.
- للاستفادة من شروط الضمان، يرجى إرسال شكوى مع بطاقة الضمان إلى عنوان البريد الإلكتروني servis@beautifly.eu.

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY
NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU
NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY
DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA
DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL
SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte
w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and
conditions specified in the Warranty Certificate.