

BEAUTIFLY

B-Lumix
Body
series

Wyszczuplająco-ujędrniające
urządzenie do ciała
z 24-karatowym złotem

Slimming and firming body device
with a 24-carat gold head

Instrukcja obsługi
User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu




/beautiflyeu




beautifly.eu

Wyposażenie urządzenia



Wyświetlacz i panel sterowania – opis



Dane techniczne B-Lumix

Wejście:	110-240V
Wyjście:	5V 1A
Bateria litowa:	900mAh
Wymiary (mm):	99 * 99 * 94
Częstotliwość kavitacji:	800kHz
Światła fototerapii:	czerwone / niebieskie
Czas wyłączenia:	po pracy 5 minut

Środki ostrożności

Przed użyciem wyszczuplająco-ujędrniającego urządzenia do ciała B–Lumix prosimy o uważne przeczytanie poniższych informacji dotyczących podstawowych zasad bezpieczeństwa. Podczas korzystania z urządzenia należy przestrzegać poniższych środków ostrożności:

1. Jeśli Twoja skóra jest bardzo wrażliwa, skróć czas działania przy pierwszym użyciu.
2. Unikaj miejsc, w których urządzenie może wpadć do zlewu lub wanny. Jeśli urządzenie upadło do wody, nie sięgaj po nie przed odłączeniem przewodu zasilającego.
3. Do naładowania urządzenia nie używaj żadnej innej ładowarki niż oryginalna.
4. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone, mokre lub nie działa prawidłowo.

5. Nie używaj urządzenia, jeśli jesteś w ciąży lub miesiączkujesz, masz rozrusznik serca, chorujesz na epilepsję, zaburzenia pracy serca lub ciężkie choroby skóry.
6. Nie używaj urządzenia na obszarze skóry, który przeszedł operację plastyczną.
7. Nie wolno stosować urządzenia na usta, gałki oczne i na gardło.
8. Urządzenie przeznaczone jest do stosowania na zdrowej skórze. Nie stosować na gojące się lub otwarte rany.
9. Przestań używać urządzenie, jeśli czujesz się nieswojo i natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Funkcje urządzenia B–Lumix

Wyszczuplająco-ujędmniające urządzenie do ciała B–Lumix z głowicą pokrytą 24-karatowym złotem służy do:

1. Modelowania linii sylwetki
2. Redukcji nadmiaru tkanki tłuszczowej
3. Eliminowania cellulitu
4. Ujędmniania, zwiększania sprężystości i poprawy gładkości ciała
5. Liftingu skóry

Fale radiowe (RF):

Radiofrekwencja (RF) to sprawdzona technologia stosowana w branży medycznej i kosmetycznej. Przy ściśle kontrolowanej temperaturze impuls magnetyczny działa bezpośrednio na komórki, wytwarzając energię ciepłą. Dzięki temu odmładzanie ciała przy użyciu fal radiowych (RF) to najlepszy niechirurgiczny lifting dla Twojej skóry. Wykorzystanie fal radiowych pomoże Ci skutecznie wymodelować zgrabną sylwetkę. Wyeliminujesz nawet uporczywy nadmiar tkanki tłuszczowej i cellulitu. Stymulacja falami radiowymi trafia zarówno do powierzchniowych, jak i głębokich tkanek skóry. To sprawi, że Twoja skóra zostanie odpowiednio dotleniona, odżywna oraz uzyska właściwą mikrocyrkulację. W efekcie, wraz z ograniczaniem zbędnej tkanki tłuszczowej, masz jednocześnie przez cały czas zapewnioną jędrność ciała.

Kawitacja (CAVI):

Przeznaczona dla każdego rodzaju skóry. Dzięki ściśle kontrolowanej częstotliwości kawitacja wnika pod skórę i wibruje z bardzo wysoką częstotliwością (800KHz). Funkcje: mechaniczna, chemiczna i grzewcza masują nawet głębokie komórki skóry, skutecznie obkurczają komórki tłuszczowe oraz zwiększają przepuszczalność błony komórkowej. W ten sposób poprawisz krążenie, oczyścisz układ limfatyczny i naprawisz matowy koloryt skóry. Dzięki kawitacji osiągniesz zachwycające efekty oczyszczania skóry. Są one widoczne znacznie szybciej niż w przypadku innych zabiegów, a rezultat pięknego, gładkiego i młodzieńczego ciała utrzymuje się na długi czas. Równocześnie kawitacja pomoże Twojej skórze zwiększyć wchłanianie produktów do pielęgnacji ciała. Przy tym masz pewność, że zabieg z wykorzystaniem kawitacji jest bezbolesny i w pełni bezpieczny.

EMS:

Elektrostymulacja EMS pobudza mięśnie do pracy. Podczas stosowania urządzenia dochodzi do wywołania skurczu mięśni identycznego jak podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych. Jednak zużywane jest 50 razy więcej energii niż podczas zwykłych ćwiczeń. Taka stymulacja mięśni pozwoli Ci na maksymalnie zaangażowanie mięśni i wzrost poziomu białka oraz włókien elastycznych. W efekcie radykalnie zmniejszysz poziom nadmiaru tkanki tłuszczowej i cellulitu. EMS przywróci Twojej skórze sprężystość, elastyczność i zagwarantuje ujędmnienie ciała.

Czerwone światło fotonowe:

Znacząco pobudza produkcję protein kolagenowych. Masaż z wykorzystaniem czerwonego światła fotonowego pozwoli Ci wyraźnie odmłodzić ciało poprzez poprawienie jego gładkości oraz sprężystości. W trakcie redukcji tkanki tłuszczowej radykalnie pobudzisz swój krwioobieg, a tym samym unikniesz zwiótnienia skóry. Korzystanie z czerwonego światła fotonowego zapewni Twojemu ciału vitalność, ujędmnienie i zdrowie. Ten rodzaj światła doskonale radzi sobie z redukcją blizn, rozstępów i cellulitu, wpływając także na zmniejszenie i złagodzenie stanów zapalnych.


Niebieskie światło fotonowe:

Przeznaczone zwłaszcza dla skóry wrażliwej. Korzystnie wpływa na zmniejszenie stanów zapalnych, niszczenie bakterii i łagodzenie podrażnień. Niebieskie światło fotonowe przywraca prawidłowe funkcjonowanie skóry. Jego konsekwentne stosowanie wspiera redukcję cellulitu i pomaga zrównoważyć natłuszczenie i nawilżenie skóry.


Ładowanie

1. Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie co najmniej 3 godziny, aby aktywować wewnętrzną baterię litową.
2. Brak zasilania: gdy bateria się wyczerpie, urządzenie wyda 10 sygnałów dźwiękowych, a następnie się wyłączy.
3. Ładowanie: Gdy urządzenie zostanie umieszczone na podstawie ładującej, na ekranie pojawi się wskaźnik ładowania, a ikona baterii będzie się stopniowo zmieniać się w kółko – z pustej na pełną. Podświetlenie gaśnie po 30 sekundach ładowania.
4. Ładowanie zakończone: po zakończeniu ładowania wskaźnik ładowania znika, a ikona baterii jest wyświetlana jako pełna.

Wyświetlacz podczas ładowania



Czas ładowania: około 3 godzin
Całkowity czas pracy: około 1,5 godziny



Ikona baterii / Wskaźnik ładowania


Przed użyciem

Potwierdzenie gotowości urządzenia B-Lumix do zabiegu kawitacji:

Położ głowicę kawitacyjną płasko (głowicę do góry), wybierz funkcję CAVI i upuść na głowicę 1-2 krople wody. Krople wody będą wibrować i zostaną rozpylone przez kawitację.

Test alergiczny:

1. Oczyszczyć jeden obszar ciała na ramieniu.
2. Na oczyszczoną skórę nałożyć środek do pielęgnacji skóry (żel/balsam), włączyć urządzenie i wybrać preferowaną funkcję. Masuj ten obszar przez 2-3 minuty zgodnie z instrukcjami zawartym w niniejszej instrukcji, a następnie pozostaw ten obszar ciała bez żadnych dodatkowych zabiegów.
3. Poczekać i sprawdzić, czy w ciągu 24 godzin nie pojawiają się jakiegokolwiek podrażnienia lub zaczerwienienia.



Instrukcja obsługi kombinacji funkcji:

1. Oczyszczyć skórę.
2. Nałożyć równomiernie na skórę środek pielęgnacyjny (żel/balsam).
3. Włączyć urządzenie.
4. Naciśnij MODE jeden raz, aby uruchomić funkcję COMBI. Wybierz preferowany poziom intensywności, RF, kawitacja i EMS będą działać przez 10 sekund i zmieniać się w kółko.
5. **Wskazówka:** osiągaj najlepsze efekty, zawsze masując ciało małymi kręgami. W razie potrzeby dodaj żel/balsam podczas zabiegu.

Instrukcja obsługi fal radiowych (RF)

1. Oczyszczyć skórę.
2. Nałożyć równomiernie na skórę środek do pielęgnacji skóry (żel/balsam).
3. Włączyć urządzenie.
4. Naciśnij MODE dwa razy, aby uruchomić funkcję RF. Wybierz preferowany poziom intensywności.
5. **Wskazówka:** osiągając najlepsze efekty, zawsze masując ciało małymi kręgami. W razie potrzeby dodaj żel/balsam podczas zabiegu.

Instrukcja obsługi kavitacji (CAVI)

1. Oczyszczyć skórę.
2. Nałożyć równomiernie na skórę środek pielęgnacyjny (żel/balsam).
3. Włączyć urządzenie.
4. Naciśnij MODE trzy razy, aby uruchomić funkcję CAVI. Wybierz preferowany poziom intensywności.
5. **Wskazówka:** osiągając najlepsze efekty, zawsze masując ciało małymi kręgami. W razie potrzeby dodaj żel/balsam podczas zabiegu.

Instrukcja obsługi EMS

1. Oczyszczyć skórę.
2. Nałożyć równomiernie na skórę środek pielęgnacyjny (żel/balsam).
3. Włączyć urządzenie.
4. Naciśnij MODE cztery razy, aby uruchomić funkcję EMS. Wybierz preferowany poziom intensywności.
5. **Wskazówka:** osiągając najlepsze efekty, zawsze masując ciało małymi kręgami. W razie potrzeby dodaj żel/balsam podczas zabiegu.

Instrukcja masażu

Aby uzyskać najlepsze efekty, wykonaj masaż według poniższych wskazówek:



Obydwa ramion

Wykonaj równomiernie masaż obydwu ramion, poświęcając każdemu z nich jednakową ilość czasu.

Masuj ramiona poczynając od łokci w kierunku pach.

Masuj ramiona małymi kręgami.

Taka forma masażu złagodzi napięcie Twoich mięśni, pomoże Ci w modelowaniu ciała i utrzymaniu jego sprężystości.



Talia i brzuch

Masuj talię w górę i w dół.

Następnie masuj talię od zewnątrz do wewnątrz.

Wykonaj masaż okrężny wokół pępka (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Następnie masuj brzuch dużymi kręgami (również zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

Tak wykonany masaż talii i brzucha pomoże Ci szybko rozbić nawet najoporniejszą tkankę tłuszczową, dzięki czemu łatwo pozbędziesz się jej nadmiaru.



Masaż nóg

Masaż od kostek w górę.

Przez chwilę masuj nogi po liniach prostych w górę (zawsze w kierunku serca).

Następnie masuj małymi kręgami – od dołu nogi ku górze (w kierunku serca).

Koncentrując się na partiach ciała szczególnie podatnych na cellulit skutecznie pozbędziesz się tkanki tłuszczowej. Jednocześnie masz pewność, że Twoje ciało nie utraci jędrności.



Masaż bioder i pośladków

Masaż obu części ciała wykonaj ruchami od dołu ku górze.

Tak przeprowadzony masaż służy podniesieniu pośladków i ujędrnieniu skóry.



Masaż stóp

Masuj dno stóp, poświęcając każdej z nich jednakową ilość czasu.

Masaż stóp wykonaj ruchem spiralnym.


W ten sposób uwalnisz się od obrzęku stóp. Poprawisz krążenie, poczujesz odprężenie i lekkość – uzyskasz efekt wypoczętych nóg.

Ostrzeżenia

- Zabiegi nie powinny przekraczać 10 minut na jedną partię ciała i powinny być wykonywane maksymalnie 3 razy w tygodniu. Czas pomiędzy każdym zabiegiem powinien zawierać co najmniej jeden dzień bez zabiegu.
- Używając funkcji COMBI, RF, CAVI lub EMS, zawsze utrzymuj odpowiednią ilość środka pielęgnacyjnego (balsamu/żelu) między głowicami masującymi a skórą, szczególnie podczas korzystania z funkcji RF.
- Podczas zabiegu zawsze poruszaj głowicami masującymi wolno. Długie przebywanie urządzenia w jednej pozycji może powodować podrażnienia skóry.






Po użyciu urządzenia

1. Wyłącz urządzenie.
 2. Pozostały na głowicach masujących środek do pielęgnacji skóry użyty podczas masażu zetrzyj wilgotną chusteczką lub szmatką. (Nie czyść go w wodzie i/lub żadnym chemicznym środkiem czyszczącym.)
 3. Wytrzyj i wyczyść urządzenie suchą chusteczką lub szmatką.
- Przechowuj je w czystym i suchym miejscu.




Środki ostrożności dotyczące konserwacji


1. Nigdy nie próbuj demontować urządzenia.
2. Przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Trzymaj urządzenie z dala od ognia.
4. Trzymaj urządzenie z dala od wilgoci. Nie zanurzaj go w wodzie.
5. Nie upuszczaj go ani nie uderzaj.
6. Odtóż zasilacz po naładowaniu urządzenia.



Equipment of the device



Display and control panel - description



Technical data B-Lumix

Input:	110-240V
Output:	5V 1A
Lithium battery:	900mAh
Dimensions (mm):	99 * 99 * 94
Cavitation frequency:	800kHz
Phototherapy lights:	red / blue
Turn-off time:	after work 5 minutes

Precautions

Before using the B-Lumix slimming and firming body device, please read the following basic safety information carefully. Observe the following precautions when using the device:

1. If your skin is very sensitive, shorten the operating time the first time you use it.
2. Avoid places where the device may fall into a sink or bathtub. If the device has been dropped in water, do not reach for it before unplugging the power cord.
3. Do not use any charger other than the original one to charge the device.
4. Do not use the device if it is damaged, wet or not working properly.

5. Do not use the device if you are pregnant or menstruating, have a pacemaker, suffer from epilepsy, heart problems or severe skin diseases.
6. Do not use the device on an area of skin that has undergone plastic surgery.
7. Do not use the device on the mouth, eyeballs or throat.
8. The device is intended for use on healthy skin. Do not use on healing or open wounds.
9. Please stop using the device if you feel uncomfortable and consult it immediately with your doctor.

B–Lumix device functions

The slimming and firming body device B–Lumix with a head covered with 24-carat gold is used for:

1. Silhouette line modeling
2. Reduction of excess body fat
3. Eliminating cellulite
4. Firming, increasing elasticity and improving the smoothness of the body
5. Skin lifting

Radio waves (RF):

Radiofrequency (RF) is a proven technology used in the medical and cosmetic industries. Under strictly controlled temperature, the magnetic pulse acts directly on the cells, generating heat energy. As a result, body rejuvenation using radio waves (RF) is the best non-surgical facelift for your skin. The use of radio waves will help you successfully model a shapely figure. You will even eliminate stubborn excess fat and cellulite. Radio wave stimulation goes to both the superficial and deep skin tissues. This will make your skin properly oxygenated, nourished and obtain proper microcirculation. As a result, along with the reduction of unnecessary fat tissue, you have the body firmness ensured all the time.

Cavitation (CAVI):

Designed for all skin types. Thanks to the strictly controlled frequency, the cavitation penetrates the skin and vibrates at a very high frequency (800KHz). Functions: mechanical, chemical and heating massage even deep skin cells, effectively shrink fat cells and increase the permeability of the cell membrane. In this way, you will improve circulation, cleanse the lymphatic system and repair dull skin tone. Thanks to cavitation, you will achieve amazing skin cleansing effects. They are visible much faster than with other treatments, and the result of a beautiful, smooth and youthful body lasts for a long time.

At the same time, cavitation will help your skin increase the absorption of personal care products. At the same time, you can be sure that the cavitation treatment is painless and completely safe.

EMS:

EMS electrostimulation stimulates the muscles to work. When using the device, the muscles contraction is identical to that during exercise. However, 50 times more energy is used than with regular exercise. Such muscle stimulation will allow you to maximally engage the muscles and increase the level of protein and elastic fibers. As a result, you will radically reduce the level of excess body fat and cellulite. EMS will restore your skin's elasticity, elasticity and guarantee your body firmness.

Red photon light:

Significantly stimulates the production of collagen proteins. Massage with the use of red photon light will allow you to visibly rejuvenate the body by improving its smoothness and elasticity. During the reduction of adipose tissue, you will radically stimulate your bloodstream and thus avoid sagging skin. Using red photon light will give your body vitality, firmness and health. This type of light is great for reducing scars, stretch marks and cellulite, as well as reducing and alleviating inflammation.


Blue Photon Light:

Especially suitable for sensitive skin. It has a positive effect on reducing inflammation, destroying bacteria and soothing irritation. Blue photon light restores the proper functioning of the skin. Its consistent use supports the reduction of cellulite and helps to balance the oil and hydration of the skin.


Charging

1. Before first use, charge the device for at least 3 hours to activate the internal lithium battery.
2. No power: When the battery runs out, the device beeps 10 times and then turns off.
3. Charging: When the device is placed on the charging cradle, the charging indicator will appear on the screen and the battery icon will gradually change over and over again - from empty to full. The backlight turns off after 30 seconds of charging.
4. Charging complete: When charging is complete, the charging indicator disappears and the battery icon shows full.

Display while charging



Charging time: approximately 3 hours
Total working time: about 1.5 hours



Battery icon / Charging indicator


Before use

Confirmation that the B-Lumix device is ready for cavitation treatment:

Place the cavitation head flat (head facing up), select the CAVI function and drop 1-2 drops of water on the head. The water droplets will vibrate and be sprayed by cavitation.

Allergy test:

1. Clean one area of the body on the arm.
2. Apply a skin care product (gel / lotion) to cleansed skin, turn on the device and select the function you prefer. Massage this area for 2-3 minutes as instructed in this manual, then leave this area of your body without any additional treatments.
3. Wait and check for any irritation or redness within 24 hours.



User manual for combination of functions:

1. Cleanse the skin.
2. Evenly apply the skin care product (gel / lotion) to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE once to run COMBI function. Choose your preferred intensity level, RF, Cavitation and EMS will run for 10 seconds and change over and over again.
5. **Tip:** For best results, always massage your body with small circles. If necessary, add a gel / lotion during the treatment.

Radio Frequency (RF) Operation Manual

1. Cleanse the skin.
2. Apply the skin care product (gel / lotion) evenly to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE twice to start the RF function. Choose your preferred intensity level.
5. **Tip:** For best results, always massage your body with small circles. If necessary, add a gel / lotion during the treatment.

Cavitation Operation Manual (CAVI)

1. Cleanse the skin.
2. Evenly apply the skin care product (gel / lotion) to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE three times to start the CAVI function. Choose your preferred intensity level.
5. **Tip:** For best results, always massage your body with small circles. If necessary, add a gel / lotion during the treatment.

EMS operating manual

1. Cleanse the skin.
2. Evenly apply the skin care product (gel / lotion) to the skin.
3. Turn on the device.
4. Press MODE four times to start the EMS function. Choose your preferred intensity level.
5. **Tip:** For best results, always massage your body with small circles. If necessary, add a gel / lotion during the treatment.

Massage instruction

For best results, massage as follows:



Both upper arms

Massage both upper arms evenly, giving each arm the same amount of time.

Massage the upper arms from the elbows toward the armpits.

Massage the upper arms with small circles.

This form of massage relieves muscle tension, shapes the body, firms and smooths the skin.



Waist and belly

Massage your waist up and down.

Then massage the waist from the outside in.

Make a circular massage around the navel (clockwise).

Then massage the abdomen with large circles (also clockwise).

This massage of the waist and abdomen will help you quickly break down even the most stubborn adipose tissue, thanks to which you can easily get rid of its excess.



Leg massage

Massage from the ankles up.

Massage your legs in straight lines up for a while (always towards the heart).

Then massage with small circles - from the bottom of the leg up (towards the heart).

By focusing on the parts of the body particularly susceptible to cellulite, you will effectively get rid of body fat. At the same time, you can be sure that your body will not lose its firmness.



Massage of the hips and buttocks

Massage both parts of the body with movements from the bottom up.

The massage performed in this way serves to lift the buttocks and firm the skin.



Foot massage

Massage the bottom of your feet with an equal amount of time.

Massage the feet in a spiral motion.


This way you will be relieved of foot swelling. You will improve circulation, you will feel relaxed and light - you will get the effect of rested legs.

Warnings

- Treatments should not exceed 10 minutes for one body part and should be performed no more than 3 times a week. The time between each treatment should include at least one day without treatment.
- When using COMBI, RF, CAVI or EMS functions, always keep the right amount of care agent (lotion / gel) between the massage heads and the skin, especially when using the RF function.
- Always move the massage heads slowly during the treatment. Prolonged use of the device in one position may cause skin irritation.





After using the device

1. Turn off the device.
2. The skin care agent left on the massage heads, used during the massage, wipe off with a damp tissue or cloth. (Do not clean it with water and / or any chemical cleaner.)
3. Wipe and clean the device with a dry tissue or cloth. Store them in a clean and dry place.




Maintenance precautions


1. Never try to disassemble the device.
2. Keep them out of the reach of children.
3. Keep the device away from fire.
4. Keep the device away from moisture. Do not submerge it in water.
5. Do not drop it or hit it.
6. Disconnect the power adapter after the device is charged.



Geräteausstattung



Display und Bedienfeld - Beschreibung



Technische Daten B-Lumix

Eingang:	110-240V
Ausgang:	5V 1A
Lithium-Batterie:	900mAh
Abmessungen (mm):	99 * 99 * 94
Kavitationsfrequenz:	800kHz
Phototherapie-Lampen:	rot / blau
Ausschaltzeit:	nach der Arbeit 5 Minuten

Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden grundlegenden Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor Sie das B-Lumix Schlankheits- und Straffungsgerät für den Körper verwenden. Bitte beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die folgenden

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Wenn Ihre Haut sehr empfindlich ist, verkürzen Sie die Einwirkzeit bei der ersten Anwendung.
2. Vermeiden Sie Orte, in denen das Gerät in ein Waschbecken oder eine Badewanne fallen könnte. Wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist, greifen Sie nicht danach, bevor Sie den Netzstecker gezogen haben.
3. Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts kein anderes als das Original-Ladegerät.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt oder nass ist oder nicht richtig funktioniert.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder menstruieren, einen Herzschrittmacher, Epilepsie, eine Herzerkrankung oder eine schwere Hauterkrankung haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf einer Hautpartie, die einer plastischen Operation unterzogen wurde.
- Halten Sie das Gerät nicht in den Mund, die Augäpfel oder den Rachen.
- Das Gerät ist für die Anwendung auf gesunder Haut bestimmt. Nicht auf heilenden oder offenen Wunden anwenden.
- Beenden Sie die Verwendung des Geräts, wenn Sie sich unwohl fühlen, und konsultieren Sie dann sofort Ihren Arzt.

Funktionen von B-Lumix

Das B-Lumix Schlankheits- und Straffungsgerät für den Körper mit einem mit 24-karätigem Gold beschichteten Kopf wird verwendet bei:

- Körperlinsenmodellierung
- Reduktion von überschüssigem Körperfett
- Beseitigung von Cellulite
- Straffung, Erhöhung der Elastizität und Verbesserung der Geschmeidigkeit des Körpers
- Hautlifting

Radiowellen (RF):

Radiofrequenz (RF) ist eine bewährte Technologie, die in der medizinischen und kosmetischen Industrie eingesetzt wird. Bei einer streng kontrollierten Temperatur wirkt ein magnetischer Impuls direkt auf die Zellen, um Wärmeenergie zu erzeugen. Das macht die Körperverjüngung mit Radiofrequenz (RF) zum besten nicht-chirurgischen Lifting für Ihre Haut. Der Einsatz von Radiowellen wird Ihnen helfen, eine formschöne Silhouette zu modellieren. Sie werden sogar hartnäckiges überschüssiges Fett und Cellulite beseitigen. Die Radiowellenstimulation erreicht sowohl oberflächliches als auch tiefes Hautgewebe. So wird sichergestellt, dass Ihre Haut ausreichend mit Sauerstoff versorgt und genährt wird und die richtige Mikrozirkulation erhält. Zusammen mit dem Abbau von überflüssigem Fettgewebe ist die Straffheit Ihres Körpers somit jederzeit gewährleistet.

Kavitation (CAVI):

Entwickelt für alle Hauttypen. Dank einer streng kontrollierten Frequenz dringt die Kavitation unter die Haut ein und vibriert mit einer sehr hohen Frequenz (800 KHz). Die Funktionen: mechanische, chemische und Wärmemassage auch tiefer Hautzellen, effektive Schrumpfung von Fettzellen und Erhöhung der Zellmembrandurchlässigkeit. Auf diese Weise verbessern Sie die Durchblutung, reinigen das Lymphsystem und verbessern den matten Hautton. Dank der Kavitation erzielen Sie eine wunderbare Hautreinigung. Die wird viel schneller sichtbar als bei anderen Behandlungen, und das Ergebnis eines schönen, glatten und jugendlichen Körpers hält lange Zeit an. Gleichzeitig hilft die Kavitation Ihrer Haut, die Aufnahme von Körperpflegeprodukten zu verbessern. Sie können dazu auch sicher sein, dass die Behandlung mit Kavitation schmerzfrei und völlig sicher ist.

EMS:

Die EMS-Elektrostimulation regt die Muskeln zum Arbeiten an. Bei der Verwendung des Geräts wird eine Muskelkontraktion ausgelöst, die derjenigen bei körperlicher Betätigung entspricht. Allerdings wird dabei 50 Mal mehr Energie verbraucht als bei normalem Training. Eine solche Muskelstimulation ermöglicht es Ihnen, Ihre Muskeln maximal zu beanspruchen und den Gehalt an Proteinen und elastischen Fasern zu erhöhen. Das Ergebnis ist eine drastische Reduzierung von überschüssigem Körperfett und Cellulite. EMS stellt die Elastizität und Flexibilität Ihrer Haut wieder her und sorgt für einen strafferen Körper.

Rotes Photonenlicht:

Es stimuliert die Produktion von Kollagenproteinen erheblich. Die Massage mit rotem Photonenlicht wird Ihren Körper sichtbar verjüngen, indem sie seine Glätte und Elastizität verbessert. Während der Reduktion des Fettgewebes wird Ihre Blutzirkulation radikal stimuliert und so eine Erschlaffung der Haut verhindert. Die Verwendung von rotem Photonenlicht verleiht Ihrem Körper Vitalität, Straffheit und Gesundheit. Diese Art von Licht eignet sich hervorragend zur Verringerung von Narben, Dehnungsstreifen und Cellulite und wirkt zudem entzündungshemmend und lindernd.


Blaues Photonenlicht:

Speziell für empfindliche Haut entwickelt. Es wirkt entzündungshemmend, bakterienabtötend und reizlindernd. Das blaue Photonenlicht stellt die richtige Funktion der Haut wieder her. Seine konsequente Anwendung unterstützt die Reduzierung von Cellulite und hilft, den Fett- und Feuchtigkeitshaushalt der Haut auszugleichen.

Aufladen:


1. Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung mindestens 3 Stunden lang auf, um die interne Lithium-Batterie zu aktivieren.
2. Stromausfall: Wenn die Batterie leer ist, gibt das Gerät 10 Pieptöne ab und schaltet sich dann aus.
3. Laden: Wenn das Gerät auf die Ladestation gestellt wird, erscheint die Ladeanzeige auf dem Bildschirm und das Batteriesymbol ändert sich allmählich in einem Kreis - von leer zu voll. Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich nach 30 Sekunden Ladezeit aus.
4. Vollständiger Ladevorgang: Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, verschwindet die Ladeanzeige und das Batteriesymbol wird als voll angezeigt.

Display während des Ladevorgangs



Temps de charge : environ 3 heures

Durée totale de fonctionnement : environ 1,5 heure




Vor der Verwendung

Bestätigung, dass B-Lumix für die Kavitationsbehandlung bereit ist:

Legen Sie den Kavitationskopf flach hin (Kopf nach oben), wählen Sie die CAVI-Funktion und lassen Sie 1-2 Tropfen Wasser auf den Kopf fallen. Die Wassertröpfchen vibrieren und werden durch die Kavitation zerstäubt.

Allergietest:

1. Reinigen Sie einen Bereich des Körpers am Arm.
2. Tragen Sie ein Hautpflegeprodukt (Gel/Lotion) auf die gereinigte Haut auf, schalten Sie das Gerät ein und wählen Sie Ihre bevorzugte Funktion. Massieren Sie den Bereich 2-3 Minuten lang gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch und lassen Sie den Körperbereich dann ohne weitere Behandlung liegen.
3. Warten Sie ab, ob innerhalb von 24 Stunden eine Reizung oder Rötung auftritt.



Bedienungsanleitung für Funktionskombinationen

1. Reinigen Sie die Haut.
2. Tragen Sie ein Hautpflegeprodukt (Gel/Balsam) gleichmäßig auf die Haut auf.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Drücken Sie einmal MODE, um die COMBI-Funktion zu starten. Wählen Sie Ihre bevorzugte Intensitätsstufe, RF, Kavitation und EMS laufen 10 Sekunden lang und wechseln dann immer wieder erneut.
5. **Tipp:** Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Körper immer in kleinen Kreisen massieren. Geben Sie bei Bedarf während der Behandlung Gel/Lotion hinzu

Bedienungsanleitung für Radiowellen (RF)

1. Reinigen Sie die Haut.
2. Tragen Sie ein Hautpflegeprodukt (Gel/Lotion) gleichmäßig auf die Haut auf.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Drücken Sie zweimal MODE, um die RF-Funktion zu starten. Wählen Sie Ihre bevorzugte Intensitätsstufe.
5. **Tipp:** Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Körper immer in kleinen Kreisen massieren. Geben Sie bei Bedarf während der Behandlung Gel/Lotion hinzu.

Bedienungsanleitung für Kavitation (CAVI)

1. Reinigen Sie die Haut.
2. Tragen Sie ein Hautpflegeprodukt (Gel/Balsam) gleichmäßig auf die Haut auf.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Drücken Sie dreimal MODE, um die CAVI-Funktion zu starten. Wählen Sie Ihre bevorzugte Intensitätsstufe.
5. **Tipp:** Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Körper immer in kleinen Kreisen massieren. Geben Sie bei Bedarf während der Behandlung Gel/Lotion hinzu.

Bedienungsanleitung für EMS

1. Reinigen Sie die Haut.
2. Tragen Sie ein Hautpflegeprodukt (Gel/Lotion) gleichmäßig auf die Haut auf.
3. Schalten Sie das Gerät ein.
4. Drücken Sie viermal MODE, um die EMS-Funktion zu starten. Wählen Sie Ihre bevorzugte Intensitätsstufe.
5. **Tipp:** Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Körper immer in kleinen Kreisen massieren. Geben Sie bei Bedarf während der Behandlung Gel/Lotion hinzu.

Bedienungsanleitung für die Massage

Für ein optimales Ergebnis machen Sie die Massage gemäß den unten stehenden Anweisungen:



Beide Schultern

Massieren Sie beide Schultern gleichmäßig und nehmen Sie sich für jede Schulter gleich viel Zeit.

Massieren Sie die Schultern von den Ellenbogen ausgehend in Richtung der Achselhöhlen.

Massieren Sie Ihre Schultern in kleinen Kreisen.

Diese Form der Massage löst Verspannungen in Ihren Muskeln, hilft Ihnen, Ihren Körper zu formen und ihn geschmeidig zu halten.



Taille und Bauch

Massieren Sie Ihre Taille auf und ab. Massieren Sie dann Ihre Taille von außen nach innen. Führen Sie eine kreisförmige Massage um den Nabel herum durch (im Uhrzeigersinn). Massieren Sie dann den Bauch in großen Kreisen (ebenfalls im Uhrzeigersinn). Wenn Sie Ihre Taille und Ihren Bauch auf diese Weise massieren, können Sie selbst das hartnäckigste Fettgewebe schnell abbauen und so überschüssiges Fett leicht loswerden.



Massage der Beine

Massieren Sie von den Knöcheln aufwärts. Massieren Sie Ihre Beine eine Zeit lang in geraden Linien nach oben (immer in Richtung Ihres Herzens). Massieren Sie dann in kleinen Kreisen - von der Unterseite des Beins nach oben (in Richtung Herz). Indem Sie sich auf Körperteile konzentrieren, die besonders anfällig für Cellulite sind, werden Sie das Fettgewebe effektiv los. Gleichzeitig können Sie sicher sein, dass Ihr Körper seine Festigkeit nicht verliert.



Massage der Hüfte und des Gesäßes

Massieren Sie beide Körperhälften mit Bewegungen von unten nach oben.
Diese Massage dient dazu, die Pobacken anzuheben und die Haut zu straffen.



Fußmassage

Massieren Sie Ihre Füße, wobei Sie sich für jeden Fuß gleich viel Zeit nehmen.

Massieren Sie Ihre Füße in einer spiralförmigen Bewegung.


Dies wird die Schwellung Ihrer Füße lindern, Sie verbessern die Durchblutung, fühlen sich entspannt und leicht - Sie erzielen den Effekt ausgeruhter Beine.

Warnungen

- Die Behandlungen sollten 10 Minuten pro Körperteil nicht überschreiten und maximal 3 Mal pro Woche durchgeführt werden. Zwischen den einzelnen Behandlungen sollte mindestens ein Tag ohne Behandlung liegen.
- Wenn Sie die COMBI-, RF-, CAVI- oder EMS-Funktion verwenden, halten Sie immer eine ausreichende Menge an Hautpflegemittel (Lotion/Gel) zwischen den Massageköpfen und der Haut, insbesondere bei der RF-Funktion.
- Bewegen Sie die Massageköpfe während der Behandlung immer langsam. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum in einer Position halten, kann dies zu Hautreizungen führen.





After using the device

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Wischen Sie die Reste des auf den Massageköpfen verwendeten Hautpflegeprodukts mit einem feuchten Tuch oder Lappen ab. (Reinigen Sie es nicht mit Wasser oder chemischen Reinigungsmitteln).
3. Wischen und reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch. Bewahren Sie es an einem sauberen und trockenen Ort auf.




Vorsichtsmaßnahmen bei der Wartung


1. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen.
2. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
3. Halten Sie das Gerät von Feuer fern.
4. Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit fern. Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
5. Lassen Sie es nicht fallen und schlagen Sie damit nicht.
6. Trennen Sie das Netzteil nach dem Aufladen des Geräts ab.



Équipement de l'appareil



Panneau d'affichage et de commande - description



Spécifications techniques B-Lumix

Entrée :	110-240V
Sortie :	5V 1A
Batterie au lithium :	900mAh
Dimensions (mm) :	99 * 99 * 94
Fréquence de cavitation :	800kHz
Lampes de photothérapie :	rouge / bleu
Temps d'arrêt :	après le travail 5 minutes

Précautions à prendre

Veuillez lire attentivement les informations de sécurité de base suivantes avant d'utiliser l'appareil de massage corporel amincissant et raffermissant B-Lumix. Veuillez respecter les précautions suivantes lors de l'utilisation de l'appareil:

1. Si votre peau est très sensible, réduisez la durée d'action lors de la première utilisation.
2. Évitez les endroits où l'appareil peut tomber dans un évier ou une baignoire. Si l'appareil est tombé dans l'eau, ne le touchez pas avant d'avoir débranché le câble d'alimentation.
3. N'utilisez pas d'autre chargeur que celui d'origine pour charger l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé, mouillé ou ne fonctionne pas correctement.

- N'utilisez pas l'appareil si vous êtes enceinte ou si vous avez vos règles, si vous portez un stimulateur cardiaque, si vous êtes épileptique, si vous souffrez de troubles cardiaques ou d'une maladie de peau grave.
- N'utilisez pas l'appareil sur une zone de peau qui a subi une chirurgie plastique.
- N'appliquez pas l'appareil sur la bouche, les globes oculaires ou la gorge.
- L'appareil est destiné à être utilisé sur une peau saine. Ne l'utilisez pas sur des plaies cicatrisées ou ouvertes.
- Arrêtez d'utiliser l'appareil si vous vous sentez mal à l'aise et consultez immédiatement votre médecin.

Caractéristiques de l'appareil B-Lumix

L'appareil de massage corporel amincissant et raffermissant B-Lumix, dont la tête est recouverte d'or 24 carats, est utilisé pour :

- Contourner le corps
- Réduire l'excès de graisse corporelle
- Éliminer la cellulite
- Raffermer, augmenter le raffermissement et améliorer la douceur du corps
- Lifter la peau

Les ondes radio (RF) :

La radiofréquence (RF) est une technologie éprouvée utilisée dans le secteur médical et cosmétique. À une température strictement contrôlée, une impulsion magnétique agit directement sur les cellules pour produire de l'énergie thermique. Cela entraîne le rajeunissement corporel par radiofréquence (RF) et le meilleur lifting non chirurgical pour votre peau. L'utilisation d'ondes radio vous aidera à modeler efficacement une silhouette bien dessinée. Vous éliminerez même l'excès de graisse tenace et la cellulite. La stimulation par ondes radio atteint à la fois les tissus superficiels et profonds de la peau. Ainsi, votre peau sera correctement oxygénée, nourrie et bénéficiera d'une microcirculation adéquate. Ainsi, en plus de la réduction des tissus adipeux inutiles, la fermeté de votre corps est assurée à tout moment.

Cavitation (CAVI) :

Conçue pour tous les types de peau. Grâce à une fréquence strictement contrôlée, la cavitation pénètre sous la peau et vibre à une très haute fréquence (800KHz). Les fonctions : massage mécanique, chimique et thermique, même des cellules profondes de la peau, rétrécissement efficace des cellules grasses et augmentation de la perméabilité de la membrane cellulaire. Vous améliorerez ainsi la circulation, nettoierez le système lymphatique et réparerez le teint terne. Grâce à la cavitation, vous obtiendrez de délicieux effets de nettoyage de la peau. Ils sont visibles beaucoup plus rapidement qu'avec d'autres traitements, et l'effet visible d'un corps beau, lisse et jeune dure longtemps. En même temps, la cavitation aidera votre peau à augmenter l'absorption des produits de soins corporels. En même temps, vous pouvez être sûr que le traitement par cavitation est indolore et totalement sûr.

EMS :

L'électrostimulation EMS stimule le travail des muscles. Lors de l'utilisation de l'appareil, une contraction musculaire identique à celle de l'exercice physique est induite. Cependant, l'énergie utilisée est 50 fois plus importante que lors d'un exercice normal. Une telle stimulation musculaire vous permettra d'engager au maximum vos muscles et d'augmenter le niveau de protéines et de fibres élastiques. En conséquence, vous réduirez considérablement le niveau d'excès de graisse corporelle et de cellulite. L'EMS restaurera l'élasticité et la souplesse de votre peau et vous garantira un corps plus ferme.

Lumière rouge à photons :

Elle stimule de manière significative la production de protéines de collagène. Le massage à la lumière photonique rouge rajeunit visiblement votre corps en améliorant sa douceur et son élasticité. Pendant la réduction du tissu adipeux, vous stimulerez considérablement votre circulation sanguine et éviterez ainsi le relâchement de la peau. L'utilisation de la lumière photonique rouge donnera à votre corps vitalité, fermeté et santé. Ce type de lumière est excellent pour réduire les cicatrices, les vergetures et la cellulite, et a également pour effet de réduire et d'apaiser les inflammations.


Lumière bleue à photons:

Conçue spécialement pour les peaux sensibles. Elle est bénéfique pour réduire l'inflammation, détruire les bactéries et apaiser les irritations. La lumière phototonique bleue rétablit le bon fonctionnement de la peau. Son utilisation régulière favorise la réduction de la cellulite et aide à équilibrer l'aspect gras et l'hydratation de la peau.


Chargement:

1. Avant la première utilisation, chargez l'appareil pendant au moins 3 heures pour activer la batterie interne au lithium.
2. Coupure de courant : lorsque la batterie est épuisée, l'appareil émet 10 bips puis s'éteint.
3. Chargement : lorsque l'appareil est placé sur le socle de charge, le témoin de charge s'affiche à l'écran et l'icône de la batterie change progressivement en cercle - de vide à plein. Le rétroéclairage s'éteint après 30 secondes de charge.
4. Chargement complet : lorsque le chargement est terminé, le témoin de chargement disparaît et l'icône de la batterie s'affiche comme étant pleine.

Affichage pendant la charges



Ladezeit: ca. 3 Stunden
Gesamtbetriebszeit: ca. 1,5 Stunden



Icône de la batterie
/ Indicateur de charge


Avant l'utilisation

Confirmation que l'appareil B-Lumix est prêt pour le traitement par cavitation:

Posez la tête de cavitation à plat (tête en haut), sélectionnez la fonction CAVI et déposez 1 à 2 gouttes d'eau sur la tête. Les gouttelettes d'eau vont vibrer et être atomisées par la cavitation.

Test d'allergie:

1. Nettoyez une zone du corps sur le bras.
2. Appliquez un produit de soin (gel/lotion) sur la peau nettoyée, allumez l'appareil et sélectionnez votre fonction préférée. Massez la zone pendant 2 à 3 minutes en suivant les instructions de ce manuel, puis laissez la zone du corps sans autre traitement.
3. Attendez et voyez si une irritation ou une rougeur apparaît dans les 24 heures.



Mode d'emploi de la combinaison

1. Nettoyez la peau.
2. Appliquez le produit de soin (gel/ lotion) uniformément sur la peau.
3. Mettez l'appareil en marche.
4. Appuyez une fois sur MODE pour mettre en marche la fonction COMBI. Sélectionnez votre niveau d'intensité préféré, la RF, la cavitation et l'EMS fonctionneront pendant 10 secondes et changeront encore et encore.
5. **Conseil:** pour obtenir les meilleurs résultats, massez toujours le corps par petits cercles. Si nécessaire, ajoutez du gel/de la lotion pendant le traitement.

Manuel d'utilisation de la radiofréquence (RF)

1. Nettoyez la peau.
2. Appliquez le produit de soin (gel/ lotion) uniformément sur la peau.
3. Mettez l'appareil en marche.
4. Appuyez deux fois sur MODE pour mettre en marche la fonction RF. Sélectionnez votre niveau d'intensité préféré.
5. **Conseil:** pour obtenir les meilleurs résultats, massez toujours le corps par petits cercles. Si nécessaire, ajoutez du gel/de la lotion pendant le traitement.

Mode d'emploi de la cavitation (CAVI)

1. Nettoyez la peau.
2. Appliquez le produit de soin (gel/ lotion) uniformément sur la peau.
3. Mettez l'appareil en marche.
4. Appuyez trois fois sur MODE pour mettre en marche la fonction CAVI. Sélectionnez votre niveau d'intensité préféré.
5. **Conseil:** pour obtenir les meilleurs résultats, massez toujours le corps par petits cercles. Si nécessaire, ajoutez du gel/de la lotion pendant le traitement.

Manuel de fonctionnement du EMS

1. Nettoyez la peau.
2. Appliquez le produit de soin (gel/ lotion) uniformément sur la peau.
3. Mettez l'appareil en marche.
4. Appuyez quatre fois sur MODE pour mettre en marche la fonction EMS. Sélectionnez votre niveau d'intensité préféré.
5. **Conseil:** pour obtenir les meilleurs résultats, massez toujours le corps par petits cercles. Si nécessaire, ajoutez du gel/de la lotion pendant le traitement.

Instructions de massage

Pour de meilleurs résultats, massez en suivant les instructions ci-dessous:



Les deux bras

Massez les deux bras de manière égale, en consacrant le même temps à chacun.

Massez les bras en partant des coudes vers les aisselles.

Massez les bras en faisant de petits cercles. Cette forme de massage soulagera la tension de vos muscles, vous aidera à modeler votre corps et à le garder souple.



Taille et ventre

Massez votre taille de haut en bas. Puis massez votre taille de l'extérieur vers l'intérieur.

Effectuez un massage circulaire autour du nombril (dans le sens des aiguilles d'une montre).

Massez ensuite l'abdomen en faisant de grands cercles (également dans le sens des aiguilles d'une montre).

En massant votre taille et votre abdomen de cette manière, vous pourrez rapidement désagréger les tissus adipeux les plus tenaces, ce qui vous permettra de vous débarrasser facilement de l'excès de graisse.



Massage des jambes

Massez en partant des chevilles vers le haut.

Massez vos jambes en lignes droites vers le haut pendant un moment (toujours vers le cœur).

Massez ensuite par petits cercles - du bas de la jambe vers le haut (vers le cœur).

En vous concentrant sur les parties du corps particulièrement sujettes à la cellulite, vous vous débarrasserez efficacement du tissu adipeux. En même temps, vous pouvez être sûr que votre corps ne perdra pas sa fermeté.



Massage des hanches et des fesses

Massez les deux parties du corps en effectuant des mouvements du bas vers le haut.

Ce massage sert à remonter les fesses et à raffermir la peau.



Massage des pieds

Massez la plante de vos pieds, en consacrant le même temps à chaque pied.

Massez vos pieds dans un mouvement en spirale.


Cela soulagera le gonflement de vos pieds. Améliorez la circulation, sentez-vous détendu et léger - obtenez l'effet de jambes reposées.

Avertissements

- Les traitements ne doivent pas dépasser 10 minutes par partie du corps et doivent être effectués au maximum 3 fois par semaine. L'intervalle entre chaque traitement doit comprendre au moins un jour sans traitement.
- Lorsque vous utilisez la fonction COMBI, RF, CAVI ou EMS, gardez toujours une quantité suffisante de soin de la peau (lotion/gel) entre les têtes de massage et la peau, en particulier lorsque vous utilisez la fonction RF.
- Déplacez toujours les têtes de massage lentement pendant le traitement. Garder l'appareil dans la même position pendant une longue période peut provoquer une irritation de la peau.





Après avoir utilisé l'appareil

1. Éteignez l'appareil.
2. Essuyez les restes de produit de soin de la peau utilisé sur les têtes de massage avec un mouchoir ou un chiffon humide. (Ne le nettoyez pas dans l'eau et/ou dans un nettoyant chimique).
3. Essuyez et nettoyez l'appareil avec un tissu ou un chiffon sec. Stockez-le dans un endroit propre et sec.




Précautions d'entretien


1. N'essayez jamais de démonter l'appareil.
2. Gardez-le hors de portée des enfants.
3. Gardez l'appareil à l'écart du feu.
4. Gardez l'appareil à l'abri de l'humidité. Ne pas l'immerger dans l'eau.
5. Ne le laissez pas tomber et ne le frappez pas.
6. Débranchez l'adaptateur d'alimentation après avoir chargé l'appareil.



Componentes del dispositivoa



Pantalla y panel de control - Descripcióna



Características técnicas B-Lumixa

Entrada:	110-240V
Salida:	5V 1A
Batería de litio:	900mAh
Dimensiones (mm):	99 * 99 * 94
Frecuencia de cavitación:	800kHz
Luz de fototerapia:	roja / azul
Tiempo de apagado:	después del funcionamiento del dispositivo 5 minutos

Precauciones

Por favor, lea atentamente las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizar el masajeador corporal adelgazante y reafirmante B-Lumix. Tenga en cuenta las siguientes precauciones al utilizar el dispositivo:

1. En caso de pieles muy sensibles, se debe acortar la duración del primer masaje.
2. Evitar utilizar el dispositivo en lugares donde pueda caer en un fregadero o una bañera. Si el dispositivo se ha caído al agua, primero hay que desenchufar el cable de alimentación y luego coger el dispositivo.
3. No utilizar ningún otro cargador que no sea el original para cargar el dispositivo.
4. No utilizar el dispositivo si está dañado, mojado o no funciona correctamente.

5. Está prohibido el uso del dispositivo durante embarazo o menstruación. Está prohibido el uso del dispositivo en personas con marcapasos, epilepsia, una enfermedad cardíaca o una enfermedad grave de la piel.
6. Está prohibido el uso del dispositivo en partes del cuerpo que hayan sido sometidas a una cirugía estética.
7. No utilizar el dispositivo alrededor del globo ocular, los labios o la garganta.
8. El dispositivo está destinado a ser utilizado en pieles sanas. No utilizar en heridas abiertas o en proceso de cicatrización.
9. En caso de molestia dejar de utilizar el dispositivo y consultar a un médico.

Funciones del dispositivo B–Lumix

El masajeador corporal adelgazante y reafirmante con cabezal recubierto de oro de 24 quilates se utiliza para:

1. Moldear el cuerpo
2. Reducir la grasa corporal
3. Eliminar la celulitis
4. Reafirmar, aumentar la elasticidad y mejorar la suavidad de la piel
5. Crear un efecto lifting

Radiofrecuencia (RF):

La radiofrecuencia (RF) es una tecnología probada que se utiliza en la industria médica y cosmética. Un impulso magnético actúa directamente sobre las células, a una temperatura estrictamente controlada, produciendo energía térmica. Gracias a ello el rejuvenecimiento corporal por radiofrecuencia (RF) es el mejor lifting no quirúrgico. El uso de las ondas de radio ayudará a modelar eficazmente el cuerpo. Eliminará también el exceso de grasa y la celulitis. La estimulación por ondas de radio llega tanto a los tejidos superficiales como a los más profundos. Esto garantizará que la piel se oxigene, se nutra y reciba la microcirculación adecuada. Como resultado, se elimina la grasa corporal innecesaria y reafirma la piel.

Cavitación (CAVI):

Diseñada para todo tipo de pieles. Con una frecuencia estrictamente controlada, la cavitación penetra bajo la piel y vibra a una frecuencia muy alta (800KHz). Las funciones: mecánica, química y calentadora llegan hasta las células profundas de la piel, reducen eficazmente la grasa y aumentan la permeabilidad de la membrana celular. Gracias a ello mejora la circulación sanguínea, se limpia el sistema linfático y se ilumina el tono de la piel. Gracias a la cavitación, se consiguen unos resultados de limpieza de la piel impresionantes. Son visibles mucho más rápido que en caso de otros tratamientos, y el resultado de un cuerpo firme y joven es muy duradero. Al mismo tiempo, la cavitación ayudará a la piel a aumentar la absorción de los productos de cuidado corporal. La cavitación es un tratamiento indoloro y completamente seguro.

EMS:

La electroestimulación muscular estimula el trabajo de los músculos. Al utilizar el dispositivo, se induce una contracción muscular idéntica a la del ejercicio físico. Sin embargo, se utiliza 50 veces más energía que durante el ejercicio normal. Esta estimulación muscular permitirá maximizar el compromiso muscular y aumentar los niveles de proteínas y las fibras elásticas. Como resultado, se reducirá el nivel de exceso de grasa corporal y la celulitis. La EMS devolverá la elasticidad y la firmeza a la piel.

Luz fotónica roja:

Estimula significativamente la producción de proteínas de colágeno. El masaje con luz fotónica roja rejuvenecerá visiblemente la piel, mejorando su suavidad y elasticidad. Al reducir la grasa, estimulará la circulación sanguínea y evitará así la flacidez de la piel. La luz fotónica roja proporcionará a la piel vitalidad, firmeza y salud. Este tipo de luz es excelente para reducir las cicatrices, las estrías y la celulitis, y también tiene el efecto de reducir y calmar la inflamación.


Luz fotónica azul:

Diseñada especialmente para pieles sensibles. Es beneficiosa para reducir la inflamación, destruir las bacterias y calmar las irritaciones. La luz fotónica azul restablece el funcionamiento normal de la piel. Su uso constante favorece la reducción de la celulitis y ayuda a equilibrar la grasa y la hidratación de la piel.

Carga:


1. Antes del primer uso, cargar el dispositivo durante al menos 3 horas para activar la batería de litio interna.
2. Fallo de alimentación: cuando la batería se agota, el aparato emite 10 pitidos y se apaga.
3. Carga: cuando el dispositivo se coloca en la estación de carga, el indicador de carga aparecerá en la pantalla y el icono de la batería cambiará gradualmente: de vacío a lleno. La luz de fondo se apaga después de 30 segundos de carga.
4. Carga completa: cuando la carga está completa, el indicador de carga desaparece y el icono de la batería aparece como lleno.

Pantalla durante la carga



Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas

Tiempo total de funcionamiento: aproximadamente 1,5 horas



Icono de la batería
/ Indicador de carga


Antes del uso

Confirmar que el dispositivo B-Lumix está listo para el tratamiento de cavitación:

Colocar el cabezal de cavitación en posición horizontal (con el cabezal hacia arriba), seleccionar la función CAVI y dejar caer 1-2 gotas de agua sobre el cabezal. Las gotas de agua vibrarán y serán atomizadas por la cavitación.

Prueba de alergias:

1. Limpiar una parte del brazo.
2. Aplicar un producto de cuidado de la piel (gel o loción) sobre la piel limpia, encender el dispositivo y seleccionar la función elegida. Masajear la zona durante 2-3 minutos según las instrucciones de este manual y después dejarla sin realizar ningún otro tratamiento.
3. Esperar y comprobar si aparece alguna irritación o enrojecimiento en 24 horas.



Instrucciones para utilizar la función COMBI

1. Limpiar la piel.
2. Aplicar una capa uniforme de producto de cuidado (gel o loción) sobre la piel.
3. Encender el dispositivo.
4. Pulsar una vez el botón MODE para iniciar la función COMBI. Seleccionar el nivel de intensidad. La función RF, cavitación y EMS funcionarán durante 10 segundos e irán cambiando.
5. **Consejo:** Para lograr los mejores resultados, lo mejor es hacer círculos pequeños. Si es necesario, añadir gel/loción durante el masaje.

Instrucciones para utilizar la función de radiofrecuencia (RF)

1. Limpiar la piel.
2. Aplicar una capa uniforme de producto de cuidado (gel o loción) sobre la piel.
3. Encender el dispositivo.
4. Pulsar dos veces el botón MODE para iniciar la función RF. Seleccionar el nivel de intensidad.
5. **Consejo:** Para lograr los mejores resultados, lo mejor es hacer círculos pequeños. Si es necesario, añadir gel/loción durante el masaje.

Instrucciones para utilizar la función de cavitación (CAVI)

1. Limpiar la piel.
2. Aplicar una capa uniforme de producto de cuidado (gel o loción) sobre la piel.
3. Encender el dispositivo.
4. Pulsar tres veces el botón MODE para iniciar la función CAVI. Seleccionar el nivel de intensidad.
5. **Consejo:** Para lograr los mejores resultados, lo mejor es hacer círculos pequeños. Si es necesario, añadir gel/loción durante el masaje.

Instrucciones para utilizar la función EMS

1. Limpiar la piel.
2. Aplicar una capa uniforme de producto de cuidado (gel o loción) sobre la piel.
3. Encender el dispositivo.
4. Pulsar cuatro veces el botón MODE para iniciar la función EMS. Seleccionar el nivel de intensidad.
5. **Consejo:** Para lograr los mejores resultados, lo mejor es hacer círculos pequeños. Si es necesario, añadir gel/loción durante el masaje.

Instrucciones de masaje

Para lograr los mejores resultados, el masaje debe hacerse según las instrucciones que se indican a continuación:



Ambos brazos

Masajear ambos brazos de manera uniforme, dedicando el mismo tiempo a cada uno. Masajear los brazos empezando por los codos hacia las axilas. Masajear los hombros, haciendo círculos pequeños. Esta forma de masaje aliviará la tensión de los músculos, ayudará a moldear el cuerpo y a mantener su flexibilidad.



Cintura y abdomen

Masajear la cintura, haciendo movimientos verticales hacia arriba y hacia abajo. A continuación, masajear la cintura desde fuera hacia dentro. Realizar movimientos circulares alrededor del ombligo (en el sentido de las agujas del reloj). A continuación, masajear el abdomen haciendo círculos grandes (también en el sentido de las agujas del reloj). Masajear la cintura y el abdomen de esta manera le ayudará a quemar y eliminar rápidamente el tejido adiposo.



Masaje de piernas

Masajear desde los tobillos hacia arriba. Masajear las piernas, haciendo movimientos verticales hacia arriba (siempre hacia el corazón). Masajear las piernas, haciendo círculos pequeños - desde la parte inferior de la pierna hacia arriba (siempre hacia el corazón). Hacer el masaje en las partes del cuerpo especialmente propensas a la celulitis, ayuda a eliminar eficazmente el tejido adiposo y al mismo tiempo mantiene la firmeza de la piel.



Masaje de caderas y glúteos

Masajear ambas partes del cuerpo desde abajo hacia arriba.

Este masaje se utiliza para levantar los glúteos y reafirmar la piel.



Masaje de pies


Masajear las plantas de los pies, dedicando el mismo tiempo a cada una de ellas. Masajear los pies, haciendo movimientos en espiral. Este masaje aliviará la hinchazón de los pies. Mejorará la circulación, relajará los pies y reducirá la sensación de piernas cansadas.

Advertencias

- El masaje de cada parte del cuerpo no debe superar 10 minutos y debe realizarse un máximo de 3 veces por semana. Entre los tratamientos siempre debe haber un día de descanso.
- **Al utilizar la función COMBI, RF, CAVI o EMS, siempre se debe mantener una cantidad adecuada de producto de cuidado de la piel (loción o gel) entre los cabezales de masaje y la piel, especialmente al utilizar la función RF.**
- Mover los cabezales de masaje lentamente durante el tratamiento. Mantener el dispositivo en una misma posición durante mucho tiempo puede causar irritación de la piel.





Después del tratamiento

1. Apagar el dispositivo.
2. Limpiar los restos de producto de cuidado de la piel de los cabezales de masaje con un pañuelo de papel o un paño húmedo. (No lo limpiar el dispositivo, sumergiéndolo en el agua, ni con ningún agente limpiador.)
3. Limpiar el dispositivo con un pañuelo de papel o un paño seco. Guardar el dispositivo en un lugar limpio y seco.




Precauciones de mantenimiento


1. Nunca desmontar el dispositivo.
2. Mantener el dispositivo fuera del alcance de los niños.
3. Mantener el dispositivo alejado del fuego.
4. Mantener el dispositivo alejado de la humedad. No sumergir el dispositivo en el agua.
5. No golpear ni dejar caer el dispositivo.
6. Desconectar el cargador después de cargar el dispositivo.



Оснащение устройства



Дисплей и панель управления – описание



Технические данные B-Lumix

Вход:	110-240 В
Выход:	5 В 1 А
Литиевый аккумулятор:	900 мАч
Размеры (мм):	99 * 99 * 94
Частота кавитации:	800 кГц
Лампы фототерапии:	красные / синие
Время выключения:	после 5 минут работы

Меры предосторожности

Перед применением устройства для коррекции фигуры – подтяжки тела B-Lumix просим внимательно прочитать информацию, приведенную ниже, касающуюся основных правил безопасности. При применении устройства необходимо соблюдать приведенные ниже меры безопасности:

- Если Ваша кожа очень чувствительная, сократите время работы устройства при первом его включении.
- Избегайте мест, где устройство может упасть в раковину или ванну. Если устройство упало в воду, не касайтесь его до отсоединения шнура питания.
- Для зарядки устройства не применяйте никакого другого зарядного устройства, кроме оригинального.
- Не используйте устройство, если оно повреждено, мокрое или не работает нормально.
- Не применяйте устройство, если вы беременны или у Вас месячные, установлен кардиостимулятор, если Вы страдаете от эпилепсии, нарушения работы сердца или тяжелого заболевания кожи.

6. Не применяйте устройство в той области кожи, на которой проводилась пластическая операция.
7. Запрещается применять устройство на губах, глазных яблоках и на горле.
8. Устройство предназначено для применения на здоровой коже. Не применяйте его на заживающих или открытых ранах.
9. Прекратите использовать устройство, если почувствуете дискомфорт и немедленно проконсультируйтесь с врачом.

Функции устройства B-Lumix

Устройство для коррекции фигуры – подтяжки тела B-Lumix с головкой, покрытой 24-каратным золотом служит для:

1. Моделирования линии силуэта
2. Уменьшения избытка жировой ткани
3. Устранения целлюлита
4. Подтяжки, увеличения упругости и улучшения гладкости тела.
5. Лифтинга кожи

Радиоволны (RF):

Радиочастотная терапия (RF) – это проверенная технология, применяемая в медицине и косметике. При тщательно контролируемой температуре магнитный импульс воздействует непосредственно на клетки, образуя тепловую энергию. Благодаря этому, омолаживание тела с использованием радиоволн (RF) является наилучшим нехирургическим лифтингом для Вашей кожи. Использование радиоволн поможет Вам эффективно смоделировать стройный силуэт. Устраняются даже самые резистивные излишки жировой ткани и целлюлита. Стимулирование радиоволнами действует как на поверхностные, так и на глубокие ткани кожи. Это приводит к тому, что Ваша кожа будет до надлежащего уровня насыщена кислородом, получит необходимое питание и в ней восстановится необходимый уровень микроциркуляции крови. В результате, вместе с ограничением избыточной жировой ткани, Вам будет на длительное время обеспечена упругость Вашего тела.

Кавитация (CAVI):

Предназначена для любого вида кожи. Благодаря тщательно контролируемой частоте кавитация проникает под кожу и вибрирует с очень высокой частотой (800 кГц). Функции: механическая, химическая и нагревательная массируют даже самые глубокие клетки кожи, эффективно сокращают жировые клетки и увеличивают проницаемость клеточных мембран. Таким образом улучшается кровообращение, очищается лимфатическая система и устраняется тусклый цвет кожи. Благодаря кавитации достигаются паразитические эффекты очистки кожи. Они становятся видимыми значительно быстрее, чем при применении других процедур, а эффект в виде красивого, гладкого и молодого тела сохраняется на длительное время. Одновременно кавитация поможет Вашей коже увеличить абсорбцию препаратов для ухода за телом. При этом будьте уверены, что процедура с использованием кавитации безболезненная и полностью безопасна.

EMS:

Электростимуляция EMS стимулирует работу мышц. При применении устройства происходит сокращение мышц, точно так же, как это происходит при выполнении физических упражнений. Однако, при этом тратится в 50 раз больше энергии, чем во время обычных упражнений. Такая стимуляция мышц позволит Вам максимально вовлекать мышцы в работу и увеличивать уровень белка и эластичных волокон. В результате радикально уменьшится уровень избытка жировой ткани и целлюлита. EMS возвратит Вашей коже упругость, эластичность и гарантирует подтягивание тела.

Красный фотонный свет:

В значительной степени стимулирует выработку коллагеновых протеинов. Массаж с использованием красного фотонного света позволит Вам существенно омолодить тело, делая его более гладким и упругим. В процессе уменьшения жировой ткани Вы радикально активизируете Ваше кровообращение, тем самым избегая увядания кожи. Использование красного фотонного света обеспечит Вашему телу жизненную силу, подтянутость и здоровье. Этот вид света отлично уменьшает шрамы, растяжки и целлюлит, также влияет на уменьшение и ослабление воспалительных состояний.


Синий фотонный свет:

Предназначен, в частности, для чувствительной кожи. Положительно влияет на уменьшение воспалительных процессов, уничтожение бактерий и ослабление раздражений. Синий фотонный свет возвращает коже ее нормальное функционирование. Его постоянное применение способствует уменьшению целлюлита и помогает сбалансировать смазывание и увлажнение кожи.

Зарядка:


1. Перед первым применением заряжайте устройство не менее 3 часов, чтобы активировать внутренний литиевый аккумулятор.
2. Отсутствие питания: когда аккумулятор разрядится, устройство подаст 10 звуковых сигналов, а затем выключится.
3. Зарядка: Когда устройство будет помещено на зарядную базу, на дисплее появится индикатор зарядки, а иконка аккумулятора будет по очереди постепенно изменяться —от пустой к полной. Подсвечивание гаснет через 30 секунд зарядки.
4. Зарядка закончена: по окончании зарядки индикатор зарядки исчезает, а иконка аккумулятора высвечивается полной.

Дисплей во время зарядки



Время зарядки: около 3 часов

Общее время работы: около 1,5 часа



Иконка аккумулятора
/ Индикатор зарядки


Перед использованием

Подтверждение готовности устройства B-Lumix к процедуре кавитации:

Положите кавитационную головку ровно (головкой вверх), выберите функцию CAVI и капните на головку 1-2 капли воды. Капли воды будут вибрировать и затем распылены кавитацией.

Тест на аллергию:

1. Очистите какой-либо участок тела на руке.
2. На очищенную кожу наложите средство для ухода за кожей (гель/бальзам), включите устройство и выберите предпочтительную функцию. Массируйте этот участок в течение 2-3 минут в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве, а затем оставьте этот участок, не проводя на нем никаких дополнительных процедур.
3. Подождите и убедитесь, что в течение 24 часов не появятся никакие раздражения или покраснения.



Указания по действиям при выборе комбинации функций

1. Очистите кожу.
2. Равномерно наложите на кожу средство по уходу за ней (гель/бальзам).
3. Включите устройство.
4. Нажмите MODE один раз, чтобы активировать функцию COMBI. Выберите предпочтительный уровень интенсивности, RF, кавитация и EMS будут действовать в течение 10 секунд и сменяться по очереди.
5. **Указание:** наибольший эффект достигается, если всегда массировать тело небольшими кругами. При необходимости добавляйте гель/бальзам в процессе выполнения процедуры.

Указания по действиям при выборе функции радиоволн (RF)

1. Очистите кожу.
2. Равномерно нанесите на кожу средство по уходу за ней (гель/бальзам).
3. Включите устройство.
4. Нажмите MODE два раза, чтобы активировать функцию RF. Выберите предпочтительный уровень интенсивности
5. **Указание:** наибольший эффект достигается, если всегда массировать тело небольшими кругами. При необходимости добавляйте гель/бальзам в процессе выполнения процедуры.

Указания по действиям при выборе функции кавитации (CAVI)

1. Очистите кожу.
2. Равномерно нанесите на кожу средство по уходу за ней (гель/бальзам).
3. Включите устройство.
4. Нажмите MODE три раза, чтобы активировать функцию CAVI. Выберите предпочтительный уровень интенсивности.
5. **Указание:** наибольший эффект достигается, если всегда массировать тело небольшими кругами. При необходимости добавляйте гель/бальзам в процессе выполнения процедуры.

Указания по действиям при выборе функции EMS

1. Очистите кожу.
2. Равномерно нанесите на кожу средство по уходу за ней (гель/бальзам).
3. Включите устройство.
4. Нажмите MODE четыре раза, чтобы активировать функцию EMS. Выберите предпочтительный уровень интенсивности.
5. **Указание:** наибольший эффект достигается, если всегда массировать тело небольшими кругами. При необходимости добавляйте гель/бальзам в процессе выполнения процедуры.

Указания по выполнению массажа

Для достижения наибольшего эффекта выполняйте массаж в соответствии с указаниями, приведенными ниже:



Обе руки

Равномерно выполняйте массаж обеих рук, уделяя каждой руке одинаковое время. Массируйте руки, начиная от локтей в направлении подмышек. Массируйте руки небольшими кругами. Такая форма снимет напряжение. Ваши мышцы помогут Вам в моделировании Вашего тела и поддержании его упругости.



Талия и живот

Массируйте талию вверх и вниз. Затем массируйте талию снаружи внутрь. Проведите круговой массаж вокруг пупка (движения по часовой стрелке). Далее массируйте живот большими кругами (также по часовой стрелке). Такой массаж талии и живота поможет Вам быстро разрушить даже самые резистентные жировые ткани, благодаря чему вы быстро избавитесь от ее избытка.



Массаж ног

Массаж от лодыжек вверх. Некоторое время массируйте ноги прямыми движениями вверх (всегда в направлении сердца). Затем массируйте небольшими кругами – от низа ноги вверх (в направлении сердца). Концентрируйтесь на тех частях тела, где много целлюлита. Вы реально избавитесь от жировой ткани. Одновременно будьте уверены, что Ваше тело не утратит подтянутого вида.



Массаж бедер и ягодиц

Массаж обеих этих частей тела выполняйте движениями снизу-вверх.

Массаж, проводимый таким образом, служит для подтягивания ягодиц и кожи.



Массаж стоп

Массируйте низ стоп, уделяя каждой из них одинаковое время.

Массаж стоп выполняйте движениями по спирали.


Выполняя массаж таким образом, Вы устранили отек стоп, улучшите кровообращение, почувствуете раскрепощение и легкость — ощутите эффект отдохнувших ног.

Предупреждения

- Длительность процедур не должна превышать 10 минут на одной части тела и они должны проводиться максимально 3 раза в неделю. Промежуток времени между каждой процедурой должен быть не менее одного дня без процедур.
- Используя функции COMBI, RF, CAVI или EMS, всегда поддерживайте соответствующее количество средства по уходу (бальзам/гель) в промежутке между массирующими головками и кожей, особенно при применении функции RF.
- При проведении процедуры перемещайте массирующие головки свободными движениями. Длительное нахождение устройства в одном месте может стать причиной раздражения кожи.





После применения устройства

1. Выключите устройство.
2. Оставшееся на массирующих головках средство по уходу за кожей, используемое в процессе массажа, уберите влажной салфеткой или тканью (не очищайте его водой и/или любым другим химическим чистящим средством).
3. Вытрите и очистите устройство сухой салфеткой или тканью. Храните его в чистом и сухом месте.




Меры предосторожности, относящиеся к обслуживанию


1. Никогда не пытайтесь разобрать устройство.
2. Храните его в месте, недоступном для детей.
3. Держите устройство вдали от огня.
4. Держите устройство вдали от влажных мест. Не погружайте его в воду.
5. Не роняйте его и не ударяйте по нему.
6. Отключайте зарядное устройство после окончания зарядки устройства.



معدات الجهاز



لوحة العرض والتحكم – الوصف



البيانات الفنية B-Lumix

المدخل:	110-240 فولت
المخرج:	5 فولت 1 أمبير
بطارية الليثيوم:	009 ملتي أمبير
الأبعاد (مم):	99 * 99 * 49
تردد التكهف:	800 كيلو هرتز
أضواء العلاج بالضوء:	أحمر / أزرق
وقت الإيقاف	بعد العمل لمدة 5 دقائق

الاحتياطات

قبل استخدام جهاز B-Lumix للتخسيس وشد الجسم، يرجى قراءة معلومات السلامة الأساسية التالية بعناية اتبع الاحتياطات التالية عند استخدام الجهاز:

1. إذا كانت بشرتك حساسة للغاية، فقم بتقصير وقت التشغيل في المرة الأولى التي تستخدمه فيها.
2. تجنب الأماكن التي قد يسقط فيها الجهاز في الحوض أو المغسلة. إذا سقط الجهاز في الماء، فلا تلمسه قبل فصل سلك الطاقة.
3. لا تستخدم أي شاحن بخلاف الشاحن الأصلي لشحن الجهاز.
4. لا تستخدم الجهاز إذا كان تلقاً أو رطباً أو لا يعمل بشكل صحيح.
5. لا تستخدم الجهاز إذا كنت حاملاً أو في فترة الحيض، أو إذا كنت تعاني من جهاز تنظيم ضربات القلب، أو تعاني من الصرع، أو مشاكل في القلب، أو أمراض جلدية شديدة.

6. لا تستخدم الجهاز على منطقة الجلد التي خضعت لعملية تجميل.
7. لا يجوز استخدام الجهاز على الشفاه أو مقل العين أو الحلق.
8. الجهاز مخصص للاستخدام على البشرة الصحية. لا تستخدمه على التئام الجروح أو قرحها.
9. توقف عن استخدام الجهاز إذا شعرت بعدم الراحة واستشر الطبيب على الفور.

وظائف جهاز B-Lumix

يستخدم جهاز تحفيز وشد الجسم B-Lumix مع رأسية مطلية بالذهب عيار 24 فيما يلي:

1. نمذجة خط قوام الجسم
2. تقليل الدهون الزائدة في الجسم
3. القضاء على السيلوليت
4. شد الجسم وزيادة مرونته وتحسين نعومته
5. شد الجلد

موجات الراديو (RF)

الترددات الراديوية (FR) هي تقنية مثبتة تستخدم في الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل. تحت درجة حرارة يتم التحكم فيها بدقة، يعمل النبض المغناطيسي مباشرة على الخلايا، ويولد طاقة حرارية. نتيجة لذلك، فإن تجديد شباب الجسم باستخدام موجات الراديو (FR) هو أفضل شد غير جراحي لبشرتك. سيساعدك استخدام موجات الراديو في تصميم نموذج رشيق بنجاح. سوف تعضن حتى على الدهون الزائدة والسيلوليت العنيد. يذهب تحفيز الموجات الراديوية إلى كل من أنسجة الجلد السطحية والعميقة. هذا سيجعل بشرتك ممتلئة بشكل صحيح وتنتعش وتحصل على دوران الأوعية الدقيقة المناسب. نتيجة لذلك، إلى جانب تقليل الأنسجة الدهنية غير الضرورية، تتضمن لك صلابة الجسم طوال الوقت.

التكهيف (CAVI)

مصمم لجميع أنواع البشرة. بفضل التردد الذي يتم التحكم فيه بدقة، يخرق التكليف الجلد ويهتز بتردد عالٍ جداً (800 كيلو هرتز). الوظائف: تدليك ميكانيكي وكيميائي وتسخين خلايا الجلد العميقة، وتقليص الخلايا الدهنية بشكل فعال وزيادة نفاذية غشاء الخلية. بهذه الطريقة، تحسن الدورة الدموية وتنظف الجهاز اللمفاوي وتصلح لون البشرة الباهت. بفضل التكليف، ستحصلين على تأثيرات تنظيف مذهلة للبشرة. تظهر بشكل أسرع بكثير من العلاجات الأخرى، والنتيجة جسم جميل وناعم وشبابي يدوم لفترة طويلة. في الوقت نفسه، يساعد التكليف بشرتك على زيادة امتصاص منتجات العناية الشخصية. في الوقت نفسه، يمكنك التأكد من أن علاج التكليف غير مؤلم وآمن تماماً.

EMS

التحفيز الكهربائي EMS يحفز العضلات على العمل. عند استخدام الجهاز، يكون تقلص العضلات مماثلاً لما يحدث أثناء التمرين. ومع ذلك، يتم استخدام طاقة أكثر 50 مرة من التمارين المنتظمة. سيسمح لك هذا التحفيز العضلي بإشراك العضلات إلى أقصى حد وزيادة مستوى البروتين والألياف المرنة. نتيجة لذلك، سوف تقلل بشكل جذري من مستوى الدهون الزائدة في الجسم والسيلوليت. سوف يستعيد EMS مرونة بشرتك ونضارتها ويضمن صلابة جسمك.

ضوء الفوتون الأحمر

يعزز بشكل كبير إنتاج بروتينات الكولاجين. سيسمح لك التدليك باستخدام ضوء الفوتون الأحمر بتجديد شباب الجسم بشكل واضح من خلال تحسين نعومته ومرونته. أثناء تقليل الأنسجة الدهنية، ستحترق بشكل جذري مجرى الدم وبالتالي تتجنب ترهل الجلد. استخدام ضوء الفوتون الأحمر سيمنع جسمك الحيوي والصحة. يعتبر هذا النوع من الضوء رانعا لتقليل الندبات وعلامات التمدد والسيلوليت، فضلاً عن تقليل الالتهاب وتخفيفه.



ضوء الفوتون الأزرق

مناسب بشكل خاص للبشرة الحساسة. له تأثير إيجابي في تقليل الالتهاب وتدمير البكتيريا وتهذئة التهيج. يستعيد ضوء الفوتون الأزرق الأداء السليم للجلد. يدعم استخدامه المشق تقليل السيلوليت ويساعد على موازنة الزيت وترطيب البشرة.

الشحن

1. قبل الاستخدام لأول مرة، اشحن الجهاز لمدة 3 ساعات على الأقل لتنشيط بطارية الليثيوم الداخلية.
2. لا توجد طاقة: عند نفاد طاقة البطارية، يصدر الجهاز صغيرا 10 مرات ثم ينطفئ.
3. الشحن: عند وضع الجهاز على قاعدة الشحن، سيظهر مؤشر الشحن على الشاشة وسيغير رمز البطارية تدريجيا مرارا وتكرارا - من فارغ إلى ممتلئ. تتطلى الإضاءة الخلفية بعد 03 ثانية من الشحن.
4. اكتمل الشحن: عند اكتمال الشحن، يختفي مؤشر الشحن ويظهر رمز البطارية ممتلئا.

شاشة العرض أثناء الشحن




قبل الاستعمال

تأكيد جاهزية جهاز B-Lumix لمعالجة التكيف:

ضع رأس التكيف بشكل مسطح (الرأسية لأعلى)، حدد وظيفة CAVI وقم بوضع قطرة واحدة إلى قطرتين من الماء على الرأسية. سوف تبهتز قطرات الماء ويتم رشها بالتكيف.

اختبار الحساسية:

1. نظف منطقة واحدة من الجسم على الذراع.
2. ضع مستحضر العناية بالبشرة (هلام/لوشن) على البشرة النظيفة، قم بتشغيل الجهاز وحدد الوظيفة التي تفضلها. قم بتدليك هذه المنطقة لمدة 2-3 دقائق كما هو موضح في هذا الدليل، ثم اترك هذه المنطقة من جسمك دون أي علاجات إضافية.
3. انتظر وتحقق من وجود أي تهيج أو احمرار خلال 24 ساعة.



دليل المستخدم لمجموعة من الوظائف

1. قومي بتنظيف الجلد.
2. ضعي منتج العناية بالبشرة بالتساوي (هلام/غسل) على الجلد.
3. قومي بتشغيل الجهاز.
4. اضغطي على MODE مرة واحدة لتشغيل وظيفة COMBI. اختاري مستوى الشدة المفضل لديك، سيتم تشغيل RF والتكيف EMS لمدة 10 ثوانٍ وتغييرها مرارا وتكرارا.
5. نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، دلّكي جسمك دائما بدوائر صغيرة. إذا لزم الأمر، ضعي الهلام / الغسل أثناء العلاج.

دليل تشغيل الترددات اللاسلكية (RF)

1. قومي بتنظيف الجلد
2. ضعي مستحضر العناية بالبشرة (هلام/لوشن) بالتساوي على الجلد.
3. قومي بتشغيل الجهاز.
4. اضغطي على MODE مرتين لبدء وظيفة التردد اللاسلكي. اختاري مستوى الشدة المفضل لديك.
5. نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، دلكي جسمك دائما بدوائر صغيرة. إذا لزم الأمر، أضيفي الهلام/الغسول أثناء العلاج.

دليل تشغيل التكهف (CAVI)

1. قومي بتنظيف الجلد.
2. ضعي منتج العناية بالبشرة بالتساوي (هلام/غسول) على الجلد.
3. قومي بتشغيل الجهاز.
4. اضغطي على EDOM ثلاث مرات لتشغيل وظيفة IVAC. اختاري مستوى الشدة المفضل لديك.
5. نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، دلكي جسمك دائما بدوائر صغيرة. إذا لزم الأمر، أضيفي الهلام/الغسول أثناء العلاج.

دليل التشغيل EMS

1. قومي بتنظيف الجلد.
2. ضعي منتج العناية بالبشرة بالتساوي (هلام/غسول) على الجلد.
3. قومي بتشغيل الجهاز.
4. اضغطي على MODE أربع مرات لبدء وظيفة EMS. اختاري مستوى الشدة المفضل لديك.
5. نصيحة: للحصول على أفضل النتائج، دلكي جسمك دائما بدوائر صغيرة. إذا لزم الأمر، أضيفي الهلام/الغسول أثناء العلاج.

تعليمات التدليك

للحصول على أفضل النتائج، قم بالتدليك على النحو التالي:

كلا الذراعين

- قم بتدليك كلا الذراعين بالتساوي، مع تخصيص وقت متساوي لكل منهما.
- قم بتدليك ذراعك بدءاً من المرفقين باتجاه الإبط
- دلكي كتفك بدوائر صغيرة.

هذا النوع من التدليك يخفف التوتر في عضلاتك، ويساعدك على تشكيل جسمك والحفاظ على مرونته.



الخصر والبطن

- دلكي خصرك لأعلى ولأسفل.
- ثم دلكي الخصر من الخارج للداخل.
- قومي بعمل تدليك دائري حول السرة (في اتجاه عقارب الساعة).
- ثم قومي بتدليك البطن بدوائر كبيرة (باتجاه عقارب الساعة أيضاً).
- سيساعدك تدليك الخصر والبطن على تكسير الأنسجة الدهنية الأكثر صعوبة، ويفضل ذلك يمكنك التخلص بسهولة من فائضها.



تدليك الأرجل

- قومي بالتدليك من الكاحل إلى أعلى.
- قومي بتدليك ساقيك في خطوط مستقيمة لبعض الوقت (دائماً باتجاه القلب).
- ثم قومي بالتدليك بدوائر صغيرة - من أسفل الساق إلى أعلى (باتجاه القلب).
- من خلال التركيز على أجزاء الجسم المعرضة بشكل خاص للسيلوليت، سوف تتخلصين بشكل فعال من دهون الجسم. في الوقت نفسه، يمكنك التأكد من أن جسمك لن يفقد قوته.



تدليك القدم

قومي بتدليك أسفل قدميك بنفس القدر من الوقت.
يتم تدليك القدمين في حركة لولبية.



تدليك الوركين والأرداف

قومي بتدليك كلا الجزأين من الجسم بحركات من الأسفل إلى الأعلى.
التدليك الذي يتم بهذه الطريقة يعمل على شد الأرداف وشد الجلد.




تحذيرات

- يجب ألا تزيد مدة العلاج عن 10 دقائق لجزء واحد من الجسم ويجب إجراؤها حتى 3 مرات في الأسبوع. يجب أن يشمل الوقت بين كل علاج يوما واحدا على الأقل بدون علاج.
- عند استخدام وطائف COMBI أو RF أو CAVI أو EMS، احتفظ دائما بالكمية المناسبة من عامل العناية (غسل / جل) بين رؤوس التدليك والجلد، خاصة عند استخدام وظيفة RF.
- حركي رؤوس التدليك دائما ببطء أثناء العلاج. قد يؤدي إبقاء الجهاز في وضع واحد لفترة طويلة إلى تهيج الجلد.





بعد استخدام الجهاز

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.
2. قم بمسح عامل العناية بالبشرة المتبقي على رؤوس التدليك، والذي يستخدم أثناء التدليك، بواسطة منديل أو قطعة قماش مبللة. (لا تنظفه بالماء و/أو أي منظف كيميائي).
3. امسح الجهاز ونظفه بمنديل أو قطعة قماش جافة. قم بتخزينها في مكان نظيف وجاف



احتياطات الصيانة

1. لا تحاول أبدا فك الجهاز.
2. يحفظ الجهاز بعيدا عن متناول الأطفال.
3. يحفظ الجهاز بعيدا عن النار.
4. يحفظ الجهاز بعيدا عن الرطوبة. لا تغمره في الماء.
5. لا تسقطه أو تضربه.
6. افصل محول الطاقة بعد شحن الجهاز.





Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus dürfen nicht mit anderem Hausmüll vermischt werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Verschlossene Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus sollten bei den örtlichen getrennten Sammelstellen oder beim Verkäufer abgegeben werden; Einzelheiten erfahren Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der Entsorgung oder Wiederverwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Umweltverschmutzung führen.

Электрические и электронные устройства и батареи, а также аккумуляторы нельзя смешивать с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечеркнутой корзины на упаковке. Изношенное электрическое и электронное оборудование, а также батарейки и аккумуляторы необходимо сдать в местные пункты раздельного сбора отходов или к продавцу, а подробности узнать в своей административной зоне обслуживания. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. При дальнейшей утилизации или переработке оборудования, неправильное обращение или повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды.

Los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas y los acumuladores no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Lo indica el símbolo del contenedor con ruedas tachado en el envase. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, deben entregarse en los puntos locales de recogida selectiva o en tiendas, donde fue comprado el aparato, cuyos datos deben solicitarse a su ayuntamiento. Los equipos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y los acumuladores, pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos para el medioambiente y la salud humana. El uso inadecuado o los daños en los aparatos pueden causar daños a la salud humana o al medioambiente durante su posterior eliminación o reciclaje.

Il est interdit d'éliminer les équipements électriques et électroniques, les piles et les accumulateurs avec les déchets ménagers ordinaires. Ceci est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Les déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les piles et accumulateurs, doivent être déposés aux points de collecte sélective locaux ou chez votre détaillant. Renseignez-vous auprès de votre collectivité locale. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs peuvent contenir des substances, mélanges et composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Une manipulation incorrecte ou des dommages sur l'appareil et ses composants peuvent entraîner des dommages à la santé ou à l'environnement lors de la mise au rebut ou du recyclage de l'équipement.

يجب عدم خلط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات مع النفايات المنزلية الأخرى. يشار إلى ذلك من خلال رمز السلة المشطوبة على العبوة. يجب تسليم المعدات الكهربائية والإلكترونية والبالية وكذلك البطاريات إلى نقاط تجميع النفايات المنفصلة المحلية أو إلى البائع، وللحصول على التفاصيل استفسر في مجتمعك. قد تحتوي المعدات الكهربائية والإلكترونية وكذلك البطاريات على مواد وخطائط ومكونات خطيرة ضارة بالبيئة وصحة الإنسان. قد يؤدي التعامل غير السليم أو التلف الذي يلحق بهم إلى أضرار صحية أو تلوث بيئي أثناء التخلص من الجهاز أو إعادة تدويره مرة أخرى.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE
Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE
Beautifly Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beautifly Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Lumix is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polski

Niniejszym, Beautifly Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Lumix jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Польша

Настоящим ООО «Beautifly» заявляет, что устройство Beautifly B-Lumix соответствует Директиве 2014/30/EC.

Français

Par la présente, Beautifly Sp. z o. o. déclare que Beautifly B-Lumix est conforme à la directive 2014/30/EU.

Deutsche

Hiermit erklärt Beautifly Sp. z o.o., dass das Produkt Beautifly B-Lumix mit den Anforderung der Richtlinie 2014/30/UE konform ist.

Español

Por la presente, Beautifly Sp. z o. o. declara que Beautifly B-Lumix cumple con la Directiva 2014/30/UE.

عربي

بموجب هذا، فإن شركة Beautifly المحدودة تعلن بأن Beautifly B-Lumix متوافق مع التوجيه 2014/30/EU

Importer
Beautifly Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beautifly Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.
W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beautifly Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.
In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@beautifly.eu

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия на товар действует 24 месяца.
2. Гарантия охватывает период с даты получения устройства от ООО «Beautifly» и распространяется на дефекты, которые возникли вследствие причин, присущих полученному устройству.
3. Ремонт устройства будет произведен в кратчайшие сроки, но не более 21 рабочего дня с момента принятия устройства для проведения ремонтных работ в авторизованный сервисный центр.
4. Заказчик имеет право подать заявление о замене оборудования на исправное, если авторизованный сервисный центр определит, что устранение дефекта невозможно или требует чрезмерных затрат.
5. В случае, если неисправной является только часть изделия, которая может быть отсоединена от исправно функционирующей части прибора, права Заказчика по данной гарантии ограничиваются только дефектной частью изделия.
Для того, чтобы воспользоваться условиями гарантии, отправьте жалобу вместе с гарантийным талоном по следующему адресу
e-mail: serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie du produit est valable pour une période de 24 mois.
2. La garantie couvre la période à partir de la date d'achat du produit acquis auprès de Beautifly Sp. z o. o. et couvre les défauts découlant de causes inhérentes à l'appareil reçu.
3. L'appareil sera réparé dans les meilleurs délais, sans dépasser 21 jours ouvrables à compter de la date de réception de l'appareil pour réparation par un centre de service agréé.
4. Le client a le droit de demander le remplacement de l'équipement par un équipement sans défaut si le centre de service agréé détermine que la réparation du défaut est impossible ou nécessite des coûts excessifs.
5. Si seule une partie du produit est défectueuse et qu'il s'agit de la pièce détachable d'une partie du produit qui fonctionne correctement, les droits du client dans le cadre de cette garantie sont limités à la partie défectueuse du produit.
Pour bénéficier des conditions de garantie, veuillez envoyer votre réclamation accompagnée de la carte de garantie à l'adresse électronique suivante :
serwis@beautifly.eu

Produktgarantie

1. Die Produktgarantie gilt für einen Zeitraum von 24 Monaten.
 2. Die Garantie gilt ab dem Erhalt des Geräts von der Firma Beautifly Sp. z o.o. und umfasst Mängel, die durch das Gerät bedingt sind.
 3. Die Reparatur wird so schnell wie möglich durchgeführt, jedoch maximal innerhalb von 21 Werktagen ab der Annahme zur Reparatur durch eine autorisierte Werkstatt.
 4. Der Kunde ist berechtigt, den Austausch durch ein mängelfreies Gerät zu fordern, wenn die autorisierte Werkstatt feststellt, dass die Mängelbeseitigung unmöglich ist oder unverhältnismäßig teuer wäre.
 5. Falls nur ein Teil des Produkts mangelbehaftet ist und die von dem korrekt funktionierenden Teil des Geräts entfernt werden kann, beschränken sich die Garantierechte des Kunden auf den mangelbehafteten Teil.
- Zwecks Inanspruchnahme der Garantie muss die Reklamation einschließlich des Garantiescheins per E-Mail an serwis@beautifly.eu

CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantía del producto es válida durante 24 meses.
 2. La garantía cubre el período a partir de la fecha de recepción del producto de Beautifly Sp. z o. o. e incluye los defectos derivados de la construcción del dispositivo.
La reparación del equipo se llevará a cabo en el menor tiempo posible, sin exceder el plazo de 21 días hábiles desde la fecha de aceptación del dispositivo para su reparación por el Centro de Servicio Técnico Autorizado.
 3. El cliente tiene derecho a solicitar la sustitución del dispositivo por uno libre de defectos si el Centro de Servicio Técnico Autorizado determine que la eliminación del defecto es imposible o requiere gastos excesivos.
 4. Si sólo una parte del producto es defectuosa y es posible separarla de la parte del producto que funciona correctamente, los derechos del Cliente bajo esta garantía se limitarán sólo a la parte defectuosa del producto.
- Para beneficiarse de las condiciones de la garantía, se debe enviar una reclamación junto con la tarjeta de garantía a la dirección de correo electrónico: serwis@beautifly.eu

ضمان

1. المنتج مشمول بالضمان لمدة 24 شهرا.
 2. يشمل الضمان الفترة من تاريخ استلام الجهاز من شركة Beautifly sp. z.o. o. ويغطي العيوب الناتجة عن الأسباب الكامنة في الجهاز المستلم.
 3. سيتم إصلاح الجهاز في أسرع وقت ممكن، بما لا يتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ قبول الجهاز للإصلاح من قبل مركز الخدمة المعتمد.
 4. يحق للعميل التقدم بطلب لاستبدال الجهاز بأخر غير معيب، إذا قرر مركز الخدمة المعتمد أن إزالة العيب أمر مستحيل أو يتطلب تكاليف باهظة.
 5. إذا كان جزء فقط من المنتج معيباً ويمكن فصله عن جزء يعمل بشكل صحيح من المنتج، فإن حقوق العميل بموجب هذا الضمان تقتصر فقط على الجزء المعيب من المنتج.
- للاستفادة من شروط الضمان، يرجى إرسال شكوى مع بطاقة الضمان إلى عنوان البريد الإلكتروني serwis@beautifly.eu.

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki zawarte w
Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the terms and
conditions specified in the Warranty Certificate.