

BEAUTIFLY

EN

PL

B-Scrub

Blush

series

Peeling kawitacyjny Sonic skin scrubber



Instrukcja obsługi User manual



/beautifly.eu



@beautifly.eu



/beautiflyeu




beautifly.eu

B — Scrub
Blush
series

KAWITACJA
SONOFOREZA
WIBRACJE PULSACYJNE
ULTRADŹWIĘKI
2 TRYBY PRACY
TRANSPARENTNE ETUI
ZASILANIE AKUMULATOROWE

Twój niezawodny peeling kawitacyjny. Głębokie nawilżenie połączone z masażem ultradźwiękowym. Urządzenie B-Scrub złuszcza martwy naskórek i oczyszcza skórę pozostawiając ją jaśniejszą, elastyczną i zdrową. Wibracje o wysokiej częstotliwości 24 kHz zmiękczeją skórę i otwierają zablokowane pory. Peeling działa poprzez wykorzystanie zjawiska kawitacji czyli zmiany stanu cząsteczek cieczy, które eksplodują pod wpływem masażu ultradźwiękowego wybijając brud, uwalniając skórę od zanieczyszczeń i rogowej warstwy naskórka.

1. Łopatka ze stali nierdzewnej
2. Peeling
3. Sonoforeza
4. Przetątnik



Dane techniczne B—Scrub Blush

prąd ładowania:	0.3A
prąd wyjściowy:	0.35 mA
napięcie robocze:	DC 3.7V
napięcie ładowania:	DC 5V
napięcie nominalne:	220V AC / 5V DC
natężenie robocze:	200mA
wymiary:	4,5x18x5,5cm
częstotliwość drgań:	24 kHz ±20%
wersje kolorystyczne:	blush

Funkcje

Urządzenie do pielęgnacji skóry, wykorzystuje technologie ultradźwięków oraz jonoforezy, dzięki którym możliwe jest złuszczenie naskórka, doprowadzanie substancji odżywczych do komórek skóry, co powoduje jej uelastycznienie i poprawę jędrności.

Kawitacja:

Urządzenie złuszcza martwy naskórek i oczyszcza skórę pozostawiając ją jaśniejszą, elastyczną i zdrową. Wibracje o wysokiej częstotliwości 24 kHz zmiękczeją skórę i otwierają zablokowane pory. Peeling działa poprzez wykorzystanie zjawiska kawitacji czyli zmiany stanu cząsteczek cieczy, które eksplodują pod wpływem masażu ultradźwiękowego wybijając brud, uwalniając skórę od zanieczyszczeń i rogowej warstwy naskórka.

Sonoforeza:

Sonoforeza to zabieg wykorzystujący ultradźwięki. Ultradźwięki (fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości) zwiększają przepuszczalność błon komórkowych. W ten sposób ułatwiają substancjom odżywczym zawartym w preparatach kosmetycznych przenikanie w głębokie warstwy skóry. Ultradźwięki korzystnie wpływają też na przepływ limfy i metabolizm komórek.

Ostrzeżenie

1. Nie używać tego urządzenia do celów innych niż te, o których wspomniano w instrukcji obsługi.
2. Należy wyłączyć urządzenie, jeżeli nie jest używane. Nie używać urządzenia przez dłuższy czas w jednym miejscu. Zbyt szybkie przesuwanie urządzenia będzie miało wpływ na jego skuteczność.

3. Zabranie się korzystania z urządzenia osobom z ostrą, przewlekłą chorobą, gorączką, chorobą serca, w ciąży, po zabiegach chirurgii twarzy, z wysypką skórną, chorobą krwi, w okresie miesiączkowania, osobom z rozrusznikiem serca, apartem ortodontycznym.
4. Nie używać urządzenia wokół źrenicy, powieki, zranionej skóry, jamy ustnej i intymnych części ciała.
5. Proszę chronić urządzenie przed uderzeniami fizycznymi.
6. Proszę używać urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją. Urządzenie uszkodzone, oddać do naprawy.
7. Proszę trzymać urządzenie z dala od pyłu, wstrząsów, środowisk gorących lub nadmiernie zimnych.
8. Niniejsze urządzenie nie jest wodoszczelne, nie używać go w łazience ani w miejscach, które są przegrzane.
9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania, przed jego użyciem, proszę upewnić się, że urządzenie działa prawidłowo.

Przechowywanie

1. Utrzymuj urządzenia w suchości i czystości.
2. Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
3. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

Przetrzyj łopatkę peelingu mokrą ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie – nie jest wodoodporne.

Przed użyciem urządzenia

Przed pierwszym użyciem urządzenie należy naładować.

Sposób ładowania urządzenia

Urządzenie wyłączy się automatycznie po sygnale dźwiękowym „bip-bip-bip”.

Proszę otworzyć plastikową pokrywę i podłączyć kabel USB z zasilaczem 5V 0.6A-1A celem ładowania.

Kontrolka  miga podczas ładowania.

Kontrolka  przestanie migać po około 3 godzinach ładowania.

Przed użyciem

Przed przystąpieniem do wykonywania zabiegu należy zrobić demakijaż twarzy i dokładnie ją oczyścić z resztek makijażu. Rekomendujemy w tym celu użycie szczoteczki sonicznej B-Fresh. Następnie należy zwilżyć twarz, za pomocą bawełnianego wacika. Podczas wykonywania zabiegu skóra cały czas musi pozostać wilgotna, dlatego czynność tę trzeba powtarzać tak często, jak to konieczne.

B — Scrub
Blush
series

CAVITATION
SONOPHORESIS
PULSATING VIBRATIONS
ULTRASOUNDS
2 MODES OF OPERATION
TRANSPARENT CASE
BATTERY POWER SUPPLY

Your reliable skin scrubber. Deep hydration combined with ultrasound massage. The B-Scrub device exfoliates dead skin and cleanses the skin leaving it lighter, more flexible and healthy. Vibrations with high frequency 24 kHz soften the skin and open blocked pores. Peeling works through the use of the phenomenon of cavitation or change in the state of liquid molecules that explode under the influence of ultrasonic massage by knocking out dirt, releasing the skin from impurities and the horny layer of the epidermis.



Sposób użycia

Złuszczenie naskórka za pomocą ultradźwięków

1. Przed rozpoczęciem zabiegu, oczyść i zwilż skórę twarzy.
2. Włącz urządzenie naciskając przycisk jednokrotnie.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułkę od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.
5. Przemyj twarz wodą.


Jonizacja ujemna - wprowadzenie substancji odżywczych

1. Po oczyszczaniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
2. Włącz urządzenie naciskając przycisk dwukrotnie.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułkę od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Dzięki temu dogłębnie wprowadzisz kosmetyk.



Product description

1. Stainless steel shovel
2. Peeling
3. Sonophoresis
4. Switch



Technical data

charging current:	0.3A
output current:	0.35 mA
working voltage:	DC 3.7V
charging voltage:	DC 5V
nominal voltage:	220V AC → 5V DC
work intensity:	200mA
dimensions:	4,5x18x5,5cm
vibration frequency:	24 kHz ±20%
color versions:	blush

Functions

A skin care device, uses ultrasound technology and ionophoresis, which makes it possible to exfoliate the skin, supplying nutrients to skin cells, which makes it more elastic and improves firmness.

Cavitation:

The device exfoliates dead skin and cleanses the skin leaving it lighter, flexible and healthy. Vibrations with high frequency 24 kHz soften the skin and open blocked pores. Peeling works through the use of the phenomenon of cavitation or change in the state of liquid molecules that explode under the influence of ultrasonic massage by knocking out dirt, releasing the skin from impurities and the horny layer of the epidermis.

Sonophoresis:

Sonophoresis is a procedure that uses ultrasound. Ultrasound (high frequency sound waves) increases the permeability of cell membranes. In this way, they help the nutrients contained in cosmetic preparations to penetrate into the deep layers of the skin. Ultrasounds also have a positive effect on lymph flow and cell metabolism.

Warning

- 1 Do not use this device for purposes other than those mentioned in the user manual.

Turn off the device if it is not used. Do not use the device for a

2. long time in one place. Moving the device too fast will affect its effectiveness.

3. Take away the use of the device for people with acute, chronic illness, fever, heart disease, pregnancy, facial surgery, skin rash, blood disease, during menstruation, people with pacemakers, orthodontic accommodation.
4. Do not use the device around the pupil, eyelid, injured skin, mouth and intimate parts of the body.
5. Please protect the device against physical impact.
6. Please use the device in accordance with these instructions.
Damaged device, have it repaired.
7. Please keep the device away from dust, shocks, hot or excessively cold environments.
8. This device is not waterproof, do not use it in the bathroom or in places that are overheated.
9. If the packaging is damaged, before using it, please make sure that the device is working properly.

Storage

1. Keep the device dry and clean.
2. Keep away from high temperature.
3. Keep out of the reach of children.

Cleaning

Wipe the scrub pad with a wet cloth. Do not immerse the device in water – it is not waterproof.

Before using the device

The device must be charged before the first use.

The way of charging the device

The device will turn off automatically after the "beep-beep-beep"

Open the plastic cover and connect the USB cable with the 5V 0.6A-1A power supply for charging.

The indicator  flashes during charging.

The indicator  will stop flashing after about 3 hours of charging.

Before usage

Before starting the treatment, make-up facial cleanser should be done and the make-up remover should be thoroughly cleaned. We recommend using the Beautifly B-Fresh sonic brush for this purpose. Then moisten the face with a cotton swab. During the procedure, the skin must remain moist all the time, which is why you need to do it repeat as often as necessary.



Usage

Exfoliation of the epidermis with ultrasound

1. Before starting the treatment, clean and moisturize the face.
2. Turn on the device by pressing the button once.
3. Gently slide the spatula from bottom to top, along face contours at a 45-degree angle.
4. The device will turn off automatically after 10 minutes.
5. Wash your face with water.

Negative ionization – introduction of nutrients

1. After cleansing the facial skin, apply a care product (cream, serum, ampoule, gel) on it.
2. Turn on the device by pressing the button twice.
3. Gently slide the spatula from the bottom up, along the contours of the face at a 45-degree angle. Thanks to this, you can thoroughly introduce the cosmetic.





Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy, a o szczegóły dowiadywać się w swojej gminie. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe

szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

Electrical and electronic devices as well as batteries and accumulators must not be mixed with other household waste. This is indicated by the symbol of the crossed out basket on the packaging. Worn-out electric and electronic equipment as well as batteries and accumulators should be delivered to local separate waste collection points or to the seller, and for details inquire in your commune. Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components harmful to the environment and human health. Improper handling or damage to them may lead to health detriment or environmental pollution during further disposal or recycling of the equipment.



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE

Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beautifly Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Scrub is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polska

Niniejszym, Beautifly Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Scrub jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Importer

Beautifly Sp. z o.o.

Plac Bankowy 2

00-095 Warszawa

Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beautifly Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail: serwis@beautifly.eu

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beautifly Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address: serwis@beautifly.eu

BEAUTIFLY

.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.

I represent that I have read and accepted the
terms and conditions specified in the Warranty
Certificate.