

BEAUTIFLY

B-Scrub

PRO

series

Peeling kawitacyjny

Multifunctional skin scrubber



Instrukcja obsługi

User manual

B-Scrub

PRO

series

ultradźwięki	mikroprądy EMS	światło fotonowe
inteligentny timer	wodoodporność IPX5	jonoforeza
sterowanie jednym przyciskiem		przejrzysty wyświetlacz
nowoczesny design		ładowanie indukcyjne


B-Scrub PRO to profesjonalne urządzenie do peelingu kawitacyjnego oraz ujędrniania skóry. Oczyszcza, pielęgnuje, wygładza, rozjaśnia przebarwienia, złuszcza, koryguje koloryt, ale to nie wszystkie jego zalety. B-Scrub PRO wyposażony jest również w światło fotonowe, które wzmacnia efekty zarówno oczyszczania jak i wtłaczania składników aktywnych, głęboko w warstwy skóry. B-Scrub PRO posiada funkcję mikroprądów EMS, które mają za zadanie napiąć i ujędrnić skórę, a także podnieść jej owal. Skóra zostaje pobudzona do produkcji kolagenu i elastyny, a Ty zapominasz, co to znaczy upływ czasu.

Dane techniczne	
napięcie znamionowe:	3.7V
częstotliwość vibracji:	29±5K Hz
EMS:	low 85V / high 100V
ładowanie:	podstawka indukcyjna <4H
czasomierz:	5 min na każdy tryb
rozmiar:	170mm x 52mm x 26 mm
waga:	134g
materiał:	ABS
wodoodporność:	IPX5
kolor:	biały mat, różowe złoto

Produkt ma wbudowaną baterię litową, która ładuje się tylko przez stację ładowania indukcyjnego. Nie należy stawiać metalowych obiektów (z wyjątkiem urządzenia B-Scrub PRO) na podstawie ładującej, aby zapobiec możliwości poparzenia.

Opis części

1. Zatyczka
2. Łopatką ze stali nierdzewnej
3. Światło fotonowe LED (niebieskie/czerwone)
4. Wskaźnik ultradźwiękowy
5. Wskaźnik eksportu jonów dodatnich
6. Wskaźnik importu anionów
7. Wskaźnik EMS (niski)
8. Wskaźnik EMS (wysoki)
9. Wskaźnik mocy
10. Przycisk ON / OFF / mode
11. Baza ładowania indukcyjnego



Funkcje

Wielofunkcyjny peeling kawitacyjny B-Scrub PRO do pielęgnacji skóry. Łączy w sobie technologię ultradźwięków, jonów dodatnich i niebieskiego światła fotonowego, do atomizacji i oczyszczania martwego, zrogowaciałego naskórka. Połączenie ultradźwięków, jonów ujemnych i czerwonego światła fotonowego, sprzyja wchłanianiu esencji zawartej w używanych kremach, ampułkach czy serum. Ultradźwięki i EMS stymulują produkcję kolagenu i elastyny, odpowiedzialnej za napięcie skóry. Stosuj 1-2 razy w tygodniu, aby dogłębnie oczyścić skórę i poprawić skuteczność codziennej pielęgnacji.

Oczyszczanie (SONIC & ION+)

Po zwilżeniu skóry wodą, wibracje ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości rozpylają wodę, całkowicie zmiękczając martwy naskórek. Jony dodatnie pomagają eksportować zanieczyszczenia znajdujące się w porach skóry, a niebieskie światło fotonowe zapobiega namnażaniu się bakterii i równoważy wydzielanie sebum.

Nawilżanie (SONIC & ION-)

Aniony przyciągające wykorzystują mikroelastyczność ludzkiej skóry, za pomocą łopatkki peelingującej, skutecznie importują składniki odżywcze powierzchniowo do warstwy podstawowej skóry. Czerwone światło fotonowe z przenikalnością, poprawia wchłanianie składników odżywczych, pozostawiając skórę odżywioną i nawilżoną.

Odmładzanie (SONIC + EMS)

Mikroprądy wytworzone przez ultradźwięki i EMS, stymulują aktywność komórek. Proces ten, pobudza skórę do wytwarzania kolagenu i elastyny. Dzięki temu skóra staje się ujędrniona i gładka.

Opis trybów

No.	Status	Opis
1.	Oczyszczanie	Włącz urządzenie SONIC z ION+, łopatką peelingu wibruje z dużą częstotliwością, niebieskie światło włączone, automatyczne wyłączenie po 5 minutach.
2.	Nawilżanie	Włącz urządzenie i naciśnij 1 raz przycisk on/off/mode na SONIC + ION-, łopatką peelingu wibruje z wysoką częstotliwością, czerwone światło włączone, automatyczne wyłączenie po 5 minutach.
3.	Odmładzanie	a. Włącz urządzenie i naciśnij przycisk on/off/mode 2 razy w trybie SONIC + EMS/L, głowica peelingu wibruje w wysokiej częstotliwości, EMS o niskim natężeniu, automatycznie wyłącza się po 5 minutach. b. Włącz urządzenie i trzykrotnie naciśnij przycisk on/off w trybie SONIC + EMS/H, głowica peelingu wibruje w wysokiej częstotliwości, EMS o wysokim natężeniu, automatycznie wyłącza się po 5 minutach
4.	Automatyczne wyłączenie	2 sygnały dźwiękowe, wyłączone światło, wyłączone urządzenie.
5.	Wyłączenie manualne	Naciśnij przycisk on/off/mode, aby wyłączyć urządzenie.
6.	Niski poziom baterii	3 sygnały dźwiękowe, przycisk zmienia kolor na czerwony i miga.
7.	Ładowanie urządzenia	Przycisk on/off/mode zmienia kolor na czerwony i miga.
8.	Naładowanie urządzenia	Przycisk on/off/mode zrobiony zmienia kolor na zielony.

Sposób użycia

Złuszczenie naskórka za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja+)

1. Przed rozpoczęciem zabiegu dokładnie oczyść skórę, zmyj makijaż. Następnie zwilż skórę twarzy bawełnianym wacikiem lub atomizerem. W tym celu można użyć soli fizjologicznej, toniku lub wody. Podczas trwania zabiegu skóra cały czas musi być wilgotna. Nie można wykonywać zabiegu na suchej skórze.
2. Włącz urządzenie i uruchom tryb Ultradźwięki + Jonizacja+.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni. Szpatułka powinna być ustawiona w taki sposób aby, światło fotonowe dochodziło do skóry.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
5. Przetrzyj twarz tonikiem.

Szczegółowa poprawna instrukcja wykonania zabiegu peelingu kawitacyjnego dostępna na naszym kanale YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=xjL3O1BQ6A8>

Wprowadzanie substancji odżywczych za pomocą ultradźwięków (Ultradźwięki + Jonizacja-)

1. Po oczyszczeniu skóry twarzy, nałóż na nią produkt pielęgnacyjny (krem, serum, ampułka, żel).
2. Włącz urządzenie i naciśnij Włącznik/ Wyłącznik jeden raz, aby uruchomić tryb Ultradźwięki + Jonizacja-.
3. Delikatnie przesuwaj szpatułką od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy. Szpatułka powinna być ułożona w sposób odwrotny niż w kroku pierwszym. W przypadku wątpliwości jak prawidłowo trzymać urządzenie zachęcamy do odwiedzenia naszego kanału na platformie YouTube.
4. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.



EMS (Ultradźwięki + Prądy EMS).

1. Po pielęgnacji skóry twarzy, włącz urządzenie i naciśnij włącznik/wyłącznik dwa razy, aby uruchomić tryb Ultradźwięki + EMS/stabe (do wyboru dwa poziomy pracy).
2. Aby poprawić elastyczność skóry przesuwaj szpatułką, wykonując ruchy od dołu do góry, wzdłuż konturów twarzy pod kątem 45 stopni.
3. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 5 minutach.
4. Po zakończeniu pracy urządzenia należy przetrzeć je bawełnianą wilgotną ściereczką.

Ostrzeżenia

1. Osoba z rozrusznikiem serca nie może wykonywać zabiegu z użyciem urządzenia B-Scrub PRO.
2. Zabrania się korzystania przez osoby po zabiegu chirurgicznym skóry w ciągu 1 miesiąca lub oparzenia skóry.
3. Zabronione jest używanie przez osoby z zapaleniem skóry, blizną, uszkodzeniem i wrażliwością elektromagnetyczną.
4. Przed rozpoczęciem pracy zdejmij zegarek, okulary i inne metalowe przedmioty.
5. Unikaj kontaktu głowicy z gałką oczną.
6. Nie pracuj w tym samym obszarze przez długi czas.
7. Nie używać urządzenia przez kobiety w ciąży.

Czyszczenie

Przełutcz szpatułkę peelingu i przetrzyj ją suchą miękką ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie na dłuższy czas.

Przechowywanie

1. Utrzymuj urządzenie w suchości i czystości.
2. Trzymaj z dala od wysokiej temperatury.
3. Przechowuj poza zasięgiem dzieci.

B—Scrub

PRO

series

ultrasounds		EMS micro currents	
smart timer	IPX5 waterproof		photon light
iontophoresis	one button control		clear display
modern design		induction charging	


B—Scrub PRO is a professional device for cavitation peeling and skin firming. Cleans, cares, smoothes, brightens discolorations, exfoliates, corrects the color, but it's not all its advantages. B—Scrub PRO is also equipped with photon light, which strengthens the effects of both purification and injection of active ingredients deeply into the skin layers. B—Scrub PRO has the function of EMS microcurrents, which have the task of tightening and firming the skin, as well as raise its oval. The skin is stimulated to produce collagen and elastin, and you forget what it means to pass the time.

Technical data	
rated voltage:	3.7V
vibration frequency:	29 ± 5K Hz
EMS:	low 85V / high 100V
landing:	induction base <4H
timepiece:	5 min for each mode
size:	170mm x 52mm x 26 mm
weight:	134g
material:	ABS
waterproof:	IPX5
c colour:	white matt, rose gold

The product has a built-in lithium battery that only charges through the induction charging station. Do not place metal objects (except the B-Scrub PRO device) on the charging base to prevent burns.

Part description

1. Plug
2. Stainless steel spatula
3. LED photon light (blue / red)
4. Ultrasonic plan
5. Positive ion export plan
6. Anion import tips
7. EMS indicator (low)
8. EMS indicator (high)
9. Power indicator
10. ON / OFF / mode button
11. Induction charging base



Function

Multifunctional skin scrubber B- Scrub PRO for skin care. It combines ultrasound, positive ion and blue photon light technology to atomize and cleanse the dead, calloused epidermis. The combination of ultrasounds, negative ions and photon red light favors the absorption of the essence contained in used creams, ampoules or serums. Ultrasounds and EMS stimulate the production of collagen and elastin, responsible for skin tension. Apply 1-2 times a week to thoroughly cleanse the skin and improve the effectiveness of daily care.

Clean (SONIC & ION+)

After moisturizing the skin with water, high frequency ultrasonic vibration atomizes water, fully softens aging skin. Positive ion helps to export residual. Blue light prevent bacterial multiplication and balance sebum secretion.

Moisture (SONIC + ION-)

When the anion attract human micro-electricity, shovel head effectively imports the surface nutrient into basal layer. Red light with penetrability, improve the absorption of nutrient, leaving you nourishing and moisturized skin.

Anti-age (SONIC + EMS)

Microcurrents generated by ultrasound and EMS stimulate cell activity. This process stimulates the skin to produce collagen and elastin. Thanks to this, the skin becomes toned and smooth.

Description of modes

No.	Status	Indicator
1.	Clean	Power on into SONIC with ION+ mode, shovel head vibrates in high frequency, blue light on, auto-off after 5 minutes.
2.	Moisture	Power on and press 1 time on/off/mode button into SONIC + ION- mode, shovel head vibrates in high frequency, red light on, auto-off after 5 minutes.
3.	Anti-age	a. Turn on the device and press the on/off/mode button 2 times in SONIC +EMS/L mode, the shovel head vibrates at high frequency, EMS with low intensity, it automatically turns off after 5 minutes. b. Turn on the device and press the on / off button 3 times in SONIC + EMS / H mode, the shovel head vibrates at high frequency, EMS with high intensity, automatically turns off after 5 minutes
4.	Auto-off	Beeps 2 times, lights off, device off.
5.	Manual off	Press on/off/mode to skip all modes till turn it off.
6.	Low battery	Beeps 3 times, button turns red and flash.
7.	In charging	On/off/mode button turns red and keep flashing.
8.	Full charged	On/off/mode button turns green.

Usage

Exfoliation of the epidermis with ultrasounds (Ultrasounds + Ionization+)

1. Before applying the treatment, cleanse your skin thoroughly and wash your makeup. Then wet your face with a cotton swab or atomizer. For this you can use saline, tonic or water. The skin must be moist during the procedure. You cannot apply treatments on dry skin.
2. Turn on the device and start Ultrasound + Ionization + mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top along face contours at an angle of 45 degrees. The spatula should be accessible in such a way that the photon light reaches the skin.
4. The device will turn off automatically after 5 minutes.
5. Wipe your face with tonic.

Detailed correct instructions for cavitation peeling are available on our YouTube channel:

<https://www.youtube.com/watch?v=xjL3O1BQ6A8>

Introduction of nutrients using ultrasounds (Ultrasounds + Ionization-)

1. After cleansing your face, apply the product to it care (cream, serum, ampoule, gel).
2. Turn the device on and press the On / Off switch once to activate the Ultrasound + Ionization- mode.
3. Gently move the spatula from bottom to top along the contours face. The spatula should be arranged in the opposite way than in the first step. In case of doubt about how to properly hold the device, please visit our channel on the YouTube platform.
4. The device will turn off automatically after 5 minutes.



EMS (Ultrasounds + EMS currents).

1. After facial skin care, turn on the device and press On / off switch twice to enter Ultrasound mode + EMS / weak (two work levels to choose from).
2. To improve skin elasticity, move with a spatula, by making movements from the bottom up along the contours of the face under 45 degree angle.
3. The device will turn off automatically after 5 minutes.
4. After finishing using the machine, wipe it with a damp cotton cloth.

Cautions

1. Person with electronic human organ are forbidden to use it.
2. Person with skin surgery within 1 month or skin sunburn is forbidden to use.
3. Forbidden to use by person with inflammation of the skin, scar, damaged and electromagnetic sensitive is forbidden to use.
4. Take off watch, glasses and other metal objects before operation.
5. Avoid shovel head close to eyeball.
6. Don't operate in the same area for long time.
7. Do not use the device for pregnant women.

Cleaning

Rinse the shovel head and wipe it with a dry soft cloth after using.
Do not immerse the device into water for long time.

Storage

1. Keep it dry and clean.
2. Keep it away from high temperature.
3. Keep it out of reach of children.



Przekreślony symbol pojemnika na śmieci, oznacza, że na terenie Unii Europejskiej po zakończeniu użytkowania produktu należy się go pozbyć w osobnym, specjalnie do tego przeznaczonym punkcie. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

The crossed-out wheeled bin symbol indicates that in the European Union after the end of the product's useful life it must be disposed of in a separate, dedicated collection point. Do not dispose of these products together with unsorted general household waste



Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RE 2014/30/UE

Deklaracja zgodności odnośnie do Dyrektywy
RoHS 2011/65/UE

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

English

Hereby, Beauty Factor Sp. z o. o. declares that the device equipment Beautifly B-Scrub PRO is in compliance with Directive 2014/30/UE.

Polska

Niniejszym, Beauty Factor Sp. z o. o. deklaruje, że Beautifly B-Scrub PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/30/UE.

Importer

Beauty Factor Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
Assembled in China

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja na produkt jest ważna w okresie 24 miesięcy.
2. Gwarancja obejmuje okres od daty otrzymania urządzenia od firmy Beauty Factor Sp. z o. o. i obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w otrzymanym urządzeniu.
3. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 21 dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia do naprawy przez Autoryzowany Zakład Serwisowy.
4. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli Autoryzowany Serwis stwierdzi, że usunięcie wady jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów.
5. Jeśli tylko część produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części produktu działającej prawidłowo, uprawnienia Klienta wynikające z niniejszej gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części produktu.

W celu skorzystania w warunków gwarancji, należy wysłać zgłoszenie reklamacyjne wraz z kartą gwarancyjną na adres e-mail serwis@rgmedia.pl bądź skontaktować się z serwisem telefonicznie pod numerem infolinii 41 306 70 71

TERMS OF WARRANTY

1. The product warranty is valid for a period of 24 months.
2. The warranty covers the period from the date of receipt of the device from Beauty Factor Sp. z o. o. and covers defects resulting from causes inherent in the received device.
3. The device will be repaired as soon as possible, not exceeding 21 working days from the date of acceptance of the device for repair by an Authorized Service Center.
4. The customer has the right to apply for replacement of equipment free from defects, if the Authorized Service finds that the removal of the defect is impossible or requires excessive costs.
5. If only part of the product is defective and can be detached from the part of the product working properly, the Customer's rights resulting from this warranty limit only to the defective part of the product.

In order to benefit from the warranty conditions, please send a complaint notification together with the warranty card to the e-mail address serwis@rgmedia.pl



.....
NAZWA / ADRES SPRZEDAWCY

NAME / ADDRESS OF THE SELLER

.....
NR DOWODU ZAKUPU

NUMBER OF EVIDENCE OF PURCHASE

.....
DATA SPRZEDAŻY

DATE OF SALE

.....
NAZWA URZĄDZENIA

DEVICE NAME

.....
NR SERYJNY / MODEL

SERIAL NUMBER / MODEL

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
warunki zawarte w Karcie Gwarancyjnej.
I represent that I have read and accepted the
terms and conditions specified in the Warranty
Certificate.

.....