

BEAUTIFLY

Derma
Blush
series

Urządzenie do
mikrodermabrazji
Microdermabrasion and
blackhead remover


Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautiflyeu

f1



f2



Napięcie:	5V
Aktualny:	450mAh
Bateria:	Akumulator litowo-jonowy
Moc:	1,6 W
Rozmiar:	163,5x52x38mm
Waga:	205g
Moc ssania:	50-60 kPa

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2-f1]:

1. Wskaźnik ładowania
2. Wskaźnik mocy ssania
3. Przycisk zasilania/regulacja mocy ssania
4. Port USB

Opis głowic:

1. Mała okrągła głowica ssąca. Niska moc ssania Dla osób, które mają suchą lub wrażliwą skórę oraz tych, którzy rozpoczynają zabiegi urządzeniem.
2. Owalna głowica ssąca. Średnia moc ssania/specjalny kształt. Do zabiegów liftingu i ujędrniania.
3. Okrągła głowica ssąca. Dłukatna/średnia moc ssania. Dla osób, które mają tłustą skórę, trądzik lub zaskórniki.
4. Mała mikrokrystaliczna głowica ssąca
5. Owalna mikrokrystaliczna głowica ssąca
6. Okrągła mikrokrystaliczna głowica ssąca

Obsługa:

Włączanie/Wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, produkt jest włączony, wyświetlacz jest włączony, a moc ssania wyświetla 1 poziom (soft).

Regulacja mocy:

Krótko naciśnij przycisk zasilania, aby wyregulować moc ssania. Każde jego krótkie wciśnięcie zwiększa moc ssania o jeden poziom, zgodnie z kolejnością: soft > normal > strong > ultra strong.

Zastosowanie:

- Przebarwienia
- Blizny
- Rozstępy
- Rozszerzone, bardzo widoczne pory
- Zaskórniki i trądzik (omijać zmiany zapalne, ropne)
- Zmarszczki
- Skóra pozbawiona zdrowego kolorytu z pierwszymi oznakami fotostarzenia

Przeciwwskazania:

- Aktywny trądzik ropny
- Trądzik różowaty
- Terapia retinoidami
- Zabiegi kwasowe, lasery - przynajmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji
- Łuszczyca
- Choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry
- Cera naczyńniowa
- Skłonność do bliznowacenia
- Przerwana ciągłość skóry (świeże rany)
- Nowotwory skóry lub podejrzane znamiona w miejscu poddawanemu zabiegowi
- Wypełniacze w twarzy - co najmniej 4 tygodnie odstępu przed wykonaniem mikrodermabrazji, w przeciwnym wypadku preparat może się przemieścić.
- Nie myć urządzenia wodą, urządzenie nie jest wodoodporne.

Ustaw głowicę ssącą w pozycji 90 stopni i powoli przesuwaj ją po twarzy. Nie przytrzymuj w tej samej części przez długi czas. (Zanim zdejmiesz głowicę ssącą ze skóry, przechyl ją na bok, aby uwolnić powietrze pod ciśnieniem. Pozwoli to bezpiecznie ściągnąć ją, nie podrażniając przy tym skóry. Nie ciągnij ani nie przesuwaj jej bezpośrednio, aby uniknąć pociągnięcia skóry i zaczerwienienia).

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension:	5V
Current:	450mAh
Battery:	Lithium-ion battery
Power:	1.6 W
Size:	163.5x52x38mm
Libra:	205g
Suction power:	50-60 kPa

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. Charging indicator
2. Suction power indicator
3. Power button/suction power adjustment
4. USB port

Description of heads:

1. Small round suction head. Low suction power For people who have dry or sensitive skin and those who are just starting treatments with the device.
2. Oval suction head. Medium suction power/special shape. For lifting and firming treatments.
3. Round suction head. Gentle/medium suction power. For people who have oily skin, acne or blackheads.
4. Small microcrystalline suction head
5. Oval microcrystalline suction head
6. Round microcrystalline suction head

Service:

Enable/Disable

Press and hold the power button for 3 seconds, the product is turned on, the display is on and the suction power displays 1 level (soft).

Power regulation:

Short press the power button to adjust the suction power. Each short press increases the suction power by one level, in the order: soft > normal > strong > ultra strong.

Application:

- Discoloration
- Scars
- Stretch marks
- Enlarged, very visible pores
- Blackheads and acne (avoid inflammatory and purulent lesions)
- Wrinkles
- Skin devoid of healthy color with the first signs of photoaging

Contraindications:

- Active purulent acne
- Rosacea
- Retinoid therapy
- Acid treatments, lasers - at least 4 weeks interval before microdermabrasion
- Psoriasis
- Viral, bacterial and fungal skin diseases
- Vascular skin
- Tendency to scarring
- Broken skin continuity (fresh wounds)
- Skin cancer or suspicious moles in the area being treated
- Facial fillers - at least 4 weeks before microdermabrasion, otherwise the preparation may move.
- Do not wash the device with water, the device is not waterproof.

Turn the suction head to a 90-degree position and slowly move it over your face. Don't hold in the same part for a long time. (Before removing the suction head from the skin, tilt it to the side to release the pressurized air. This will allow you to remove it safely without irritating the skin. Do not pull or move it directly to avoid pulling the skin and causing redness.)

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spannung:	5V
Aktuell:	450 mAh
Batterie:	Litium-Ionen-Batterie
Leistung:	1,6 W
Größe:	163,5x52x38mm
Waage:	205g
Saugleistung:	50-60 kPa

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Ladeanzeige
2. Saugleistungsanzeige
3. Ein-/Aus-Taste/Saugleistungseinstellung
4. USB-Anschluss

Beschreibung der Köpfe:

1. Kleiner runder Saugkopf. Geringe Saugleistung. Für Menschen mit trockener oder empfindlicher Haut und diejenigen, die gerade erst mit der Behandlung mit dem Gerät beginnen.
2. Ovaler Saugkopf. Mittlere Saugkraft/spezielle Form. Für Lifting- und Straffungsbehandlungen.
3. Runder Saugkopf. Sanfte/mittlere Saugleistung. Für Menschen mit fettiger Haut, Akne oder Mitessern.
4. Kleiner mikrokristalliner Saugkopf
5. Ovaler mikrokristalliner Saugkopf
6. Runder mikrokristalliner Saugkopf

Service:

Aktivieren deaktivieren

Halten Sie den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt, das Produkt wird eingeschaltet, das Display ist eingeschaltet und die Saugleistung zeigt 1 Stufe (sanft) an.

Leistungsregulierung:

Drücken Sie kurz die Einschalttaste, um die Saugleistung anzupassen. Jeder kurze Druck erhöht die Saugkraft um eine Stufe, in der Reihenfolge: sanft > normal > stark > ultrastark.

Anwendung:

- Verfärbung
- Narben
- Dehnungsstreifen
- Vergrößerte, gut sichtbare Poren
- Mitesser und Akne (entzündliche und eitrige Läsionen vermeiden)
- Falten
- Haut ohne gesunde Farbe mit ersten Anzeichen von Lichtalterung

Kontraindikationen:

- Aktive eitrige Akne
- Rosacea
- Retinoidtherapie
- Säurebehandlungen, Laser – mindestens 4 Wochen Abstand vor der Mikrodermabrasion
- Schuppenflechte
- Virale, bakterielle und pilzliche Hauterkrankungen
- Gefäßhaut
- Neigung zur Narbenbildung
- Gebrochene Hautkontinuität (frische Wunden)
- Hautkrebs oder verdächtige Muttermale im behandelten Bereich
- Gesichtsfüller - mindestens 4 Wochen vor der Mikrodermabrasion, da sich sonst das Präparat verschieben kann.
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Wasser, das Gerät ist nicht wasserdicht.

Drehen Sie den Saugkopf in eine 90-Grad-Position und bewegen Sie ihn langsam über Ihr Gesicht. Halten Sie nicht zu lange an der gleichen Stelle fest. (Bevor Sie den Saugkopf von der Haut entfernen, neigen Sie ihn zur Seite, um die Druckluft abzulassen. So können Sie ihn sicher entfernen, ohne die Haut zu reizen. Ziehen oder bewegen Sie ihn nicht direkt, um ein Ziehen an der Haut und Rötungen zu vermeiden.)

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension:	5V
Actuel:	450mAh
Batterie:	Batterie aux ions lithium
Pouvoir:	1,6 W
Taille:	163,5x52x38mm
Balance:	205g
Puissance d'aspiration :	50-60 kP

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2-f1]:

1. Indicateur de charge
2. Indicateur de puissance d'aspiration
3. Bouton d'alimentation/réglage de la puissance d'aspiration
4. Port USB

Description des têtes:

1. Petite tête d'aspiration ronde. Faible puissance d'aspiration Pour les personnes ayant la peau sèche ou sensible et celles qui débutent un traitement avec l'appareil.
2. Tête d'aspiration ovale. Puissance d'aspiration moyenne/forme spéciale. Pour les soins liftants et raffermissants.
3. Tête d'aspiration ronde. Puissance d'aspiration douce/moyenne. Pour les personnes ayant la peau grasse, l'acné ou les points noirs.
4. Petite tête d'aspiration microcristalline
5. Tête d'aspiration microcristalline ovale
6. Tête d'aspiration microcristalline ronde

Service:

Activer/désactiver

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 3 secondes, le produit est allumé, l'écran est allumé et la puissance d'aspiration affiche 1 niveau (doux).

Régulation de puissance:

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler la puissance d'aspiration. Chaque pression courte augmente la puissance d'aspiration d'un niveau, dans l'ordre : doux > normal > fort > ultra fort.

Application:

- Décoloration
- Cicatrices
- Vergetures
- Pores dilatés et très visibles
- Points noirs et acné (éviter les lésions inflammatoires et purulentes)
- Les rides
- Peau dépourvue de couleur saine avec les premiers signes de photovieillissement

Contre-indications:

- Acné purulente active
- Rosacée
- Thérapie aux rétinoïdes
- Traitements acides, lasers - intervalle d'au moins 4 semaines avant la microdermabrasion
- Psoriasis
- Maladies cutanées virales, bactériennes et fongiques
- Peau vasculaire
- Tendance aux cicatrices
- Continuité cutanée brisée (plaies fraîches)
- Cancer de la peau ou grains de beauté suspects dans la zone traitée
- Produits de comblement pour le visage - au moins 4 semaines avant la microdermabrasion, sinon la préparation risque de bouger.
- Ne lavez pas l'appareil à l'eau, l'appareil n'est pas étanche.

Tournez la tête d'aspiration à une position de 90 degrés et déplacez-la lentement sur votre visage. Ne restez pas longtemps dans la même partie. (Avant de retirer la tête d'aspiration de la peau, inclinez-la sur le côté pour libérer l'air sous pression. Cela vous permettra de la retirer en toute sécurité sans irriter la peau. Ne la tirez pas et ne la déplacez pas directement pour éviter de tirer la peau et de provoquer des rougeurs.)

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensión:	5V
Actual:	450mAh
Batería:	Batería de iones de litio
Fuerza:	1,6W
Tamaño:	163,5x52x38mm
Libra:	205g
Poder de succión:	50-60 kP

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Indicador de carga
2. Indicador de potencia de succión
3. Botón de encendido/ajuste de potencia de succión
4. Puerto USB

Descripción de cabezas:

1. Cabezal de succión redondo pequeño. Bajo poder de succión Para personas que tienen piel seca o sensible y quienes recién inician tratamientos con el dispositivo.
2. Cabezal de aspiración ovalado. Potencia de succión media/forma especial. Para tratamientos lifting y reafirmantes.
3. Cabezal de succión redondo. Potencia de succión suave/media. Para personas que tienen piel grasa, acné o puntos negros.
4. Pequeño cabezal de succión microcristalino
5. Cabezal de succión microcristalino ovalado
6. Cabezal de succión microcristalino redondo

Servicio:

Habilitar/deshabilitar

Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos, el producto se enciende, la pantalla está encendida y la potencia de succión muestra 1 nivel (suave).

Regulación de potencia:

Presione brevemente el botón de encendido para ajustar la potencia de succión. Cada pulsación breve aumenta la potencia de succión en un nivel, en el orden: suave > normal > fuerte > ultra fuerte.

Solicitud:

- Decoloración
- Cicatrices
- Estrías
- Poros dilatados y muy visibles.
- Puntos negros y acné (evitar lesiones inflamatorias y purulentas)
- Arrugas
- Piel desprovista de color saludable con los primeros signos de fotoenvejecimiento

Contraindicaciones:

- Acné purulento activo
- Rosácea
- Terapia con retinoides
- Tratamientos con ácido, láseres - intervalo de al menos 4 semanas antes de la microdermoabrasión
- Soriasis
- Enfermedades cutáneas virales, bacterianas y fúngicas.
- Piel vascular
- Tendencia a las cicatrices.
- Continuidad de la piel rota (heridas recientes)
- Cáncer de piel o lunares sospechosos en la zona a tratar
- Rellenos faciales: al menos 4 semanas antes de la microdermoabrasión, de lo contrario la preparación puede moverse.
- No lave el dispositivo con agua, el dispositivo no es resistente al agua.

Gire el cabezal de succión a una posición de 90 grados y muévelo lentamente sobre su cara. No permanezcas mucho tiempo en la misma parte. (Antes de retirar el cabezal de succión de la piel, inclínalo hacia un lado para liberar el aire presurizado. Esto le permitirá retirarlo de forma segura sin irritar la piel. No tire de él ni lo mueva directamente para evitar tirar de la piel y provocar enrojecimiento.)

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão:	5V
Atual:	450mAh
Bateria:	Bateria de íon de lítio
Poder:	1,6W
Tamanho:	163,5x52x38mm
Libra:	205g
Poder de sucção:	50-60 kP

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Indicador de carga
2. Indicador de potência de sucção
3. Botão liga / desliga / ajuste de potência de sucção
4. Porta USB

Descrição das cabeças:

1. Cabeça de sucção redonda pequena. Baixo poder de sucção Para pessoas com pele seca ou sensível e que estão iniciando os tratamentos com o aparelho.
2. Cabeça de sucção oval. Poder de sucção médio/formato especial. Para tratamentos lifting e reafirmantes.
3. Cabeça de sucção redonda. Poder de sucção suave/médio. Para pessoas que têm pele oleosa, acne ou cravos.
4. Pequena cabeça de sucção microcristalina
5. Cabeça de sucção microcristalina oval
6. Cabeça de sucção microcristalina redonda

Serviço:

Habilitar desabilitar

Pressione e segure o botão liga / desliga por 3 segundos, o produto é ligado, o display liga e a potência de sucção exibe 1 nível (suave).

Regulação de energia:

Pressione rapidamente o botão liga / desliga para ajustar a potência de sucção. Cada pressão curta aumenta o poder de sucção em um nível, na ordem: suave > normal > forte > ultra forte.

Aplicativo:

- Descoloração
- Cicatrizes
- Estrias
- Poros dilatados e muito visíveis
- Cravos e acne (evitar lesões inflamatórias e purulentas)
- Rugas
- Pele desprovida de cor saudável com primeiros sinais de fotoenvelhecimento

Contra-indicações:

- Acne purulenta ativa
- Rosácea
- Terapia retinóide
- Tratamentos ácidos, lasers - intervalo de pelo menos 4 semanas antes da microdermoabrasão
- Psoríase
- Doenças virais, bacterianas e fúngicas da pele
- Pele vascular
- Tendência a cicatrizes
- Continuidade da pele quebrada (feridas recentes)
- Câncer de pele ou manchas suspeitas na área a ser tratada
- Preenchimentos faciais - pelo menos 4 semanas antes da microdermoabrasão, caso contrário o preparo pode se mover.
- Não lave o aparelho com água, o aparelho não é à prova d'água.

Gire a cabeça de sucção para uma posição de 90 graus e mova-a lentamente sobre o rosto. Não segure na mesma parte por muito tempo. (Antes de remover a cabeça de sucção da pele, incline-a para o lado para liberar o ar pressurizado. Isso permitirá removê-la com segurança sem irritar a pele. Não puxe ou mova-a diretamente para evitar puxar a pele e causar vermelhidão.)

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensione:	5 V
Attuale:	450 mAh
Batteria:	Batteria agli ioni di litio
Energia:	1,6 W
Misurare:	163,5x52x38 mm
Libra:	205 g
Potenza di aspirazione:	50-60 kP

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2-f1]:

1. Indicatore di carica
2. Indicatore della potenza di aspirazione
3. Tasto di accensione/regolazione potenza di aspirazione
4. Porta USB

Descrizione delle teste:

1. Piccola testa di aspirazione rotonda. Bassa potenza di aspirazione Per le persone che hanno la pelle secca o sensibile e per coloro che hanno appena iniziato i trattamenti con il dispositivo.
2. Testa di aspirazione ovale. Potenza di aspirazione media/forma speciale. Per trattamenti liftanti e rassodanti.
3. Testa di aspirazione rotonda. Potenza di aspirazione delicata/media. Per le persone che hanno la pelle grassa, acne o punti neri.
4. Piccola testa di aspirazione microcristallina
5. Testa di aspirazione microcristallina ovale
6. Testa di aspirazione microcristallina rotonda

Servizio:**Abilita/Disabilita**

Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi, il prodotto si accende, il display è acceso e la potenza di aspirazione viene visualizzata a 1 livello (delicata).

Regolazione della potenza:

Premere brevemente il pulsante di accensione per regolare la potenza di aspirazione. Ad ogni pressione breve la potenza di aspirazione aumenta di un livello, nell'ordine: dolce > normale > forte > ultra forte.

Applicazione:

- Scolorimento
- Cicatrici
- Smagliature
- Pori dilatati e molto visibili
- Punti neri e acne (evitare lesioni infiammatorie e purulente)
- Rughe
- Pelle priva di colorito sano con i primi segni di fotoinvecchiamento

Controindicazioni:

- Acne purulenta attiva
- Acne rosacea
- Terapia con retinoidi
- Trattamenti acidi, laser - intervallo di almeno 4 settimane prima della microdermoabrasione
- Psoriasi
- Malattie cutanee virali, batteriche e fungine
- Pelle vascolare
- Tendenza alla cicatrizzazione
- Continuità cutanea interrotta (ferite fresche)
- Cancro della pelle o nei sospetti nell'area da trattare
- Filler facciali - almeno 4 settimane prima della microdermoabrasione, altrimenti la preparazione potrebbe spostarsi.
- Non lavare il dispositivo con acqua, il dispositivo non è impermeabile.

Ruota la testa di aspirazione in una posizione di 90 gradi e spostala lentamente sul viso. Non trattenere a lungo la stessa parte. (Prima di rimuovere la testina di aspirazione dalla pelle, inclinarla lateralmente per rilasciare l'aria pressurizzata. Ciò consentirà di rimuoverla in sicurezza senza irritare la pelle. Non tirarla o spostarla direttamente per evitare di tirare la pelle e provocare arrossamenti.)

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napětí:	5V
Aktuální:	450 mAh
Baterie:	Lithium-iontová baterie
Napájení:	1,6 W
Velikost:	163,5 x 52 x 38 mm
Váhy:	205 g
Sací výkon:	50-60 kP

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Indikátor nabíjení
2. Indikátor sacího výkonu
3. Tlačítko napájení/nastavení sacího výkonu
4. USB port

Popis hlav:

1. Malá kulatá sací hlava. Nízký sací výkon Pro osoby se suchou nebo citlivou pokožkou a pro ty, kteří s ošetřením přístrojem teprve začínají.
2. Oválná sací hlava. Střední sací výkon/speciální tvar. Pro liftingové a zpevňující ošetření.
3. Kulatá sací hlava. Jemný/střední sací výkon. Pro lidi, kteří mají mastnou pleť, akné nebo černé tečky.
4. Malá mikrokrytalická sací hlava
5. Oválná mikrokrytalická sací hlava
6. Kulatá mikrokrytalická sací hlava

Servis:

Povolit zakázat

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, výrobek se zapne, displej se rozsvítí a sací výkon zobrazí 1 úroveň (měkký).

Regulace výkonu:

Krátkým stisknutím tlačítka napájení upravíte sací výkon. Každé krátké stisknutí zvýší sací výkon o jednu úroveň v pořadí: měkký > normální > silný > ultra silný.

Aplikace:

- Změna barvy
- Jizvy
- Strie
- Rozšířené, velmi viditelné póry
- Černé tečky a akné (vyhněte se zánětlivým a hnisavým lézím)
- Vrásky
- Pleť bez zdravé barvy s prvními známkami fotostárnutí

Kontraindikace:

- Aktivní hnisavé akné
- Rosacea
- Retinoidní terapie
- Kyselá ošetření, lasery - minimálně 4týdenní interval před mikrodermabrazí
- Psoriáza
- Virové, bakteriální a plísňové onemocnění kůže
- Cévní kůže
- Sklon k jizvám
- narušená kontinuita kůže (čerstvé rány)
- Rakovina kůže nebo podezřelé znaménka v ošetřované oblasti
- Obličejové výplně - minimálně 4 týdny před mikrodermabrazí, jinak se přípravek může hýbat.
- Zařízení neomývejte vodou, zařízení není vodotěsné.

Otočte sací hlavici do polohy 90 stupňů a pomalu s ní pohybujte po obličeji. Nedržte ve stejné části po dlouhou dobu. (Před sejmutím sací hlavice z pokožky ji nakloňte na stranu, aby se uvolnil stlačený vzduch. To vám umožní ji bezpečně vyjmout, aniž by došlo k podráždění pokožky. Netahejte s ní ani s ní přímo nepohybujte, aby nedošlo k vytažení pokožky a zarudnutí.)

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napätie:	5V
Aktuálne:	450 mAh
Batéria:	Lítium-iónová batéria
Moc:	1,6 W
Veľkosť:	163,5 x 52 x 38 mm
Váhy:	205 g
Sací výkon:	50-60 kP

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Indikátor nabíjania
2. Indikátor sacieho výkonu
3. Tlačidlo napájania/nastavenie sacieho výkonu
4. USB port

Popis hláv:

1. Malá okrúhla sacia hlava. Nízky sací výkon Pre ľudí, ktorí majú suchú alebo citlivú pokožku a pre tých, ktorí s liečbou prístrojom len začínajú.
2. Oválna sacia hlava. Stredný sací výkon/špeciálny tvar. Na liftingové a spevňujúce ošetrenia.
3. Okrúhla sacia hlava. Jemný/stredný sací výkon. Pre ľudí, ktorí majú mastnú pleť, akné alebo čierne bodky.
4. Malá mikrokryštalická sacia hlavica
5. Oválna mikrokryštalická sacia hlavica
6. Okrúhla mikrokryštalická sacia hlava

Servis:

Povoliť zakázať

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, výrobok sa zapne, displej sa zapne a sací výkon zobrazí 1 úroveň (mäkká).

Regulácia výkonu:

Krátkym stlačením tlačidla napájania upravíte sací výkon. Každé krátke stlačenie zvýši sací výkon o jednu úroveň v poradí: jemný > normálny > silný > ultra silný.

Aplikácia:

- Zmena farby
- Jazvy
- Strie
- Zväčšené, veľmi viditeľné póry
- Čierne bodky a akné (vyhnite sa zápalovým a hnisavým léziám)
- Vrásky
- Pleť bez zdravej farby s prvými známkami fotostarnutia

Kontraindikácie:

- Aktívne hnisavé akné
- Rosacea
- Retinoidná terapia
- Kyslé ošetrenia, lasery - minimálne 4 týždňový odstup pred mikrodermabráziou
- Psoriáza
- Vírusové, bakteriálne a plesňové ochorenia kože
- Cievna koža
- Sklon k zjazveniu
- narušená kontinuita kože (čerstvé rany)
- Rakovina kože alebo podozrivé materské znamienka v liečenej oblasti
- Výplne tváre - minimálne 4 týždne pred mikrodermabráziou, inak sa prípravok môže pohnúť.
- Zariadenie neumývajte vodou, zariadenie nie je vodotesné.

Odsávaciu hlavicu otočte do 90-stupňovej polohy a pomaly ňou pohybujte po tvári. Nedržte sa v tej istej časti dlho. (Pred odstránením sacej hlavice z pokožky ju nakloňte na stranu, aby ste uvoľnili stlačený vzduch. Umožní vám to bezpečné odstránenie bez podráždenia pokožky. Neťahajte a nehýbte s ňou priamo, aby ste predišli ťahaniu pokožky a začervenaniu.)

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napätie:	5V
Aktuálne:	450 mAh
Batéria:	Lítium-iónová batéria
Moc:	1,6 W
Veľkosť:	163,5 x 52 x 38 mm
Váhy:	205 g
Sací výkon:	50-60 kP

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Indikátor nabíjania
2. Indikátor sacieho výkonu
3. Tlačidlo napájania/nastavenie sacieho výkonu
4. USB port

Popis hláv:

1. Malá okrúhla sacia hlava. Nízky sací výkon Pre ľudí, ktorí majú suchú alebo citlivú pokožku a pre tých, ktorí s liečbou prístrojom len začínajú.
2. Oválna sacia hlava. Stredný sací výkon/špeciálny tvar. Na liftingové a spevňujúce ošetrenia.
3. Okrúhla sacia hlava. Jemný/stredný sací výkon. Pre ľudí, ktorí majú mastnú pleť, akné alebo čierne bodky.
4. Malá mikrokryštalická sacia hlavica
5. Oválna mikrokryštalická sacia hlavica
6. Okrúhla mikrokryštalická sacia hlava

Servis:

Povoliť zakázať

Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy, výrobok sa zapne, displej sa zapne a sací výkon zobrazí 1 úroveň (mäkká).

Regulácia výkonu:

Krátkym stlačením tlačidla napájania upravíte sací výkon. Každé krátke stlačenie zvýši sací výkon o jednu úroveň v poradí: jemný > normálny > silný > ultra silný.

Aplikácia:

- Zmena farby
- Jazvy
- Strie
- Zväčšené, veľmi viditeľné póry
- Čierne bodky a akné (vyhnite sa zápalovým a hnisavým léziám)
- Vrásky
- Pleť bez zdravej farby s prvými známkami fotostarnutia

Kontraindikácie:

- Aktívne hnisavé akné
- Rosacea
- Retinoidná terapia
- Kyslé ošetrenia, lasery - minimálne 4 týždňový odstup pred mikrodermabráziou
- Psoriáza
- Vírusové, bakteriálne a plesňové ochorenia kože
- Cievna koža
- Sklon k zjazveniu
- narušená kontinuita kože (čerstvé rany)
- Rakovina kože alebo podozrivé materské znamienka v liečenej oblasti
- Výplne tváre - minimálne 4 týždne pred mikrodermabráziou, inak sa pripravok môže pohnúť.
- Zariadenie neumývajte vodou, zariadenie nie je vodotesné.

Odsávaciu hlavicu otočte do 90-stupňovej polohy a pomaly ňou pohybujte po tvári. Nedržte sa v tej istej časti dlho. (Pred odstránením sacej hlavice z pokožky ju nakloňte na stranu, aby ste uvoľnili stlačený vzduch. Umožní vám to bezpečné odstránenie bez podráždenia pokožky. Neťahajte a nehýbte s ňou priamo, aby ste predišli ťahaniu pokožky a začervenaniu.)

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Pinge:	5V
Praegune:	450 mAh
Aku:	Liitium-ioonaku
Võimsus:	1,6 W
Suurus:	163,5x52x38 mm
Kaalud:	205 g
Imemisvõimsus:	50-60 kP

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2-f1]:

1. Laadimisindikaator
2. Imemisvõimsuse indikaator
3. Toitenupp/imemisvõimsuse reguleerimine
4. USB-port

Peade kirjeldus:

1. Väike ümmargune imemispea. Madal imemisvõimsus Inimestele, kellel on kuiv või tundlik nahk ja neile, kes alles alustavad seadmega ravi.
2. Ovaalne imemispea. Keskmine imemisvõimsus / eriline kuju. Lifting- ja pinguldavad hooldused.
3. Ümmargune imemispea. Örn/keskmine imemisvõimsus. Inimestele, kellel on rasune nahk, akne või mustad täpid.
4. Väike mikrokristalliline imemispea
5. Ovaalne mikrokristalliline imemispea
6. Ümmargune mikrokristalliline imemispea

Teenus:

Luba/Keela

Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, toode lülitub sisse, ekraan on sisse lülitatud ja imemisvõimsuse kuva on 1 tase (pehme).

Võimsuse reguleerimine:

Imemisvõimsuse reguleerimiseks vajutage lühidalt toitenuppu. Iga lühike vajutus suurendab imemisvõimsust ühe astme võrra, järjekorras: pehme > tavaline > tugev > ülitugev.

Rakendus:

- Värvimuutus
- Armid
- Venitusarmid
- Suurenenud, väga nähtavad poorid
- Mustpeade ja akne (vältige põletikulisi ja mädaseid kahjustusi)
- Kortsud
- Nahal puudub terve värvus esimeste fotovananemise tunnustega

Vastunäidustused:

- Aktiivne mädane akne
- Rosaatsea
- Retinoidravi
- Happeedused, laserid – vähemalt 4-nädalane intervall enne mikrodermabrasiooni
- psoriaas
- Viiruslikud, bakteriaalsed ja seenhaigused
- Vaskulaarne nahk
- Kalduvus armistumisele
- Naha katkendlikkus (värsked haavad)
- Nahavähk või kahtlased mutid ravitavas piirkonnas
- Näotäiteained – vähemalt 4 nädalat enne mikrodermabrasiooni, vastasel juhul võib preparaati liikuma hakata.
- Ärge peske seadet veega, seade ei ole veekindel.

Pöörake imemispea 90 kraadi asendisse ja liigutage seda aeglaselt üle näo. Ärge hoidke samas osas pikka aega. (Enne imemispea nahalt eemaldamist kallutage seda küljele, et survestatud õhk vabastada. See võimaldab teil seda ohutult eemaldada, ilma nahka ärritamata. Ärge tõmmake ega liigutage seda otse, et vältida naha tõmbamist ja punetust.)

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Įtampa:	5V
Dabartinis:	450 mAh
Baterija:	Ličio jonų baterija
Galia:	1,6 W
Dydis:	163,5x52x38 mm
Svarstyklės:	205 g
Siurbimo galia:	50-60 kP

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. Įkrovimo indikatorius
2. Siurbimo galios indikatorius
3. Maitinimo mygtukas/siurbimo galios reguliavimas
4. USB prievadas

Galvos aprašymas:

1. Maža apvali siurbimo galvutė. Maža siurbimo galia Skirta žmonėms, kurių oda yra sausa arba jautri, ir tiems, kurie tik pradeda gydymą šiuo prietaisu.
2. Ovali siurbimo galvutė. Vidutinė siurbimo galia / speciali forma. Liftingo ir stangrinimo procedūroms.
3. Apvali siurbimo galvutė. Švelni/vidutinė siurbimo galia. Žmonėms, kurie turi riebią odą, turi spuogų ar inkštirų.
4. Maža mikrokristalinė siurbimo galvutė
5. Ovali mikrokristalinė siurbimo galvutė
6. Apvali mikrokristalinė siurbimo galvutė

Paslauga:

Įjungti išjungti

Paspauskite ir 3 sekundes palaikykite maitinimo mygtuką, gaminys bus įjungtas, ekranas įsijungs ir siurbimo galia rodoma 1 lygio (minkšta).

Galios reguliavimas:

Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte siurbimo galią. Kiekvienas trumpas paspaudimas padidina siurbimo galią vienu lygiu tokia tvarka: minkštas > normalus > stiprus > itin stiprus.

Taikymas:

- Spalvos pakitimas
- Randai
- Strijos
- Išsiplėtusios, labai matomos poros
- Inkštirų ir spuogų (išvengti uždegiminių ir pūlingų pažeidimų)
- Raukšlės
- Oda neturi sveikos spalvos ir atsiranda pirmieji fotosenėjimo požymiai

Kontraindikacijos:

- Aktyvūs pūlingi spuogai
- Rosacea
- Retinoidų terapija
- Gydytas rūgštimis, lazeriai – mažiausiai 4 savaitių intervalas prieš mikrodermabraziją
- psoriazė
- Virusinės, bakterinės ir grybelinės odos ligos
- Kraujagyslinė oda
- Polinkis į randus
- Pažeistas odos vientisumas (šviežios žaizdos)
- Odos vėžys arba įtartini apgamai gydomoje vietoje
- Veido užpildai – mažiausiai 4 savaites iki mikrodermabrazijos, antraip preparatas gali pajudėti.
- Neplaukite prietaiso vandeniu, prietaisas nėra atsparus vandeniui.

Pasukite siurbimo galvutę į 90 laipsnių padėtį ir lėtai perkelkite ją per veidą. Nelaikykite toje pačioje dalyje ilgą laiką. (Prieš nuimdami siurbimo galvutę nuo odos, pakreipkite ją į šoną, kad išleistumėte suslėgtą orą. Taip galėsite saugiai ją išimti, nedirgindami odos. Netraukite ir nejudinkite jos tiesiai, kad nepatrauktumėte odos ir neparaudtumėte.)

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spriedze:	5V
Pašreizējais:	450 mAh
Akumulators:	Litija jonu akumulators
Jauda:	1,6 W
Izmērs:	163,5x52x38 mm
Svari:	205 g
Sūkšanas jauda:	50-60 kP

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. Uzlādes indikators
2. Sūkšanas jaudas indikators
3. Barošanas poga/sūkšanas jaudas regulēšana
4. USB ports

Galvu apraksts:

1. Maza apaļa sūkšanas galva. Zema sūkšanas jauda Cilvēkiem, kuriem ir sausa vai jutīga āda, kā arī tiem, kuri tikai sāk ārstēšanu ar ierīci.
2. Ovāla sūkšanas galva. Vidēja sūkšanas jauda/īpaša forma. Liftinga un nostiprinošām procedūrām.
3. Apaļa sūkšanas galva. Maiga/vidēja sūkšanas jauda. Cilvēkiem ar taukainu ādu, pinnēm vai melniem punktiem.
4. Maza mikrokristāliskā sūkšanas galva
5. Ovāla mikrokristāliska sūkšanas galva
6. Apaļa mikrokristāliskā sūkšanas galva

Apkalpošana:

Atļaut liegt

Nospiediet un 3 sekundes turiet barošanas pogu, produkts ir ieslēgts, displejs ir ieslēgts un sūkšanas jauda parāda 1 līmeni (mīksts).

Jaudas regulēšana:

Īsi nospiediet barošanas pogu, lai pielāgotu sūkšanas jaudu. Katra īsa nospiešana palielina sūkšanas jaudu par vienu līmeni šādā secībā: mīksts > normāls > spēcīgs > īpaši spēcīgs.

Pielietojums:

- Krāsas maiņa
- Rētas
- Strijas
- Paplašinātas, ļoti redzamas poras
- Melni punkti un pinnes (izvairieties no iekaisīgiem un strutainiem bojājumiem)
- Grumbas
- Ādai nav veselīgas krāsas ar pirmajām fotonovecošanās pazīmēm

Kontrindikācijas:

- Aktīvas strutainas pinnes
- Rosacea
- Retinoīdu terapija
- Skābes procedūras, lāzeri – vismaz 4 nedēļu intervāls pirms mikrodermabrazijas
- Psoriāze
- Vīrusu, baktēriju un sēnīšu izraisītas ādas slimības
- Asinsvadu āda
- Tendence uz rētām
- Pārtraukta ādas nepārtrauktība (svaigas brūces)
- Ādas vēzis vai aizdomīgi dzimumzīmes ārstējamajā zonā
- Sejas filleri – vismaz 4 nedēļas pirms mikrodermabrazijas, pretējā gadījumā preparāts var izkustēties.
- Nemazgājiet ierīci ar ūdeni, ierīce nav ūdensizturīga.

Pagrieziet sūkšanas galviņu 90 grādu pozīcijā un lēnām pārvietojiet to pa seju. Neturiet tajā pašā daļā ilgu laiku. (Pirms sūkšanas galviņas noņemšanas no ādas, nolieciet to uz sāniem, lai atbrīvotu saspiestu gaisu. Tas ļaus to droši noņemt, nekairinot ādu. Nevelciet un nepārvietojiet to tieši, lai izvairītos no ādas vilkšanas un apsārtuma.)

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Feszültség:	5V
Jelenlegi:	450 mAh
Akkumulátor:	Lítium-ion akkumulátor
Erő:	1,6 W
Méret:	163,5x52x38 mm
Mérleg:	205g
Szívási teljesítmény:	50-60 kP

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2-11 oldal]:

1. Töltésjelző
2. Szívóteljesítmény-jelző
3. Bekapcsológomb/szívóerő beállítása
4. USB port

A fejek leírása:

1. Kis kerek szívófej. Alacsony szívóerő Száraz vagy érzékeny bőrű embereknek, valamint azoknak, akik most kezdik a kezelést a készülékkel.
2. Ovális szívófej. Közepes szívóerő/különleges forma. Lifting és feszesítő kezelésekhez.
3. Kerek szívófej. Gyengéd/közepes szívóerő. Zsíros bőrű, pattanásos vagy mitesszeres bőrűek számára.
4. Kis mikrokristályos szívófej
5. Ovális mikrokristályos szívófej
6. Kerek mikrokristályos szívófej

Szolgáltatás:

Bekapcsolni kikapcsolni

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, a termék bekapcsol, a kijelző be van kapcsolva, és a szívóerő 1 fokozatú (lágy) jelenik meg.

Teljesítményszabályozás:

Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a szívóerő beállításához. Minden rövid megnyomás egy szinttel növeli a szívóerőt, a következő sorrendben: lágy > normál > erős > ultra erős.

Alkalmazás:

- Elszíneződés
- Hegek
- Striák
- Kitágult, jól látható pórusok
- Mitesszerek és pattanások (elkerülje a gyulladásos és gennyes elváltozásokat)
- Ráncok
- Az egészséges szintől mentes bőr a fotoöregedés első jeleivel

Ellenjavallatok:

- Aktív gennyes akne
- Rosacea
- Retinoid terápia
- Savas kezelések, lézerek - mikrodermabrázió előtt legalább 4 hetes intervallummal
- Psoriasis
- Vírusos, bakteriális és gombás bőrbetegségek
- Érendszeri bőr
- Hajlam a hegesezésre
- Megszakadt a bőr folytonossága (friss sebek)
- Bőrrák vagy gyanús anyajegyek a kezelt területen
- Arcfeltöltés - mikrodermabrázió előtt legalább 4 héttel, ellenkező esetben a készítmény elmozdulhat.
- Ne mossa le a készüléket vízzel, a készülék nem vízálló.

Fordítsa el a szívófejet 90 fokos helyzetbe, és lassan mozgassa az arcán. Ne tartsa sokáig ugyanazt a részt. (Mielőtt eltávolítaná a szívófejet a bőrről, döntse oldalra, hogy kiengedje a túlnyomásos levegőt. Ez lehetővé teszi, hogy biztonságosan távolítsa el a bőr irritációja nélkül. Ne húzza vagy mozgassa közvetlenül, hogy elkerülje a bőr húzását és a bőrpír kialakulását.)

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensiune:	5V
Actual:	450mAh
Baterie:	Baterie litiu-ion
Putere:	1,6 W
Mărimea:	163,5x52x38mm
Balanta:	205 g
Puterea de aspirare:	50-60 kP

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Indicator de încărcare
2. Indicator putere de aspirare
3. Buton de alimentare/reglare putere de aspirare
4. Port USB

Descrierea capetelor:

1. Cap mic de aspirare rotund. Putere de aspirare redusă Pentru persoanele care au pielea uscată sau sensibilă și cei care abia încep tratamentele cu aparatul.
2. Cap de aspirare oval. Putere de aspirare medie/forma specială. Pentru tratamente de lifting și fermitate.
3. Cap rotund de aspirare. Putere de aspirație blândă/medie. Pentru persoanele care au tenul gras, acnee sau puncte negre.
4. Cap mic de aspirare microcristalin
5. Cap de aspirație microcristalin oval
6. Cap rotund de aspirare microcristalin

Serviciu:

Permite dezactivarea

Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, produsul este pornit, afișajul este pornit și puterea de aspirație afișează 1 nivel (soft).

Reglarea puterii:

Apăsați scurt butonul de alimentare pentru a regla puterea de aspirație. Fiecare apăsare scurtă crește puterea de aspirație cu un nivel, în ordinea: moale > normal > puternic > ultra puternic.

Aplicație:

- Decolorare
- Cicatrici
- Vergeturi
- Pori mari, foarte vizibili
- Puncte negre și acnee (evitați leziunile inflamatorii și purulente)
- Riduri
- Piele lipsită de culoare sanatoasă cu primele semne de fotoîmbătrânire

Contraindicații:

- Acnee purulentă activă
- Rozaceea
- Terapia cu retinoizi
- Tratamente acide, lasere - interval de minim 4 săptămâni înainte de microdermabrazie
- Psoriazis
- Boli virale, bacteriene și fungice ale pielii
- Pielea vasculară
- Tendința la cicatrici
- Continuitatea pielii rupte (răni proaspete)
- Cancer de piele sau alunițe suspecte în zona tratată
- Filler faciale - cu cel puțin 4 săptămâni înainte de microdermabrazie, în caz contrar preparatul se poate misca.
- Nu spălați aparatul cu apă, dispozitivul nu este impermeabil.

Rotiți capul de aspirație într-o poziție de 90 de grade și mutați-l încet peste față. Nu țineți în aceeași parte mult timp. (Înainte de a scoate capul de aspirație de pe piele, înclinați-l în lateral pentru a elibera aerul sub presiune. Acest lucru vă va permite să îl îndepărtați în siguranță, fără a irita pielea. Nu trageți sau mutați direct pentru a evita tragerea de piele și provocarea de roșeață.)

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Напряжение:	5В
Текущий:	450 мАч
Батарея:	Литий-ионный аккумулятор
Власть:	1,6 Вт
Размер:	163,5х52х38 мм
Весы:	205г
Мощность всасывания:	50-60 кП

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [стр. 2-f1]:

1. Индикатор зарядки
2. Индикатор мощности всасывания.
3. Кнопка питания/регулировка мощности всасывания.
4. USB-порт

Описание голов:

1. Маленькая круглая всасывающая головка. Низкая мощность всасывания. Для людей с сухой или чувствительной кожей, а также для тех, кто только начинает процедуры с использованием устройства.
2. Овальная всасывающая головка. Средняя мощность всасывания/особая форма. Для лифтинговых и укрепляющих процедур.
3. Круглая всасывающая головка. Мягкая/средняя мощность всасывания. Для людей с жирной кожей, прыщами или угрями.
4. Небольшая микрокристаллическая всасывающая головка.
5. Овальная микрокристаллическая всасывающая головка.
6. Круглая микрокристаллическая всасывающая головка.

Услуга:

Включить выключить

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, изделие включится, дисплей загорится, а мощность всасывания отобразит 1 уровень (мягкий).

Регулировка мощности:

Коротко нажмите кнопку питания, чтобы отрегулировать мощность всасывания. Каждое короткое нажатие увеличивает мощность всасывания на один уровень в следующем порядке: мягкое > нормальное > сильное > сверхсильное.

Приложение:

- Обесцвечивание
- Шрамы
- Растяжки
- Расширенные, очень заметные поры

- Черные точки и прыщи (избегать воспалительных и гнойных поражений)
- Морщины
- Кожа лишена здорового цвета с первыми признаками фотостарения.

Противопоказания:

- Активные гнойные прыщи
- Розацеа
- Ретиноидная терапия
- Кислотные процедуры, лазеры – интервал минимум 4 недели перед микродермабразией.
- Псориаз
- Вирусные, бактериальные и грибковые заболевания кожи.
- Сосудистая кожа
- Склонность к рубцеванию
- Нарушение целостности кожи (свежие раны)
- Рак кожи или подозрительные родинки в области лечения.
- Филлеры для лица – минимум за 4 недели до микродермабразии, в противном случае препарат может сдвинуться.
- Не мойте устройство водой, оно не является водонепроницаемым.

Поверните насадку всасывания на 90 градусов и медленно проведите ею по лицу. Не удерживайте долгое время в одной и той же части. (Прежде чем снимать всасывающую головку с кожи, наклоните ее в сторону, чтобы выпустить сжатый воздух. Это позволит вам безопасно удалить ее, не раздражая кожу. Не тяните и не перемещайте ее напрямую, чтобы не натянуть кожу и не вызвать покраснение.)

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa. Państwa członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation, Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.