


BEAUTIFLY

Looky
PRO
series

Fale Radiowe
Rejuvenation Radio
Frequency

Instrukcja obsługi
User manual



beautifly.eu



@beautifly.eu





beautifly.eu



/beautiflyeu



@beautifly.eu



Wejście:	DC5V/1A
Bateria:	500mAh
Waga jednostkowa:	54g
Rozmiar:	149.9x28 x22mm
Częstotliwość wibracji:	12000RPM
RF:	400KHZ
Czas ładowania:	3 h
Korzystanie z czasu:	>30min

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Looky PRO to silnie działające urządzenie anti aging do pielęgnacji skóry wokół oczu. Skutecznie łagodzi zmęczone i opuchnięte oczy. Stymuluje skórę wokół, ujędnia ją i wygładza. Posiada funkcję fali radiowych o silnym działaniu liftingującym. Wibracje o wysokiej częstotliwości 12 000 RPM w połączeniu z czerwonym światłem fotonowym, perfekcyjnie wygładzają i pielęgnują cienką i wrażliwą skórę wokół oczu.

Opis urządzenia [strona 2- f1]:

1. Głowica masująca
2. Czerwone światło
3. Wyświetlacz LCD
4. Przycisk poziomu
5. Przycisk zasilania/trybu
6. Port ładowania USB

Wyświetlacz LCD [strona 2- f2]:

1. Wskaźnik baterii
2. Wskaźnik świetlny LED
3. Wskaźnik RF
4. Wskaźnik wibracji
5. Poziomy pracy RF

Funkcje:

1. Looky PRO to urządzenie do pielęgnacji okolic oczu. Wykorzystuje częstotliwość fal radiowych wraz z wibracjami, dodatkowo posiada funkcję czerwonego światła fotonowego. Używaj go wraz ze swoim krem lub żelem pod oczy, a Twoja skóra stanie się gładza, jędrniejsza i jaśniejsza.
2. Technologia przeciwstarzeniowa wykorzystująca fale radiowe wnika w naskórek i ogrzewa skórę właściwą. Wygenerowane fale elektromagnetyczne i energia cieplna zamieniają się wzajemnie, a wygenerowany efekt termiczny sprzyja produkcji kolagenu i spłyca drobne zmarszczki.
3. Pielęgnacja czerwonym światłem zwiększa przepustowość skóry do wnikania składników aktywnych zawartych w produkcie

pielęgnacyjnym. Codzienne stosowanie może skutecznie poprawić elastyczność skóry i zredukować przebarwienia wokół oczu.

4. Masaż wibracyjny o wysokiej częstotliwości wspomaga krążenie krwi i lepszą absorpcję skóry na składniki aktywne zawarte w produkcie pielęgnacyjnym.

Obsługa:

Przycisk zasilania - długie naciśnięcie przycisku zasilania włączy urządzenie, krótkie naciśnięcie, przełączy tryb pracy.

1. RF + czerwone światło + wibracja
2. RF + czerwone światło
3. RF + wibracje
4. Częstotliwość radiowa RF

Przycisk przełącznika poziomu intensywności (dostosowuje tylko intensywność RF)

Sposób użycia:

1. Nałóż odpowiednią ilość kremu pod oczu na wcześniej oczyszczoną skórę. Rozprowadź go równomiernie.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, naciśnij krótko przycisk zasilania, aby przełączyć tryb pracy, i naciśnij krótko przycisk zasilania, aby dostosować intensywność RF.
3. Do masażu użyj głowicy masującej, jak pokazano na rysunku.
4. Po użyciu należy wytrzeć głowicę masującą suchym lub papierowym ręcznikiem.

Przechowywanie:

1. Produkty do pielęgnacji okolic oczu należy rozprowadzać równomiernie przed każdym zabiegiem, aby uniknąć nadmiernego gromadzenia się produktów do pielęgnacji okolic oczu w głowicy masującej.
2. Po zakończeniu każdego zabiegu należy wytrzeć produkt suchym ręcznikiem.
3. Nie myj urządzenia pod wodą ani nie zanurzaj go. Urządzenie nie jest wodoodporne.
4. Nie używaj środków żrących do czyszczenia urządzenia.
5. Przechowuj go w chłodnym, suchym miejscu.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
7. Nie dociskaj z dużą siłą urządzenia do skóry.

Metoda ładowania:

1. Przy niskim poziomie mocy, wyłącz urządzenie i podłącz do ładowania.
2. Podczas procesu ładowania symbol baterii na wyświetlaczu miga.
3. Ładuj urządzenie regularnie, aby uniknąć starzenia się akumulatora.
4. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę od urządzenia.

Środki ostrożności:

1. Postępuj zgodnie z zalecaną instrukcją obsługi. Jeśli twoje oczy mają stany zapalne, takie jak zapalenie spojówek, nie należy stosować tego urządzenia, do czasu całkowitego wyleczenia. Nie używaj tego produktu podczas noszenia szkieł kontaktowych.
2. Usuń wszystkie metalowe elementy z okolic twarzy przed użyciem masażera, takie jak kolczyki, naszyjniki.
3. Nie używaj urządzenia Looky PRO podczas ładowania.
4. Nie naprawiaj, nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia na własną rękę. Wszelkie nieprawidłowości powinny być ocenione przez serwis.
5. Proszę nie upuszczać ani nie uderzać urządzeniem, aby uniknąć jego nieprawidłowego działania.
6. Gdy przewód zasilający jest uszkodzony, nie używaj go, aby uniknąć zwarcia lub pożaru.
7. Nie należy stosować urządzenia u osób:
 - z chorobami zakaźnymi
 - z chorobami serca
 - z wysoką gorączką
 - z nowotworem złośliwym
 - z ostrymi stanami zapalnymi
 - z rozrusznikiem serca
 - z chorobami skóry
 - w ciąży/karmiące piersią
 - z nadmiernym oparzeniem słonecznym

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entry:	DC5V/1A
Battery:	500mAh
Unit weight:	54g
Size:	149.9x28x22mm
Vibration frequency:	12000RPM
RF:	400KHZ
Charging time:	3 hours
Using time:	>30min

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Looky PRO is a powerful anti-aging device for the care of the skin around the eyes. Effectively soothes tired and swollen eyes. It stimulates the skin around it, firms it and smoothes it. It has the function of radio waves with a strong lifting effect. High-frequency vibrations of 12,000 RPM combined with red photon light perfectly smooth and care for the thin and sensitive skin around the eyes.

Device description [page 2- f1]:

1. Massage head
2. Red light
3. LCD display
4. Level button
5. Power/Mode button
6. USB charging port

LCD display [page 2- f2]:

1. Battery indicator
2. LED indicator light
3. RF indicator
4. Vibration indicator
5. RF operating levels

Functions:

1. Looky PRO is a device for the care of the eye area. It uses the frequency of radio waves with vibrations, and additionally has a red photon light function. Use it with your eye cream or gel and your skin will become smoother, firmer and brighter.
2. Anti-aging technology using radio waves penetrates the epidermis and heats the dermis. The generated electromagnetic waves and thermal energy exchange each other, and the generated thermal effect promotes the production of collagen and reduces fine wrinkles.
3. Red light treatment increases the skin's capacity for the penetration of active ingredients contained in the care product. Daily use can effectively improve skin elasticity and reduce discoloration around the eyes.
4. High-frequency vibration massage supports blood circulation and better skin absorption of the active ingredients contained in the care product.

Service:

Power button - long press the power button will turn on the device, short press will switch the operating mode.

1. RF + red light + vibration
2. RF + red light
3. RF + vibration
4. RF radio frequency

Intensity level switch button (adjusts RF intensity only)

How to use:

1. Apply an appropriate amount of eye cream to previously cleansed skin. Spread it evenly.
2. Press the power button to turn on the device, short press the power button to switch the working mode, and short press the power button to adjust the RF intensity.
3. Use the massage head as shown for massage in the drawing.
4. After use, wipe the massage head with a dry or paper towel.

Storage:

1. Eye care products should be distributed evenly before each treatment to avoid excessive accumulation of eye care products in the massage head.
2. After each treatment, wipe the product with a dry towel.
3. Do not wash the device under water or submerge it. The device is not waterproof
4. Do not use corrosive agents to clean the device.
5. Store it in a cool, dry place.
6. Do not use the device if it is damaged.
7. Do not press the device against the skin with great force.

Charging method:

1. At low power level, turn off the device and connect to charge.
2. During the charging process, the battery symbol on the display flashes.
3. Charge your device regularly to avoid battery aging.
4. Once charging is complete, disconnect the charger from the device.

Precautions:

1. Follow the recommended operating instructions. If your eyes have inflammation such as conjunctivitis, you should not use this device until it is completely healed. Do not use this product while wearing contact lenses.
2. Remove all metal elements from the facial area before using the massager, such as earrings and necklaces.
3. Do not use the Looky PRO device while charging.
4. Do not repair, disassemble or modify the device yourself. Any irregularities should be assessed by the service.
5. Please do not drop or hit the device to avoid it malfunctioning.

6. When the power cord is damaged, do not use it to avoid short circuit or fire.

7. The device should not be used on people:

- with infectious diseases
- with heart disease
- with high fever
- with malignant tumor
- with acute inflammation
- with a pacemaker
- with skin diseases
- pregnant/breastfeeding
- with excessive sunburn

More information about the company and products [page 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Eintrag:	DC5V/1A
Batterie:	500 mAh
Gewichtseinheit:	54g
Größe:	149,9 x 28 x 22 mm
Vibrationsfrequenz:	12000 U/min
RF:	400 kHz
Ladezeit:	3 Stunden
Zeit nutzen:	>30min

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Looky PRO ist ein leistungsstarkes Anti-Aging-Gerät zur Pflege der Haut um die Augen. Beruhigt effektiv müde und geschwollene Augen. Es stimuliert die Haut um sie herum, festigt sie und glättet sie. Es hat die Funktion von Radiowellen mit einem starken Lifting-Effekt. Hochfrequente Vibrationen von 12.000 U/min in Kombination mit rotem Photonenlicht glätten und pflegen die dünne und empfindliche Haut um die Augen perfekt.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Massagekopf
2. Rotes Licht
3. LCD-Display
4. Level-Taste
5. Power/Modus-Taste
6. USB-Ladeanschluss

LCD-Anzeige [Seite 2-f2]:

1. Batterieanzeige
2. LED-Anzeigeleuchte
3. RF-Anzeige
4. Vibrationsanzeige
5. HF-Betriebspegel

Funktionen:

1. Looky PRO ist ein Gerät zur Pflege der Augenpartie. Es nutzt die Frequenz von Radiowellen mit Vibrationen und verfügt zusätzlich über eine rote Photonenlichtfunktion. Verwenden Sie es mit Ihrer Augencreme oder Ihrem Augengel und Ihre Haut wird glatter, fester und strahlender.
2. Die Anti-Aging-Technologie mit Radiowellen dringt in die Epidermis ein und erwärmt die Dermis. Die erzeugten elektromagnetischen Wellen und die thermische Energie tauschen sich gegenseitig aus und der erzeugte thermische Effekt fördert die Produktion von Kollagen und reduziert feine Fältchen.
3. Die Rotlichtbehandlung erhöht die Aufnahmefähigkeit der Haut für die im Pflegeprodukt enthaltenen Wirkstoffe. Bei täglicher

Anwendung kann die Hautelastizität wirksam verbessert und Verfärbungen um die Augen reduziert werden.

4. Die Hochfrequenz-Vibrationsmassage unterstützt die Durchblutung und eine bessere Hautaufnahme der im Pflegeprodukt enthaltenen Wirkstoffe.

Service:

Ein-/Aus-Taste – langes Drücken der Ein-/Aus-Taste schaltet das Gerät ein, kurzes Drücken wechselt den Betriebsmodus.

1. RF + rotes Licht + Vibration
2. RF + rotes Licht
3. RF + Vibration
4. RF-Radiofrequenz

Taste zum Umschalten der Intensitätsstufe (passt nur die HF-Intensität an)

Wie benutzt man:

1. Tragen Sie eine angemessene Menge Augencreme auf die zuvor gereinigte Haut auf. Verteile es gleichmäßig.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten, drücken Sie kurz den Netzschalter, um den Arbeitsmodus zu wechseln, und drücken Sie kurz den Netzschalter, um die HF-Intensität anzupassen.
3. Verwenden Sie den Massagekopf wie abgebildet zur Massage in der Zeichnung.
4. Wischen Sie den Massagekopf nach dem Gebrauch mit einem trockenen Tuch oder einem Papiertuch ab.

Lagerung:

1. Augenpflegeprodukte sollten vor jeder Behandlung gleichmäßig verteilt werden, um eine übermäßige Ansammlung von Augenpflegeprodukten im Massagekopf zu vermeiden.
2. Wischen Sie das Produkt nach jeder Behandlung mit einem trockenen Handtuch ab.
3. Waschen Sie das Gerät nicht unter Wasser und tauchen Sie es nicht ein. Das Gerät ist nicht wasserdicht
4. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine ätzenden Mittel.
5. Bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
7. Drücken Sie das Gerät nicht mit großer Kraft gegen die Haut.

Lademethode:

1. Schalten Sie das Gerät bei niedrigem Ladezustand aus und schließen Sie es zum Laden an.
2. Während des Ladevorgangs blinkt das Batteriesymbol im Display.
3. Laden Sie Ihr Gerät regelmäßig auf, um eine Alterung des Akkus zu vermeiden.
4. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Gerät.

Vorsichtsmaßnahmen:

1. Befolgen Sie die empfohlene Bedienungsanleitung. Wenn Ihre Augen eine Entzündung wie eine Bindehautentzündung haben, sollten Sie dieses Gerät nicht verwenden, bis die Augen vollständig abgeheilt sind. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, während Sie Kontaktlinsen tragen.
2. Entfernen Sie alle Metallelemente aus dem Gesichtsbereich, bevor Sie das Massagegerät verwenden, wie z. B. Ohrringe und Halsketten.
3. Verwenden Sie das Looky PRO-Gerät nicht während des Ladevorgangs.
4. Reparieren, zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Eventuelle Unregelmäßigkeiten sollten vom Dienst beurteilt werden.
5. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und stoßen Sie es nicht an, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht, um Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden.
7. Das Gerät darf nicht bei folgenden Personen verwendet werden:
 - bei Infektionskrankheiten
 - mit Herzerkrankungen
 - mit hohem Fieber
 - mit bösartigem Tumor
 - bei akuter Entzündung
 - mit einem Herzschrittmacher
 - bei Hauterkrankungen
 - schwanger/stillend
 - bei übermäßigem Sonnenbrand

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten**[Seite 2 - f3]:**

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entrée:	DC5V/1A
Batterie:	500mAh
Unité de poids:	54g
Taille:	149,9x28x22mm
Fréquence des vibrations :	12 000 tr/min
RF :	400 kHz
Temps de charge:	3 heures
Utilisation du temps :	>30min

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Looky PRO est un puissant appareil anti-âge pour le soin de la peau du contour des yeux. Apaise efficacement les yeux fatigués et gonflés. Il stimule la peau qui l'entoure, la raffermir et la lisse. Il a la fonction d'ondes radio avec un fort effet liftant. Les vibrations haute fréquence de 12 000 tr/min combinées à la lumière photonique rouge lissent et soignent parfaitement la peau fine et sensible du contour des yeux.

Description de l'appareil [page 2- f1] :

1. Tête de massage
2. Feu rouge
3. Écran LCD
4. Bouton de niveau
5. Bouton Alimentation/Mode
6. Port de chargement USB

Écran LCD [page 2- f2] :

1. Indicateur de batterie
2. Voyant LED
3. Indicateur RF
4. Indicateur de vibrations
5. Niveaux de fonctionnement RF

Les fonctions:

1. Looky PRO est un appareil pour le soin du contour des yeux. Il utilise la fréquence des ondes radio avec des vibrations et dispose en outre d'une fonction de lumière photonique rouge. Utilisez-le avec votre crème ou gel pour les yeux et votre peau deviendra plus lisse, plus ferme et plus lumineuse.
2. La technologie anti-âge utilisant les ondes radio pénètre dans l'épiderme et chauffe le derme. Les ondes électromagnétiques générées et l'énergie thermique s'échangent, et l'effet thermique généré favorise la production de collagène et réduit les rides fines.
3. Le traitement à la lumière rouge augmente la capacité de la peau à pénétrer les actifs contenus dans le produit de soin. Une utilisation quotidienne peut améliorer efficacement l'élasticité de la peau et réduire la décoloration autour des yeux.

4. Le massage par vibrations à haute fréquence favorise la circulation sanguine et une meilleure absorption cutanée des principes actifs contenus dans le produit de soin.

Service:

Bouton d'alimentation - appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, appuyez brièvement pour changer le mode de fonctionnement.

1. RF + lumière rouge + vibration
2. RF + lumière rouge
3. RF + vibrations
4. Fréquence radio RF

Bouton de commutation du niveau d'intensité (ajuste uniquement l'intensité RF)

Comment utiliser:

1. Appliquez une quantité appropriée de crème pour les yeux sur une peau préalablement nettoyée. Répartissez-le uniformément.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour changer le mode de fonctionnement et appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour régler l'intensité RF.
3. Utilisez la tête de massage comme indiqué pour le massage dans le dessin.
4. Après utilisation, essuyez la tête de massage avec une serviette sèche ou en papier.

Stockage:

1. Les produits de soins oculaires doivent être répartis uniformément avant chaque traitement pour éviter une accumulation excessive de produits de soins oculaires dans la tête de massage.
2. Après chaque traitement, essuyez le produit avec une serviette sèche.
3. Ne lavez pas l'appareil sous l'eau et ne le plongez pas. L'appareil n'est pas étanche.
4. N'utilisez pas d'agents corrosifs pour nettoyer l'appareil.
5. Conservez-le dans un endroit frais et sec.
6. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
7. N'appuyez pas trop fort sur l'appareil contre la peau.

Méthode de chargement:

1. À faible niveau de puissance, éteignez l'appareil et connectez-le pour le charger.
2. Pendant le processus de charge, le symbole de la batterie clignote sur l'écran.
3. Chargez régulièrement votre appareil pour éviter le vieillissement de la batterie.
4. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur de l'appareil.

Précautions:

1. Suivez les instructions d'utilisation recommandées. Si vos yeux présentent une inflammation telle qu'une conjonctivite, vous ne devez pas utiliser cet appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement guéri. N'utilisez pas ce produit lorsque vous portez des lentilles de contact.
2. Retirez tous les éléments métalliques de la zone du visage avant d'utiliser le masseur, tels que les boucles d'oreilles et les colliers.
3. N'utilisez pas l'appareil Looky PRO pendant le chargement.
4. Ne réparez pas, ne démontez pas et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Toute irrégularité doit être évaluée par le service.
5. Veuillez ne pas laisser tomber ou heurter l'appareil pour éviter un dysfonctionnement.
6. Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, ne l'utilisez pas pour éviter un court-circuit ou un incendie.
7. L'appareil ne doit pas être utilisé sur des personnes :
 - avec des maladies infectieuses
 - avec une maladie cardiaque
 - avec une forte fièvre
 - avec une tumeur maligne
 - avec une inflammation aiguë
 - avec un stimulateur cardiaque
 - avec des maladies de peau
 - enceinte/allaitante
 - avec un coup de soleil excessif

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entrada:	CC 5 V/1 A.
Batería:	500mAh
Unidad de peso:	54g
Tamaño:	149,9x28x22mm
Frecuencia de vibración:	12000RPM
RF:	400 kHz
Tiempo de carga:	3 horas
Tiempo de uso:	>30min

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Looky PRO es un potente dispositivo anti-envejecimiento para el cuidado de la piel del contorno de ojos. Calma eficazmente los ojos cansados e hinchados. Estimula la piel de su alrededor, la reafirma y la alisa. Tiene la función de ondas de radio con un fuerte efecto lifting. Las vibraciones de alta frecuencia de 12.000 RPM combinadas con la luz de fotones rojos suavizan y cuidan perfectamente la piel fina y sensible alrededor de los ojos.

Descripción del dispositivo [página 2- f1]:

1. Masajear la cabeza
2. Luz roja
3. Pantalla LCD
4. Botón de nivel
5. Botón de encendido/modo
6. Puerto de carga USB

Pantalla LCD [página 2- f2]:

1. Indicador de batería
2. Luz indicadora LED
3. Indicador de radiofrecuencia
4. Indicador de vibración
5. Niveles de funcionamiento de RF

Funciones:

1. Looky PRO es un dispositivo para el cuidado del contorno de ojos. Utiliza la frecuencia de las ondas de radio con vibraciones y además tiene una función de luz de fotones rojos. Úsalo con tu crema o gel para ojos y tu piel quedará más suave, firme y luminosa.
2. La tecnología anti-envejecimiento que utiliza ondas de radio penetra en la epidermis y calienta la dermis. Las ondas electromagnéticas generadas y la energía térmica se intercambian entre sí, y el efecto térmico generado promueve la producción de colágeno y reduce las arrugas finas.
3. El tratamiento con luz roja aumenta la capacidad de la piel para penetrar los ingredientes activos contenidos en el producto de cuidado. El uso diario puede mejorar eficazmente la elasticidad de la

piel y reducir la decoloración alrededor de los ojos.

4. El masaje por vibración de alta frecuencia favorece la circulación sanguínea y una mejor absorción por la piel de los ingredientes activos contenidos en el producto de cuidado.

Servicio:

Botón de encendido: presione prolongadamente el botón de encendido para encender el dispositivo, presione brevemente para cambiar el modo de funcionamiento.

1. RF + luz roja + vibración
2. RF + luz roja
3. RF + vibración
4. Radiofrecuencia RF

Botón de cambio de nivel de intensidad (solo ajusta la intensidad de RF)

Cómo utilizar:

1. Aplicar una cantidad adecuada de crema para ojos sobre la piel previamente limpia. Extiéndelo uniformemente.
2. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo, presione brevemente el botón de encendido para cambiar el modo de trabajo y presione brevemente el botón de encendido para ajustar la intensidad de RF.
3. Utilice el cabezal de masaje como se muestra para realizar masajes. en el dibujo.
4. Después del uso, limpie el cabezal de masaje con una toalla seca o de papel.

Almacenamiento:

1. Los productos para el cuidado de los ojos deben distribuirse uniformemente antes de cada tratamiento para evitar una acumulación excesiva de productos para el cuidado de los ojos en el cabezal de masaje.
2. Después de cada tratamiento, limpie el producto con una toalla seca.
3. No lave el dispositivo bajo el agua ni lo sumerja. El dispositivo no es resistente al agua.
4. No utilice agentes corrosivos para limpiar el dispositivo.
5. Guárdelo en un lugar fresco y seco.
6. No utilice el dispositivo si está dañado.
7. No presione el dispositivo contra la piel con mucha fuerza.

Método de carga:

1. Con un nivel de energía bajo, apague el dispositivo y conéctelo para cargarlo.
2. Durante el proceso de carga, el símbolo de la batería en la pantalla parpadea.
3. Cargue su dispositivo con regularidad para evitar que la batería se agote.
4. Una vez completada la carga, desconecte el cargador del dispositivo.

Precauciones:

1. Siga las instrucciones de funcionamiento recomendadas. Si tus ojos tienen inflamación como conjuntivitis, no debes utilizar este dispositivo hasta que esté completamente curado. No utilice este producto mientras usa lentes de contacto.
2. Retire todos los elementos metálicos del área facial antes de usar el masajeador, como aretes y collares.
3. No utilice el dispositivo Looky PRO mientras se carga.
4. No repare, desmonte ni modifique el dispositivo usted mismo. Cualquier irregularidad deberá ser evaluada por el servicio.
5. No deje caer ni golpee el dispositivo para evitar que funcione mal.
6. Cuando el cable de alimentación esté dañado, no lo utilice para evitar cortocircuitos o incendios.
7. El dispositivo no debe utilizarse en personas:
 - con enfermedades infecciosas
 - con enfermedad cardíaca
 - con fiebre alta
 - con tumor maligno
 - con inflamación aguda
 - con marcapasos
 - con enfermedades de la piel
 - embarazada/lactancia
 - con quemaduras solares excesivas

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Entrada:	CC5V/1A
Bateria:	500mAh
Unidade de peso:	54g
Tamanho:	149,9x28x22mm
Frequência de vibração:	12.000 RPM
RF:	400 KHz
O tempo de carga:	3 horas
Usando o tempo:	>30min

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Looky PRO é um poderoso dispositivo antienvelhecimento para o cuidado da pele ao redor dos olhos. Acalma eficazmente os olhos cansados e inchados. Estimula a pele ao seu redor, firma-a e suaviza-a. Tem a função de ondas de rádio com forte efeito lifting. Vibrações de alta frequência de 12.000 RPM combinadas com luz vermelha de fótons suavizam perfeitamente e cuidam da pele fina e sensível ao redor dos olhos.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Massageie a cabeça
2. Luz vermelha
3. Visor LCD
4. Botão de nível
5. Botão Ligar/Modo
6. Porta de carregamento USB

Visor LCD [página 2-f2]:

1. Indicador de bateria
2. Luz indicadora LED
3. Indicador de RF
4. Indicador de vibração
5. Níveis operacionais de RF

Funções:

1. Looky PRO é um aparelho para o cuidado da área dos olhos. Ele usa a frequência de ondas de rádio com vibrações e, adicionalmente, possui uma função de luz vermelha de fótons. Use-o com seu creme ou gel para os olhos e sua pele ficará mais lisa, firme e brilhante.
2. A tecnologia anti-envelhecimento que utiliza ondas de rádio penetra na epiderme e aquece a derme. As ondas eletromagnéticas geradas e a energia térmica trocam entre si, e o efeito térmico gerado promove a produção de colágeno e reduz rugas finas.
3. O tratamento com luz vermelha aumenta a capacidade da pele de penetração dos princípios ativos contidos no produto de cuidado. O uso diário pode efetivamente melhorar a elasticidade da pele e reduzir a descoloração ao redor dos olhos.

4. A massagem vibratória de alta frequência apoia a circulação sanguínea e melhor absorção pela pele dos ingredientes ativos contidos no produto de cuidado.

Serviço:

Botão liga / desliga - pressione longamente o botão liga / desliga para ligar o dispositivo, pressione rapidamente para alternar o modo de operação.

1. RF + luz vermelha + vibração
2. RF + luz vermelha
3. RF + vibração
4. Frequência de rádio RF

Botão de mudança de nível de intensidade (ajusta apenas a intensidade de RF)

Como usar:

1. Aplique uma quantidade adequada de creme para os olhos na pele previamente limpa. Espalhe uniformemente.
2. Pressione o botão liga / desliga para ligar o dispositivo, pressione rapidamente o botão liga / desliga para alternar o modo de trabalho e pressione rapidamente o botão liga / desliga para ajustar a intensidade de RF.
3. Use a cabeça de massagem conforme mostrado para massagem no desenho.
4. Após o uso, limpe a cabeça de massagem com uma toalha seca ou de papel.

Armazenar:

1. Os produtos para os olhos devem ser distribuídos uniformemente antes de cada tratamento para evitar o acúmulo excessivo de produtos para os olhos na cabeça de massagem.
2. Após cada tratamento, limpe o produto com uma toalha seca.
3. Não lave o dispositivo em água nem o mergulhe. O dispositivo não é à prova d'água
4. Não use agentes corrosivos para limpar o dispositivo.
5. Guarde-o em local fresco e seco.
6. Não use o dispositivo se estiver danificado.
7. Não pressione o dispositivo contra a pele com muita força.

Método de carregamento:

1. Em nível de energia baixo, desligue o dispositivo e conecte-o para carregar.
2. Durante o processo de carregamento, o símbolo da bateria pisca no display.
3. Carregue seu dispositivo regularmente para evitar o envelhecimento da bateria.
4. Quando o carregamento estiver concluído, desconecte o carregador do dispositivo.

Precauções:

1. Siga as instruções de operação recomendadas. Se seus olhos

apresentarem inflamação, como conjuntivite, você não deve usar este dispositivo até que esteja completamente curado. Não use este produto enquanto estiver usando lentes de contato.

2. Remova todos os elementos metálicos da região facial antes de usar o massageador, como brincos e colares.

3. Não use o dispositivo Looky PRO durante o carregamento.

4. Não repare, desmonte ou modifique o dispositivo por conta própria. Eventuais irregularidades deverão ser avaliadas pelo serviço.

5. Não deixe cair nem bata no dispositivo para evitar mau funcionamento.

6. Quando o cabo de alimentação estiver danificado, não o use para evitar curto-circuito ou incêndio.

7. O dispositivo não deve ser usado em pessoas:

- com doenças infecciosas
- com doença cardíaca
- com febre alta
- com tumor maligno
- com inflamação aguda
- com marca-passo
- com doenças de pele
- grávida/amamentando
- com queimaduras solares excessivas

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f3]:

-www.beautifly.eu

-www.youtube.com/beautiflyeu

Iscrizione:	CC 5 V/1 A
Batteria:	500 mAh
Unità di peso:	54 g
Misurare:	149,9x28x22 mm
Frequenza di vibrazione:	12000 giri/min
RF:	400 KHz
Tempo di carica:	3 ore
Utilizzando il tempo:	>30min

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Looky PRO è un potente dispositivo anti-tired per la cura della pelle intorno agli occhi. Lenisce efficacemente gli occhi stanchi e gonfi. Stimola la pelle circostante, la rassoda e la leviga. Ha la funzione delle onde radio con un forte effetto lifting. Le vibrazioni ad alta frequenza di 12.000 giri al minuto combinate con la luce fotonica rossa levigano perfettamente e si prendono cura della pelle sottile e sensibile intorno agli occhi.

Descrizione del dispositivo [pagina 2- f1]:

1. Testa massaggiante
2. Luce rossa
3. Display LCD
4. Pulsante del livello
5. Pulsante di accensione/modalità
6. Porta di ricarica USB

Display LCD [pagina 2- f2]:

1. Indicatore della batteria
2. Indicatore LED
3. Indicatore RF
4. Indicatore di vibrazione
5. Livelli operativi RF

Funzioni:

1. Looky PRO è un dispositivo per la cura del contorno occhi. Utilizza la frequenza delle onde radio con vibrazioni e ha inoltre una funzione di luce fotonica rossa. Usalo con la tua crema o gel per gli occhi e la tua pelle diventerà più liscia, compatta e luminosa.
2. La tecnologia anti-tired che utilizza le onde radio penetra nell'epidermide e riscalda il derma. Le onde elettromagnetiche generate e l'energia termica si scambiano tra loro e l'effetto termico generato favorisce la produzione di collagene e riduce le rughe sottili.
3. Il trattamento con luce rossa aumenta la capacità della pelle di penetrare i principi attivi contenuti nel prodotto curativo. L'uso quotidiano può migliorare efficacemente l'elasticità della pelle e

ridurre lo scolorimento intorno agli occhi.

4. Il massaggio vibrante ad alta frequenza favorisce la circolazione sanguigna e un migliore assorbimento da parte della pelle dei principi attivi contenuti nel prodotto per la cura.

Servizio:

Pulsante di accensione: premere a lungo il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, premere brevemente per cambiare la modalità operativa.

1. RF + luce rossa + vibrazione
2. RF + luce rossa
3. RF + vibrazione
4. Radiofrequenza RF

Pulsante di commutazione del livello di intensità (regola solo l'intensità RF)

Come usare:

1. Applicare una quantità adeguata di crema per gli occhi sulla pelle precedentemente pulita. Distribuirlo uniformemente.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo, premere brevemente il pulsante di accensione per cambiare la modalità di funzionamento e premere brevemente il pulsante di accensione per regolare l'intensità RF.
3. Utilizzare la testina massaggiante come mostrato per il massaggio nel disegno.
4. Dopo l'uso, pulire la testina massaggiante con un tovagliolo di carta o asciutto.

Magazzinaggio:

1. I prodotti per la cura degli occhi devono essere distribuiti uniformemente prima di ogni trattamento per evitare un eccessivo accumulo di prodotti per la cura degli occhi nella testina massaggiante.
2. Dopo ogni trattamento, asciugare il prodotto con un asciugamano asciutto.
3. Non lavare il dispositivo sott'acqua né immergerlo. Il dispositivo non è impermeabile.
4. Non utilizzare agenti corrosivi per pulire il dispositivo.
5. Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.
6. Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato.
7. Non premere il dispositivo contro la pelle con forza eccessiva.

Metodo di ricarica:

1. A basso livello di potenza, spegnere il dispositivo e collegarlo per caricarlo.
2. Durante il processo di ricarica, il simbolo della batteria sul display lampeggia.
3. Carica regolarmente il tuo dispositivo per evitare l'invecchiamento della batteria.
4. Una volta completata la ricarica, scollegare il caricabatterie dal dispositivo.

Precauzioni:

1. Seguire le istruzioni operative consigliate. Se i tuoi occhi hanno un'infezione come la congiuntivite, non dovresti usare questo dispositivo finché non sarà completamente guarito. Non utilizzare questo prodotto mentre si indossano lenti a contatto.
2. Rimuovere tutti gli elementi metallici dalla zona del viso prima di utilizzare il massaggiatore, come orecchini e collane.
3. Non utilizzare il dispositivo Looky PRO durante la ricarica.
4. Non riparare, smontare o modificare il dispositivo da soli. Eventuali irregolarità dovranno essere valutate dal servizio.
5. Si prega di non far cadere o urtare il dispositivo per evitare malfunzionamenti.
6. Quando il cavo di alimentazione è danneggiato, non utilizzarlo per evitare cortocircuiti o incendi.
7. Il dispositivo non deve essere utilizzato su persone:
 - con malattie infettive
 - con malattie cardiache
 - con febbre alta
 - con tumore maligno
 - con infiammazione acuta
 - con un pacemaker
 - con malattie della pelle
 - gravidanza/allattamento
 - con eccessive scottature

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vstup:	DC 5V/1A
Baterie:	500 mAh
Jednotková hmotnost:	54 g
Velikost:	149,9 x 28 x 22 mm
Frekvence vibrací:	12 000 ot./min
RF:	400 kHz
Doba nabíjení:	3 hodiny
Použití času:	> 30 min

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Looky PRO je výkonný přístroj proti stárnutí pro péči o pokožku kolem očí. Účinně zklidňuje unavené a oteklé oči. Stimuluje pokožku v jejím okolí, zpevňuje ji a vyhlazuje. Má funkci rádiových vln se silným liftingovým efektem. Vysokofrekvenční vibrace 12 000 ot./min v kombinaci s červeným fotonovým světlem dokonale vyhlazují a pečují o tenkou a citlivou pokožku kolem očí.

Popis zařízení [strana 2- f1]:

1. Masážní hlavice
2. Červené světlo
3. LCD displej
4. Tlačítko úrovně
5. Tlačítko napájení/režimu
6. USB nabíjecí port

LCD displej [strana 2- f2]:

1. Indikátor baterie
2. LED kontrolka
3. RF indikátor
4. Indikátor vibrací
5. RF provozní úrovně

Funkce:

1. Looky PRO je přístroj pro péči o oční okolí. Využívá frekvenci rádiových vln s vibracemi a navíc má funkci červeného fotonového světla. Použijte jej se svým očním krémem nebo gelem a vaše pokožka bude hladší, pevnější a jasnější.
2. Technologie proti stárnutí pomocí rádiových vln proniká epidermis a zahřívá dermis. Generované elektromagnetické vlny a tepelná energie se vzájemně vyměňují a generovaný tepelný efekt podporuje tvorbu kolagenu a redukuje jemné vrásky.
3. Ošetření červeným světlem zvyšuje schopnost pokožky pronikat aktivní složky obsažené v pečujícím produktu. Každodenní používání může účinně zlepšit elasticitu pokožky a snížit zabarvení kolem očí.
4. Vysokofrekvenční vibrační masáž podporuje prokrvení a lepší vstřebávání účinných látek obsažených v pečujícím přípravku pokožkou.

Servis:

Tlačítko napájení - dlouhým stisknutím tlačítka napájení se zařízení zapne, krátkým stisknutím přepnete provozní režim.

1. RF + červené světlo + vibrace
2. RF + červené světlo
3. RF + vibrace
4. RF rádiová frekvence

Tlačítko přepínače úrovně intenzity (upravuje pouze intenzitu RF)

Jak používat:

1. Na předem vyčištěnou pleť naneste přiměřené množství očního krému. Rovnoměrně rozetřete.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapněte zařízení, krátkým stisknutím tlačítka napájení přepnete pracovní režim a krátkým stisknutím tlačítka napájení nastavíte intenzitu RF.
3. Pro masáž použijte masážní hlavici podle obrázku ve výkresu.
4. Po použití otřete masážní hlavici suchou nebo papírovou utěrkou.

Úložný prostor:

1. Prostředky pro péči o oči by měly být rovnoměrně rozmístěny před každým ošetřením, aby se zabránilo nadměrnému hromadění produktů péče o oči v masážní hlavici.
2. Po každém ošetření otřete přípravek suchým ručníkem.
3. Zařízení nemyjte pod vodou ani jej neponořujte. Zařízení není vodotěsné.
4. K čištění zařízení nepoužívejte korozivní prostředky.
5. Uchovávejte na chladném a suchém místě.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené.
7. Netlačte přístroj na kůži velkou silou.

Způsob nabíjení:

1. Při nízké úrovni energie vypněte zařízení a připojte jej k nabíjení.
2. Během procesu nabíjení bliká symbol baterie na displeji.
3. Pravidelně své zařízení nabíjejte, abyste zabránili stárnutí baterie.
4. Po dokončení nabíjení odpojte nabíječku od zařízení.

Opatření:

1. Dodržujte doporučený návod k obsluze. Pokud mají vaše oči zánět, jako je konjunktivitida, neměli byste toto zařízení používat, dokud nebude zcela vyléčeno. Nepoužívejte tento výrobek při nošení kontaktních čoček.
2. Před použitím masážního přístroje odstraňte všechny kovové prvky z oblasti obličeje, jako jsou náušnice a náhrdelníky.
3. Během nabíjení nepoužívejte zařízení Looky PRO.
4. Zařízení sami neopravujte, nerozebírejte ani neupravujte. Jakékoli nesrovnalosti by měly být posouzeny službou.
5. Nenechte zařízení upadnout ani na něj nenarážet, aby nedošlo k jeho poruše.
6. Pokud je napájecí kabel poškozen, nepoužívejte jej, aby nedošlo ke zkratu nebo požáru.

7. Zařízení by nemělo používat osoby:

- s infekčními chorobami
- s onemocněním srdce
- s vysokou horečkou
- se zhoubným nádorem
- s akutním zánětem
- s kardiostimulátorem
- s kožními chorobami
- těhotná/kojící
- s nadměrným spálením sluncem

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vstup:	DC 5V/1A
Batéria:	500 mAh
Hmotnosť jednotky:	54 g
Veľkosť:	149,9 x 28 x 22 mm
Frekvencia vibrácií:	12 000 ot./min
RF:	400 kHz
Doba nabíjania:	3 hodiny
Použitie času:	> 30 min

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Looky PRO je výkonný prístroj proti starnutiu pre starostlivosť o pokožku okolo očí. Účinne upokojuje unavené a opuchnuté oči. Stimuluje pokožku v jej okolí, spevňuje ju a vyhladzuje. Má funkciu rádiových vln so silným liftingovým efektom. Vysokofrekvenčné vibrácie 12 000 otáčok za minútu v kombinácii s červeným fotónovým svetlom dokonale vyhladzujú a starajú sa o tenkú a citlivú pokožku okolo očí.

Popis zariadenia [strana 2- f1]:

1. Masážna hlavica
2. Červené svetlo
3. LCD displej
4. Tlačidlo úrovne
5. Tlačidlo napájania/režimu
6. USB nabíjací port

LCD displej [strana 2- f2]:

1. Indikátor batérie
2. LED kontrolka
3. RF indikátor
4. Indikátor vibrácií
5. RF prevádzkové úrovne

Funkcie:

1. Looky PRO je prístroj na starostlivosť o očné okolie. Využíva frekvenciu rádiových vln s vibráciami a navyše má funkciu červeného fotónového svetla. Použite ho s očným krémom alebo gélom a vaša pokožka bude hladšia, pevnejšia a rozjasnená.
2. Technológia proti starnutiu využívajúca rádiové vlny preniká epidermou a zahrieva dermu. Generované elektromagnetické vlny a tepelná energia sa navzájom vymieňajú a vytvorený tepelný efekt podporuje tvorbu kolagénu a redukuje jemné vrásky.
3. Ošetrovanie červeným svetlom zvyšuje kapacitu pokožky pre prienik účinných látok obsiahnutých v ošetrojúcom prípravku. Každodenné používanie môže účinne zlepšiť elasticitu pokožky a znížiť zafarbenie okolo očí.
4. Vysokofrekvenčná vibračná masáž podporuje krvný obeh a lepšie

vstrebávanie účinných látok obsiahnutých v ošetrojúcom prípravku pokožkou.

Servis:

Tlačidlo napájania - dlhým stlačením tlačidla napájania sa zariadenie zapne, krátkym stlačením sa prepína prevádzkový režim.

1. RF + červené svetlo + vibrácie

2. RF + červené svetlo

3. RF + vibrácie

4. RF rádiová frekvencia

Tlačidlo prepínača úrovne intenzity (upravuje len intenzitu RF)

Ako použiť:

1. Naneste primerané množstvo očného krému na predtým vyčistenú pleť. Rovnomerne rozotrieme.

2. Stlačením vypínača zapnete zariadenie, krátkym stlačením vypínača prepnete pracovný režim a krátkym stlačením vypínača nastavíte intenzitu RF.

3. Pri masáži použite masážnu hlavicu podľa obrázka vo výkrese.

4. Po použití utrite masážnu hlavicu suchou alebo papierovou utierkou.

Ukladací priestor:

1. Prípravky na ošetrovanie očí by mali byť rovnomerne rozložené pred každým ošetrením, aby sa predišlo nadmernému hromadeniu očných prípravkov v masážnej hlavici.

2. Po každom ošetrení utrite prípravok suchým uterákom.

3. Zariadenie neumývajte pod vodou ani ho neponárajte. Zariadenie nie je vodotesné

4. Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne prostriedky.

5. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste.

6. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodené.

7. Netlačte prístroj na pokožku veľkou silou.

Spôsob nabíjania:

1. Pri nízkej úrovni výkonu vypnite zariadenie a pripojte ho k nabíjaniu.

2. Počas procesu nabíjania symbol batérie na displeji bliká.

3. Zariadenie pravidelne nabíjajte, aby ste predišli starnutiu batérie.

4. Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku od zariadenia.

Prevencia:

1. Postupujte podľa odporúčaných prevádzkových pokynov. Ak majú vaše oči zápal, ako je konjunktivitída, nemali by ste toto zariadenie používať, kým sa úplne nezahojí. Nepoužívajte tento výrobok pri nosení kontaktných šošoviek.

2. Pred použitím masážneho prístroja odstráňte všetky kovové prvky z oblasti tváre, ako sú náušnice a náhrdelníky.

3. Počas nabíjania nepoužívajte zariadenie Looky PRO.

4. Zariadenie sami neopravujte, nerozoberajte ani neupravujte.

Akékoľvek nezrovnalosti by mala posúdiť služba.

5. Nenechajte zariadenie spadnúť ani ho neudierajte, aby nedošlo k jeho poruche.

6. Ak je napájací kábel poškodený, nepoužívajte ho, aby nedošlo ku skratu alebo požiaru.

7. Zariadenie by nemali používať osoby:

- s infekčnými chorobami
- s ochorením srdca
- s vysokou horúčkou
- so zhubným nádorom
- s akútnym zápalom
- s kardiostimulátorom
- s kožnými ochoreniami
- tehotná/dojčiaca
- s nadmerným spálením od slnka

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Vnos:	DC5V/1A
Baterija:	500 mAh
Teža enote:	54g
Velikost:	149,9 x 28 x 22 mm
Frekvenca vibracij:	12000 RPM
RF:	400 KHZ
Čas polnjenja:	3 ure
Čas uporabe:	> 30 min

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Looky PRO je močna naprava proti staranju za nego kože okrog oči. Učinkovito pomirja utrujene in otekle oči. Kožo okoli nje stimulira, jo učvrsti in gladi. Ima funkcijo radijskih valov z močnim lifting učinkom. Visokofrekvenčne vibracije 12.000 RPM v kombinaciji z rdečo fotonsko svetlobo popolnoma gladijo in negujejo tanko in občutljivo kožo okrog oči.

Opis naprave [stran 2- f1]:

1. Masažna glava
2. Rdeča luč
3. LCD zaslon
4. Gumb za raven
5. Gumb za vklop/način
6. Vrata za polnjenje USB

LCD zaslon [stran 2- f2]:

1. Indikator baterije
2. LED indikatorska lučka
3. RF indikator
4. Indikator vibracij
5. Ravni delovanja RF

Funkcije:

1. Looky PRO je naprava za nego predela okoli oči. Uporablja frekvenco radijskih valov z tresljaji, dodatno ima funkcijo rdeče fotonske svetlobe. Uporabite ga skupaj s kremo ali gelom za oči in vaša koža bo postala bolj gladka, čvrsta in sijoča.
2. Tehnologija proti staranju z uporabo radijskih valov prodre v povrhnjico in segreje dermis. Ustvarjeni elektromagnetni valovi in toplotna energija se izmenjujejo, ustvarjen toplotni učinek pa spodbuja nastajanje kolagena in zmanjšuje drobne gube.
3. Tretma z rdečo svetlobo poveča sposobnost kože za prodiranje učinkovin, ki jih vsebuje negovalni izdelek. Vsakodnevna uporaba lahko učinkovito izboljša elastičnost kože in zmanjša razbarvanje okoli oči.
4. Masaža z visokofrekvenčnimi vibracijami podpira prekrvavitev in boljšo absorpcijo aktivnih sestavin, ki jih vsebuje negovalni izdelek.

Storitev:

Gumb za vklop - dolg pritisk na gumb za vklop vklopi napravo, kratek pritisk preklopi način delovanja.

1. RF + rdeča luč + vibracije
2. RF + rdeča luč
3. RF + vibracije
4. RF radijska frekvenca

Gumb za prekllop ravni intenzivnosti (prilagodi samo intenzivnost RF)

Kako uporabiti:

1. Na predhodno očiščeno kožo nanesite ustrezno količino kreme za oči. Enakomerno ga razporedite.
2. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo, na kratko pritisnite gumb za vklop, da preklopite način delovanja, in na kratko pritisnite gumb za vklop, da prilagodite intenzivnost RF.
3. Za masažo uporabite masažno glavo, kot je prikazano v risbi.
4. Po uporabi obrišite masažno glavo s suho ali papirnato brisačo.

Shranjevanje:

1. Izdelke za nego oči je treba enakomerno porazdeliti pred vsakim tretmajem, da preprečite prekomerno kopičenje izdelkov za nego oči v masažni glavi.
2. Po vsakem tretmaju izdelek obrišite s suho brisačo.
3. Naprave ne umivajte pod vodo in je ne potapljajte. Naprava ni vodotesna
4. Za čiščenje naprave ne uporabljajte jedkih sredstev.
5. Shranjujte na hladnem in suhem mestu.
6. Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana.
7. Naprave ne pritiskajte na kožo z veliko silo.

Način polnjenja:

1. Pri nizki ravni moči izklopite napravo in jo povežite za polnjenje.
2. Med postopkom polnjenja simbol baterije na zaslonu utripa.
3. Redno polnite svojo napravo, da preprečite staranje baterije.
4. Ko je polnjenje končano, odklopite polnilnik iz naprave.

Previdnostni ukrepi:

1. Sledite priporočenim navodilom za uporabo. Če imate vnetje oči, kot je konjunktivitis, ne smete uporabljati tega pripomočka, dokler se popolnoma ne pozdravi. Ne uporabljajte tega izdelka, ko nosite kontaktne leče.
2. Pred uporabo masažnega aparata odstranite vse kovinske elemente z obraznega predela, kot so uhani in ogrlice.
3. Ne uporabljajte naprave Looky PRO med polnjenjem.
4. Naprave ne popravljajte, razstavljajte ali spreminjajte sami. Morebitne nepravilnosti naj oceni servis.
5. Prosimo, da naprave ne pade na tla ali udarite, da se izognete okvari.
6. Ko je napajalni kabel poškodovan, ga ne uporabljajte, da preprečite kratek stik ali požar.

7. Naprave ne smete uporabljati na ljudeh:

- z nalezljivimi boleznimi
- z boleznijo srca
- z visoko vročino
- z malignim tumorjem
- z akutnim vnetjem
- s srčnim spodbujevalnikom
- s kožnimi boleznimi
- nosečnost/dojenje
- s prekomerno sončno opeklino

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Sissepääs:	DC5V/1A
Aku:	500 mAh
Ühiku kaal:	54 g
Suurus:	149,9x28x22 mm
Vibratsiooni sagedus:	12000 pööret minutis
RF:	400KHZ
Laadimisaeg:	3 tundi
Aja kasutamine:	>30 min

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Looky PRO on võimas vananemisvastane seade silmaümbruse naha hooldamiseks. Rahustab tõhusalt väsinud ja paistes silmi. See stimuleerib ümbritsevat nahka, pinguldab ja silub seda. Sellel on tugeva tõsteefektiga raadiolainete funktsioon. Kõrgsageduslikud vibratsioonid 12 000 p/min koos punase footonvalgusega siluvad ideaalselt ja hooldavad õhukest ja tundlikku silmaümbruse nahka.

Seadme kirjeldus [lehekülj 2- f1]:

1. Massaažipea
2. Punane tuli
3. LCD ekraan
4. Taseme nupp
5. Toite/režiimi nupp
6. USB laadimispesa

LCD-ekraan [lehekülj 2- f2]:

1. Aku indikaator
2. LED-indikaatortuli
3. RF indikaator
4. Vibratsiooni indikaator
5. RF töötasemed

Funktsioonid:

1. Looky PRO on seade silmaümbruse hooldamiseks. See kasutab vibratsiooniga raadiolainete sagedust ja lisaks on sellel punase footoni valguse funktsioon. Kasutage seda koos silmaümbruse kreemi või geeliga ja nahk muutub siledamaks, pringimaks ja säravamaks.
2. Raadiolaineid kasutav vananemisvastane tehnoloogia tungib läbi epidermise ja soojendab pärisnahka. Tekkivad elektromagnetlained ja soojustenergia vahetavad üksteist ning tekkiv soojustefekt soodustab kollageeni tootmist ja vähendab peeneid kortse.
3. Punase valguse hooldus suurendab naha võimet läbida hooldusvahendis sisalduvaid toimeaineid. Igapäevane kasutamine võib tõhusalt parandada naha elastsust ja vähendada värvimuutusi silmade ümber.
4. Kõrgsageduslik vibratsioonimassaaž toetab vereringet ja

hooldusvahendis sisalduvate toimeainete paremat naha imendumist.

Teenus:

Toitenupp – toitenupu pika vajutus lülitab seadme sisse, lühike vajutus lülitab töörežiimi.

1. RF + punane tuli + vibratsioon
2. RF + punane tuli
3. RF + vibratsioon
4. RF raadiosagedus

Intensiivsuse taseme lüliti nupp (reguleerib ainult RF intensiivsust)

Kuidas kasutada:

1. Kanna eelnevalt puhastatud nahale sobiv kogus silmaümbruskreemi. Määri see ühtlaselt laiali.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu, töörežiimi vahetamiseks vajutage lühidalt toitenuppu ja raadiosageduse intensiivsuse reguleerimiseks lühidalt toitenuppu.
3. Kasutage massaaži jaoks massaažipead joonisel näidatud viisil joonisel.
4. Pärast kasutamist pühkige massaažipea kuiva või paberrätikuga.

Hoiustamine:

1. Silmahooldustooted tuleks enne iga hooldust ühtlaselt jaotada, et vältida silmahooldustoodete liigset kogunemist massaažipeasse.
2. Pärast iga töötlemist pühkige toode kuiva rätikuga.
3. Ärge peske seadet vee all ega kastke seda. Seade ei ole veekindel
4. Ärge kasutage seadme puhastamiseks söövitavaid aineid.
5. Säilitage seda jahedas ja kuivas kohas.
6. Ärge kasutage seadet, kui see on kahjustatud.
7. Ärge suruge seadet suure jõuga vastu nahka.

Laadimisviis:

1. Madala võimsusega lülitage seade välja ja ühendage laadimiseks.
2. Laadimise ajal vilgub ekraanil aku sümbol.
3. Laadige seadet regulaarselt, et vältida aku vananemist.
4. Kui laadimine on lõppenud, ühendage laadija seadme küljest lahti.

Ettevaatusabinõud:

1. Järgige soovitatud kasutusjuhiseid. Kui teie silmadel on põletik, näiteks konjunktiviit, ei tohi te seda seadet kasutada enne, kui see on täielikult paranenud. Ärge kasutage seda toodet kontaktläätsede kandmise ajal.
2. Enne masseerija kasutamist eemaldage näopiirkonnast kõik metallelemendid, nagu kõrvarõngad ja kaelakeed.
3. Ärge kasutage Looky PRO seadet laadimise ajal.
4. Ärge parandage, võtke lahti ega muutke seadet ise. Talitus peaks hindama kõiki eeskirjade eiramisi.
5. Ärge kukutage seadet maha ega lööge seda, et vältida selle talitlushäireid.
6. Kui toitejuhe on kahjustatud, ärge kasutage seda lühise või

tulekahju vältimiseks.

7. Seadet ei tohi kasutada inimestel:

- nakkushaigustega
- südamehaigustega
- kõrge palavikuga
- pahaloomulise kasvajaga
- ägeda põletikuga
- südamestimulaatoriga
- nahahaigustega
- rase/imetav
- liigse päikesepõletusega

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Iėjimas:	DC5V/1A
Baterija:	500 mAh
Vieneto svoris:	54g
Dydis:	149,9x28x22 mm
Vibracijos dažnis:	12000 aps./min
RF:	400 KHZ
Įkrovimo laikas:	3 valandos
Laiko panaudojimas:	>30 min

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Looky PRO yra galingas senėjimą stabdantis prietaisas, skirtas odos aplink akis priežiūrai. Veiksmingai ramina pavargusias ir patinusias akis. Stimuliuoja aplink esančią odą, stangrina ją ir lygina. Jis turi radijo bangų funkciją su stipriu kėlimo efektu. Aukšto dažnio 12 000 aps./min vibracijos kartu su raudonų fotonų šviesa puikiai išlygina ir prižiūri ploną ir jautrią odą aplink akis.

Įrenginio aprašas [puslapis 2- f1]:

1. Masažo galvutė
2. Raudona šviesa
3. LCD ekranas
4. Lygio mygtukas
5. Maitinimo/režimo mygtukas
6. USB įkrovimo prievadas

LCD ekranas [2-f2 puslapis]:

1. Baterijos indikatorius
2. LED indikatoriaus lemputė
3. RF indikatorius
4. Vibracijos indikatorius
5. RF veikimo lygiai

Funkcijos:

1. Looky PRO – prietaisas, skirtas paakių zonos priežiūrai. Jis naudoja radijo bangų dažnį su virpesiais, papildomai turi raudonos fotonų šviesos funkciją. Naudokite jį su paakių kremu ar geliu ir jūsų oda taps lygesnė, stangresnė ir skaistesnė.
2. Senėjimą stabdanti technologija, naudojant radijo bangas, prasiskverbia pro epidermį ir šildo dermą. Sukurtos elektromagnetinės bangos ir šiluminė energija keičiasi viena kita, o sukurtas šiluminis efektas skatina kolageno gamybą ir mažina smulkias raukšleles.
3. Raudonos šviesos gydymas padidina odos gebėjimą įsiskverbti į priežiūros gaminyje esančias veikliąsias medžiagas. Kasdienis naudojimas gali veiksmingai pagerinti odos elastingumą ir sumažinti spalvos pasikeitimą aplink akis.
4. Aukšto dažnio vibracinis masažas palaiko kraujotaką ir geresnį

odos įsisavinimą priežiūros priemonėje esančioms veikliosioms medžiagoms.

Paslauga:

Maitinimo mygtukas – ilgai paspaudus maitinimo mygtuką įjungiamas įrenginys, trumpai paspaudus perjungiamas darbo režimas.

1. RF + raudona šviesa + vibracija
2. RF + raudona šviesa
3. RF + vibracija
4. RF radijo dažnis

Intensyvumo lygio jungiklio mygtukas (reguliuoja tik RF intensyvumą)

Kaip naudoti:

1. Ant anksčiau nuvalytos odos užtepkite atitinkamą kiekį paakių kremo. Tolygiai paskirstykite.
2. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį, trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte darbo režimą, ir trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad sureguliuotumėte RF intensyvumą.
3. Masažui naudokite masažo galvutę, kaip parodyta brėžinyje.
4. Po naudojimo nuvalykite masažo galvutę sausu arba popieriniu rankšluosčiu.

Saugykla:

1. Akių priežiūros priemonės reikia tolygiai paskirstyti prieš kiekvieną procedūrą, kad masažo galvutėje nesusikauptų per daug akių priežiūros priemonių.
2. Po kiekvienos procedūros nuvalykite produktą sausu rankšluosčiu.
3. Neplaukite prietaiso po vandeniu ir nenardinkite. Prietaisas nėra atsparus vandeniui
4. Prietaisui valyti nenaudokite korozinių medžiagų.
5. Laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
6. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas.
7. Nespauskite prietaiso prie odos didele jėga.

Įkrovimo būdas:

1. Esant mažam galios lygiui, išjunkite įrenginį ir prijunkite įkrovimui.
2. Įkrovimo proceso metu ekrane mirksi akumuliatoriaus simbolis.
3. Reguliariai įkraukite įrenginį, kad išvengtumėte baterijos senėjimo.
4. Kai įkrovimas bus baigtas, atjunkite įkroviklį nuo įrenginio.

Atsargumo priemonės:

1. Vadovaukitės rekomenduojamomis naudojimo instrukcijomis. Jei jūsų akyse yra uždegimas, pvz., konjunktyvitas, neturėtumėte naudoti šio prietaiso, kol jis visiškai nesugis. Nenaudokite šio gaminio, kai nešiojate kontaktinius lęšius.
2. Prieš naudodami masažuoklį, nuo veido srities pašalinkite visus metalinius elementus, tokius kaip auskarai ir karoliai.
3. Įkrovimo metu nenaudokite įrenginio Looky PRO.

4. Netaisykite, neardykite ir nemodifikuokite įrenginio patys. Bet kokius pažeidimus turėtų įvertinti tarnyba.
5. Nenumeskite ir nedaužykite įrenginio, kad jis nesugestų.
6. Jei maitinimo laidas pažeistas, nenaudokite jo, kad išvengtumėte trumpojo jungimo ar gaisro.
7. Prietaisas neturėtų būti naudojamas žmonėms:
 - sergant infekcinėmis ligomis
 - sergant širdies ligomis
 - su dideliu karščiavimu
 - su piktybiniu naviku
 - su ūminiu uždegimu
 - su širdies stimulatoriumi
 - sergant odos ligomis
 - nėščia/maitinanti krūtimi
 - su dideliu nudegimu saulėje

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Ieeja:	DC5V/1A
Akumulators:	500 mAh
Vienības svars:	54g
Izmērs:	149,9x28x22 mm
Vibrācijas frekvence:	12000 RPM
RF:	400KHZ
Uzlādes laiks:	3 stundas
Laika izmantošana:	>30 min

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Looky PRO ir spēcīga pretnovecošanās ierīce ādas kopšanai ap acīm. Efektīvi nomierina nogurušas un pietūkušas acis. Tas stimulē ādu ap to, nostiprina un izlīdzina to. Tam ir radioviļņu funkcija ar spēcīgu liftinga efektu. Augstas frekvences vibrācijas 12 000 apgr./min apvienojumā ar sarkano fotonu gaismu ideāli gluda un rūpējas par plāno un jutīgo ādu ap acīm.

Ierīces apraksts [lappuse 2- f1]:

1. Masāžas galva
2. Sarkanā gaisma
3. LCD displejs
4. Līmeņa poga
5. Barošanas/režīma poga
6. USB uzlādes ports

LCD displejs [lappuse 2- f2]:

1. Akumulatora indikators
2. LED indikators
3. RF indikators
4. Vibrācijas indikators
5. RF darbības līmeņi

Funkcijas:

1. Looky PRO ir ierīce acu zonas kopšanai. Tas izmanto radioviļņu frekvenci ar vibrācijām, un papildus tam ir sarkanās fotonu gaismas funkcija. Izmantojiet to kopā ar acu krēmu vai želeju, un jūsu āda kļūs gludāka, tvirtāka un gaišāka.
2. Pretnovecošanas tehnoloģija, izmantojot radioviļņus, iekļūst epidermā un sasilda dermu. Radītie elektromagnētiskie viļņi un siltumenerģija apmainās viens ar otru, un radītais termiskais efekts veicina kolagēna veidošanos un samazina smalkās grumbiņas.
3. Sarkanās gaismas apstrāde palielina ādas spēju iekļūt kopšanas līdzeklī esošajās aktīvās sastāvdaļas. Ikdienas lietošana var efektīvi uzlabot ādas elastību un samazināt krāsas maiņu ap acīm.
4. Augstas frekvences vibrācijas masāža atbalsta asinsriti un kopšanas līdzekļa sastāvā esošo aktīvo vielu labāku uzsūkšanos ādā.

Apkalpošana:

Ieslēgšanas poga - ilgi nospiežot barošanas pogu, ierīce tiks ieslēgta, īsi nospiežot, tiks pārslēgts darbības režīms.

1. RF + sarkana gaisma + vibrācija
2. RF + sarkanā gaisma
3. RF + vibrācija
4. RF radio frekvence

Intensitātes līmeņa slēdža poga (pielāgo tikai RF intensitāti)

Kā izmantot:

1. Uzklājiet atbilstošu daudzumu acu krēma uz iepriekš attīrītas ādas. Izklāj to vienmērīgi.
2. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci, īsi nospiediet barošanas pogu, lai pārslēgtu darba režīmu, un īsi nospiediet barošanas pogu, lai pielāgotu RF intensitāti.
3. Masāžai izmantojiet masāžas galvu, kā parādīts attēlā zīmējumā.
4. Pēc lietošanas noslaukiet masāžas galvu ar sausu vai papīra dvieli.

Uzglabāšana:

1. Acu kopšanas līdzekļi vienmērīgi jāsadala pirms katras procedūras, lai izvairītos no pārmērīgas acu kopšanas līdzekļu uzkrāšanās masāžas galviņā.
2. Pēc katras apstrādes noslaukiet produktu ar sausu dvieli.
3. Nemazgājiet ierīci zem ūdens un neiegremdējiet to. Ierīce nav ūdensizturīga.
4. Ierīces tīrīšanai neizmantojiet kodīgus līdzekļus.
5. Glabājiet to vēsā, sausā vietā.
6. Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta.
7. Nespiediet ierīci pret ādu ar lielu spēku.

Uzlādes metode:

1. Zemā jaudas līmenī izslēdziet ierīci un pievienojiet to uzlādei.
2. Uzlādes procesa laikā displejā mirgo akumulatora simbols.
3. Regulāri uzlādējiet ierīci, lai izvairītos no akumulatora novecošanas.
4. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet lādētāju no ierīces.

Piesardzības pasākumi:

1. Izpildiet ieteiktos lietošanas norādījumus. Ja jūsu acīm ir iekaisums, piemēram, konjunktivīts, jūs nedrīkstat lietot šo ierīci, kamēr tā nav pilnībā izārstēta. Nelietojiet šo produktu, valkājot kontaktlēcas.
2. Pirms masiera lietošanas noņemiet no sejas zonas visus metāla elementus, piemēram, auskarus un kaklarotas.
3. Neizmantojiet Looky PRO ierīci uzlādes laikā.
4. Nelabojojiet, neizjauciet un nepārveidojiet ierīci pats. Jebkuri pārkāpumi ir jānovērtē dienestam.
5. Lūdzu, nenometiet un nesusiet ierīci, lai izvairītos no tās

nepareizas darbības.

6. Ja strāvas vads ir bojāts, neizmantojiet to, lai izvairītos no īssavienojuma vai aizdegšanās.

7. Ierīci nedrīkst lietot cilvēkiem:

- ar infekcijas slimībām
- ar sirds slimībām
- ar augstu drudzi
- ar ļaundabīgu audzēju
- ar akūtu iekaisumu
- ar elektrokardiosimulatoru
- ar ādas slimībām
- grūtniecība/barošana ar krūti
- ar pārmērīgu saules apdegumu

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f3]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Вход:	5 В постоянного тока/1 А
Батарея:	500 мАч
Единица измерения:	54г
Размер:	149,9x28x22 мм
Частота вибрации:	12000 об/мин
РФ:	400 кГц
Время зарядки:	3 часа
Использование времени:	>30 минут

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Looku PRO – мощное антивозрастное устройство для ухода за кожей вокруг глаз. Эффективно успокаивает усталые и опухшие глаза. Он стимулирует кожу вокруг себя, укрепляет ее и разглаживает. Имеет функцию радиоволн с сильным лифтинг-эффектом. Высокочастотные вибрации со скоростью 12 000 об/мин в сочетании с красным фотонным светом идеально разглаживают и ухаживают за тонкой и чувствительной кожей вокруг глаз.

Описание устройства [стр. 2- f1]:

1. Массаж головы
2. Красный свет
3. ЖК-дисплей
4. Кнопка уровня
5. Кнопка питания/режима.
6. USB-порт для зарядки.

ЖК-дисплей [стр. 2- f2]:

1. Индикатор заряда батареи
2. Светодиодный индикатор
3. Индикатор РФ
4. Индикатор вибрации
5. Рабочие уровни РФ

Функции:

1. Looku PRO – устройство для ухода за областью глаз. Он использует частоту радиоволн с вибрациями, а также имеет функцию красного фотонного света. Используйте его с кремом или гелем для глаз, и ваша кожа станет более гладкой, упругой и сияющей.
2. Антивозрастная технология с помощью радиоволн проникает в эпидермис и нагревает дерму. Генерируемые электромагнитные волны и тепловая энергия обмениваются друг с другом, а создаваемый тепловой эффект способствует выработке коллагена и уменьшению мелких морщин.
3. Обработка красным светом увеличивает способность кожи

проникать в кожу активных ингредиентов, содержащихся в средстве ухода. Ежедневное использование может эффективно улучшить эластичность кожи и уменьшить изменение цвета вокруг глаз.

4. Высокочастотный вибромассаж поддерживает кровообращение и лучшее впитывание кожей активных ингредиентов, содержащихся в средстве по уходу.

Услуга:

Кнопка питания – долгое нажатие кнопки питания включит устройство, короткое нажатие переключит режим работы.

1. RF + красный свет + вибрация
2. РФ + красный свет
3. РФ + вибрация
4. Радиочастота РФ

Кнопка переключения уровня интенсивности (регулирует только интенсивность РФ)

Как использовать:

1. Нанесите необходимое количество крема для глаз на предварительно очищенную кожу. Распределите его равномерно.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство, коротко нажмите кнопку питания, чтобы переключить рабочий режим, и коротко нажмите кнопку питания, чтобы отрегулировать интенсивность радиочастотного излучения.
3. Используйте массажную головку, как показано на рисунке. на рисунке.
4. После использования протрите массажную головку сухим или бумажным полотенцем.

Хранилище:

1. Средства по уходу за глазами следует распределять равномерно перед каждой процедурой, чтобы избежать чрезмерного скопления средств по уходу за глазами в массажной головке.
2. После каждой обработки протирайте изделие сухим полотенцем.
3. Не мойте устройство под водой и не погружайте его в воду. Устройство не является водонепроницаемым
4. Не используйте едкие вещества для очистки устройства.
5. Храните его в сухом прохладном месте.
6. Не используйте устройство, если оно повреждено.
7. Не прижимайте устройство к коже с большой силой.

Способ зарядки:

1. При низком уровне мощности выключите устройство и подключите его к зарядке.
2. Во время процесса зарядки на дисплее мигает символ батареи.
3. Регулярно заряжайте устройство, чтобы избежать старения

аккумулятора.

4. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от устройства.

Меры предосторожности:

1. Следуйте рекомендуемым инструкциям по эксплуатации. Если у вас есть воспаление глаз, например конъюнктивит, не следует использовать это устройство до полного выздоровления. Не используйте этот продукт при ношении контактных линз.

2. Перед использованием массажера удалите все металлические элементы с зоны лица, например, серьги и ожерелья.

3. Не используйте устройство Looky PRO во время зарядки.

4. Не ремонтируйте, не разбирайте и не модифицируйте устройство самостоятельно. Любые нарушения должны быть оценены службой.

5. Пожалуйста, не роняйте и не ударяйте устройство, чтобы избежать его неисправности.

6. Если шнур питания поврежден, не используйте его, чтобы избежать короткого замыкания или возгорания.

7. Устройство не следует использовать людям:

- при инфекционных заболеваниях
- при сердечно-сосудистых заболеваниях
- с высокой температурой
- при злокачественной опухоли
- при остром воспалении
- с кардиостимулятором
- при кожных заболеваниях
- беременные/кормящие грудью
- при чрезмерном солнечном ожоге

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczonego na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled.

[DE] Regeln für den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkumulatoren dürfen nicht mit anderem Hausmüll zusammengebracht werden. Dies ist durch das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf der Verpackung gekennzeichnet. Entsorgen Sie Elektro- und Elektronik-Altgeräte sowie Batterien und Akkumulatoren bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder bei Ihrem Händler. Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus können gefährliche Stoffe, Gemische und Komponenten enthalten, die für die Umwelt und die menschliche Gesundheit schädlich sind. Eine unsachgemäße Handhabung oder Beschädigung kann bei der weiteren Entsorgung oder Wiederverwertung der Geräte zu Gesundheitsschäden oder Umweltbelastungen führen.

[FR] Règles de traitement des équipements électriques et électroniques: Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être mélangés à d'autres déchets ménagers. Cela est indiqué par le symbole de la poubelle barrée sur l'emballage. Déposez les déchets d'équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et accumulateurs au point de collecte sélective local ou chez votre revendeur. Les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles et les accumulateurs peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux pour l'environnement et la santé humaine. Leur manipulation incorrecte ou leur endommagement peut entraîner des dommages pour la santé ou une pollution de l'environnement lorsque l'équipement est mis au rebut ou recyclé.

[ES] Normas de manipulación de aparatos eléctricos y electrónicos: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y acumuladores, no deben mezclarse con otros residuos domésticos. Esto se indica mediante el símbolo del cubo de basura tachado en el embalaje. Deseché los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y acumuladores, en el punto de recogida selectiva de su localidad o en su distribuidor. Los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas y acumuladores pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que son perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana. La manipulación incorrecta o el deterioro de los mismos pueden provocar daños para la salud o contaminación ambiental cuando los aparatos se eliminan o reciclan posteriormente.

[PT] Regras para o manuseamento de equipamentos eléctricos e electrónicos: Os equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas e acumuladores, não devem ser combinados com outros resíduos domésticos. Isto é indicado pelo símbolo do caixote do lixo com rodas riscado na embalagem. Elimine os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos, bem como as pilhas e acumuladores, no seu ponto de recolha selectiva local ou junto do seu revendedor. O equipamento eléctrico e electrónico e as pilhas e acumuladores podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que são prejudiciais para o ambiente e para a saúde humana. O manuseamento incorrecto ou a danificação dos mesmos pode provocar danos para a saúde ou poluição ambiental quando o equipamento é eliminado ou reciclado.

[IT] Regole per la gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche: Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, così come le pile e gli accumulatori, non devono essere unite ad altri rifiuti domestici. Ciò è indicato dal simbolo del cassonetto barrato sull'imballaggio. Smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e di batterie e accumulatori presso il punto di raccolta differenziata locale o presso il rivenditore. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie e gli accumulatori possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi per l'ambiente e la salute umana. La manipolazione non corretta o il danneggiamento delle stesse possono causare danni alla salute o inquinamento ambientale quando l'apparecchiatura viene smaltita o riciclata.

[CZ] Pravidla pro zacházení s elektrickými a elektronickými zařízeními: Pravidla pro nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními a bateriemi a akumulátory se nesmí kombinovat s ostatním domovním odpadem. Je to označeno symbolem přeškrtnuté popelnice na obalu. Odpadní elektrická a elektronická zařízení, jakož i baterie a akumulátory odevzdávejte na místním sběrném místě tříděného odpadu nebo svému prodejci. Elektrická a elektronická zařízení a baterie a akumulátory mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a složky, které jsou škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Nesprávné zacházení s nimi nebo jejich poškození může vést k poškození zdraví nebo znečištění životního prostředí při další likvidaci nebo recyklaci zařízení.

[SK] Pravidlá manipulácie s elektrickými a elektronickými zariadeniami: Elektrické a elektronické zariadenia, ako aj batérie a akumulátory sa nesmú kombinovať s iným odpadom z domácností. Je to označené symbolom preškrtnutého koša na odpad. Odpad z elektrických a elektronických zariadení, ako aj batérie a akumulátory odovzdajte na miestnom mieste separovaného zberu alebo predajcovi. Elektrické a elektronické zariadenia a batérie a akumulátory môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré sú škodlivé pre životné prostredie a ľudské zdravie. Nesprávna manipulácia s nimi alebo ich poškodenie môže viesť k poškodeniu zdravia alebo znečisteniu životného prostredia pri ďalšej likvidácii alebo recyklácii zariadenia.

[SL] Pravila za ravnanje z električno in elektronsko opremo: Električne in elektronske opreme ter baterij in akumulatorjev ni dovoljeno mešati z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. To je označeno s simbolom prečrtanega zabojnika na koleh na embalaži. Odpadno električno in elektronsko opremo ter baterije in akumulatorje oddajte na lokalnem zbirnem mestu za ločeno zbiranje odpadkov ali pri svojem prodajalcu. Električna in elektronska oprema ter baterije in akumulatorji lahko vsebujejo nevarne snovi, zmesi in sestavne dele, ki so škodljivi za okolje in zdravje ljudi. Nepravilno ravnanje z njimi ali njihova poškodba lahko pri nadaljnjem odstranjevanju ali recikliranju opreme povzroči škodo za zdravje ali onesnaženje okolja.

[EE] Elektrii - ja elektroonikaseadmete käitlemise eeskirjad: Elektrii - ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akusid ei tohi kombineerida muude dimežiäsmetega. Seelte viitab pakendil olev läbistatud rätastega prügilasümbol. Hävitage elektrii- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude jäätmed kohalikus eraldi kogumispunkti või edasiõuaja juures. Elektrii- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud võivad sisaldada ohtlikke aineid, seguaid ja komponente, mis on kahjulikud keskkonnale ja inimeste tervisele. Nende ebaõige käitlemine või kahjustamine võib põhjustada tervisekahjustusi või keskkonnareostust seadmete edasiseid kõrvaldamisel või taaskasutamisel.

[LT] Elektros ir elektroninės įrangos tvarkymo taisyklės: Elektros ir elektroninės įrangos, taip pat baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su kitomis buitinėmis atliekomis. Tai rodo ant pakuotės esantis perbrauktas šiukšliadėžės su ratais simbolis. Elektros ir elektroninės įrangos, taip pat baterijų ir akumuliatorių atliekas atiduokite į vietinį atskiro surinkimo punktą arba pardavėjų. Elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekose gali būti pavojingi medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie kenkia aplinkai ir žmonių sveikatai. Netinkamai elgiantis su jais arba juos sugadinus, gali būti pakenkta sveikata arba užteršta aplinka, kai įranga toliau šalima arba perdirbama.

[LV] Elektrisko un elektronisko iekārtu lietošanas noteikumi: Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī baterijas un akumulatorus nedrīkst apvienot ar oām sadzīves atkritumiem. Uz iepakojuma tas ir norādīts ar pārškrīto atkritumu tvertnes uz rītejiem simbolu. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus, kā arī baterijas un akumulatorus nododiet vietējā dalītās vākšanas punktā vai savam apmaiņam. Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kā arī baterijas un akumulatori var saturēt bīstamas vielas, maisījumus un sastāvdaļas, kas ir kaitīgas videi un cilvēka veselībai. Nepareiza apiešanās ar tām vai to bojājumi var radīt kaitējumu veselībai vai vides piesārņojumu, ja iekārtas tiek tālāk izlietotas vai pārstrādātas.

[RU] Правила обращения с электрическим и электронным оборудованием: Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы нельзя объединять с другими бытовыми отходами. На это указывает символ перечёркнутого мусорного контейнера на упаковке. Утилизируйте отработанное электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы в местном пункте раздельного сбора или у дилера. Электрическое и электронное оборудование, а также батареи и аккумуляторы могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, вредные для окружающей среды и здоровья человека. Неправильное обращение с ними или их повреждение может привести к ущербу для здоровья или загрязнению окружающей среды при дальнейшей утилизации или переработке оборудования.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności:

Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/UE of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/UE of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/UE of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

[DE] Zusammenfassende Konformitätserklärung: Der Hersteller erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass das oben genannte Produkt der Richtlinie 2014/30/UE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit und der Richtlinie 2011/65/UE des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie der Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 der Kommission vom 31. März 2015 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/UE des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste der Stoffe, deren Verwendung Beschränkungen unterliegt, entspricht.

[FR] Déclaration sommaire de conformité: Le fabricant déclare par la présente, sous sa seule responsabilité, que le produit ci-dessus est conforme à la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, ainsi qu'à la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission du 31 mars 2015 modifiant l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des substances faisant l'objet d'une limitation.

[ES] Declaración sumaria de conformidad: El fabricante declara por la presente, bajo su exclusiva responsabilidad, que el producto arriba mencionado cumple la Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre la armonización de las legislaciones de los Estados miembros relativas a la compatibilidad electromagnética y la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, junto con la Directiva Delegada (UE) 2015/863 de la Comisión, de 31 de marzo de 2015, por la que se modifica el anexo II de la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la lista de sustancias restringidas.

[PT] Declaração sumária de conformidade: O fabricante declara, sob a sua exclusiva responsabilidade, que o produto acima referido está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes à compatibilidade eletromagnética, e com a Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos, juntamente com a Diretiva Delegada (UE) 2015/863 da Comissão, de 31 de março de 2015, que altera o anexo II da Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à lista de substâncias sujeitas a restrições.

[IT] Dichiarazione sintetica di conformità: Con la presente il produttore dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che il prodotto di cui sopra è conforme alla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, insieme alla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, che modifica l'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze soggette a restrizioni.

[CZ] Souhrnné prohlášení o shodě: Výrobce tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, spolu se směrnicí Komise v plněné pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek.

[SK] Súhrnné vyhlásenie o zhode: Výrobca týmto na svoju výhradnú zodpovednosť vyhlasuje, že uvedený výrobok je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektromagnetickej kompatibility a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach spolu s delegovanou smernicou Komisie (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzených látok.

[SL] Skrajšana izjava o skladnosti: Proizvajalec na lastno odgovornost izjavlja, da je zgornji izdelek skladen z Direktivo 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o usklajevanju zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti in Direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v elektrčni in elektronski opremi ter Delegirano direktivo Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama omejenih snovi.

[EE] Lühendatud vastavusdeklaratsioon: Tootja kinnitab käesolevaga omal vastutusel, et eespool nimetatud toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruaril 2014. aasta direktiivile 2014/30/EL elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juunil 2011. aasta direktiivile 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes koos komisjoni 31. märtsil 2015. aasta delegeeritud direktiiviga (EL) 2015/863, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL II lisa seoses piratide ainetega loeteluga.

[LT] Suvestinė atitikties deklaracija: Gamintojas savo atsakomybe pareiškia, kad pirmiau nurodytas gaminytis atitinka 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/30/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektriniuose ir elektroniniuose įrenginiuose atitiktį kartu su 2015 m. kovo 31 d. Komisijos deleguotąja direktyva (ES) 2015/863, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES II priedas dėl ribojamų medžiagų sąrašo.

[LV] Saisnārtā atbilstības deklarācija: Ar šo rādotājs uz savu atbildību deklarē, ka minētās ražojuma atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Direktīvai 2014/30/ES par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību un Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās, kā arī Komisijas 2015. gada 31. marta Delegētajai direktīvai (ES) 2015/863, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/65/ES II pielikuma attiecībā uz ierobežoto vielu sarakstu.

[RU] Краткая декларация соответствия: Настоящим производитель под свою ответственность заявляет, что указанное изделие соответствует Директиве 2014/30/ЕU Европейского парламента и Совета от 26 февраля 2014 года о гармонизации законодательства государств-членов в отношении электромагнитной совместимости и Директиве 2011/65/ЕU Европейского парламента и Совета от 8 июня 2011 года об ограничении использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании, а также Делегированной директиве Комиссии (ЕС) 2015/863 от 31 марта 2015 года, изменяющей Приложение II к Директиве 2011/65/ЕU Европейского парламента и Совета в части списка ограниченных веществ.

www.beautifly.eu/deklaracje

Importer: Beauty Factor Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Looky PRO