

PL EN DE FR ES PT IT CZ SK SL EE LT LV HU RO RU

BEAUTIFLY

Glossy Acne

Young
series

Urządzenie ze światłem
LED do walki
z niedoskonałościami
Anti-acne blue LED device


Instrukcja obsługi
User manual



 /beautifly.eu  @beautifly.eu  beautifly.eu

 /beautiflyeu  @beautiflyeu

f1



f2



Rozmiar:	161x161x44.5mm
Waga:	110g
Moc znamionowa:	5W
Prąd znamionowy:	1A
Bateria:	3.7V polymer lithium ion
Pojemność baterii:	500mAh
W zestawie:	satynowa torebka, kabel USB, instrukcja obsługi

Bezpieczeństwo:

Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2-f1]:

1. Przycisk zasilania
2. Osłonka ochronna
3. Głowica zabiegowa

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- Nie umieszczaj ani nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródła wody jak zlew lub wanna.
- Nie zanurzaj urządzenia pod wodą.
- Nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do sieci bez nadzoru.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub zasilacz są uszkodzone, lub działają nieprawidłowo.
- Używaj urządzenia tylko z dołączonym przewodem elektrycznym i zasilaczem.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Upewnij się, że twoje ręce są całkowicie suche podczas obsługi urządzenia.
- Wyłącz urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem i konserwacją.
- Zgodnie z instrukcją, w trakcie zabiegu stosuj odpowiednie kremy pielęgnacyjne.

Zasady bezpieczeństwa użytkownika:

1. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
2. Nie używaj urządzenia na powiekach, zamkniętych oczach, ustach, uszach, w okolicach gruczołu tarczycy, piersiach lub genitaliach. Nie używaj urządzenia w okolicach oczu i ust.
3. W przypadku wystąpienia uczucia dyskomfortu podczas użytkowania urządzenia należy natychmiast przerwać korzystanie z niego.

Sposób użycia:

1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.
 2. Podczas ładowania należy włożyć przewód elektryczny do wtyczki ładowarki, a następnie podłączyć ją do ogólnego zasilania domowego. Aby naładować produkt, należy włożyć drugi koniec przewodu elektrycznego do znajdującego się w urządzeniu otworu ładowania. Podczas ładowania wskaźnik LED emituje światło, które gaśnie, kiedy bateria jest w pełni naładowana.
- Czas ładowania urządzenia to około 1,5 godziny, a czas pracy to około 2,5 godziny.

Przycisk zasilania - włącz/wyłącz: Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć urządzenie i uruchomić tryb niebieskiego światła fotonowego.

Wciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć urządzenie

Informacja o niskim poziomie baterii: Gdy bateria w urządzeniu jest słaba, czerwona lampka przy przycisku miga co 2 sekundy.

Funkcja odmierzenia czasu: Funkcja odmierzenia czasu wynosi 3 minuty (sygnał pojawia się raz na 5 sekund).

Sposób użycia:

1. Przed zabiegiem dokładnie oczyść skórę.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
3. Skieruj urządzenie na obszar dotknięty trądzikiem i skanuj go przez pięć sekund. Przesuń urządzenie po

całym obszarze zabiegowym, upewniając się, że wszystkie części dotknięte trądzikiem są kolejno skanowane.

4. Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

5. Nabierz odpowiednią ilość kremu do pielęgnacji skóry i nałóż go równomiernie na obszary dotknięte trądzikiem. Delikatnie wmasuj produkt na całej twarzy.

6. Wyciśnij głowicę zabiegową urządzenia wilgotną szmatką lub ręcznikiem papierowym i nałóż nasadkę ochronną.

Uwaga:

Zaleca się wykonanie testu skórnoego na 24 godziny przed pierwszym użyciem, aby upewnić się, że nie wystąpią żadne niepożądane reakcje. Nie należy używać urządzenia na i w okolicach oczu.

Zalecenia dotyczące użytkowania produktu:

- Zabieg na całą twarz trwa 3 minuty. Aby skrócić zabieg, należy skupić się na konkretnych obszarach problematycznych. Czas leczenia dla każdej osoby jest inny.
- Aby osiągnąć optymalne rezultaty, należy stosować urządzenie 1-2 razy dziennie przez okres 1-2 tygodni.
- Aby osiągnąć długotrwale rezultaty po zakończeniu pełnej serii zabiegów, zalecane jest stosowanie urządzenia 2-4 razy w miesiącu lub w zależności od potrzeb.

Ostrzeżenia:

- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub defibrylator wewnętrzny.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz wszczepione metalowe implanty, takie jak złote nici. Nie dotyczy to jednak wypełnień lub implantów stomatologicznych.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz zdiagnozowaną chorobę nowotworową, w przeszłości chorowałeś na raka, zwłaszcza nowotwór skóry lub posiadasz zmiany przednowotworowe.
- Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na poważne schorzenia, jak zaburzenia pracy serca.
- Z urządzenia nie powinny korzystać kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.
- Nie używaj urządzenia, jeśli cierpisz na choroby immunosupresyjne, takie jak AIDS, lub stosujesz leki immunosupresyjne.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz jakiegokolwiek choroby stymulowane przez ciepło, takie jak nawracająca opryszczka zwykła.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz jakiegokolwiek aktywne schorzenia skóry w obrębie obszaru leczenia, takie, jak (ale nie tylko) owrzodzenia, łuszczyca, egzema lub wysypka.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w przeszłości występowały u Ciebie blizny typu keloid, pojawił się problem nieprawidłowego gojenia się ran lub wrażliwej skóry.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy miałeś zabieg chirurgiczny, resurfacing laserowy lub głęboki peeling chemiczny w obszarze zabiegowym, lub nadal jesteś w trakcie procesu leczenia.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w obszarze zabiegowym masz trwale wypełniacze.
- Jeśli w obrębie obszaru zabiegowego masz tymczasowe wypełniacze skórne, przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy w obszarze zabiegowym podany został botoks.
- Nie używaj urządzenia, jeśli masz podejrzane zmiany w obrębie obszaru zabiegowego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przyjmujesz leki, preparaty ziołowe, witaminy lub suplementy diety, które mogą spowodować, że skóra stanie się sucha lub delikatna.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Size:	161x161x44.5mm
Libra:	110g
Rated power:	5W
Rated current:	1A
Battery:	3.7V polymer lithium ion
Battery Capacity:	500mAh
Included:	satin bag, USB cable, user manual

Security:

Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2-f1]:

1. Power button
2. Protective cover
3. Treatment head

Warnings and precautions:

- Do not place or store the device near a water source such as a sink or bathtub.
- Do not immerse the device under water.
- Do not leave the device connected to the network unattended.
- Do not use the device if the cord or power supply is damaged or not functioning properly.
- Use the device only with the included power cord and power supply.
- Keep the device out of the reach of children.
- Make sure your hands are completely dry when operating the device.
- Turn off the device after use or before cleaning and maintenance.
- According to the instructions, use appropriate care creams during the treatment.

Safety rules for use:

1. Use the device only for its intended purpose as described in this manual.
2. Do not use the device on the eyelids, closed eyes, mouth, ears, thyroid gland area, breasts or genitals. Do not use the device around the eyes or mouth.
3. If you feel any discomfort while using the device, stop using it immediately.

How to use:

1. Before first use, make sure the battery is fully charged.
2. When charging, please insert the electric wire into the charger plug and then connect it to the general household power supply. To charge the product, insert the other end of the electric cable into the charging hole in the device. While charging, the LED indicator emits light and turns off when the battery is fully charged.

The charging time of the device is approximately 1.5 hours and the operating time is approximately 2.5 hours.

Power Button - On/Off: Press the POWER button to turn on the device and activate blue photon light mode.

Press the POWER button to turn off the device

Low battery information: When the device's battery is low, the red light next to the button flashes every 2 seconds.

Timing function: The timing function is 3 minutes (the signal appears once every 5 seconds).

How to use:

1. Before the treatment, clean your skin thoroughly.
2. Press the power button to turn on the device.
3. Point the device at the acne-affected area and scan it for five seconds. Move the device over the entire treatment area, making sure all acne-affected parts are scanned in turn.

4. Press the power button to turn off the device.
5. Take an appropriate amount of skin care cream and apply it evenly on the acne-affected areas. Gently massage the product all over your face.
6. Clean the treatment head of the device with a damp cloth or paper towel and apply the protective cap.

Note:

It is recommended to perform a patch test 24 hours before first use to ensure that no adverse reactions occur. Do not use the device on or around the eyes.

Recommendations for using the product:

- The treatment for the entire face lasts 3 minutes. To shorten the procedure, focus on specific problem areas. Treatment time is different for each person.
- To achieve optimal results, use the device 1-2 times daily for 1-2 weeks.
- To achieve long-lasting results after completing the full series of treatments, it is recommended to use the device 2-4 times a month or as needed.

Warnings:

- Do not use the device if you have an implanted pacemaker or internal defibrillator.
- Do not use the device if you have metal implants such as gold threads in the treatment area. However, this does not apply to fillings or dental implants.
- Do not use the device if you have been diagnosed with cancer, have had cancer in the past, especially skin cancer, or have precancerous lesions.
- Do not use the device if you suffer from serious medical conditions, such as heart problems.
- The device should not be used by pregnant or breastfeeding women.
- Do not use the device if you suffer from immunosuppressive diseases, such as AIDS, or are taking immunosuppressive medications.
- Do not use the device if you have any heat-stimulated disease in the treatment area, such as recurrent herpes simplex.
- Do not use the device if you have any active skin conditions within the treatment area such as (but not limited to) ulcers, psoriasis, eczema or rash.
- Do not use the device if you have a history of keloid scarring problem of improper wound healing or sensitive skin.
- Do not use the device if you have had surgery, laser resurfacing or deep chemical peeling in the treatment area within the last three months, or are still undergoing treatment.
- Do not use the device if you have permanent fillers in the treatment area.
- If you have temporary dermal fillers in the treatment area, consult your doctor before using the device.
- Do not use the device if Botox has been administered to the treatment area within the last three months.
- Do not use the device if you have any suspicious lesions in the treatment area.
- Do not use the device if you are taking medications, herbal remedies, vitamins or dietary supplements that may cause your skin to become dry or tender.

More information about the company and products [page 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Größe:	161x161x44,5mm
Waage:	110g
Nennleistung:	5W
Nennstrom:	1A
Batterie:	3,7 V Polymer-Lithium-Ionen
Batteriekapazität:	500 mAh
Inbegriffen:	Satinbeutel, USB-Kabel, Bedienungsanleitung

Sicherheit:

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2-f1]:

1. Ein-/Aus-Taste
2. Schutzhülle
3. Behandlungskopf

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:

- Platzieren oder lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle wie einem Waschbecken oder einer Badewanne.
- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Lassen Sie das mit dem Netzwerk verbundene Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel oder das Netzteil beschädigt ist oder nicht richtig funktioniert.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel und Netzteil.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände beim Bedienen des Geräts vollständig trocken sind.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch oder vor der Reinigung und Wartung aus.
- Verwenden Sie während der Behandlung entsprechend den Anweisungen geeignete Pflegecremes.

Sicherheitsregeln für den Gebrauch:

1. Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck, wie in dieser Anleitung beschrieben.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht an Augenlidern, geschlossenen Augen, Mund, Ohren, Schilddrüsenbereich, Brüsten oder Genitalien. Benutzen Sie das Gerät nicht im Augen- oder Mundbereich.
3. Wenn Sie bei der Verwendung des Geräts Beschwerden verspüren, beenden Sie die Verwendung sofort.

Wie benutzt man:

1. Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.
 2. Stecken Sie beim Laden bitte das Stromkabel in den Stecker des Ladegeräts und schließen Sie es dann an die allgemeine Haushaltsstromversorgung an. Um das Produkt aufzuladen, stecken Sie das andere Ende des Elektrokabels in die Ladeöffnung im Gerät. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Die Ladezeit des Geräts beträgt ca. 1,5 Stunden und die Betriebszeit ca. 2,5 Stunden.

Ein-/Aus-Taste – Ein/Aus: Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät einzuschalten und den Blau-Photonen-Lichtmodus zu aktivieren.

Drücken Sie die POWER-Taste, um das Gerät auszuschalten

Informationen zu niedrigem Batteriestand: Wenn der Akku des Geräts schwach ist, blinkt das rote Licht neben der Taste alle 2 Sekunden.

Timing-Funktion: Die Timing-Funktion beträgt 3 Minuten (das Signal erscheint alle 5 Sekunden).

Wie benutzt man:

1. Reinigen Sie Ihre Haut vor der Behandlung gründlich.
2. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten.
3. Richten Sie das Gerät auf den von Akne betroffenen Bereich und scannen Sie ihn fünf Sekunden lang.

Bewegen Sie das Gerät über den gesamten Behandlungsbereich und stellen Sie sicher, dass **alle** von Akne betroffenen Teile nacheinander gescannt werden.

4. Drücken Sie den Netzschalter, um das Gerät auszuschalten.

5. Nehmen Sie eine angemessene Menge Hautpflegecreme und tragen Sie diese **gleichmäßig** auf die von Akne betroffenen **Stellen** auf. Massieren Sie das Produkt **sanft** in Ihr Gesicht ein.

6. Reinigen Sie den Behandlungskopf des Geräts mit einem feuchten Tuch oder Papiertuch und setzen Sie die Schutzkappe auf.

Hinweis:

Es wird empfohlen, 24 Stunden vor der ersten Anwendung einen Patch-Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Verwenden Sie das Gerät nicht an oder um die Augen.

Empfehlungen zur Anwendung des Produkts:

- Die Behandlung für das gesamte Gesicht dauert 3 Minuten. Um den Vorgang zu verkürzen, konzentrieren Sie sich auf bestimmte Problembereiche. Die Behandlungsdauer ist bei jedem Menschen unterschiedlich.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen, verwenden Sie das Gerät 1-2 Mal täglich für 1-2 Wochen.
- Um nach Abschluss der gesamten Behandlungsreihe langanhaltende Ergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, das Gerät 2-4 Mal im Monat oder nach Bedarf zu verwenden.

Warnungen:

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen implantierten Herzschrittmacher oder internen Defibrillator haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn sich im Behandlungsbereich Metallimplantate wie z. B. Goldfäden befinden. Dies gilt jedoch nicht für Füllungen oder Zahnimplantate.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn bei Ihnen Krebs diagnostiziert wurde, Sie in der Vergangenheit Krebs, insbesondere Hautkrebs, hatten oder Krebsvorstufen haben.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter schwerwiegenden Erkrankungen leiden, beispielsweise Herzproblemen.
- Das Gerät sollte nicht von schwangeren oder stillenden Frauen verwendet werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an immunsuppressiven Erkrankungen wie AIDS leiden oder immunsuppressive Medikamente einnehmen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn im Behandlungsbereich eine durch Hitze ausgelöste Erkrankung vorliegt, wie z. B. wiederkehrender Herpes simplex.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn im Behandlungsbereich aktive Hauterkrankungen wie (aber nicht beschränkt auf) Geschwüre, Psoriasis, Ekzeme oder Hautausschlag auftreten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn bei Ihnen bereits Keloidnarben aufgetreten sind Problem einer unzureichenden Wundheilung oder empfindlicher Haut.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich in den letzten drei Monaten einer Operation, einer Laserbehandlung oder einem tiefen chemischen Peeling im Behandlungsbereich unterzogen haben oder sich noch in Behandlung befinden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn sich im Behandlungsbereich dauerhafte Füllstoffe befinden.
- Wenn Sie temporäre Hautfüller im Behandlungsbereich haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn innerhalb der letzten drei Monate Botox in den Behandlungsbereich verabreicht wurde.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie verdächtige Läsionen im Behandlungsbereich haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Medikamente, pflanzliche Heilmittel, Vitamine oder Nahrungsergänzungsmittel einnehmen, die zu trockener oder empfindlicher Haut führen können.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Taille:	161x161x44.5mm
Balance:	110g
Puissance nominale :	5W
Courant nominal :	1A
Batterie:	Lithium-ion polymère 3,7 V
Capacité de la batterie:	500mAh
Inclus:	sac en satin, câble USB, manuel d'utilisation

Sécurité:

Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2-f1]:

1. Bouton d'alimentation
2. Housse de protection
3. Tête de traitement

Avertissements et précautions:

- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil à proximité d'une source d'eau telle qu'un évier ou une baignoire.
- Ne plongez pas l'appareil sous l'eau.
- Ne laissez pas l'appareil connecté au réseau sans surveillance.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon ou le bloc d'alimentation est endommagé ou ne fonctionne pas correctement.
- Utilisez l'appareil uniquement avec le cordon d'alimentation et le bloc d'alimentation fournis.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que vos mains sont complètement sèches lorsque vous utilisez l'appareil.
- Éteignez l'appareil après utilisation ou avant le nettoyage et l'entretien.
- Selon les instructions, utiliser des crèmes de soin adaptées pendant le traitement.

Règles de sécurité d'utilisation:

1. Utilisez l'appareil uniquement pour l'usage auquel il est destiné, comme décrit dans ce manuel.
2. N'utilisez pas l'appareil sur les paupières, les yeux fermés, la bouche, les oreilles, la glande thyroïde, les seins ou les organes génitaux. N'utilisez pas l'appareil autour des yeux ou de la bouche.
3. Si vous ressentez une gêne lors de l'utilisation de l'appareil, arrêtez immédiatement de l'utiliser.

Comment utiliser:

1. Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
 2. Lors du chargement, veuillez insérer le fil électrique dans la prise du chargeur, puis le connecter à l'alimentation électrique générale de la maison. Pour charger le produit, insérez l'autre extrémité du câble électrique dans le trou de chargement de l'appareil. Pendant le chargement, l'indicateur LED émet de la lumière et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
- Le temps de charge de l'appareil est d'environ 1,5 heure et la durée de fonctionnement est d'environ 2,5 heures.

Bouton d'alimentation - Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil et activer le mode lumière photonique bleue.

Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil

Informations sur la batterie faible : lorsque la batterie de l'appareil est faible, le voyant rouge à côté du bouton clignote toutes les 2 secondes.

Fonction de synchronisation : la fonction de synchronisation est de 3 minutes (le signal apparaît une fois toutes les 5 secondes).

Comment utiliser:

1. Avant le traitement, nettoyez soigneusement votre peau.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
3. Pointez l'appareil vers la zone touchée par l'acné et scannez-le pendant cinq secondes. Déplacez l'appareil sur toute la zone de traitement, en vous assurant que toutes les parties affectées par l'acné sont scannées à tour de rôle.
4. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil.
5. Prenez une quantité appropriée de crème de soin pour la peau et appliquez-la uniformément sur les zones touchées par l'acné. Massez doucement le produit sur tout votre visage.
6. Nettoyez la tête de traitement de l'appareil avec un chiffon humide ou une serviette en papier et appliquez le capuchon de protection.

Remarque:

Il est recommandé d'effectuer un test cutané 24 heures avant la première utilisation pour garantir qu'aucun effet indésirable ne se produise. N'utilisez pas l'appareil sur ou autour des yeux.

Conseils d'utilisation du produit:

- Le soin pour l'ensemble du visage dure 3 minutes. Pour raccourcir la procédure, concentrez-vous sur des domaines problématiques spécifiques. La durée du traitement est différente pour chaque personne.
- Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez l'appareil 1 à 2 fois par jour pendant 1 à 2 semaines.
- Pour obtenir des résultats durables après avoir terminé la série complète de traitements, il est recommandé d'utiliser l'appareil 2 à 4 fois par mois ou selon les besoins.

Avertissements:

- N'utilisez pas l'appareil si vous portez un stimulateur cardiaque implanté ou un défibrillateur interne.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des implants métalliques tels que des fils d'or dans la zone de traitement. Toutefois, cela ne s'applique pas aux obturations ou aux implants dentaires.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez reçu un diagnostic de cancer, si vous avez déjà eu un cancer, en particulier un cancer de la peau, ou si vous présentez des lésions précancéreuses.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de problèmes médicaux graves, tels que des problèmes cardiaques.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des femmes enceintes ou allaitantes.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez de maladies immunosuppressives, telles que le SIDA, ou si vous prenez des médicaments immunosuppresseurs.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'une maladie provoquée par la chaleur dans la zone de traitement, telle qu'un herpès simplex récurrent.
- N'utilisez pas l'appareil si vous souffrez d'affections cutanées actives dans la zone de traitement, telles que (mais sans s'y limiter) des ulcères, du psoriasis, de l'eczéma ou des éruptions cutanées.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des antécédents de cicatrices chéloïdes, problème de cicatrisation inappropriée ou de peau sensible.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez subi une intervention chirurgicale, un resurfaçage au laser ou un peeling chimique profond dans la zone de traitement au cours des trois derniers mois, ou si vous suivez toujours un traitement.
- N'utilisez pas l'appareil si vous avez des produits de comblement permanents dans la zone de traitement.
- Si vous avez des produits de comblement cutané temporaires dans la zone de traitement, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si du Botox a été administré sur la zone de traitement au cours des trois derniers mois.
- N'utilisez pas l'appareil si vous présentez des lésions suspectes dans la zone de traitement.
- N'utilisez pas l'appareil si vous prenez des médicaments, des préparations à base de plantes, des vitamines ou des compléments alimentaires susceptibles de rendre votre peau sèche ou sensible.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f2]:

- www.beautifyyou.com
- www.youtube.com/beautifyyou

Tamaño:	161x161x44,5mm
Libra:	110g
Potencia nominal:	5W
Corriente nominal:	1A
Batería:	iones de litio de polímero de 3,7 V.
Capacidad de la batería:	500mAh
Incluido:	bolsa de raso, cable USB, manual de usuario

Seguridad:

Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2-f1]:

1. Botón de encendido
2. Funda protectora
3. Jefe de tratamiento

Advertencias y precauciones:

- No coloque ni guarde el dispositivo cerca de una fuente de agua, como un lavabo o una bañera.
- No sumerja el dispositivo bajo el agua.
- No deje desatendido el dispositivo conectado a la red.
- No utilice el dispositivo si el cable o la fuente de alimentación están dañados o no funcionan correctamente.
- Utilice el dispositivo únicamente con el cable de alimentación y la fuente de alimentación incluidos.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que sus manos estén completamente secas cuando utilice el dispositivo.
- Apague el dispositivo después de su uso o antes de su limpieza y mantenimiento.
- Según las instrucciones, utilice cremas de cuidado adecuadas durante el tratamiento.

Normas de seguridad de uso:

1. Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto, como se describe en este manual.
2. No utilice el dispositivo en los párpados, los ojos cerrados, la boca, los oídos, el área de la glándula tiroides, los senos o los genitales. No utilice el dispositivo alrededor de los ojos o la boca.
3. Si siente alguna molestia mientras usa el dispositivo, deje de usarlo inmediatamente.

Cómo utilizar:

1. Antes del primer uso, asegúrese de que la batería esté completamente cargada.
 2. Al cargar, inserte el cable eléctrico en el enchufe del cargador y luego conéctelo a la fuente de alimentación general del hogar. Para cargar el producto, inserte el otro extremo del cable eléctrico en el orificio de carga del dispositivo. Mientras se carga, el indicador LED emite luz y se apaga cuando la batería está completamente cargada.
- El tiempo de carga del dispositivo es de aproximadamente 1,5 horas y el tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 2,5 horas.

Botón de encendido - Encendido/Apagado: Presione el botón de ENCENDIDO para encender el dispositivo y activar el modo de luz de fotones azules.

Presione el botón POWER para apagar el dispositivo

Información de batería baja: Cuando la batería del dispositivo está baja, la luz roja al lado del botón parpadea cada 2 segundos.

Función de sincronización: la función de sincronización es de 3 minutos (la señal aparece una vez cada 5 segundos).

Cómo utilizar:

1. Antes del tratamiento, limpie bien su piel.
2. Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.

3. Apunte el dispositivo al área afectada por el acné y escanéelo durante cinco segundos. Mueva el dispositivo por toda el área de tratamiento, asegurándose de que todas las partes afectadas por el acné se escaneen por turno.
4. Presione el botón de encendido para apagar el dispositivo.
5. Tome una cantidad adecuada de crema para el cuidado de la piel y aplíquela uniformemente en las zonas afectadas por el acné. Masajea suavemente el producto por todo tu rostro.
6. Limpie el cabezal de tratamiento del dispositivo con un paño húmedo o una toalla de papel y coloque la tapa protectora.

Nota:

Se recomienda realizar una prueba de parche 24 horas antes del primer uso para garantizar que no se produzcan reacciones adversas. No utilice el dispositivo sobre o alrededor de los ojos.

Recomendaciones de uso del producto:

- El tratamiento para todo el rostro tiene una duración de 3 minutos. Para acortar el procedimiento, concéntrese en áreas problemáticas específicas. El tiempo de tratamiento es diferente para cada persona.
- Para lograr resultados óptimos, utilice el dispositivo 1 o 2 veces al día durante 1 o 2 semanas.
- Para lograr resultados duraderos después de completar la serie completa de tratamientos, se recomienda utilizar el dispositivo de 2 a 4 veces al mes o según sea necesario.

Advertencias:

- No utilice el dispositivo si tiene un marcapasos implantado o un desfibrilador interno.
- No utilice el dispositivo si tiene implantes metálicos como hilos de oro en el área de tratamiento. Sin embargo, esto no se aplica a empastes o implantes dentales.
- No utilice el dispositivo si le han diagnosticado cáncer, ha tenido cáncer en el pasado, especialmente cáncer de piel, o tiene lesiones precancerosas.
- No utilice el dispositivo si padece afecciones médicas graves, como problemas cardíacos.
- El dispositivo no debe ser utilizado por mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- No utilice el dispositivo si padece enfermedades inmunosupresoras, como el SIDA, o está tomando medicamentos inmunosupresores.
- No utilice el dispositivo si tiene alguna enfermedad estimulada por el calor en el área de tratamiento, como herpes simple recurrente.
- No utilice el dispositivo si tiene alguna afección cutánea activa dentro del área de tratamiento, como (entre otras) úlceras, psoriasis, eczema o sarpullido.
- No utilice el dispositivo si ha tenido cicatrices queloides en el pasado problemas de mala cicatrización de heridas o piel sensible.
- No utilice el dispositivo si se ha sometido a una cirugía, un rejuvenecimiento con láser o un peeling químico profundo en el área de tratamiento en los últimos tres meses, o si todavía está en tratamiento.
- No utilice el dispositivo si tiene rellenos permanentes en el área de tratamiento.
- Si tiene rellenos dérmicos temporales en el área de tratamiento, consulte a su médico antes de usar el dispositivo.
- No utilice el dispositivo si se ha administrado Botox en la zona de tratamiento en los últimos tres meses.
- No utilice el dispositivo si tiene lesiones sospechosas en el área de tratamiento.
- No utilice el dispositivo si está tomando medicamentos, remedios herbales, vitaminas o suplementos dietéticos que puedan provocar que su piel se seque o se vuelva sensible.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Tamanho:	161x161x44,5mm
Libra:	110g
Potência nominal:	5W
Corrente nominal:	1A
Bateria:	Íon de polímero de lítio 3,7V
Capacidade de carga:	500mAh
Incluído:	bolsa de cetim, cabo USB, manual do usuário

Segurança:

Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2-f1]:

1. Botão liga / desliga
2. Capa protetora
3. Cabeça de tratamento

Avisos e Precauções:

- Não coloque ou guarde o dispositivo perto de fontes de água, como pias ou banheiras.
- Não mergulhe o dispositivo debaixo de água.
- Não deixe o dispositivo conectado à rede sem supervisão.
- Não utilize o dispositivo se o cabo ou a fonte de alimentação estiverem danificados ou não funcionarem corretamente.
- Utilize o dispositivo apenas com o cabo de alimentação e a fonte de alimentação incluídos.
- Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
- Certifique-se de que suas mãos estejam completamente secas ao operar o dispositivo.
- Desligue o aparelho após o uso ou antes da limpeza e manutenção.
- De acordo com as instruções, utilize cremes de cuidado adequados durante o tratamento.

Regras de segurança de uso:

1. Use o dispositivo apenas para a finalidade pretendida, conforme descrito neste manual.
2. Não use o dispositivo nas pálpebras, olhos fechados, boca, ouvidos, área da glândula tireóide, seios ou órgãos genitais. Não use o dispositivo ao redor dos olhos ou da boca.
3. Se sentir algum desconforto ao usar o dispositivo, pare de usá-lo imediatamente.

Como usar:

1. Antes da primeira utilização, certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada.
2. Ao carregar, insira o fio elétrico no plugue do carregador e, em seguida, conecte-o à fonte de alimentação doméstica geral. Para carregar o produto, insira a outra extremidade do cabo elétrico no orifício de carregamento do dispositivo. Durante o carregamento, o indicador LED emite luz e apaga quando a bateria está totalmente carregada.

O tempo de carregamento do dispositivo é de aproximadamente 1,5 horas e o tempo de operação é de aproximadamente 2,5 horas.

Botão Power - On/Off: Pressione o botão POWER para ligar o dispositivo e ativar o modo de luz azul de fóton.

Pressione o botão POWER para desligar o dispositivo

Informação de bateria fraca: Quando a bateria do dispositivo está fraca, a luz vermelha ao lado do botão pisca a cada 2 segundos.

Função de temporização: A função de temporização é de 3 minutos (o sinal aparece uma vez a cada 5 segundos).

Como usar:

1. Antes do tratamento, limpe bem a pele.
2. Pressione o botão liga/desliga para ligar o dispositivo.

3. Aponte o dispositivo para a área afetada pela acne e faça uma varredura por cinco segundos. Mova o dispositivo sobre toda a área de tratamento, certificando-se de que todas as partes afetadas pela acne sejam escaneadas.
4. Pressione o botão liga/desliga para desligar o dispositivo.
5. Pegue uma quantidade adequada de creme para a pele e aplique-o uniformemente nas áreas afetadas pela acne. Massageie suavemente o produto em todo o rosto.
6. Limpe a cabeça de tratamento do dispositivo com um pano úmido ou papel toalha e coloque a tampa protetora.

Nota:

Recomenda-se realizar um teste de contato 24 horas antes do primeiro uso para garantir que não ocorram reações adversas. Não use o dispositivo nos olhos ou ao redor deles.

Recomendações de uso do produto:

- O tratamento para todo o rosto dura 3 minutos. Para encurtar o procedimento, concentre-se em áreas problemáticas específicas. O tempo de tratamento é diferente para cada pessoa.
- Para obter resultados ótimos, utilize o dispositivo 1 a 2 vezes por dia durante 1 a 2 semanas.
- Para obter resultados duradouros após completar a série completa de tratamentos, recomenda-se usar o dispositivo 2 a 4 vezes por mês ou conforme necessário.

Avisos:

- Não utilize o dispositivo se tiver um marca-passo implantado ou um desfibrilador interno.
- Não utilize o dispositivo se tiver implantes metálicos, como fios de ouro, na área de tratamento. No entanto, isso não se aplica a obturações ou implantes dentários.
- Não utilize o dispositivo se tiver sido diagnosticado com cancro, se tiver tido cancro no passado, especialmente cancro da pele, ou se tiver lesões pré-cancerosas.
- Não utilize o dispositivo se sofrer de problemas médicos graves, como problemas cardíacos.
- O dispositivo não deve ser utilizado por mulheres grávidas ou amamentando.
- Não utilize o dispositivo se sofrer de doenças imunossupressoras, como a SIDA, ou se estiver a tomar medicamentos imunossupressores.
- Não utilize o dispositivo se tiver alguma doença estimulada pelo calor na área de tratamento, como herpes simples recorrente.
- Não utilize o dispositivo se tiver quaisquer condições de pele activas na área de tratamento, tais como (mas não limitadas a) úlceras, psoríase, eczema ou erupção cutânea.
- Não use o dispositivo se você já teve cicatrizes quelóides no passado problemas de má cicatrização de feridas ou pele sensível.
- Não utilize o aparelho se você tiver feito cirurgia, resurfacing a laser ou peeling químico profundo na área de tratamento nos últimos três meses ou ainda estiver em tratamento.
- Não utilize o dispositivo se tiver preenchimentos permanentes na área de tratamento.
- Se você tiver preenchimentos dérmicos temporários na área de tratamento, consulte seu médico antes de usar o dispositivo.
- Não utilize o dispositivo se Botox tiver sido administrado na área de tratamento nos últimos três meses.
- Não utilize o dispositivo se tiver lesões suspeitas na área de tratamento.
- Não utilize o dispositivo se estiver tomando medicamentos, remédios fitoterápicos, vitaminas ou suplementos dietéticos que possam causar ressecamento ou sensibilidade na pele.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f2]:

-www.beautify.eu

-www.youtube.com/beautifyeu

Misurare:	161x161x44,5 mm
Libra:	110 g
Potenza nominale:	5 W
Corrente nominale:	1A
Batteria:	Ioni di litio polimerici da 3,7 V
Capacità della batteria:	500 mAh
Incluso:	borsa in raso, cavo USB, manuale utente

Sicurezza:

Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2-f1]:

1. Pulsante di accensione
2. Copertura protettiva
3. Testa di trattamento

Avvertenze e precauzioni:

- Non posizionare o conservare il dispositivo vicino a una fonte d'acqua come un lavandino o una vasca da bagno.
- Non immergere il dispositivo sott'acqua.
- Non lasciare incustodito il dispositivo connesso alla rete.
- Non utilizzare il dispositivo se il cavo o l'alimentatore sono danneggiati o non funzionano correttamente.
- Utilizzare il dispositivo solo con il cavo di alimentazione e l'alimentatore inclusi.
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che le mani siano completamente asciutte durante l'utilizzo del dispositivo.
- Spegner il dispositivo dopo l'uso o prima della pulizia e manutenzione.
- Secondo le istruzioni, utilizzare creme adeguate durante il trattamento.

Regole di sicurezza per l'uso:

1. Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale.
2. Non utilizzare il dispositivo su palpebre, occhi chiusi, bocca, orecchie, zona della ghiandola tiroidea, seno o genitali. Non utilizzare il dispositivo intorno agli occhi o alla bocca.
3. Se avverti fastidio durante l'utilizzo del dispositivo, smetti di usarlo immediatamente.

Come usare:

1. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
2. Durante la ricarica, inserire il cavo elettrico nella spina del caricabatterie e quindi collegarlo alla rete elettrica domestica. Per caricare il prodotto, inserire l'altra estremità del cavo elettrico nel foro di ricarica del dispositivo. Durante la ricarica, l'indicatore LED emette luce e si spegne quando la batteria è completamente carica.

Il tempo di ricarica del dispositivo è di circa 1,5 ore e il tempo di funzionamento è di circa 2,5 ore.

Pulsante di accensione - Accensione/spegnimento: premere il pulsante ACCENSIONE per accendere il dispositivo e attivare la modalità luce fotonica blu.

Premere il pulsante POWER per spegnere il dispositivo

Informazioni sulla batteria scarica: quando la batteria del dispositivo è scarica, la luce rossa accanto al pulsante lampeggia ogni 2 secondi.

Funzione di temporizzazione: la funzione di temporizzazione è di 3 minuti (il segnale appare una volta ogni 5 secondi).

Come usare:

1. Prima del trattamento, pulire accuratamente la pelle.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
3. Puntare il dispositivo verso l'area interessata dall'acne ed eseguirne la scansione per cinque secondi.

Muovere il dispositivo su tutta l'area da trattare, assicurandosi che tutte le parti interessate dall'acne vengano scansionate una dopo l'altra.

4. Premere il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

5. Prendi una quantità adeguata di crema per la cura della pelle e applicala uniformemente sulle aree colpite dall'acne. Massaggiare delicatamente il prodotto su tutto il viso.

6. Pulire la testina di trattamento dell'apparecchio con un panno umido o un tovagliolo di carta e applicare il cappuccio protettivo.

Nota:

Si consiglia di eseguire un patch test 24 ore prima del primo utilizzo per assicurarsi che non si verifichino reazioni avverse. Non utilizzare il dispositivo sopra o intorno agli occhi.

Consigli per l'utilizzo del prodotto:

- Il trattamento su tutto il viso dura 3 minuti. Per abbreviare la procedura, concentrarsi su aree problematiche specifiche. Il tempo di trattamento è diverso per ogni persona.
- Per ottenere risultati ottimali, utilizzare il dispositivo 1-2 volte al giorno per 1-2 settimane.
- Per ottenere risultati duraturi dopo aver completato l'intera serie di trattamenti, si consiglia di utilizzare il dispositivo 2-4 volte al mese o secondo necessità.

Avvertenze:

- Non utilizzare il dispositivo se si è portatori di un pacemaker impiantato o di un defibrillatore interno.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti impianti metallici come fili d'oro nell'area da trattare. Tuttavia, ciò non si applica alle otturazioni o agli impianti dentali.
- Non utilizzare il dispositivo se vi è stato diagnosticato un cancro, se avete avuto un cancro in passato, in particolare un cancro della pelle, o se avete lesioni precancerose.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di gravi condizioni mediche, come problemi cardiaci.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da donne incinte o che allattano.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie immunosoppressive, come l'AIDS, o se si assumono farmaci immunosoppressori.
- Non utilizzare il dispositivo se si soffre di malattie stimulate dal calore nell'area da trattare, come l'herpes simplex ricorrente.
- Non utilizzare il dispositivo in caso di patologie cutanee attive nell'area da trattare quali (ma non limitate a) ulcere, psoriasi, eczema o eruzioni cutanee.
- Non utilizzare il dispositivo se in passato avete avuto cicatrici cheloidi problemi di scarsa guarigione delle ferite o di pelle sensibile.
- Non utilizzare il dispositivo se si è stati sottoposti a un intervento chirurgico, resurfacing laser o peeling chimico profondo nell'area da trattare negli ultimi tre mesi o se si è ancora in trattamento.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti filler permanenti nell'area da trattare.
- Se sono presenti filler dermici temporanei nell'area da trattare, consultare il medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Non utilizzare il dispositivo se è stato somministrato Botox nell'area da trattare negli ultimi tre mesi.
- Non utilizzare il dispositivo se sono presenti lesioni sospette nell'area da trattare.
- Non utilizzare il dispositivo se si stanno assumendo farmaci, rimedi erboristici, vitamine o integratori alimentari che potrebbero seccare o irritare la pelle.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Velikost:	161 x 161 x 44,5 mm
Váhy:	110 g
Jmenovitý výkon:	5W
Jmenovitý proud:	1A
Baterie:	3,7V polymer lithium-iontový
Kapacita baterie:	500 mAh
Zahmota:	saténová taška, USB kabel, uživatelská příručka

Bezpečnostní:

Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [strana 2-f1]:

1. Tlačítko napájení
2. Ochranný kryt
3. Ošetřovací hlavice

Upozornění a opatření:

- Neumísťujte ani neskladujte zařízení v blízkosti zdroje vody, jako je umyvadlo nebo vana.
- Neponořujte zařízení pod vodu.
- Nenechávejte zařízení připojené k síti bez dozoru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je kabel nebo napájecí zdroj poškozen nebo nepracuje správně.
- Používejte zařízení pouze s dodaným napájecím kabelem a napájecím zdrojem.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Při práci se zařízením se ujistěte, že máte zcela suché ruce.
- Po použití nebo před čištěním a údržbou zařízení vypněte.
- Podle návodu používejte při ošetření vhodné pečující krémy.

Bezpečnostní pravidla pro použití:

1. Používejte zařízení pouze k účelu, ke kterému je určeno, jak je popsáno v tomto návodu.
2. Nepoužívejte zařízení na oční víčka, zavřené oči, ústa, uši, oblast štítné žlázy, prsa nebo genitálie. Nepoužívejte zařízení kolem očí nebo úst.
3. Pokud se při používání zařízení cítíte nepohodlí, okamžitě jej přestaňte používat.

Jak používat:

1. Před prvním použitím se ujistěte, že je baterie plně nabitá.
 2. Při nabíjení zasuňte elektrický kabel do zástrčky nabíječky a poté jej připojte k běžnému domácímu napájení. Chcete-li produkt nabít, zasuňte druhý konec elektrického kabelu do nabíjecího otvoru v zařízení. Během nabíjení LED indikátor svítí a zhasne, když je baterie plně nabitá.
- Doba nabíjení zařízení je přibližně 1,5 hodiny a doba provozu přibližně 2,5 hodiny.

Tlačítko napájení – Zapnuto/Vypnuto: Stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ zapnete zařízení a aktivujete režim modrého fotonového světla.

Stisknutím tlačítka POWER vypnete zařízení

Informace o slabé baterii: Když je baterie zařízení vybitá, červená kontrolka vedle tlačítka bliká každé 2 sekundy.

Funkce časování: Funkce časování je 3 minuty (signál se objeví každých 5 sekund).

Jak používat:

1. Před ošetřením si pleť důkladně očistěte.
2. Stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení.
3. Namířte zařízení na oblast postiženou akné a skenujte jej po dobu pěti sekund. Pohybuje přístrojem po celé ošetřované oblasti a ujistěte se, že jsou postupně naskenovány všechny části postižené akné.
4. Stisknutím tlačítka napájení vypnete zařízení.
5. Vezměte přiměřené množství pleťového krému a rovnoměrně jej naneste na místa postižená akné.

Jemně masírujte produkt po celém obličejí.

6. Ošetřovací hlavu přístroje očistěte vlhkým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nasadte ochranný kryt.

Poznámka:

Doporučuje se provést náplastový test 24 hodin před prvním použitím, aby se zajistilo, že nedojde k nežádoucím reakcím. Nepoužívejte zařízení na oči nebo kolem očí.

Doporučení pro použití produktu:

- Ošetření celého obličeje trvá 3 minuty. Chcete-li postup zkrátit, zaměřte se na konkrétní problémové oblasti. Doba léčby je u každého člověka jiná.
- Pro dosažení optimálních výsledků používejte přístroj 1-2x denně po dobu 1-2 týdnů.
- Pro dosažení dlouhotrvajících výsledků po absolvování celé série ošetření se doporučuje používat přístroj 2-4x měsíčně nebo dle potřeby.

Upozornění:

- Nepoužívejte zařízení, pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo interní defibrilátor.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte v ošetřované oblasti kovové implantáty, jako jsou zlaté nitě. To však neplatí pro výplně nebo zubní implantáty.
- Nepoužívejte zařízení, pokud vám byla diagnostikována rakovina, v minulosti jste měli rakovinu, zejména rakovinu kůže, nebo máte prekancerózní léze.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte vážnými zdravotními problémy, jako jsou srdeční problémy.
- Zařízení by neměly používat těhotné nebo kojící ženy.
- Nepoužívejte zařízení, pokud trpíte imunosupresivními onemocněními, jako je AIDS, nebo užíváte imunosupresivní léky.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte v ošetřované oblasti nějaké onemocnění vyvolané teplem, jako je recidivující herpes simplex.
- Zařízení nepoužívejte, pokud máte v ošetřované oblasti aktivní kožní onemocnění, jako jsou (ale nejen) vředy, lupénka, ekzém nebo vyrážka.
- Nepoužívejte zařízení, pokud jste v minulosti měli keloidní jizvy problémy se špatným hojením ran nebo citlivou pokožkou.
- Zařízení nepoužívejte, pokud jste v posledních třech měsících podstoupili operaci, laserový resurfacing nebo hluboký chemický peeling v ošetřované oblasti nebo ještě podstupujete léčbu.
- Nepoužívejte přístroj, pokud máte v ošetřované oblasti trvalé výplně.
- Pokud máte v ošetřované oblasti dočasné dermální výplně, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.
- Zařízení nepoužívejte, pokud byl do ošetřované oblasti během posledních tří měsíců aplikován botox.
- Nepoužívejte zařízení, pokud máte v ošetřované oblasti nějaké podezřelé léze.
- Zařízení nepoužívejte, pokud užíváte léky, bylinné přípravky, vitamíny nebo doplňky stravy, které mohou způsobit vysušení nebo citlivost pokožky.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Veľkosť:	161 x 161 x 44,5 mm
Váha:	110 g
Menovitý výkon:	5 W
Menovitý prúd:	1 A
Batéria:	3,7V polymér lítium-iónový
Kapacita batérie:	500 mAh
V cene:	saténová taška, USB kábel, návod na použitie

Zabezpečenie:

Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2-f1]:

1. Tlačidlo napájania
2. Ochranný kryt
3. Liečebná hlavica

Upozornenia a opatrenia:

- Neumiestňujte ani neskladujte zariadenie v blízkosti zdroja vody, ako je umývadlo alebo vaňa.
- Neponárajte zariadenie pod vodu.
- Nenechávajte zariadenie pripojené k sieti bez dozoru.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo napájací zdroj alebo ak nefunguje správne.
- Zariadenie používajte iba s dodaným napájacím káblom a napájacím zdrojom.
- Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pri práci so zariadením sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Po použití alebo pred čistením a údržbou zariadenie vypnite.
- Počas ošetrovania používajte podľa návodu vhodné ošetrojúce krémy.

Bezpečnostné pravidlá pri používaní:

1. Zariadenie používajte iba na určený účel, ako je popísané v tomto návode.
2. Prístroj nepoužívajte na očné viečka, zatvorené oči, ústa, uši, oblasť štítnej žľazy, prsia alebo pohlavné orgány. Zariadenie nepoužívajte v okolí očí alebo úst.
3. Ak počas používania zariadenia pocítite akékoľvek nepohodlie, okamžite ho prestaňte používať.

Ako použiť:

1. Pred prvým použitím sa uistite, že je batéria úplne nabitá.
 2. Pri nabíjaní zasuňte elektrický kábel do zástrčky nabíjačky a potom ho zapojte do bežnej domácej siete. Ak chcete produkt nabiť, zasuňte druhý koniec elektrického kábla do nabíjacieho otvoru v zariadení. Počas nabíjania LED indikátor svieti a po úplnom nabití batérie zhasne.
- Doba nabíjania zariadenia je približne 1,5 hodiny a doba prevádzky je približne 2,5 hodiny.

Tlačidlo napájania – zapnutie/vypnutie: Stlačením tlačidla POWER zapnete zariadenie a aktivujete režim modrého fotónového svetla.

Stlačením tlačidla POWER vypnete zariadenie

Informácie o slabej batérii: Keď je batéria zariadenia takmer vybitá, každé 2 sekundy bliká červené svetlo vedľa tlačidla.

Funkcia časovania: Funkcia časovania je 3 minúty (signál sa objaví každých 5 sekúnd).

Ako použiť:

1. Pred ošetrovaním si pleť dôkladne očistite.
2. Stlačením tlačidla napájania zapnete zariadenie.
3. Nasmerujte prístroj na oblasť postihnutú akné a skenujte ho päť sekúnd. Pohybujte prístrojom po celej ošetrovanej ploche a uistite sa, že sú postupne naskenované všetky časti postihnuté akné.
4. Stlačením tlačidla napájania vypnete zariadenie.
5. Vezmite primerané množstvo krému na starostlivosť o pleť a naneste ho rovnomerne na miesta

postihnuté akné. Jemne masírujte produkt po celej tvári.

6. Ošetrovaciu hlavicu prístroja očistite vlhkou handričkou alebo papierovou utierkou a nasadíte ochranný kryt.

Poznámka:

Odporúča sa vykonať náplastový test 24 hodín pred prvým použitím, aby ste sa uistili, že sa nevyskytnú žiadne nežiaduce reakcie. Zariadenie nepoužívajte na oči ani okolo nich.

Odporúčania pre použitie produktu:

- Ošetrovanie celej tváre trvá 3 minúty. Ak chcete skrátiť postup, zamerajte sa na konkrétne problémové oblasti. Doba liečby je u každého človeka iná.
- Na dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte prístroj 1-2 krát denne po dobu 1-2 týždňov.
- Pre dosiahnutie dlhotrvajúcich výsledkov po absolvovaní celej série ošetrovaní sa odporúča používať prístroj 2-4x mesačne alebo podľa potreby.

Varovania:

- Zariadenie nepoužívajte, ak máte implantovaný kardiostimulátor alebo interný defibrilátor.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti kovové implantáty, napríklad zlaté nite. To však neplatí pre výplne či zubné implantáty.
- Zariadenie nepoužívajte, ak vám bola diagnostikovaná rakovina, v minulosti ste mali rakovinu, najmä rakovinu kože, alebo ak máte prekancerózne lézie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak trpíte vážnymi zdravotnými problémami, ako sú srdcové problémy.
- Zariadenie by nemali používať tehotné alebo dojčiace ženy.
- Zariadenie nepoužívajte, ak trpíte imunosupresívnymi ochoreniami, ako je AIDS, alebo užívate imunosupresívne lieky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti nejaké ochorenie vyvolané teplotou, ako je recidivujúci herpes simplex.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti aktívne kožné ochorenia, ako sú (okrem iného) vrede, psoriáza, ekzém alebo vyrážka.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste v minulosti mali keloidné jazvy problémy so ztým hojením rán alebo citlivou pokožkou.
- Zariadenie nepoužívajte, ak ste v priebehu posledných troch mesiacov podstúpili operáciu, laserový resurfacing alebo hlboký chemický peeling v ošetrovanej oblasti alebo ešte stále podstupujete liečbu.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti trvalé výplne.
- Ak máte v ošetrovanej oblasti dočasné dermálne výplne, pred použitím zariadenia sa poraďte so svojim lekárom.
- Zariadenie nepoužívajte, ak bol do ošetrovanej oblasti počas posledných troch mesiacov aplikovaný botox.
- Zariadenie nepoužívajte, ak máte v ošetrovanej oblasti nejaké podozrivé lézie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak užívate lieky, bylinné prípravky, vitamíny alebo doplnky stravy, ktoré môžu spôsobiť vysušenie alebo citlivosť pokožky.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Velikost:	161 x 161 x 44,5 mm
Tehnica:	110 g
Nazivna moč:	5W
Nazivni tok:	1A
Baterija:	3,7 V polimerni litij-ionski
Kapaciteta baterije:	500 mAh
Vključeno:	satenasta torbica, USB kabel, navodila za uporabo

Varnost:

Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2-f1]:

1. Gumb za vklop
2. Zaščitni pokrov
3. Zdravilna glava

Opozorila in previdnostni ukrepi:

- Naprave ne postavljajte ali shranjujte v bližini vodnega vira, kot je umivalnik ali kopalna kad.
- Naprave ne potapljajte pod vodo.
- Naprave ne puščajte brez nadzora, povezane z omrežjem.
- Naprave ne uporabljajte, če je kabel ali napajalnik poškodovan ali ne deluje pravilno.
- Napravo uporabljajte samo s priloženim napajalnim kablom in napajalnikom.
- Napravo hranite izven dosega otrok.
- Poskrbite, da bodo vaše roke med uporabo naprave popolnoma suhe.
- Po uporabi ali pred čiščenjem in vzdrževanjem napravo izklopite.
- Med tretmajem v skladu z navodili uporabljajte ustrezne negovalne kreme.

Varnostna pravila za uporabo:

1. Napravo uporabljajte samo za predvideni namen, kot je opisano v tem priročniku.
2. Naprave ne uporabljajte na vekah, zaprtih očeh, ustih, ušesih, predelu ščitnice, prsih ali genitalijah.
- Naprave ne uporabljajte okoli oči ali ust.
3. Če med uporabo naprave čutite nelagodje, jo takoj prenehajte uporabljati.

Kako uporabiti:

1. Pred prvo uporabo se prepričajte, da je baterija popolnoma napolnjena.
2. Med polnjenjem vstavite električni kabel v vtič polnilnika in ga nato priključite na splošno gospodinjno napajanje. Za polnjenje izdelka vstavite drugi konec električnega kabla v odprtino za polnjenje v napravi. Med polnjenjem LED indikator oddaja svetlobo in ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena. Čas polnjenja naprave je približno 1,5 ure, čas delovanja pa približno 2,5 ure.

Gumb za vklop - Vkllop/izklop: Pritisnite gumb VKLOP, da vklopite napravo in aktivirate način modre fotonske svetlobe.

Pritisnite gumb POWER, da izklopite napravo

Informacije o nizki bateriji: Ko je baterija naprave skoraj prazna, rdeča lučka poleg gumba utripa vsaki 2 sekundi.

Funkcija merjenja časa: Funkcija merjenja časa je 3 minute (signal se prikaže enkrat na 5 sekund).

Kako uporabiti:

1. Pred tretmajem kožo temeljito očistite.
2. Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo.
3. Napravo usmerite na območje, prizadeto z aknami, in jo skenirajte pet sekund. Napravo premikajte po celotnem območju zdravljenja in se prepričajte, da so vsi deli, prizadeti z aknami, po vrsti skenirani.
4. Pritisnite gumb za vklop, da izklopite napravo.
5. Vzemite ustrezno količino kreme za nego kože in jo enakomerno nanesite na aknaste predele. Izdelek

nežno vmasirajte po celnem obrazu.

6. Zdravilno glavo naprave očistite z vlažno krpo ali papirnato brisačo in namestite zaščitno kapico.

Opomba:

Priporočljivo je, da 24 ur pred prvo uporabo izvedete test z obliži, da se prepričate, da se ne pojavijo neželjeni učinki. Naprave ne uporabljajte na očeh ali okoli njih.

Priporočila za uporabo izdelka:

- Nega celotnega obraza traja 3 minute. Če želite skrajšati postopek, se osredotočite na določena problematična področja. Čas zdravljenja je za vsako osebo drugačen.
- Za doseganje optimalnih rezultatov uporabljajte napravo 1-2 krat dnevno 1-2 tedna.
- Za doseganje dolgotrajnih rezultatov po zaključeni celotni seriji tretmajev je priporočljiva uporaba aparata 2-4 krat mesečno oziroma po potrebi.

Opozorila:

- Naprave ne uporabljajte, če imate vsajen srčni spodbujevalnik ali notranji defibrilator.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja kovinske vsadke, kot so zlate niti. Vendar to ne velja za zalivke ali zobne vsadke.
- Naprave ne uporabljajte, če ste zboleli za rakom, če ste imeli raka v preteklosti, zlasti kožnega raka, ali če imate predrakave spremembe.
- Naprave ne uporabljajte, če imate resne zdravstvene težave, kot so težave s srcem.
- Naprave ne smejo uporabljati nosečnice in doječe matere.
- Naprave ne uporabljajte, če imate imunosupresivne bolezni, kot je AIDS, ali jemljete imunosupresivna zdravila.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja katero koli bolezen, ki jo povzroča toplota, kot je ponavljajoči se herpes simpleks.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja kakršna koli aktivna kožna stanja, kot so (vendar ne omejeno na) razjede, luskavica, ekcem ali izpuščaj.
- Naprave ne uporabljajte, če ste imeli v preteklosti keloidne brazgotine težave s slabim celjenjem ran ali občutljivo kožo.
- Naprave ne uporabljajte, če ste imeli v zadnjih treh mesecih operacijo, lasersko preplastitev ali globoki kemični piling na območju zdravljenja ali če še vedno poteka zdravljenje.
- Naprave ne uporabljajte, če imate na območju zdravljenja trajna polnila.
- Če imate na območju zdravljenja začasna dermalna polnila, se pred uporabo pripomočka posvetujte z zdravnikom.
- Naprave ne uporabljajte, če je bil v zadnjih treh mesecih na predelu zdravljenja apliciran botoks.
- Naprave ne uporabljajte, če imate sumljive lezije na območju zdravljenja.
- Naprave ne uporabljajte, če jemljete zdravila, zeliščna zdravila, vitamine ali prehranska dopolnila, ki lahko povzročijo suho ali občutljivo kožo.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Suurus:	161x161x44,5 mm
Kaalud:	110 g
Hinnatud jõud:	5W
Nimivool:	1A
Aku:	3,7 V polümeeri liitiumioon
Aku mahutavus:	500 mAh
Sisaldab:	satiinkott, USB-kaabel, kasutusjuhend

Turvalisus:

Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülj 2-f1]:

1. Toitenupp
2. Kaitsekate
3. Ravipea

Hoiatused ja ettevaatusabinõud:

- Ärge asetage ega hoidke seadet veeallika, näiteks kraanikausi või vanni lähedal.
- Ärge kastke seadet vee alla.
- Ärge jätke võrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet, kui juhe või toiteallikas on kahjustatud või ei tööta korralikult.
- Kasutage seadet ainult kaasasoleva toitejuhtme ja toiteallikaga.
- Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
- Veenduge, et teie käed on seadmega töötades täiesti kuivad.
- Lülitage seade pärast kasutamist või enne puhastamist ja hooldust välja.
- Kasuta hoolduse ajal vastavalt juhendile vastavaid hoolduskreeme.

Kasutamise ohutusreeglid:

1. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel, nagu on kirjeldatud selles juhendis.
2. Ärge kasutage seadet silmalaugudel, suletud silmadel, suul, kõrvadel, kilpnäärme piirkonnas, rindadel ega suguelunditel. Ärge kasutage seadet silmade või suu ümbruses.
3. Kui tunnete seadme kasutamise ajal ebamugavust, lõpetage kohe selle kasutamine.

Kuidas kasutada:

1. Enne esmakordset kasutamist veenduge, et aku on täielikult laetud.
 2. Laadimisel sisestage elektrijuhe laadija pistikupessa ja seejärel ühendage see üldise majapidamise toiteallikaga. Toote laadimiseks sisestage elektrikaabli teine ots seadme laadimisavasse. Laadimise ajal kiirgab LED-indikaator valgust ja lülitub välja, kui aku on täielikult laetud.
- Seadme laadimisaeg on ligikaudu 1,5 tundi ja tööaeg ligikaudu 2,5 tundi.

Toitenupp – sisse/välja: seadme sisselülitamiseks ja sinise footonvalguse režiimi aktiveerimiseks vajutage TOITE nuppu.

Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu POWER

Teave tühja aku kohta: kui seadme aku on tühi, vilgub nupu kõrval olev punane tuli iga 2 sekundi järel.

Ajastusfunktsioon: Ajastusfunktsioon on 3 minutit (signaal ilmub iga 5 sekundi järel).

Kuidas kasutada:

1. Enne hooldust puhasta nahk põhjalikult.
2. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu.
3. Suunake seade akne kahjustatud alale ja skannige seda viis sekundit. Liigutage seadet üle kogu ravipiirkonna, veendudes, et kõik akne kahjustatud osad skannitakse kordamööda.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage toitenuppu.
5. Võtke sobiv kogus nahahoolduskreemi ja kandke see ühtlaselt aknest kahjustatud piirkondadele. Masseerige toodet õrnalt üle kogu näo.

6. Puhastage seadme ravipea niiske lapiga või paberrätikuga ja pange peale kaitsekork.

Märkus:

Soovitav on teha plaastri test 24 tundi enne esmakordset kasutamist, et tagada kõrvaltoimete puudumine. Ärge kasutage seadet silmadel ega nende ümbruses.

Soovitused toote kasutamiseks:

- Hooldus kogu näole kestab 3 minutit. Protseduuri lühendamiseks keskenduge konkreetsetele probleemsetele piirkondadele. Ravi kestus on iga inimese jaoks erinev.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage seadet 1-2 korda päevas 1-2 nädala jooksul.
- Pikaajaliste tulemuste saavutamiseks pärast täishooldusseeria läbimist on soovitatav seadet kasutada 2-4 korda kuus või vastavalt vajadusele.

Hoiatused:

- Ärge kasutage seadet, kui teil on implanteeritud südamestimulaator või sisemine defibrillaator.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on raviaal metallist implantaadid, näiteks kuldnööd. See aga ei kehti täidiste ega hambaimplantaatide kohta.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on diagnoositud vähk, kui teil on varem olnud vähk, eriti nahavähk, või kui teil on vähieelsed kahjustused.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on tõsine haigusseisund, näiteks südameprobleemid.
- Seadet ei tohi kasutada rasedad ega imetavad naised.
- Ärge kasutage seadet, kui põete immunosupressiivseid haigusi (nt AIDS) või kasutate immunosupressiivseid ravimeid.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on ravipiirkonnas kuumusest stimuleeritud haigus, näiteks korduv herpes simplex.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on ravipiirkonnas aktiivsed nahahaigused, nagu (kuid mitte ainult) haavandid, psoriaas, ekseem või lööve.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on varem olnud keloidseid arme haavade halva paranemise või tundliku naha probleemid.
- Ärge kasutage seadet, kui teile on viimase kolme kuu jooksul tehtud ravipiirkonnas operatsioon, laserlihvimine või sügav keemiline koorimine või kui teil on veel ravi.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on raviaalal püsivaid täiteaineid.
- Kui teil on ravipiirkonnas ajutisi nahatäiteaineid, pidage enne seadme kasutamist nõu oma arstiga.
- Ärge kasutage seadet, kui Botoxi on ravipiirkonda manustatud viimase kolme kuu jooksul.
- Ärge kasutage seadet, kui teil on ravipiirkonnas kahtlaseid kahjustusi.
- Ärge kasutage seadet, kui kasutate ravimeid, taimseid ravimeid, vitamiine või toidulisandeid, mis võivad põhjustada naha kuivamist või hellust.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f2]:

- www.beautifyly.eu
- www.youtube.com/beautifyly

Dydis:	161x161x44,5 mm
Svarstyklės:	110 g
Vardinė galia:	5W
Nominali srovė:	1A
Baterija:	3,7 V polimero ličio jonų
Baterijos talpa:	500 mAh
Įskaitant:	satino maišelis, USB laidas, naudojimo instrukcija

Saugumas:

Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [puslapis 2-f1]:

1. Maitinimo mygtukas
2. Apsauginis dangtelis
3. Gydyimo galvutė

Įspėjimai ir atsargumo priemonės:

- Nestatykite ir netaikykite prietaiso šalia vandens šaltinio, pvz., kriauklės ar vonios.
- Nenardinkite prietaiso po vandeniu.
- Nepalikite prie tinklo prijungto įrenginio be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas laidas arba maitinimo šaltinis arba jis tinkamai neveikia.
- Prietaisą naudokite tik su pridėdamu maitinimo laidu ir maitinimo šaltiniu.
- Prietaisą laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Kai naudojate prietaisą, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra visiškai sausos.
- Išjunkite prietaisą po naudojimo arba prieš valydami ir prižiūradami.
- Laikydami instrukcijų, gydymo metu naudokite tinkamus priežiūros kremus.

Naudojimo saugos taisyklės:

1. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip aprašyta šiame vadove.
2. Nenaudokite prietaiso ant vokų, užmerktų akių, burnos, ausų, skyd liaukės srities, krūtų ar lytinių organų.
3. Nenaudokite prietaiso aplink akis ar burną.
3. Jei naudodamiesi įrenginiu jaučiate diskomfortą, nedelsdami nustokite jį naudoti.

Kaip naudoti:

1. Prieš pirmą kartą naudodami įsitikinkite, kad baterija yra visiškai įkrauta.
2. Įkraudami įkiškite elektros laidą į įkroviklio kištuką ir tada prijunkite jį prie bendrojo namų maitinimo šaltinio. Norėdami įkrauti gaminį, kitą elektros laido galą įkiškite į prietaiso įkrovimo angą. Įkrovimo metu LED indikatorius skleidžia šviesą ir išsijungia, kai baterija visiškai įkraunama.
- Prietaiso įkrovimo laikas yra maždaug 1,5 valandos, o veikimo laikas - maždaug 2,5 valandos.

Maitinimo mygtukas – įjungimas/išjungimas: paspauskite MAITINIMO mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį ir suaktyvintumėte mėlynos fotonų šviesos režimą.

Paspauskite POWER mygtuką, kad išjungtumėte įrenginį

Informacija apie senkančią bateriją: kai įrenginio akumuliatorius išsikrauna, raudona lemputė šalia mygtuko mirksi kas 2 sekundes.

Laiko nustatymo funkcija: Laiko nustatymo funkcija yra 3 minutės (signalas pasirodo kartą per 5 sekundes).

Kaip naudoti:

1. Prieš procedūrą kruopščiai nuvalykite odą.
2. Paspauskite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį.
3. Nukreipkite prietaisą į spuogų pažeistą vietą ir penkias sekundes nuskaitykite. Perkelkite prietaisą per visą gydymo sritį ir įsitikinkite, kad visos spuogų paveiktos dalys yra nuskaitytos paeiliui.
4. Norėdami išjungti įrenginį, paspauskite maitinimo mygtuką.

5. Paimkite atitinkamą kiekį odos priežiūros kremo ir tolygiai užtepkite ant spuogų pažeistų vietų. Švelniai masažuokite gaminį per visą veidą.

6. Nuvalykite prietaiso gydymo galvutę drėgnu skudurėliu arba popieriniu rankšluosčiu ir uždėkite apsauginį dangtelį.

Pastaba:

Pleistro testą rekomenduojama atlikti likus 24 valandoms iki pirmojo panaudojimo, kad įsitikintumėte, jog neatsiranda nepageidaujamų reakcijų. Nenaudokite prietaiso ant akių ar aplink akis.

Priemonės naudojimo rekomendacijos:

- Procedūra visam veidui trunka 3 minutes. Norėdami sutrumpinti procedūrą, sutelkite dėmesį į konkrečias problemines sritis. Gydymo laikas kiekvienam žmogui yra skirtingas.
- Norėdami pasiekti optimalių rezultatų, prietaisą naudokite 1-2 kartus per dieną 1-2 savaites.
- Norint pasiekti ilgalaikių rezultatų, atlikus visą procedūrą seriją, aparatą rekomenduojama naudoti 2-4 kartus per mėnesį arba pagal poreikį.

Įspėjimai:

- Nenaudokite prietaiso, jei turite implantuotą širdies stimuliatorių arba vidinį defibriliatorių.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje turite metalinių implantų, pvz., aukso siūlę. Tačiau tai netaikoma plomboms ar dantų implantams.
- Nenaudokite prietaiso, jei jums buvo diagnozuotas vėžys, anksčiau sirgote vėžiu, ypač odos vėžiu, arba turite ikivėžinių pakitimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei turite rimtų sveikatos sutrikimų, pvz., širdies problemų.
- Prietaiso neturėtų naudoti nėščios arba krūtimi maitinančios moterys.
- Nenaudokite prietaiso, jei sergate imunosupresinėmis ligomis, pvz., AIDS, arba vartojate imunosupresinius vaistus.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje sergate karščiui sukelta liga, pvz., pasikartojančia herpes simplex.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje turite kokių nors aktyvių odos ligų, pvz., opų, psoriazės, egzemos ar bėrimų (bet tuo neapsiribojant).
- Nenaudokite prietaiso, jei praityje turėjote keloidinių randų blogo žaizdų gijimo ar jautrios odos problemas.
- Nenaudokite prietaiso, jei per pastaruosius tris mėnesius buvo atlikta chirurginė intervencija, atliktas lazerinis paviršiaus padengimas arba gilus cheminis šveitimas gydymo vietoje arba jūs vis dar gydotės.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo srityje turite nuolatinių užpildų.
- Jei gydymo srityje turite laikinų odos užpildų, prieš naudodami prietaisą pasitarkite su gydytoju.
- Nenaudokite prietaiso, jei Botox buvo vartojamas gydymo vietoje per pastaruosius tris mėnesius.
- Nenaudokite prietaiso, jei gydymo zonoje yra įtartinų pažeidimų.
- Nenaudokite prietaiso, jei vartojate vaistus, vaistažoles, vitaminus ar maisto papildus, dėl kurių oda gali išsausėti arba išssausėti.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f2]:

– www.beautifly.eu

– www.youtube.com/beautiflyeu

Izmērs:	161x161x44,5 mm
Svari:	110g
Nominālā jauda:	5 W
Nominālā strāva:	1A
Akumulators:	3,7 V litija jonu polimērs
Akumulatora ietilpība:	500 mAh
Iekļauts:	satīna soma, USB kabelis, lietošanas instrukcija

Drošība:

Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [lapa 2-f1]:

1. Barošanas poga
2. Aizsargpārvalks
3. Ārstēšanas galva

Brīdinājumi un piesardzības pasākumi:

- Nenovietojiet un neuzglabājiet ierīci ūdens avota, piemēram, izlietnes vai vannas, tuvumā.
- Neiegremdējiet ierīci zem ūdens.
- Neatstājiet tīklam pievienoto ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet ierīci, ja vads vai barošanas avots ir bojāts vai nedarbojas pareizi.
- Izmantojiet ierīci tikai ar komplektācijā iekļauto strāvas vadu un barošanas avotu.
- Glabājiet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Strādājot ar ierīci, pārliecinieties, vai rokas ir pilnīgi sausas.
- Izslēdziet ierīci pēc lietošanas vai pirms tīrīšanas un apkopes.
- Procedūras laikā saskaņā ar instrukcijām lietojiet atbilstošus kopšanas krēmus.

Lietošanas drošības noteikumi:

1. Lietojiet ierīci tikai paredzētajam mērķim, kā aprakstīts šajā rokasgrāmatā.
2. Nelietojiet ierīci uz plakstiņiem, aizvērtām acīm, mutē, ausīm, vaigogdziedzera zonā, krūtīm vai dzimumorgāniem. Nelietojiet ierīci ap acīm vai muti.
3. Ja ierīces lietošanas laikā jūtat diskomfortu, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu.

Kā izmantot:

1. Pirms pirmās lietošanas pārliecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
 2. Uzlādējot, lūdzu, ievietojiet elektrisko vadu lādētāja kontaktakšā un pēc tam pievienojiet to vispārējam māsaiņniecības barošanas avotam. Lai uzlādētu izstrādājumu, ievietojiet otru elektriskā kabeļa galu ierīces uzlādes atverē. Uzlādes laikā LED indikators izstaro gaismu un izslēdzas, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.
- Ierīces uzlādes laiks ir aptuveni 1,5 stundas un darbības laiks ir aptuveni 2,5 stundas.

Barošanas poga — ieslēgšana/izslēgšana: nospiediet IESLĒGŠANAS pogu, lai ieslēgtu ierīci un aktivizētu zilas fotonu gaismas režīmu.

Nospiediet POWER pogu, lai izslēgtu ierīci

Informācija par zemu akumulatora uzlādes līmeni: kad ierīces akumulatora uzlādes līmenis ir zems, sarkanā gaisma blakus pogai mirgo ik pēc 2 sekundēm.

Laika noteikšanas funkcija: Laika funkcija ir 3 minūtes (signāls parādās reizi 5 sekundēs).

Kā izmantot:

1. Pirms procedūras rūpīgi notīriet ādu.
2. Nospiediet barošanas pogu, lai ieslēgtu ierīci.
3. Pavērsiet ierīci pret pūtītes skarto zonu un skenējiet to piecas sekundes. Pārvietojiet ierīci pa visu apstrādes zonu, pārliecinoties, ka visas pūtītes skartās daļas tiek skenētas pēc kārtas.
4. Nospiediet barošanas pogu, lai izslēgtu ierīci.

5. Papemiet atbilstošu daudzumu ādas kopšanas krēma un vienmērīgi uzklājiet to uz pinnes skartajām vietām. Maigi iemasējiet produktu pa visu seju.

6. Notīriet ierīces apstrādes galviņu ar mitru drānu vai papīra dvieli un uzlieciet aizsargvāciņu.

Piezīme:

Plākstera testu ieteicams veikt 24 stundas pirms pirmās lietošanas, lai pārliecinātos, ka nenotiek nevēlamas reakcijas. Neizmantojiet ierīci uz acīm vai ap tām.

Ieteikumi produkta lietošanai:

- Procedūra visai sejai ilgst 3 minūtes. Lai saīsinātu procedūru, koncentrējieties uz konkrētām problēmu jomām. Ārstēšanas laiks katram cilvēkam ir atšķirīgs.
- Lai sasniegtu optimālus rezultātus, izmantojiet ierīci 1-2 reizes dienā 1-2 nedēļas.
- Lai sasniegtu ilgstošus rezultātus pēc pilnas procedūru sērijas pabeigšanas, ierīci ieteicams lietot 2-4 reizes mēnesī vai pēc nepieciešamības.

Brīdinājumi:

- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir implantēts elektrokardiostimulators vai iekšējais defibrilators.
- Nelietojiet ierīci, ja jums ir metāla implantī, piemēram, zelta pavedieni ārstēšanas zonā. Tomēr tas neattiecas uz plombām vai zobu implantiem.
- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir diagnosticēts vēzis, agrāk ir bijis vēzis, īpaši ādas vēzis, vai ir pirmsvēža bojājumi.
- Neizmantojiet ierīci, ja Jums ir nopietnas veselības problēmas, piemēram, sirds problēmas.
- Ierīci nedrīkst lietot grūtnieces vai sievietes, kas baro bērnu ar krūti.
- Neizmantojiet ierīci, ja ciešat no imūnsupresīvām slimībām, piemēram, AIDS, vai lietojat imūnsupresīvus medikamentus.
- Neizmantojiet ierīci, ja ārstēšanas zonā ir kāda karstuma izraisīta slimība, piemēram, recidivējoša herpes simplex.
- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir kādi aktīvi ādas stāvokļi ārstēšanas zonā, piemēram, (bet ne tikai) čūlas, psoriāze, ekzēma vai izsitumi.
- Nelietojiet ierīci, ja jums agrāk ir bijušas keloīdu rētas problēmas ar sliktu brūču dzīšanu vai jutīgu ādu.
- Neizmantojiet ierīci, ja pēdējo trīs mēnešu laikā Jums ir bijusi operācija, lāzera seguma atjaunošana vai dziļš ķīmiskais pīlings apstrādājamajā zonā vai joprojām tiek veikta ārstēšana.
- Neizmantojiet ierīci, ja jums ir pastāvīgi pildvielas apstrādes zonā.
- Ja apstrādājamajā zonā ir pagaidu dermas pildvielas, pirms ierīces lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.
- Nelietojiet ierīci, ja Botox ir ievadīts ārstēšanas zonā pēdējo trīs mēnešu laikā.
- Neizmantojiet ierīci, ja apstrādājamajā zonā ir aizdomīgi bojājumi.
- Neizmantojiet ierīci, ja lietojat medikamentus, augu izcelsmes līdzekļus, vitamīnus vai uztura bagātinātājus, kas var izraisīt jūsu ādas sausumu vai jutīgumu.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Méret:	161x161x44,5 mm
Mérleg:	110g
Névleges teljesítmény:	5W
Névleges áram:	1A
Akkumulátor:	3,7 V polimer lítium-ion
Akkumulátor-kapacitás:	500 mAh
Beleértve:	szatén táska, USB kábel, használati útmutató

Biztonság:

A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2-f1 oldal]:

1. Bekapcsológomb
2. Védőburkolat
3. Kezelőfej

Figyelmeztetések és óvintézkedések:

- Ne helyezze vagy tárolja a készüléket vízforrás, például mosogató vagy fürdőkád közelében.
- Ne merítse a készüléket víz alá.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a hálózatra csatlakoztatott eszközt.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a tápegység sérült vagy nem működik megfelelően.
- A készüléket csak a mellékelt tápkábelrel és tápegységgel használja.
- Tartsa a készüléket gyermekektől távol.
- Győződjön meg arról, hogy kezei teljesen szárazak a készülék használata közben.
- Használat után, illetve tisztítás és karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket.
- A kezelés során az utasításoknak megfelelően használjon megfelelő ápoló krémeket.

Használati biztonsági szabályok:

1. A készüléket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésének megfelelően használja.
2. Ne használja a készüléket a szemhéjon, csukott szemem, szájon, fülön, pajzsmirigy környékén, mellen vagy nemi szerveken. Ne használja a készüléket a szem vagy a száj környékén.
3. Ha bármilyen kényelmetlenséget érez a készülék használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.

Hogyan kell használni:

1. Az első használat előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
2. Töltés közben csatlakoztassa az elektromos vezetéket a töltő csatlakozójába, majd csatlakoztassa az általános háztartási áramforráshoz. A termék töltéséhez dugja be az elektromos kábel másik végét a készülék töltőnyílásába. Töltés közben a LED jelzőfény világít, és kialszik, ha az akkumulátor teljesen feltöltődött.

A készülék töltési ideje hozzávetőlegesen 1,5 óra, működési ideje kb. 2,5 óra.

Bekapcsológomb - Be/Ki: Nyomja meg a POWER gombot a készülék bekapcsolásához és a kék fotonfény mód aktiválásához.

Nyomja meg a POWER gombot a készülék kikapcsolásához

Alacsony akkumulátor-információ: Ha a készülék akkumulátora alacsony, a gomb melletti piros fény 2 másodpercenként felvillan.

Időzítés funkció: Az időzítés funkció 3 perc (a jel 5 másodpercenként egyszer jelenik meg).

Hogyan kell használni:

1. A kezelés előtt alaposan tisztítsa meg bőrét.
2. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához.
3. Irányítsa a készüléket az akné által érintett területre, és vizsgálja meg öt másodpercig. Mozgassa a készüléket a teljes kezelési területen, ügyelve arra, hogy az összes aknés részt felváltva szkennelje be.

4. Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék kikapcsolásához.
5. Vegyünk megfelelő mennyiségű bőrápoló krémet, és egyenletesen vigyük fel az aknés területekre. Gyengéden masszírozza be a terméket az egész arcába.
6. Tisztítsa meg a készülék kezelőfejét nedves ruhával vagy papírtörülkövel, és helyezze rá a védőkupakot.

Megjegyzés:

Javasoljuk, hogy az első használat előtt 24 órával végezzen tapaszt tesztet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem fordul elő mellékhatás. Ne használja a készüléket a szemén vagy a szem környékén.

Javaslatok a termék használatához:

- A teljes arckezelés 3 percig tart. Az eljárás lerövidítéséhez összpontosítson bizonyos problémás területekre. A kezelési idő személyenként eltérő.
- Az optimális eredmény elérése érdekében használja a készüléket napi 1-2 alkalommal 1-2 héten keresztül.
- A teljes kezeléssorozat elvégzése után hosszan tartó eredmény elérése érdekében a készüléket havi 2-4 alkalommal, vagy szükség szerint javasolt használni.

Figyelmeztetések:

- Ne használja a készüléket, ha beültetett szívritmus-szabályozója vagy belső defibrillátora van.
- Ne használja a készüléket, ha fém implantátumai, például aranyszálai vannak a kezelési területen. Ez azonban nem vonatkozik a tömésekre vagy a fogászati implantátumokra.
- Ne használja a készüléket, ha rákot diagnosztizáltak, korábban rákos volt, különösen bőrrák, vagy rákmegelőző elváltozásai vannak.
- Ne használja a készüléket, ha súlyos egészségügyi problémái vannak, például szívproblémák.
- A készüléket nem használhatják terhes vagy szoptató nők.
- Ne használja a készüléket, ha immunszuppresszív betegségben, például AIDS-ben szenved, vagy immunszuppresszív gyógyszereket szed.
- Ne használja a készüléket, ha a kezelési területen hő által gerjesztett betegség van, például visszatérő herpes simplex.
- Ne használja a készüléket, ha aktív bőrbetegsége van a kezelési területen, például (de nem kizárólagosan) fekélyek, pikkelysömör, ekcéma vagy kiütések.
- Ne használja a készüléket, ha korábban keloid hegei voltak rossz sebgyógyulás vagy érzékeny bőr problémái.
- Ne használja a készüléket, ha az elmúlt három hónapban műtéten, lézeres újrafelújításon vagy mély kémiai peelingben esett át a kezelt területen, vagy ha még kezelés alatt áll.
- Ne használja a készüléket, ha állandó töltőanyagai vannak a kezelési területen.
- Ha a kezelési területen ideiglenes töltőanyagok vannak, a készülék használata előtt konzultáljon orvosával.
- Ne használja a készüléket, ha az elmúlt három hónapban Botoxot alkalmaztak a kezelt területen.
- Ne használja a készüléket, ha gyanús elváltozások vannak a kezelési területen.
- Ne használja a készüléket, ha olyan gyógyszereket, gyógynövényeket, vitaminokat vagy étrend-kiegészítőket szed, amelyek bőre kiszáradását vagy érzékenységet okozhatják.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Mărimrea:	161x161x44,5mm
Balanta:	110 g
Putere nominală:	5W
Curent nominal:	1A
Baterie:	3,7 V polimer litiu ion
Capacitatea bateriei:	500mAh
Inclus:	geanta din satin, cablu USB, manual de utilizare

Securitate:

Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2-f1]:

1. Buton de pornire
2. Husa de protecție
3. Cap de tratament

Avertismente și precauții:

- Nu așezați și nu depozitați dispozitivul lângă o sursă de apă, cum ar fi o chiuvetă sau o cadă.
- Nu scufundați dispozitivul sub apă.
- Nu lăsați dispozitivul conectat la rețea nesupravegheat.
- Nu utilizați dispozitivul dacă cablul sau sursa de alimentare sunt deteriorate sau nu funcționează corect.
- Utilizați dispozitivul numai cu cablul de alimentare și sursa de alimentare incluse.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.
- Asigurați-vă că mâinile sunt complet uscate când utilizați dispozitivul.
- Opriti dispozitivul după utilizare sau înainte de curățare și întreținere.
- Conform instrucțiunilor, folosiți creme de îngrijire adecvate în timpul tratamentului.

Reguli de siguranță pentru utilizare:

1. Utilizați dispozitivul numai în scopul pentru care este descris în acest manual.
2. Nu utilizați dispozitivul pe pleoape, ochii închiși, gură, urechi, zona glandei tiroide, sâni sau organe genitale. Nu utilizați dispozitivul în jurul ochilor sau gurii.
3. Dacă simțiți vreun disconfort în timp ce utilizați dispozitivul, încetați imediat să îl utilizați.

Cum se utilizează:

1. Înainte de prima utilizare, asigurați-vă că bateria este complet încărcată.
 2. Când încărcați, vă rugăm să introduceți firul electric în mufa încărcătorului și apoi conectați-l la sursa generală de alimentare de uz casnic. Pentru a încărca produsul, introduceți celălalt capăt al cablului electric în orificiul de încărcare din dispozitiv. În timpul încărcării, indicatorul LED emite lumină și se stinge când bateria este complet încărcată.
- Tempul de încărcare a dispozitivului este de aproximativ 1,5 ore, iar timpul de funcționare este de aproximativ 2,5 ore.

Buton de pornire - Pornit/Oprit: Apăsati butonul de pornire pentru a porni dispozitivul și a activa modul de lumină fonică albastră.

Apăsati butonul POWER pentru a opri dispozitivul

Informații despre bateria scăzută: când bateria dispozitivului este descărcată, ledul roșu de lângă buton clipește la fiecare 2 secunde.

Funcția de cronometrare: Funcția de cronometrare este de 3 minute (semnalul apare o dată la 5 secunde).

Cum se utilizează:

1. Înainte de tratament, curățați-vă bine pielea.
2. Apăsati butonul de pornire pentru a porni dispozitivul.
3. Îndreptați dispozitivul spre zona afectată de acnee și scanați timp de cinci secunde. Mutați dispozitivul pe întreaga zonă de tratament, asigurându-vă că toate părțile afectate de acnee sunt scanate pe rând.

4. Apăsați butonul de pornire pentru a opri dispozitivul.
5. Luați o cantitate adecvată de cremă de îngrijire a pielii și aplicați-o uniform pe zonele afectate de acnee. Masați ușor produsul pe toată fața.
6. Curățați capul de tratament al dispozitivului cu o cârpă umedă sau un prosop de hârtie și aplicați capacul de protecție.

Notă:

Se recomandă efectuarea unui test de plasture cu 24 de ore înainte de prima utilizare pentru a vă asigura că nu apar reacții adverse. Nu utilizați dispozitivul pe sau în jurul ochilor.

Recomandări de utilizare a produsului:

- Tratamentul pentru întreaga față durează 3 minute. Pentru a scurta procedura, concentrați-vă pe anumite zone problematice. Timpul de tratament este diferit pentru fiecare persoană.
- Pentru a obține rezultate optime, utilizați aparatul de 1-2 ori pe zi timp de 1-2 săptămâni.
- Pentru a obține rezultate de lungă durată după finalizarea întregii serii de tratamente, se recomandă utilizarea aparatului de 2-4 ori pe lună sau la nevoie.

Avertizări:

- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți implantat un stimulator cardiac sau un defibrilator intern.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți implanturi metalice, cum ar fi fire de aur, în zona de tratament. Totuși, acest lucru nu se aplică obturațiilor sau implanturilor dentare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ați fost diagnosticat cu cancer, ați avut cancer în trecut, în special cancer de piele, sau aveți leziuni precanceroase.
- Nu utilizați aparatul dacă suferiți de afecțiuni medicale grave, cum ar fi probleme cardiace.
- Aparatul nu trebuie utilizat de femeile însărcinate sau care alăptează.
- Nu utilizați aparatul dacă suferiți de boli imunosupresoare, cum ar fi SIDA, sau luați medicamente imunosupresoare.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți vreo boală stimulată de căldură în zona de tratament, cum ar fi herpes simplex recurent.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți vreo afecțiune activă a pielii în zona de tratament, cum ar fi (dar fără a se limita la) ulcere, psoriazis, eczeme sau erupții cutanate.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ați avut cicatrici cheloide în trecut probleme de vindecare proastă a rănilor sau piele sensibilă.
- Nu utilizați dispozitivul dacă ați suferit o intervenție chirurgicală, resurfacing cu laser sau peeling chimic profund în zona de tratament în ultimele trei luni sau sunteți încă în curs de tratament.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți materiale de umplere permanente în zona de tratament.
- Dacă aveți materiale de umplere dermică temporară în zona de tratament, consultați medicul înainte de a utiliza dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul dacă Botox a fost administrat în zona de tratament în ultimele trei luni.
- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți leziuni suspecte în zona de tratament.
- Nu utilizați aparatul dacă luați medicamente, remedii pe bază de plante, vitamine sau suplimente alimentare care vă pot face pielea să devină uscată sau sensibilă.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Размер:	161x161x44,5 мм
Вес:	110г
Номинальная мощность:	5 Вт
Номинальный ток:	1А
Батарея:	3,7 В полимерный литий-ионный
Емкость батареи:	500 мАч
Включено:	атласный чехол, USB-кабель, руководство пользователя.

Безопасность:

Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [стр. 2-1]:

1. Кнопка питания
2. Защитная крышка
3. Лечебная головка

Предупреждения и меры предосторожности:

- Не размещайте и не храните устройство рядом с источником воды, например раковиной или ванной.
- Не погружайте устройство под воду.
- Не оставляйте подключенное к сети устройство без присмотра.
- Не используйте устройство, если шнур или блок питания повреждены или не работают должным образом.
- Используйте устройство только с прилагаемым шнуром питания и блоком питания.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.
- При работе с устройством убедитесь, что ваши руки полностью сухие.
- Выключайте устройство после использования или перед чисткой и обслуживанием.
- Во время лечения согласно инструкции используйте соответствующие кремы по уходу.

Правила безопасности при использовании:

1. Используйте устройство только по назначению, как описано в данном руководстве.
2. Не используйте устройство на веках, закрытых глазах, рту, ушах, области щитовидной железы, груди или половых органах. Не используйте устройство вокруг глаз или рта.
3. Если вы почувствуете дискомфорт во время использования устройства, немедленно прекратите его использование.

Как использовать:

1. Перед первым использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен.
 2. При зарядке вставьте электрический провод в вилку зарядного устройства, а затем подключите его к бытовой электросети. Чтобы зарядить изделие, вставьте другой конец электрического кабеля в зарядное отверстие устройства. Во время зарядки светодиодный индикатор светится и гаснет, когда аккумулятор полностью заряжен.
- Время зарядки устройства составляет примерно 1,5 часа, время работы — примерно 2,5 часа.

Кнопка питания — вкл./выкл.: нажмите кнопку ПИТАНИЕ, чтобы включить устройство и активировать режим синего фотонного света.

Нажмите кнопку POWER, чтобы выключить устройство.

Информация о низком заряде батареи: когда батарея устройства разряжена, красный индикатор рядом с кнопкой мигает каждые 2 секунды.

Функция синхронизации: Функция синхронизации составляет 3 минуты (сигнал появляется каждые 5 секунд).

Как использовать:

1. Перед процедурой тщательно очистите кожу.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство.

3. Направьте устройство на пораженный прыщами участок и сканируйте его в течение пяти секунд. Перемещайте устройство по всей зоне лечения, следя за тем, чтобы все участки, пораженные прыщами, сканировались поочередно.
4. Нажмите кнопку питания, чтобы выключить устройство.
5. Возьмите необходимое количество крема для ухода за кожей и равномерно нанесите его на участки, пораженные прыщами. Аккуратно массируйте средство по всему лицу.
6. Очистите обрабатывающую головку устройства влажной тканью или бумажным полотенцем и наденьте защитный колпачок.

Примечание:

Рекомендуется провести патч-тест за 24 часа до первого использования, чтобы убедиться в отсутствии побочных реакций. Не используйте устройство на глазах или вокруг них.

Рекомендации по использованию продукта:

- Процедура для всего лица длится 3 минуты. Чтобы сократить процедуру, сосредоточьтесь на конкретных проблемных областях. Время лечения индивидуально для каждого человека.
- Для достижения оптимальных результатов используйте устройство 1–2 раза в день в течение 1–2 недель.
- Для достижения длительного результата после прохождения полного курса процедур рекомендуется использовать аппарат 2–4 раза в месяц или по мере необходимости.

Предупреждения:

- Не используйте устройство, если у вас есть имплантированный кардиостимулятор или внутренний дефибриллятор.
- Не используйте устройство, если в области лечения имеются металлические имплантаты, например золотые нити. Однако это не относится к пломбам или зубным имплантатам.
- Не используйте устройство, если у вас диагностирован рак, вы болели раком в прошлом, особенно раком кожи, или имеете предраковые поражения.
- Не используйте устройство, если у вас серьезные заболевания, например проблемы с сердцем.
- Устройство не следует использовать беременным и кормящим женщинам.
- Не используйте устройство, если вы страдаете иммунодепрессивными заболеваниями, такими как СПИД, или принимаете иммунодепрессанты.
- Не используйте устройство, если в зоне лечения имеется какое-либо заболевание, вызванное воздействием тепла, например, рецидивирующий простой герпес.
- Не используйте устройство, если у вас есть какие-либо активные кожные заболевания в зоне обработки, такие как (но не ограничиваясь ими) язвы, псориаз, экзема или сыпь.
- Не используйте устройство, если в прошлом у вас были келоидные рубцы проблемы плохого заживления ран или чувствительной кожи.
- Не используйте устройство, если в течение последних трех месяцев вы перенесли операцию, лазерную шлифовку или глубокий химический пилинг в области лечения или все еще проходите лечение.
- Не используйте устройство, если в зоне лечения установлены постоянные наполнители.
- Если у вас есть временные кожные наполнители в зоне лечения, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- Не используйте устройство, если в течение последних трех месяцев в область лечения вводили ботокс.
- Не используйте устройство, если у вас есть какие-либо подозрительные повреждения в области лечения.
- Не используйте устройство, если вы принимаете лекарства, растительные лекарственные средства, витамины или пищевые добавки, которые могут вызвать сухость или болезненность вашей кожи.

Дополнительная информация о компании и продукции [страница 2 - f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym:

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska.

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled.



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym oświadcza na swoją wyłączną odpowiedzialność, że powyższy produkt jest zgodny z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstwa. Państwa członkowskie w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz Dyrektywą 2011/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz Dyrektywą Delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z 2011 r. 31 marca 2015 r. zmienia załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie wykazu substancji objętych ograniczeniami.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of legislation, Member States in the field of electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EC of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 2011. On 31 March 2015, amends Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the list of restricted substances.